

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 4	11,1 - 28 mmol/l	1,3 %
		>>> 6	> 28 mmol/l	1,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 37	11,1 - 28 mmol/l	12 %
		>>> 28	> 28 mmol/l	8,8 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	11,1 - 28 mmol/l	0,63 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	> 28 mmol/l	0,31 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	1	2,81 - 11 mmol/l	0,31 %
		>>> 9	11,1 - 28 mmol/l	2,8 %
		>>> 4	> 28 mmol/l	1,3 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	> 28 mmol/l	4,4 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	11,1 - 28 mmol/l	0,63 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	> 28 mmol/l	6,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	11,1 - 28 mmol/l	0,63 %
		>>> 3	> 28 mmol/l	0,94 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 1	11,1 - 28 mmol/l	0,31 %
		>>> 11	> 28 mmol/l	3,4 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	11,1 - 28 mmol/l	0,31 %
		>>> 2	> 28 mmol/l	0,63 %
	(221) Erba Lachema LAURA	1	2,81 - 11 mmol/l	0,31 %
		>>> 12	11,1 - 28 mmol/l	3,8 %
		>>> 2	> 28 mmol/l	0,63 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 5	> 28 mmol/l	1,6 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 6	11,1 - 28 mmol/l	1,9 %
		>>> 6	> 28 mmol/l	1,9 %
	(224) Analyticon CombiScan	>>> 1	> 28 mmol/l	0,31 %
	(225) Dirui H-series	>>> 7	11,1 - 28 mmol/l	2,2 %
		>>> 12	> 28 mmol/l	3,8 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	1	2,81 - 11 mmol/l	0,31 %
		>>> 2	11,1 - 28 mmol/l	0,63 %
		>>> 14	> 28 mmol/l	4,4 %
	(229) LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	> 28 mmol/l	3,4 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 3	11,1 - 28 mmol/l	0,94 %
		>>> 22	> 28 mmol/l	6,9 %
	(998) Manuálně	>>> 9	11,1 - 28 mmol/l	2,8 %
		>>> 34	> 28 mmol/l	11 %
	(999) jiný systém	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	0,31 %
		>>> 4	11,1 - 28 mmol/l	1,3 %
		>>> 18	> 28 mmol/l	5,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 319 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	3,1 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 63	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	20 %
		> 2	2,81 - 11 mmol/l	0,63 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	0,63 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	0,31 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 12	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	3,8 %
		> 2	2,81 - 11 mmol/l	0,63 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 12	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	3,8 %
		> 2	2,81 - 11 mmol/l	0,63 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	0,31 %
		> 1	2,81 - 11 mmol/l	0,31 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 16	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	5,0 %
		> 4	2,81 - 11 mmol/l	1,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	0,31 %
		> 4	2,81 - 11 mmol/l	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 7	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	2,2 %
		> 5	2,81 - 11 mmol/l	1,6 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	0,63 %
		> 1	2,81 - 11 mmol/l	0,31 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 7	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	2,2 %
		> 8	2,81 - 11 mmol/l	2,5 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	0,94 %
		> 2	2,81 - 11 mmol/l	0,63 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 7	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	2,2 %
		> 5	2,81 - 11 mmol/l	1,6 %
	(224) Analyticon CombiScan	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	0,31 %
	(225) Dirui H-series	>>> 19	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	6,0 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 15	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	4,7 %
		> 2	2,81 - 11 mmol/l	0,63 %
	(229) LabUMat, LabUMat 2	>>> 6	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	1,9 %
		> 5	2,81 - 11 mmol/l	1,6 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 15	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	4,7 %
		> 10	2,81 - 11 mmol/l	3,1 %
	(998) Manuálně	>>> 26	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	8,2 %
		> 17	2,81 - 11 mmol/l	5,3 %
	(999) jiný systém	>>> 19	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	6,0 %
		> 4	2,81 - 11 mmol/l	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 319		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(263) Ketony

A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 2	1+, 2+	0,63 %
		>>> 8	3+, 4+	2,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 40	1+, 2+	13 %
		>>> 25	3+, 4+	7,8 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 1	1+, 2+	0,31 %
		>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	1+, 2+	0,31 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 8	1+, 2+	2,5 %
		>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 13	1+, 2+	4,1 %
		>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	1+, 2+	0,63 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	3+, 4+	6,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 4	1+, 2+	1,3 %
		>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 12	3+, 4+	3,8 %
		(220) 77 Elektronika HandUreader	2	Negativní, <= 0,5 mmol/l
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 2	1+, 2+	0,63 %
		>>> 1	3+, 4+	0,31 %
		1	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,31 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 12	1+, 2+	3,8 %
		>>> 2	3+, 4+	0,63 %
		>>> 1	1+, 2+	0,31 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 4	3+, 4+	1,3 %
		>>> 10	1+, 2+	3,1 %
	(224) Analyticon CombiScan	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
		>>> 1	1+, 2+	0,31 %
	(225) Dirui H-series	>>> 18	1+, 2+	5,6 %
		>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 17	1+, 2+	5,3 %
	(229) LabUMat, LabUMat 2	>>> 9	1+, 2+	2,8 %
		>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 22	1+, 2+	6,9 %
>>> 3		3+, 4+	0,94 %	
(998) Manuálně	1	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,31 %	
	>>> 33	1+, 2+	10 %	
	>>> 9	3+, 4+	2,8 %	
(999) jiný systém	6	Negativní, <= 0,5 mmol/l	1,9 %	
	>>> 11	1+, 2+	3,4 %	
	>>> 4	3+, 4+	1,3 %	
Celkem za vzorek: n = 319		Úspěšnost: 97 %		

B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní, <= 0,5 mmol/l	3,1 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 65	Negativní, <= 0,5 mmol/l	20 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,63 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,31 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/l	4,4 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/l	4,4 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,63 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	Negativní, <= 0,5 mmol/l	6,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	Negativní, <= 0,5 mmol/l	1,6 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 12	Negativní, <= 0,5 mmol/l	3,8 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 5	Negativní, <= 0,5 mmol/l	1,6 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní, <= 0,5 mmol/l	4,7 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 5	Negativní, <= 0,5 mmol/l	1,6 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 12	Negativní, <= 0,5 mmol/l	3,8 %
	(224) Analyticon CombiScan	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,31 %
	(225) Dirui H-series	>>> 19	Negativní, <= 0,5 mmol/l	6,0 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 17	Negativní, <= 0,5 mmol/l	5,3 %
	(229) LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	Negativní, <= 0,5 mmol/l	3,4 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 25	Negativní, <= 0,5 mmol/l	7,8 %
	(998) Manuálně	>>> 43	Negativní, <= 0,5 mmol/l	13 %
	(999) jiný systém	>>> 21	Negativní, <= 0,5 mmol/l	6,6 %
Celkem za vzorek: n = 319		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(264) Celková bílkovina

A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 2	0,51 - 2,5 g/l	0,63 %
		>>> 8	> 2,5 g/l	2,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	6	0,3 - 0,5 g/l	1,9 %
		>>> 39	0,51 - 2,5 g/l	12 %
		>>> 20	> 2,5 g/l	6,3 %
	(203) Arkray Aution MINI	1	0,3 - 0,5 g/l	0,31 %
		>>> 1	> 2,5 g/l	0,31 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	> 2,5 g/l	0,31 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 5	0,51 - 2,5 g/l	1,6 %
		>>> 9	> 2,5 g/l	2,8 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	1	Negativní, < 0,3 g/l	0,31 %
		3	0,3 - 0,5 g/l	0,94 %
		>>> 10	0,51 - 2,5 g/l	3,1 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	0,51 - 2,5 g/l	0,63 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 6	0,51 - 2,5 g/l	1,9 %
		>>> 14	> 2,5 g/l	4,4 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	0,51 - 2,5 g/l	0,31 %
		>>> 4	> 2,5 g/l	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 2	0,51 - 2,5 g/l	0,63 %
		>>> 10	> 2,5 g/l	3,1 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 4	> 2,5 g/l	1,3 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 10	0,51 - 2,5 g/l	3,1 %
		>>> 5	> 2,5 g/l	1,6 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 5	> 2,5 g/l	1,6 %
	(223) Iris iChem Velocity	1	0,3 - 0,5 g/l	0,31 %
		>>> 10	0,51 - 2,5 g/l	3,1 %
		>>> 1	> 2,5 g/l	0,31 %
	(224) Analyticon CombiScan	>>> 1	> 2,5 g/l	0,31 %
	(225) Dirui H-series	>>> 5	0,51 - 2,5 g/l	1,6 %
		>>> 14	> 2,5 g/l	4,4 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 3	0,51 - 2,5 g/l	0,94 %
		>>> 14	> 2,5 g/l	4,4 %
	(229) LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	0,51 - 2,5 g/l	3,4 %
	(230) Dirui FUS-series	3	0,3 - 0,5 g/l	0,94 %
		>>> 11	0,51 - 2,5 g/l	3,4 %
		>>> 11	> 2,5 g/l	3,4 %
	(998) Manuálně	1	0,3 - 0,5 g/l	0,31 %
		>>> 22	0,51 - 2,5 g/l	6,9 %
		>>> 20	> 2,5 g/l	6,3 %
	(999) jiný systém	1	0,3 - 0,5 g/l	0,31 %
		>>> 4	0,51 - 2,5 g/l	1,3 %
		>>> 17	> 2,5 g/l	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 319		Úspěšnost: 95 %		
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní, < 0,3 g/l	3,1 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 65	Negativní, < 0,3 g/l	20 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/l	0,63 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/l	0,31 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 12	Negativní, < 0,3 g/l	3,8 %
		2	0,3 - 0,5 g/l	0,63 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	Negativní, < 0,3 g/l	4,4 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/l	0,63 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	Negativní, < 0,3 g/l	6,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	Negativní, < 0,3 g/l	1,6 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 12	Negativní, < 0,3 g/l	3,8 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 4	Negativní, < 0,3 g/l	1,3 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 13	Negativní, < 0,3 g/l	4,1 %
		2	0,3 - 0,5 g/l	0,63 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 5	Negativní, < 0,3 g/l	1,6 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 10	Negativní, < 0,3 g/l	3,1 %
		2	0,3 - 0,5 g/l	0,63 %
	(224) Analyticon CombiScan	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/l	0,31 %
	(225) Dirui H-series	>>> 18	Negativní, < 0,3 g/l	5,6 %

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}	
B	(225)	Dirui H-series	1	0,3 - 0,5 g/l	0,31 %	
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	>>> 17	Negativní, < 0,3 g/l	5,3 %	
	(229)	LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	Negativní, < 0,3 g/l	3,4 %	
	(230)	Dirui FUS-series	>>> 25	Negativní, < 0,3 g/l	7,8 %	
	(998)	Manuálně	>>> 42	Negativní, < 0,3 g/l	13 %	
			1	0,3 - 0,5 g/l	0,31 %	
	(999)	jiný systém	>>> 21	Negativní, < 0,3 g/l	6,6 %	
			1	0,3 - 0,5 g/l	0,31 %	
	Celkem za vzorek: n = 319 ----- Úspěšnost: 97 % -----					
	Celková úspěšnost: 92 %					

(266) Urobilinogen

A	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	1+, 2+	3,1 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 63	1+, 2+	20 %
			>>> 3	3+, 4+	0,94 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 2	1+, 2+	0,63 %
	(207)	Siemens Clinitek ATLAS	1	Negativní, < 17 µmol/l	0,31 %
	(208)	Siemens Clinitek STATUS	>>> 1	1+, 2+	0,31 %
			>>> 13	3+, 4+	4,1 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	>>> 14	3+, 4+	4,4 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 1	1+, 2+	0,31 %
			>>> 19	3+, 4+	6,0 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	3+, 4+	1,6 %
	(219)	Roche Urisys 2400	>>> 12	3+, 4+	3,8 %
	(220)	77 Elektronika HandUreader	>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	>>> 5	1+, 2+	1,6 %
			>>> 10	3+, 4+	3,1 %
	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 5	3+, 4+	1,6 %
	(223)	Iris iChem Velocity	>>> 7	1+, 2+	2,2 %
			>>> 5	3+, 4+	1,6 %
	(224)	Analyticon CombiScan	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(225)	Dirui H-series	>>> 17	1+, 2+	5,3 %
			>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	>>> 1	1+, 2+	0,31 %
			>>> 16	3+, 4+	5,0 %
	(229)	LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	3+, 4+	3,4 %
	(230)	Dirui FUS-series	>>> 22	1+, 2+	6,9 %
			>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(998)	Manuálně	>>> 6	1+, 2+	1,9 %
			>>> 37	3+, 4+	12 %
	(999)	jiný systém	>>> 6	1+, 2+	1,9 %
		>>> 16	3+, 4+	5,0 %	
Celkem za vzorek: n = 319 ----- Úspěšnost: 100 % -----					

B	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní, < 17 µmol/l	3,1 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 66	Negativní, < 17 µmol/l	21 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/l	0,63 %
	(207)	Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/l	0,31 %
	(208)	Siemens Clinitek STATUS	>>> 14	Negativní, < 17 µmol/l	4,4 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	>>> 14	Negativní, < 17 µmol/l	4,4 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/l	0,63 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	Negativní, < 17 µmol/l	6,3 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	Negativní, < 17 µmol/l	1,6 %
	(219)	Roche Urisys 2400	>>> 12	Negativní, < 17 µmol/l	3,8 %
	(220)	77 Elektronika HandUreader	>>> 4	Negativní, < 17 µmol/l	1,3 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní, < 17 µmol/l	4,7 %
	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 5	Negativní, < 17 µmol/l	1,6 %
	(223)	Iris iChem Velocity	>>> 12	Negativní, < 17 µmol/l	3,8 %
	(224)	Analyticon CombiScan	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/l	0,31 %
	(225)	Dirui H-series	>>> 19	Negativní, < 17 µmol/l	6,0 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	>>> 17	Negativní, < 17 µmol/l	5,3 %
	(229)	LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	Negativní, < 17 µmol/l	3,4 %
	(230)	Dirui FUS-series	>>> 24	Negativní, < 17 µmol/l	7,5 %
	(998)	Manuálně	>>> 43	Negativní, < 17 µmol/l	13 %
	(999)	jiný systém	>>> 22	Negativní, < 17 µmol/l	6,9 %
	Celkem za vzorek: n = 319 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %					

(268) Bilirubin

A	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	3+, 4+	3,2 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 65	3+, 4+	21 %

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
A	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(207)	Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(208)	Siemens Clinitek STATUS	> 1	1+, 2+	0,32 %
			>>> 13	3+, 4+	4,2 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	> 1	1+, 2+	0,32 %
			>>> 13	3+, 4+	4,2 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(211)	Roche Miditron Junior II	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	3+, 4+	6,4 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 1	1+, 2+	0,32 %
			>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(219)	Roche Urisys 2400	> 1	1+, 2+	0,32 %
			>>> 11	3+, 4+	3,5 %
	(220)	77 Elektronika HandUreader	>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	> 1	1+, 2+	0,32 %
			>>> 14	3+, 4+	4,5 %
	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 5	3+, 4+	1,6 %
	(223)	Iris iChem Velocity	> 10	1+, 2+	3,2 %
			>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(224)	Analyticon CombiScan	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(225)	Dirui H-series	>>> 19	3+, 4+	6,1 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	>>> 17	3+, 4+	5,4 %
	(229)	LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	3+, 4+	3,5 %
(230)	Dirui FUS-series	> 2	1+, 2+	0,64 %	
		>>> 23	3+, 4+	7,4 %	
(998)	Manuálně	>>> 35	3+, 4+	11 %	
(999)	jiný systém	>>> 22	3+, 4+	7,1 %	
----- Celkem za vzorek: n = 312 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
B	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní	3,2 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 65	Negativní	21 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní	0,64 %
	(207)	Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(208)	Siemens Clinitek STATUS	>>> 14	Negativní	4,5 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	>>> 14	Negativní	4,5 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní	0,64 %
	(211)	Roche Miditron Junior II	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	Negativní	6,4 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	Negativní	1,6 %
	(219)	Roche Urisys 2400	>>> 12	Negativní	3,8 %
	(220)	77 Elektronika HandUreader	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní	4,8 %
	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 5	Negativní	1,6 %
	(223)	Iris iChem Velocity	>>> 12	Negativní	3,8 %
	(224)	Analyticon CombiScan	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(225)	Dirui H-series	>>> 19	Negativní	6,1 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	>>> 17	Negativní	5,4 %
	(229)	LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	Negativní	3,5 %
	(230)	Dirui FUS-series	>>> 25	Negativní	8,0 %
	(998)	Manuálně	>>> 35	Negativní	11 %
	(999)	jiný systém	>>> 22	Negativní	7,1 %
	----- Celkem za vzorek: n = 312 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %					

(270) Leukocyty

A	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	> 250 leu/μl	3,7 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 2	10 - 50 leu/μl	0,73 %
			>>> 27	51 - 250 leu/μl	9,9 %
			>>> 35	> 250 leu/μl	13 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 1	51 - 250 leu/μl	0,37 %
			>>> 1	> 250 leu/μl	0,37 %
	(208)	Siemens Clinitek STATUS	> 1	10 - 50 leu/μl	0,37 %
			>>> 8	51 - 250 leu/μl	2,9 %
			>>> 5	> 250 leu/μl	1,8 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	> 1	Negativní	0,37 %
			> 3	10 - 50 leu/μl	1,1 %
			>>> 5	51 - 250 leu/μl	1,8 %
			>>> 5	> 250 leu/μl	1,8 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	51 - 250 leu/μl	0,37 %
			>>> 1	> 250 leu/μl	0,37 %
(211)	Roche Miditron Junior II	>>> 1	> 250 leu/μl	0,37 %	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}	
A		(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	10	51 - 250 leu/μl	3,7 %
			>>>	10	> 250 leu/μl	3,7 %
		(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	3	51 - 250 leu/μl	1,1 %
			>>>	2	51 - 250 leu/μl	0,73 %
		(219) Roche Urisys 2400	>>>	10	> 250 leu/μl	3,7 %
			>>>	3	51 - 250 leu/μl	1,1 %
		(220) 77 Elektronika HandUreader	>>>	1	> 250 leu/μl	0,37 %
			>>>	8	> 250 leu/μl	2,9 %
		(221) Erba Lachema LAURA	>>>	1	51 - 250 leu/μl	0,37 %
			>>>	4	> 250 leu/μl	1,5 %
		(222) Roche Urisys 1100	>>>	1	51 - 250 leu/μl	0,37 %
			>>>	8	> 250 leu/μl	2,9 %
		(223) Iris iChem Velocity	>>>	1	51 - 250 leu/μl	0,37 %
			±	8	Negativní	2,9 %
			±	1	10 - 50 leu/μl	0,37 %
		(224) Analyticon CombiScan	>>>	2	51 - 250 leu/μl	0,73 %
			>>>	1	51 - 250 leu/μl	0,37 %
		(225) Dirui H-series	>>>	3	51 - 250 leu/μl	1,1 %
			>>>	16	> 250 leu/μl	5,9 %
		(228) Siemens Clinitek Advantus	>	1	10 - 50 leu/μl	0,37 %
			>>>	13	51 - 250 leu/μl	4,8 %
			>>>	3	> 250 leu/μl	1,1 %
		(229) LabUMat, LabUMat 2	>>>	5	51 - 250 leu/μl	1,8 %
			>>>	6	> 250 leu/μl	2,2 %
		(230) Dirui FUS-series	>>>	1	Negativní	0,37 %
			>	1	10 - 50 leu/μl	0,37 %
			>>>	6	51 - 250 leu/μl	2,2 %
>>>			15	> 250 leu/μl	5,5 %	
	(998) Manuálně	>	1	10 - 50 leu/μl	0,37 %	
		>>>	4	51 - 250 leu/μl	1,5 %	
		>>>	5	> 250 leu/μl	1,8 %	
	(999) jiný systém	>>>	1	Negativní	0,37 %	
		>	5	10 - 50 leu/μl	1,8 %	
		>>>	7	51 - 250 leu/μl	2,6 %	
----- Celkem za vzorek: n = 273 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 99 % -----						
B		(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	10	Negativní	3,7 %
		(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	64	Negativní	23 %
		(203) Arkray Aution MINI	>>>	2	Negativní	0,73 %
		(208) Siemens Clinitek STATUS	>>>	14	Negativní	5,1 %
		(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	14	Negativní	5,1 %
		(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2	Negativní	0,73 %
		(211) Roche Mditron Junior II	>>>	1	Negativní	0,37 %
		(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	20	Negativní	7,3 %
		(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	3	Negativní	1,1 %
		(219) Roche Urisys 2400	>>>	12	Negativní	4,4 %
		(220) 77 Elektronika HandUreader	>>>	4	Negativní	1,5 %
		(221) Erba Lachema LAURA	>>>	9	Negativní	3,3 %
		(222) Roche Urisys 1100	>>>	5	Negativní	1,8 %
		(223) Iris iChem Velocity	>>>	11	Negativní	4,0 %
		(224) Analyticon CombiScan	>>>	1	Negativní	0,37 %
		(225) Dirui H-series	>>>	19	Negativní	7,0 %
		(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	17	Negativní	6,2 %
		(229) LabUMat, LabUMat 2	>>>	11	Negativní	4,0 %
(230) Dirui FUS-series	>>>	23	Negativní	8,4 %		
(998) Manuálně	>>>	10	Negativní	3,7 %		
(999) jiný systém	>>>	21	Negativní	7,7 %		
----- Celkem za vzorek: n = 273 ----- Úspěšnost: 100 % -----						
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 99 %						

(272) Krev

A		(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	10	> 50 ery/μl	3,1 %	
		(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	3	5 - 12 ery/μl	0,94 %	
			>	9	13 - 50 ery/μl	2,8 %	
			(203) Arkray Aution MINI	>>>	53	> 50 ery/μl	17 %
				>>>	2	> 50 ery/μl	0,63 %
			(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>>	1	> 50 ery/μl	0,31 %
				>	1	13 - 50 ery/μl	0,31 %
			(208) Siemens Clinitek STATUS	>>>	13	> 50 ery/μl	4,1 %
				>	1	13 - 50 ery/μl	0,31 %
			(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	13	> 50 ery/μl	4,1 %
				>>>	2	> 50 ery/μl	0,63 %
			(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2	> 50 ery/μl	0,63 %
				>>>	20	> 50 ery/μl	6,3 %
			(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	20	> 50 ery/μl	6,3 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	> 50 ery/ μ l	1,6 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 12	> 50 ery/ μ l	3,8 %
	(220) 77 Elektronika HandUReader	>>> 4	> 50 ery/ μ l	1,3 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	> 50 ery/ μ l	4,7 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 5	> 50 ery/ μ l	1,6 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 2	13 - 50 ery/ μ l	0,63 %
		>>> 10	> 50 ery/ μ l	3,1 %
	(224) Analyticon CombiScan	>>> 1	> 50 ery/ μ l	0,31 %
	(225) Dirui H-series	> 2	13 - 50 ery/ μ l	0,63 %
		>>> 17	> 50 ery/ μ l	5,3 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 1	13 - 50 ery/ μ l	0,31 %
		>>> 16	> 50 ery/ μ l	5,0 %
	(229) LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	> 50 ery/ μ l	3,4 %
	(230) Dirui FUS-series	> 6	13 - 50 ery/ μ l	1,9 %
		>>> 19	> 50 ery/ μ l	6,0 %
	(998) Manuálně	> 1	13 - 50 ery/ μ l	0,31 %
		>>> 42	> 50 ery/ μ l	13 %
	(999) jiný systém	> 1	5 - 12 ery/ μ l	0,31 %
		> 2	13 - 50 ery/ μ l	0,63 %
		>>> 19	> 50 ery/ μ l	6,0 %
Celkem za vzorek: n = 319		Úspěšnost: 99 %		
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní	3,1 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 65	Negativní	20 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Negativní	0,31 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 13	Negativní	4,1 %
		1	5 - 12 ery/ μ l	0,31 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	Negativní	4,4 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	Negativní	6,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	Negativní	1,6 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 12	Negativní	3,8 %
	(220) 77 Elektronika HandUReader	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní	4,7 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 5	Negativní	1,6 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 11	Negativní	3,4 %
		1	5 - 12 ery/ μ l	0,31 %
	(224) Analyticon CombiScan	>>> 1	Negativní	0,31 %
	(225) Dirui H-series	>>> 18	Negativní	5,6 %
		1	5 - 12 ery/ μ l	0,31 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 17	Negativní	5,3 %
	(229) LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	Negativní	3,4 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 23	Negativní	7,2 %
		2	5 - 12 ery/ μ l	0,63 %
	(998) Manuálně	>>> 42	Negativní	13 %
		1	5 - 12 ery/ μ l	0,31 %
	(999) jiný systém	>>> 22	Negativní	6,9 %
Celkem za vzorek: n = 319		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(273) pH

A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	7,0	3,1 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 2	6,5	0,63 %
		>>> 62	7,0	19 %
		> 1	7,5	0,31 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	7,0	0,63 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 2	7,0	0,63 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 11	7,0	3,4 %
		> 1	7,5	0,31 %
		1	8,5	0,31 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 2	6,0	0,63 %
		>>> 11	6,5	3,4 %
		> 1	7,5	0,31 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	6,5	0,31 %
		>>> 1	7,0	0,31 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	7,0	6,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	6,5	1,6 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 12	7,0	3,8 %
	(220) 77 Elektronika HandUReader	> 1	6,0	0,31 %
		>>> 3	6,5	0,94 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 3	6,5	0,94 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
A	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 11	7,0	3,4 %	
		1	9,0	0,31 %	
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 5	7,0	1,6 %	
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 9	6,5	2,8 %	
		>>> 3	7,0	0,94 %	
	(224) Analyticon CombiScan	>>> 1	6,5	0,31 %	
	(225) Dirui H-series	> 3	6,0	0,94 %	
		>>> 13	6,5	4,1 %	
		>>> 3	7,0	0,94 %	
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 17	7,0	5,3 %	
	(229) LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	6,5	3,4 %	
	(230) Dirui FUS-series	>>> 10	6,5	3,1 %	
		>>> 14	7,0	4,4 %	
		> 1	7,5	0,31 %	
	(998) Manuálně	> 1	5,5	0,31 %	
		> 3	6,0	0,94 %	
		>>> 3	6,5	0,94 %	
		>>> 34	7,0	11 %	
		> 2	7,5	0,63 %	
	(999) jiný systém	>>> 8	6,5	2,5 %	
		>>> 13	7,0	4,1 %	
		> 1	7,5	0,31 %	
	----- Celkem za vzorek: n = 319 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
	B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 1	6,0	0,31 %
			>>> 9	6,5	2,8 %
		(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 3	6,0	0,94 %
			>>> 62	6,5	19 %
		(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	6,5	0,63 %
		(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 2	6,5	0,63 %
		(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 2	6,0	0,63 %
			>>> 7	6,5	2,2 %
			> 4	7,0	1,3 %
		(209) 77 Elektronika LabUreader	> 1	5,0	0,31 %
			>>> 3	6,0	0,94 %
		>>> 10	6,5	3,1 %	
(210) Erba Lachema UriPHAN		> 1	5,0	0,31 %	
		>>> 1	6,5	0,31 %	
(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411		>>> 3	6,0	0,94 %	
		>>> 12	6,5	3,8 %	
		> 5	7,0	1,6 %	
(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+		> 1	5,5	0,31 %	
		>>> 4	6,0	1,3 %	
(219) Roche Urisys 2400		>>> 9	6,5	2,8 %	
		> 3	7,0	0,94 %	
(220) 77 Elektronika HandUreader		>>> 4	6,0	1,3 %	
(221) Erba Lachema LAURA		>>> 6	6,0	1,9 %	
		>>> 9	6,5	2,8 %	
(222) Roche Urisys 1100		>>> 2	6,5	0,63 %	
		> 3	7,0	0,94 %	
(223) Iris iChem Velocity		>>> 12	6,5	3,8 %	
(224) Analyticon CombiScan		>>> 1	6,0	0,31 %	
(225) Dirui H-series		>>> 11	6,0	3,4 %	
		>>> 7	6,5	2,2 %	
		> 1	7,0	0,31 %	
(228) Siemens Clinitek Advantus		>>> 3	6,0	0,94 %	
		>>> 14	6,5	4,4 %	
(229) LabUMat, LabUMat 2		> 1	5,5	0,31 %	
		>>> 10	6,5	3,1 %	
(230) Dirui FUS-series		> 2	5,5	0,63 %	
		>>> 7	6,0	2,2 %	
		>>> 16	6,5	5,0 %	
(998) Manuálně		> 4	5,0	1,3 %	
		> 2	5,5	0,63 %	
		>>> 27	6,0	8,5 %	
		>>> 9	6,5	2,8 %	
		> 1	7,0	0,31 %	
(999) jiný systém		> 2	5,0	0,63 %	
		>>> 9	6,0	2,8 %	
		>>> 8	6,5	2,5 %	
		> 3	7,0	0,94 %	
----- Celkem za vzorek: n = 319 ----- Úspěšnost: 100 % -----					

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celková úspěšnost: 99 %				
(274) Nitrity				
A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Pozitivní	3,6 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 65	Pozitivní	24 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Pozitivní	0,72 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Pozitivní	0,36 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 13	Pozitivní	4,7 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	Pozitivní	5,1 %
	(210) Erba Lachema UripHAN	>>> 2	Pozitivní	0,72 %
	(211) Roche Mditron Junior II	>>> 1	Pozitivní	0,36 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	Pozitivní	7,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 3	Pozitivní	1,1 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 12	Pozitivní	4,3 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 4	Pozitivní	1,4 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 9	Pozitivní	3,3 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 4	Pozitivní	1,4 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 11	Pozitivní	4,0 %
	(224) Analyticon CombiScan	>>> 1	Pozitivní	0,36 %
	(225) Dirui H-series	>>> 19	Pozitivní	6,9 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 17	Pozitivní	6,2 %
	(229) LabUMat, LabUMat 2	>>> 10	Pozitivní	3,6 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 2	Negativní	0,72 %
		>>> 23	Pozitivní	8,3 %
	(998) Manuálně	>>> 11	Pozitivní	4,0 %
	(999) jiný systém	>>> 22	Pozitivní	8,0 %
Celkem za vzorek: n = 276		Úspěšnost: 99 %		
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní	3,6 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 65	Negativní	24 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní	0,72 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 13	Negativní	4,7 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	Negativní	5,1 %
	(210) Erba Lachema UripHAN	>>> 2	Negativní	0,72 %
	(211) Roche Mditron Junior II	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	Negativní	7,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 12	Negativní	4,3 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 4	Negativní	1,4 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 9	Negativní	3,3 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 4	Negativní	1,4 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 11	Negativní	4,0 %
	(224) Analyticon CombiScan	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(225) Dirui H-series	>>> 19	Negativní	6,9 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 17	Negativní	6,2 %
	(229) LabUMat, LabUMat 2	>>> 10	Negativní	3,6 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 25	Negativní	9,1 %
	(998) Manuálně	>>> 11	Negativní	4,0 %
	(999) jiný systém	>>> 22	Negativní	8,0 %
Celkem za vzorek: n = 276		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				
(275) hCG				
A	(0) systém neuveden	>>> 1	Pozitivní	5,6 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 1	Pozitivní	5,6 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	Negativní	5,6 %
	(998) Manuálně	>>> 13	Pozitivní	72 %
	(999) jiný systém	>>> 1	Neuvedeno	5,6 %
		>>> 1	Pozitivní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 89 %		
B	(0) systém neuveden	>>> 1	Negativní	5,6 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 1	Negativní	5,6 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	Negativní	5,6 %
	(998) Manuálně	>>> 12	Negativní	67 %
		>>> 1	Pozitivní	5,6 %
	(999) jiný systém	>>> 2	Negativní	11 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 83 %				
(276) Specifická hmotnost				
A	(0) systém neuveden	± 1	1,015	0,38 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	± 1	1,010	0,38 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	± 6	1,015	2,3 %	
		± 2	1,020	0,77 %	
		± 1	1,025	0,38 %	
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	± 6	1,015	2,3 %	
		± 40	1,020	15 %	
		± 14	1,025	5,4 %	
	(203) Arkray Aution MINI	± 1	1,030	0,38 %	
		± 1	1,015	0,38 %	
		± 1	1,025	0,38 %	
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	± 1	1,020	0,38 %	
	(208) Siemens Clinitek STATUS	± 2	1,015	0,77 %	
		± 10	1,020	3,8 %	
		± 1	1,025	0,38 %	
	(209) 77 Elektronika LabUreader	± 1	1,030	0,38 %	
		± 1	1,010	0,38 %	
		± 4	1,020	1,5 %	
	(210) Erba Lachema UripHAN	± 7	1,025	2,7 %	
		± 1	1,015	0,38 %	
		± 1	1,010	0,38 %	
	(211) Roche Mditron Junior II	± 1	1,010	0,38 %	
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	± 6	1,005	2,3 %	
		± 8	1,010	3,1 %	
		± 5	1,015	1,9 %	
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	± 1	1,025	0,38 %	
		± 1	1,020	0,38 %	
		± 2	1,025	0,77 %	
	(219) Roche Urisys 2400	± 10	1,020	3,8 %	
		± 1	1,025	0,38 %	
		± 1	1,010	0,38 %	
	(220) 77 Elektronika HandUreader	± 1	1,010	0,38 %	
		± 1	1,015	0,38 %	
		± 1	1,020	0,38 %	
	(221) Erba Lachema LAURA	± 5	1,005	1,9 %	
		± 4	1,010	1,5 %	
		± 2	1,005	0,77 %	
	(222) Roche Urisys 1100	± 1	1,010	0,38 %	
		± 1	1,020	0,38 %	
		± 3	1,015	1,1 %	
	(223) Iris iChem Velocity	± 9	1,020	3,4 %	
		± 1	1,010	0,38 %	
		± 1	1,015	0,38 %	
	(224) Analyticon CombiScan	± 1	1,010	0,38 %	
(225) Dirui H-series	± 1	1,015	0,38 %		
	± 10	1,020	3,8 %		
	± 6	1,025	2,3 %		
(228) Siemens Clinitek Advantus	± 3	1,015	1,1 %		
	± 12	1,020	4,6 %		
	± 1	Neuvedeno	0,38 %		
(229) LabUMat, LabUMat 2	± 2	1,020	0,77 %		
	± 8	1,025	3,1 %		
	± 11	1,020	4,2 %		
(230) Dirui FUS-series	± 10	1,025	3,8 %		
	± 4	1,030	1,5 %		
	± 1	1,005	0,38 %		
(998) Manuálně	± 2	1,010	0,77 %		
	± 2	1,015	0,77 %		
	± 1	1,020	0,38 %		
(999) jiný systém	± 3	1,010	1,1 %		
	± 1	1,015	0,38 %		
	± 10	1,020	3,8 %		
	± 7	1,025	2,7 %		
----- Celkem za vzorek: n = 261 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit -----					
B	(0) systém neuveden	>	1	1,005	0,38 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>	1	1,000	0,38 %
		>	4	1,005	1,5 %
		>>>	5	1,010	1,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>	10	1,005	3,8 %
		>>>	47	1,010	18 %
		>	3	1,015	1,1 %
	(203) Arkray Aution MINI	>	1	1,020	0,38 %
		>>>	1	1,010	0,38 %
		>>>	1	1,010	0,38 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>>	1	1,010	0,38 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>	1	1,005	0,38 %
>>>		4	1,010	1,5 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(208) Siemens Clinitek STATUS	>	9 1,015	3,4 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>	1 1,005	0,38 %
		>>>	9 1,010	3,4 %
		>	2 1,015	0,77 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	1 1,010	0,38 %
	(211) Roche Mditron Junior II	>>>	1 1,010	0,38 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>	5 1,005	1,9 %
		>>>	8 1,010	3,1 %
		>	7 1,015	2,7 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	2 1,010	0,77 %
		>	1 1,015	0,38 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	11 1,010	4,2 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>>	1 1,010	0,38 %
		>	2 1,015	0,77 %
	(221) Erba Lachema LAURA		1 1,000	0,38 %
		>	6 1,005	2,3 %
		>>>	2 1,010	0,77 %
	(222) Roche Urisys 1100	>	4 1,005	1,5 %
	(223) Iris iChem Velocity	>	1 1,005	0,38 %
		>>>	11 1,010	4,2 %
	(224) Analyticon CombiScan	>	1 1,005	0,38 %
	(225) Dirui H-series		1 1,000	0,38 %
		>	5 1,005	1,9 %
		>>>	8 1,010	3,1 %
		>	3 1,015	1,1 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus		1 1,000	0,38 %
		>	10 1,005	3,8 %
		>>>	4 1,010	1,5 %
	(229) LabUMat, LabUMat 2	>>>	11 1,010	4,2 %
	(230) Dirui FUS-series	>	8 1,005	3,1 %
		>>>	17 1,010	6,5 %
	(998) Manuálně		1 1,000	0,38 %
		>	1 1,005	0,38 %
		>>>	3 1,010	1,1 %
			1 1,020	0,38 %
	(999) jiný systém	>	3 1,005	1,1 %
		>>>	12 1,010	4,6 %
		>	3 1,015	1,1 %
			3 1,020	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 261		Úspěšnost: 96 %		