

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1

(420) Anti-gliadin IgG (nativní)

A1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní	5,6 %
	(17) Biogema	>>>	3	Negativní	17 %
	(135) OrgenTec	>>>	2	Negativní	11 %
	(140) Test-Line	>>>	9	Negativní	50 %
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	5,6 %
	(191) D-tek	>>>	1	Negativní	5,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 100 %			
B1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Pozitivní	5,6 %
	(17) Biogema	>>>	3	Pozitivní	17 %
	(135) OrgenTec	>>>	2	Pozitivní	11 %
	(140) Test-Line	>>>	9	Pozitivní	50 %
	(166) Thermo	>>>	1	Pozitivní	5,6 %
	(191) D-tek	>>>	1	Pozitivní	5,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(421) Anti-gliadin IgA (nativní)

A1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní	5,6 %
	(17) Biogema	>>>	3	Negativní	17 %
	(135) OrgenTec	>>>	2	Negativní	11 %
	(140) Test-Line	>>>	9	Negativní	50 %
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	5,6 %
	(191) D-tek	>>>	1	Negativní	5,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 100 %			
B1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Pozitivní	5,6 %
	(17) Biogema	>>>	3	Pozitivní	17 %
	(135) OrgenTec	>>>	2	Pozitivní	11 %
	(140) Test-Line	>>>	9	Pozitivní	50 %
	(166) Thermo	>>>	1	Pozitivní	5,6 %
	(191) D-tek	>>>	1	Pozitivní	5,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(594) Anti-gliadin IgG (deamidovaný)

A1	(0) výrobce neuveden		1	Pozitivní	1,3 %
	(5) Dialab	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(17) Biogema	>>>	9	Negativní	12 %
	(52) Dynex	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(87) Euroimmun	>>>	12	Negativní	16 %
	(115) BioSystems	>>>	2	Negativní	2,7 %
	(135) OrgenTec	>>>	8	Negativní	11 %
	(140) Test-Line	>>>	24	Negativní	32 %
	(147) AIDA	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3	Negativní	4,0 %
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	6	Negativní	8,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	6,7 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 99 %			
B1	(0) výrobce neuveden		1	Negativní	1,3 %
	(5) Dialab	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(17) Biogema		1	Negativní	1,3 %
		>>>	8	Pozitivní	11 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(87) Euroimmun	>>>	12	Pozitivní	16 %
	(115) BioSystems	>>>	2	Pozitivní	2,7 %
	(135) OrgenTec	>>>	8	Pozitivní	11 %
	(140) Test-Line	>>>	24	Pozitivní	32 %
	(147) AIDA	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3	Pozitivní	4,0 %

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
B1	(166) Thermo	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	6	Pozitivní	8,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Pozitivní	6,7 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 97 %			
Celková úspěšnost: 97 %					

(595) Anti-gliadin IgA (deamidovaný)

A1	(0) výrobce neuveden		1	Pozitivní	1,4 %
	(5) Dialab	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(17) Biogema	>>>	7	Negativní	9,7 %
			1	Pozitivní	1,4 %
	(52) Dynex	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>>	12	Negativní	17 %
	(115) BioSystems	>>>	2	Negativní	2,8 %
	(135) OrgenTec	>>>	6	Negativní	8,3 %
	(140) Test-Line	>>>	24	Negativní	33 %
	(147) AIDA	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3	Negativní	4,2 %
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	6	Negativní	8,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	6,9 %
Celkem za vzorek: n = 72		Úspěšnost: 97 %			
Celková úspěšnost: 97 %					
B1	(0) výrobce neuveden		1	Negativní	1,4 %
	(5) Dialab	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	(17) Biogema	>>>	8	Pozitivní	11 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>>	12	Pozitivní	17 %
	(115) BioSystems	>>>	2	Pozitivní	2,8 %
	(135) OrgenTec	>>>	6	Pozitivní	8,3 %
	(140) Test-Line	>>>	24	Pozitivní	33 %
	(147) AIDA	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3	Pozitivní	4,2 %
	(166) Thermo	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	6	Pozitivní	8,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Pozitivní	6,9 %
Celkem za vzorek: n = 72		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 97 %					

Sada vzorků 2**(424) Anti-endomyzium IgA**

A2	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	27	Negativní	40 %
	(115) BioSystems	>>>	13	Negativní	19 %
	(135) OrgenTec	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(140) Test-Line	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4	Negativní	6,0 %
	(191) D-tek	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	16	Negativní	24 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 99 %					
B2	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	27	Pozitivní	40 %
	(115) BioSystems	>>>	13	Pozitivní	19 %
	(135) OrgenTec	>>>	1	Pozitivní	1,5 %
	(140) Test-Line	>>>	1	Pozitivní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4	Pozitivní	6,0 %
	(191) D-tek	>>>	1	Pozitivní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	16	Pozitivní	24 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

(425) Anti-transglutamináza IgA

A2	(1) Abbott	>>>	1	Negativní	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,2 %
	(52) Dynex	>>>	1	Negativní	1,2 %

Zkouška						
Vzorek	Skupina		N	Výsledek	N _{rel}	
A2	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,2 %	
	(87) Euroimmun	>>>	10	Negativní	12 %	
	(115) BioSystems	>>>	10	Negativní	12 %	
	(135) OrgenTec	>>>	13	Negativní	16 %	
				1	Pozitivní	1,2 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,2 %	
	(140) Test-Line	>>>	15	Negativní	19 %	
	(147) AIDA	>>>	4	Negativní	4,9 %	
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Negativní	6,2 %	
	(164) DiaSorin	>>>	6	Negativní	7,4 %	
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	1,2 %	
	(191) D-tek		1	Pozitivní	1,2 %	
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	7	Negativní	8,6 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní	3,7 %	
	Celkem za vzorek: n = 81		Úspěšnost: 98 %			
	B2	(1) Abbott	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
(14) Bio-Rad		>>>	1	Pozitivní	1,2 %	
(52) Dynex		>>>	1	Pozitivní	1,2 %	
(59) PHARMACIA Diagnostics		>>>	1	Pozitivní	1,2 %	
(87) Euroimmun		>>>	10	Pozitivní	12 %	
(115) BioSystems		>>>	10	Pozitivní	12 %	
(135) OrgenTec		>>>	14	Pozitivní	17 %	
(139) BL Diagnostics		>>>	1	Pozitivní	1,2 %	
(140) Test-Line		>>>	15	Pozitivní	19 %	
(147) AIDA			1	Negativní	1,2 %	
				3	Pozitivní	3,7 %
(148) Aesku.lab Diagnostika		>>>	5	Pozitivní	6,2 %	
(164) DiaSorin		>>>	6	Pozitivní	7,4 %	
(166) Thermo		>>>	1	Pozitivní	1,2 %	
(191) D-tek			1	Negativní	1,2 %	
(211) INOVA Diagnostics		>>>	7	Pozitivní	8,6 %	
(999) jiný výrobce	>>>	3	Pozitivní	3,7 %		
Celkem za vzorek: n = 81		Úspěšnost: 98 %				
Celková úspěšnost: 96 %						

Sada vzorků 3**(422) Anti-kravské mléko IgG**

A3	(17) Biogema	>>>	14	Pozitivní	25 %	
	(140) Test-Line		1	Negativní	1,8 %	
				39	Pozitivní	70 %
	(191) D-tek		1	Negativní	1,8 %	
				1	Pozitivní	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 96 %				
B3	(17) Biogema	>>>	12	Negativní	21 %	
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,8 %	
			1	Pozitivní	1,8 %	
	(140) Test-Line	>>>	40	Negativní	71 %	
	(191) D-tek	>>>	2	Negativní	3,6 %	
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 96 %				
Celková úspěšnost: 93 %						

(423) Anti-kravské mléko IgA

A3	(0) výrobce neuveden		1	Negativní	1,8 %	
	(17) Biogema		1	Negativní	1,8 %	
				13	Pozitivní	23 %
	(140) Test-Line		2	Negativní	3,6 %	
				39	Pozitivní	70 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 93 %				
B3	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní	1,8 %	
	(17) Biogema	>>>	14	Negativní	25 %	
	(140) Test-Line	>>>	41	Negativní	73 %	
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 93 %						

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Sada vzorků 4				
(592) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA				
A4	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní	1,8 %
	(17) Biogema	>>> 4	Negativní	7,0 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,8 %
	(87) Euroimmun	>>> 19	Negativní	33 %
	(115) BioSystems	>>> 2	Negativní	3,5 %
	(135) OrgenTec	>>> 12	Negativní	21 %
	(140) Test-Line	>>> 5	Negativní	8,8 %
	(147) AIDA	>>> 3	Negativní	5,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 7	Negativní	12 %
	(166) Thermo	>>> 1	Negativní	1,8 %
	(191) D-tek	>>> 1	Negativní	1,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 57		Úspěšnost: 100 %		
B4	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	1,8 %
	(17) Biogema		1 Negativní	1,8 %
		>>> 3	Pozitivní	5,3 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	1,8 %
	(87) Euroimmun	>>> 19	Pozitivní	33 %
	(115) BioSystems	>>> 2	Pozitivní	3,5 %
	(135) OrgenTec	>>> 12	Pozitivní	21 %
	(140) Test-Line	>>> 5	Pozitivní	8,8 %
	(147) AIDA	>>> 3	Pozitivní	5,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 7	Pozitivní	12 %
	(166) Thermo	>>> 1	Pozitivní	1,8 %
	(191) D-tek	>>> 1	Pozitivní	1,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 57		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(593) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG				
A4	(17) Biogema	>>> 3	Negativní	5,9 %
			1 Pozitivní	2,0 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(87) Euroimmun	>>> 17	Negativní	33 %
	(115) BioSystems	>>> 2	Negativní	3,9 %
	(135) OrgenTec	>>> 10	Negativní	20 %
	(140) Test-Line	>>> 5	Negativní	9,8 %
	(147) AIDA	>>> 2	Negativní	3,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 7	Negativní	14 %
	(166) Thermo	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(191) D-tek	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 98 %		
B4	(17) Biogema	>>> 4	Pozitivní	7,8 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(87) Euroimmun	>>> 17	Pozitivní	33 %
	(115) BioSystems	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(135) OrgenTec	>>> 10	Pozitivní	20 %
	(140) Test-Line	>>> 5	Pozitivní	9,8 %
	(147) AIDA	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 7	Pozitivní	14 %
	(166) Thermo	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(191) D-tek	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				