

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek | N ... počet výsledků |
| | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
| | ± ... označuje nehodnocený výsledek | |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------|---------|---|----------|------------------|
|--------|---------|---|----------|------------------|

Sada vzorků 1 a 2

(700) AB0 skupina

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|----|-------------------|--------|
| E1 a S1 | (0) výrobce neuveden | >>> | 1 | Krevní skupina: 0 | 0,70 % |
| | (6) APR | >>> | 3 | Krevní skupina: 0 | 2,1 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 46 | Krevní skupina: 0 | 32 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> | 4 | Krevní skupina: 0 | 2,8 % |
| | (52) Dynex | >>> | 2 | Krevní skupina: 0 | 1,4 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 11 | Krevní skupina: 0 | 7,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 18 | Krevní skupina: 0 | 13 % |
| | (159) Grifols | >>> | 16 | Krevní skupina: 0 | 11 % |
| | (172) Immucor | >>> | 20 | Krevní skupina: 0 | 14 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 11 | Krevní skupina: 0 | 7,7 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 6 | Krevní skupina: 0 | 4,2 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 2 | Krevní skupina: 0 | 1,4 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 2 | Krevní skupina: 0 | 1,4 % |
| Celkem za vzorek: n = 142 | | Úspěšnost: 100 % | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|----|-------------------|--------|
| E2 a S2 | (0) výrobce neuveden | >>> | 1 | Krevní skupina: B | 0,70 % |
| | (6) APR | >>> | 3 | Krevní skupina: B | 2,1 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 46 | Krevní skupina: B | 32 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> | 4 | Krevní skupina: B | 2,8 % |
| | (52) Dynex | >>> | 2 | Krevní skupina: B | 1,4 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 11 | Krevní skupina: B | 7,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 18 | Krevní skupina: B | 13 % |
| | (159) Grifols | >>> | 16 | Krevní skupina: B | 11 % |
| | (172) Immucor | >>> | 20 | Krevní skupina: B | 14 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 11 | Krevní skupina: B | 7,7 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 6 | Krevní skupina: B | 4,2 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 2 | Krevní skupina: B | 1,4 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 2 | Krevní skupina: B | 1,4 % |
| Celkem za vzorek: n = 142 | | Úspěšnost: 100 % | | | |

Celková úspěšnost: 100 %

(705) Rh D antigen (dárce)

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|----|------------------------|-------|
| E1 a S1 | (0) výrobce neuveden | | 1 | Negativní (RhD-) | 1,1 % |
| | (6) APR | >>> | 3 | w/v (RhD weak/variant) | 3,2 % |
| | (14) Bio-Rad | | 4 | Negativní (RhD-) | 4,2 % |
| | | > | 4 | Pozitivní (RhD+) | 4,2 % |
| | | >>> | 17 | w/v (RhD weak/variant) | 18 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | | 1 | Negativní (RhD-) | 1,1 % |
| | | >>> | 1 | w/v (RhD weak/variant) | 1,1 % |
| | (52) Dynex | >>> | 2 | w/v (RhD weak/variant) | 2,1 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 5 | w/v (RhD weak/variant) | 5,3 % |
| | (80) DiaMed | | 5 | Negativní (RhD-) | 5,3 % |
| | | >>> | 7 | w/v (RhD weak/variant) | 7,4 % |
| | (159) Grifols | | 5 | Negativní (RhD-) | 5,3 % |
| | | > | 1 | Pozitivní (RhD+) | 1,1 % |
| | | >>> | 3 | w/v (RhD weak/variant) | 3,2 % |
| | (172) Immucor | | 6 | Negativní (RhD-) | 6,3 % |
| | | > | 2 | Pozitivní (RhD+) | 2,1 % |
| | | >>> | 16 | w/v (RhD weak/variant) | 17 % |
| | (173) Sanguin | | 1 | Negativní (RhD-) | 1,1 % |
| | | >>> | 3 | w/v (RhD weak/variant) | 3,2 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 4 | w/v (RhD weak/variant) | 4,2 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 3 | w/v (RhD weak/variant) | 3,2 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | w/v (RhD weak/variant) | 1,1 % |
| Celkem za vzorek: n = 95 | | Úspěšnost: 76 % | | | |

| | | | | | |
|---------|---------------------------------|-----|----|------------------|-------|
| E2 a S2 | (0) výrobce neuveden | >>> | 1 | Pozitivní (RhD+) | 1,1 % |
| | (6) APR | >>> | 3 | Pozitivní (RhD+) | 3,2 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 25 | Pozitivní (RhD+) | 26 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> | 2 | Pozitivní (RhD+) | 2,1 % |
| | (52) Dynex | >>> | 2 | Pozitivní (RhD+) | 2,1 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 5 | Pozitivní (RhD+) | 5,3 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 12 | Pozitivní (RhD+) | 13 % |
| | (159) Grifols | >>> | 9 | Pozitivní (RhD+) | 9,5 % |
| | (172) Immucor | >>> | 24 | Pozitivní (RhD+) | 25 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 4 | Pozitivní (RhD+) | 4,2 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 4 | Pozitivní (RhD+) | 4,2 % |

| Zkouška | | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vzorek | Skupina | | | |
| E2 a S2 | (203) ANTITOXIN | >>> 3 | Pozitivní (RhD+) | 3,2 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 1 | Pozitivní (RhD+) | 1,1 % |
| Celkem za vzorek: n = 95 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 76 % | | | | |

(709) Rh D antigen (příjemce)

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|--------|
| E1 a S1 | (0) výrobce neuveden | >>> 1 | Negativní (RhD-) | 0,76 % |
| | (6) APR | >>> 2 | Negativní (RhD-) | 1,5 % |
| | | >>> 2 | w/v (RhD weak/variant) | 1,5 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> 33 | Negativní (RhD-) | 25 % |
| | | >>> 8 | w/v (RhD weak/variant) | 6,1 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> 4 | Negativní (RhD-) | 3,0 % |
| | (50) Merck | >>> 1 | Negativní (RhD-) | 0,76 % |
| | (52) Dynex | >>> 1 | Negativní (RhD-) | 0,76 % |
| | | >>> 1 | w/v (RhD weak/variant) | 0,76 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 4 | Negativní (RhD-) | 3,0 % |
| | | >>> 4 | w/v (RhD weak/variant) | 3,0 % |
| | (80) DiaMed | >>> 14 | Negativní (RhD-) | 11 % |
| | | >>> 2 | w/v (RhD weak/variant) | 1,5 % |
| | (159) Grifols | >>> 8 | Negativní (RhD-) | 6,1 % |
| | | >>> 6 | w/v (RhD weak/variant) | 4,5 % |
| | (172) Immucor | >>> 16 | Negativní (RhD-) | 12 % |
| | | >>> 9 | w/v (RhD weak/variant) | 6,8 % |
| | (173) Sanguin | >>> 6 | Negativní (RhD-) | 4,5 % |
| | | >>> 1 | w/v (RhD weak/variant) | 0,76 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 3 | Negativní (RhD-) | 2,3 % |
| | | >>> 1 | w/v (RhD weak/variant) | 0,76 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Negativní (RhD-) | 1,5 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 2 | Negativní (RhD-) | 1,5 % |
| | | >>> 1 | w/v (RhD weak/variant) | 0,76 % |
| Celkem za vzorek: n = 132 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| E2 a S2 | (0) výrobce neuveden | >>> 1 | Pozitivní (RhD+) | 0,76 % |
| | (6) APR | >>> 4 | Pozitivní (RhD+) | 3,0 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> 41 | Pozitivní (RhD+) | 31 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> 4 | Pozitivní (RhD+) | 3,0 % |
| | (50) Merck | >>> 1 | Pozitivní (RhD+) | 0,76 % |
| | (52) Dynex | >>> 2 | Pozitivní (RhD+) | 1,5 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 8 | Pozitivní (RhD+) | 6,1 % |
| | (80) DiaMed | >>> 16 | Pozitivní (RhD+) | 12 % |
| | (159) Grifols | >>> 14 | Pozitivní (RhD+) | 11 % |
| | (172) Immucor | >>> 25 | Pozitivní (RhD+) | 19 % |
| | (173) Sanguin | >>> 7 | Pozitivní (RhD+) | 5,3 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 4 | Pozitivní (RhD+) | 3,0 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Pozitivní (RhD+) | 1,5 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 3 | Pozitivní (RhD+) | 2,3 % |
| Celkem za vzorek: n = 132 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(715) Antigen C

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------|
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | >>> 22 | Negativní | 35 % |
| | | | 1 Pozitivní | 1,6 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 2 | Negativní | 3,2 % |
| | (80) DiaMed | >>> 8 | Negativní | 13 % |
| | (159) Grifols | >>> 9 | Negativní | 15 % |
| | (172) Immucor | >>> 11 | Negativní | 18 % |
| | (173) Sanguin | >>> 4 | Negativní | 6,5 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 2 | Negativní | 3,2 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Negativní | 3,2 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 1 | Negativní | 1,6 % |
| Celkem za vzorek: n = 62 | | Úspěšnost: 98 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> 23 | Negativní | 37 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 2 | Negativní | 3,2 % |
| | (80) DiaMed | >>> 8 | Negativní | 13 % |
| | (159) Grifols | >>> 9 | Negativní | 15 % |
| | (172) Immucor | >>> 11 | Negativní | 18 % |
| | (173) Sanguin | >>> 4 | Negativní | 6,5 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 2 | Negativní | 3,2 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Negativní | 3,2 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 1 | Negativní | 1,6 % |
| Celkem za vzorek: n = 62 | | Úspěšnost: 100 % | | |

Cyklus EHK: IH4/17 - Imunohematologie

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------|--------------------|------------------|-----------|------------------|
| Celková úspěšnost: 98 % | | | | |
| (716) Antigen c | | | | |
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | 1 | Negativní | 1,6 % |
| | | >>> 22 | Pozitivní | 35 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 2 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (80) DiaMed | >>> 8 | Pozitivní | 13 % |
| | (159) Grifols | >>> 9 | Pozitivní | 15 % |
| | (172) Immucor | >>> 11 | Pozitivní | 18 % |
| | (173) Sanguin | >>> 4 | Pozitivní | 6,5 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 2 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 1 | Pozitivní | 1,6 % |
| Celkem za vzorek: n = 62 | | Úspěšnost: 98 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> 23 | Pozitivní | 37 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 2 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (80) DiaMed | >>> 8 | Pozitivní | 13 % |
| | (159) Grifols | >>> 9 | Pozitivní | 15 % |
| | (172) Immucor | >>> 11 | Pozitivní | 18 % |
| | (173) Sanguin | >>> 4 | Pozitivní | 6,5 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 2 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 1 | Pozitivní | 1,6 % |
| Celkem za vzorek: n = 62 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 98 % | | | | |
| (717) Antigen Cw | | | | |
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | >>> 13 | Negativní | 27 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 3 | Negativní | 6,1 % |
| | (80) DiaMed | >>> 5 | Negativní | 10 % |
| | (159) Grifols | >>> 9 | Negativní | 18 % |
| | (172) Immucor | >>> 10 | Negativní | 20 % |
| | (173) Sanguin | >>> 5 | Negativní | 10 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 2 | Negativní | 4,1 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Negativní | 4,1 % |
| Celkem za vzorek: n = 49 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> 13 | Negativní | 27 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 3 | Negativní | 6,1 % |
| | (80) DiaMed | >>> 5 | Negativní | 10 % |
| | (159) Grifols | >>> 9 | Negativní | 18 % |
| | (172) Immucor | >>> 10 | Negativní | 20 % |
| | (173) Sanguin | >>> 5 | Negativní | 10 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 2 | Negativní | 4,1 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Negativní | 4,1 % |
| Celkem za vzorek: n = 49 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (718) Antigen E | | | | |
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | >>> 23 | Pozitivní | 37 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 2 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (80) DiaMed | >>> 8 | Pozitivní | 13 % |
| | (159) Grifols | >>> 9 | Pozitivní | 15 % |
| | (172) Immucor | >>> 11 | Pozitivní | 18 % |
| | (173) Sanguin | >>> 4 | Pozitivní | 6,5 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 2 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 1 | Pozitivní | 1,6 % |
| Celkem za vzorek: n = 62 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> 23 | Pozitivní | 37 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 2 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (80) DiaMed | >>> 8 | Pozitivní | 13 % |
| | (159) Grifols | >>> 9 | Pozitivní | 15 % |
| | (172) Immucor | >>> 11 | Pozitivní | 18 % |
| | (173) Sanguin | >>> 4 | Pozitivní | 6,5 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 2 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 1 | Pozitivní | 1,6 % |
| Celkem za vzorek: n = 62 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |
| (719) Antigen e | | | | |
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | 1 | Negativní | 1,6 % |

| Zkouška | | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------|
| Vzorek | Skupina | | | |
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | >>> 22 | Pozitivní | 35 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 2 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (80) DiaMed | >>> 8 | Pozitivní | 13 % |
| | (159) Grifols | >>> 9 | Pozitivní | 15 % |
| | (172) Immucor | >>> 11 | Pozitivní | 18 % |
| | (173) Sanguin | >>> 4 | Pozitivní | 6,5 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 2 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 1 | Pozitivní | 1,6 % |
| Celkem za vzorek: n = 62 | | Úspěšnost: 98 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> 22 | Negativní | 35 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 2 | Negativní | 3,2 % |
| | (80) DiaMed | >>> 8 | Negativní | 13 % |
| | (159) Grifols | >>> 9 | Negativní | 15 % |
| | (172) Immucor | >>> 11 | Negativní | 18 % |
| | (173) Sanguin | >>> 4 | Negativní | 6,5 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 2 | Negativní | 3,2 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Negativní | 3,2 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 1 | Negativní | 1,6 % |
| Celkem za vzorek: n = 62 | | Úspěšnost: 98 % | | |
| Celková úspěšnost: 97 % | | | | |

(720) Antigen K

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|-----------|-------|
| E1 a S1 | (0) výrobce neuveden | >>> 1 | Negativní | 1,5 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> 21 | Negativní | 31 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 1 | Negativní | 1,5 % |
| | (80) DiaMed | >>> 8 | Negativní | 12 % |
| | (159) Grifols | >>> 13 | Negativní | 19 % |
| | (172) Immucor | >>> 11 | Negativní | 16 % |
| | (173) Sanguin | >>> 5 | Negativní | 7,5 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 4 | Negativní | 6,0 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Negativní | 3,0 % |
| (999) jiný výrobce | >>> 1 | Negativní | 1,5 % | |
| Celkem za vzorek: n = 67 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| E2 a S2 | (0) výrobce neuveden | >>> 1 | Negativní | 1,5 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> 21 | Negativní | 31 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 1 | Negativní | 1,5 % |
| | (80) DiaMed | >>> 8 | Negativní | 12 % |
| | (159) Grifols | >>> 13 | Negativní | 19 % |
| | (172) Immucor | >>> 11 | Negativní | 16 % |
| | (173) Sanguin | >>> 5 | Negativní | 7,5 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 4 | Negativní | 6,0 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Negativní | 3,0 % |
| (999) jiný výrobce | >>> 1 | Negativní | 1,5 % | |
| Celkem za vzorek: n = 67 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(721) Antigen k

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|-----------|-------|
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | >>> 7 | Pozitivní | 17 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 5 | Pozitivní | 12 % |
| | (80) DiaMed | >>> 3 | Pozitivní | 7,3 % |
| | (159) Grifols | >>> 4 | Pozitivní | 9,8 % |
| | (172) Immucor | >>> 10 | Pozitivní | 24 % |
| | (173) Sanguin | >>> 8 | Pozitivní | 20 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 1 | Pozitivní | 2,4 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Pozitivní | 4,9 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 1 | Pozitivní | 2,4 % |
| Celkem za vzorek: n = 41 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> 7 | Pozitivní | 17 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 5 | Pozitivní | 12 % |
| | (80) DiaMed | >>> 3 | Pozitivní | 7,3 % |
| | (159) Grifols | >>> 4 | Pozitivní | 9,8 % |
| | (172) Immucor | >>> 10 | Pozitivní | 24 % |
| | (173) Sanguin | >>> 8 | Pozitivní | 20 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 1 | Pozitivní | 2,4 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Pozitivní | 4,9 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 1 | Pozitivní | 2,4 % |
| Celkem za vzorek: n = 41 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| (722) Antigen M | | | | |
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | >>> | 8 Pozitivní | 23 % |
| | (52) Dynex | >>> | 2 Pozitivní | 5,7 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 Pozitivní | 5,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Pozitivní | 11 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Pozitivní | 8,6 % |
| | (172) Immucor | >>> | 11 Pozitivní | 31 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 2 Pozitivní | 5,7 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 2 Pozitivní | 5,7 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 Pozitivní | 2,9 % |
| Celkem za vzorek: n = 35 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> | 8 Pozitivní | 23 % |
| | (52) Dynex | >>> | 2 Pozitivní | 5,7 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 Pozitivní | 5,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Pozitivní | 11 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Pozitivní | 8,6 % |
| | (172) Immucor | >>> | 11 Pozitivní | 31 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 2 Pozitivní | 5,7 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 2 Pozitivní | 5,7 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 Pozitivní | 2,9 % |
| Celkem za vzorek: n = 35 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(723) Antigen N

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------|
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | >>> | 8 Negativní | 24 % |
| | (52) Dynex | | 1 Pozitivní | 3,0 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 1 Negativní | 3,0 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Negativní | 12 % |
| | (159) Grifols | >>> | 4 Negativní | 12 % |
| | (172) Immucor | >>> | 8 Negativní | 24 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 3 Negativní | 9,1 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 Negativní | 3,0 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 2 Negativní | 6,1 % |
| (999) jiný výrobce | >>> | 1 Negativní | 3,0 % | |
| Celkem za vzorek: n = 33 | | Úspěšnost: 97 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> | 8 Negativní | 24 % |
| | (52) Dynex | >>> | 1 Negativní | 3,0 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 1 Negativní | 3,0 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Negativní | 12 % |
| | (159) Grifols | >>> | 4 Negativní | 12 % |
| | (172) Immucor | >>> | 8 Negativní | 24 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 3 Negativní | 9,1 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 Negativní | 3,0 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 2 Negativní | 6,1 % |
| (999) jiný výrobce | >>> | 1 Negativní | 3,0 % | |
| Celkem za vzorek: n = 33 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 97 % | | | | |

(724) Antigen S

| | | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------|
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | | 1 Negativní | 2,9 % |
| | | >>> | 8 Pozitivní | 23 % |
| | (50) Merck | >>> | 1 Pozitivní | 2,9 % |
| | (52) Dynex | >>> | 2 Pozitivní | 5,7 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 Pozitivní | 5,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Pozitivní | 11 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Pozitivní | 8,6 % |
| | (172) Immucor | >>> | 5 Pozitivní | 14 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 5 Pozitivní | 14 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 3 Pozitivní | 8,6 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 1 Pozitivní | 2,9 % |
| | Celkem za vzorek: n = 35 | | Úspěšnost: 97 % | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> | 9 Pozitivní | 26 % |
| | (50) Merck | >>> | 1 Pozitivní | 2,9 % |
| | (52) Dynex | >>> | 2 Pozitivní | 5,7 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 Pozitivní | 5,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Pozitivní | 11 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Pozitivní | 8,6 % |
| | (172) Immucor | >>> | 5 Pozitivní | 14 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 5 Pozitivní | 14 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 3 Pozitivní | 8,6 % |
| (203) ANTITOXIN | >>> | 1 Pozitivní | 2,9 % | |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------|---------|------------------|----------|------------------|
| Celkem za vzorek: n = 35 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 97 % | | | | |

(725) Antigen s

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------|
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | >>> | 8 Negativní | 23 % |
| | | | 1 Pozitivní | 2,9 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 4 Negativní | 11 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Negativní | 11 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Negativní | 8,6 % |
| | (172) Immucor | >>> | 5 Negativní | 14 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 6 Negativní | 17 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 3 Negativní | 8,6 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 1 Negativní | 2,9 % |
| Celkem za vzorek: n = 35 | | Úspěšnost: 97 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> | 9 Pozitivní | 26 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 4 Pozitivní | 11 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Pozitivní | 11 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Pozitivní | 8,6 % |
| | (172) Immucor | >>> | 5 Pozitivní | 14 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 6 Pozitivní | 17 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 3 Pozitivní | 8,6 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 1 Pozitivní | 2,9 % |
| Celkem za vzorek: n = 35 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 97 % | | | | |

(726) Antigen P1

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------|
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | >>> | 7 Pozitivní | 26 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 3 Pozitivní | 11 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 2 Pozitivní | 7,4 % |
| | (172) Immucor | >>> | 5 Pozitivní | 19 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 1 Negativní | 3,7 % |
| | | >>> | 7 Pozitivní | 26 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 2 Pozitivní | 7,4 % |
| Celkem za vzorek: n = 27 | | Úspěšnost: 96 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> | 7 Pozitivní | 26 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 3 Pozitivní | 11 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 2 Pozitivní | 7,4 % |
| | (172) Immucor | >>> | 5 Pozitivní | 19 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 8 Pozitivní | 30 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 2 Pozitivní | 7,4 % |
| Celkem za vzorek: n = 27 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 96 % | | | | |

(727) Antigen Fya

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------|
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | | 1 Negativní | 2,9 % |
| | | >>> | 8 Pozitivní | 24 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 3 Pozitivní | 8,8 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Pozitivní | 12 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Pozitivní | 8,8 % |
| | (172) Immucor | >>> | 7 Pozitivní | 21 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 6 Pozitivní | 18 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 Pozitivní | 2,9 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 1 Pozitivní | 2,9 % |
| Celkem za vzorek: n = 34 | | Úspěšnost: 97 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> | 9 Pozitivní | 26 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 3 Pozitivní | 8,8 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Pozitivní | 12 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Pozitivní | 8,8 % |
| | (172) Immucor | >>> | 7 Pozitivní | 21 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 6 Pozitivní | 18 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 Pozitivní | 2,9 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 1 Pozitivní | 2,9 % |
| Celkem za vzorek: n = 34 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 97 % | | | | |

(728) Antigen Fyb

| | | | | |
|---------|--------------------|-----|-------------|-------|
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | >>> | 8 Negativní | 24 % |
| | | | 1 Pozitivní | 2,9 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 3 Negativní | 8,8 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Negativní | 12 % |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Negativní | 8,8 % |
| | (172) Immucor | >>> | 7 Negativní | 21 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 6 Negativní | 18 % |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| E1 a S1 | (174) IVT Imuno | >>> | 1 Negativní | 2,9% |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 1 Negativní | 2,9% |
| Celkem za vzorek: n = 34 | | Úspěšnost: 97 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> | 9 Pozitivní | 26% |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 3 Pozitivní | 8,8% |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Pozitivní | 12% |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Pozitivní | 8,8% |
| | (172) Immucor | >>> | 7 Pozitivní | 21% |
| | (173) Sanguin | >>> | 6 Pozitivní | 18% |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 Pozitivní | 2,9% |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 1 Pozitivní | 2,9% |
| Celkem za vzorek: n = 34 | | Úspěšnost: 100 % | | |

Celková úspěšnost: 97 %

(729) Antigen Jka

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|------|
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | >>> | 9 Pozitivní | 26% |
| | (50) Merck | >>> | 1 Pozitivní | 2,9% |
| | (52) Dynex | >>> | 2 Pozitivní | 5,7% |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 Pozitivní | 5,7% |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Pozitivní | 11% |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Pozitivní | 8,6% |
| | (172) Immucor | >>> | 5 Pozitivní | 14% |
| | (173) Sanguin | >>> | 5 Pozitivní | 14% |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 2 Pozitivní | 5,7% |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 2 Pozitivní | 5,7% |
| Celkem za vzorek: n = 35 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> | 9 Negativní | 26% |
| | (50) Merck | >>> | 1 Negativní | 2,9% |
| | (52) Dynex | >>> | 2 Negativní | 5,7% |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 Negativní | 5,7% |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Negativní | 11% |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Negativní | 8,6% |
| | (172) Immucor | >>> | 5 Negativní | 14% |
| | (173) Sanguin | >>> | 5 Negativní | 14% |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 2 Negativní | 5,7% |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 2 Negativní | 5,7% |
| Celkem za vzorek: n = 35 | | Úspěšnost: 100 % | | |

Celková úspěšnost: 100 %

(730) Antigen Jkb

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|------|
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | >>> | 9 Negativní | 26% |
| | (50) Merck | >>> | 1 Negativní | 2,9% |
| | (52) Dynex | >>> | 3 Negativní | 8,6% |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 Negativní | 5,7% |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Negativní | 11% |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Negativní | 8,6% |
| | (172) Immucor | >>> | 5 Negativní | 14% |
| | (173) Sanguin | >>> | 5 Negativní | 14% |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 Negativní | 2,9% |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 2 Negativní | 5,7% |
| Celkem za vzorek: n = 35 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> | 9 Pozitivní | 26% |
| | (50) Merck | >>> | 1 Pozitivní | 2,9% |
| | (52) Dynex | >>> | 3 Pozitivní | 8,6% |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 Pozitivní | 5,7% |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Pozitivní | 11% |
| | (159) Grifols | >>> | 3 Pozitivní | 8,6% |
| | (172) Immucor | >>> | 5 Pozitivní | 14% |
| | (173) Sanguin | >>> | 5 Pozitivní | 14% |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 Pozitivní | 2,9% |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 2 Pozitivní | 5,7% |
| Celkem za vzorek: n = 35 | | Úspěšnost: 100 % | | |

Celková úspěšnost: 100 %

(731) Antigen Lua

| | | | | |
|---------|--------------------|-----|-------------|------|
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | >>> | 7 Negativní | 26% |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 3 Negativní | 11% |
| | (80) DiaMed | >>> | 3 Negativní | 11% |
| | (159) Grifols | >>> | 2 Negativní | 7,4% |
| | (172) Immucor | >>> | 5 Negativní | 19% |
| | (173) Sanguin | >>> | 4 Negativní | 15% |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 1 Negativní | 3,7% |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------|--------------------|------------------|-----------|------------------|
| E1 a S1 | (999) jiný výrobce | >>> 2 | Negativní | 7,4 % |
| Celkem za vzorek: n = 27 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> 7 | Negativní | 26 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 3 | Negativní | 11 % |
| | (80) DiaMed | >>> 3 | Negativní | 11 % |
| | (159) Grifols | >>> 2 | Negativní | 7,4 % |
| | (172) Immucor | >>> 5 | Negativní | 19 % |
| | (173) Sanguin | >>> 4 | Negativní | 15 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 1 | Negativní | 3,7 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 2 | Negativní | 7,4 % |
| Celkem za vzorek: n = 27 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(732) Antigen Lub

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|-----------|-------|
| E1 a S1 | (6) APR | >>> 1 | Pozitivní | 3,8 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> 7 | Pozitivní | 27 % |
| | (52) Dynex | >>> 1 | Pozitivní | 3,8 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 2 | Pozitivní | 7,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> 2 | Pozitivní | 7,7 % |
| | (159) Grifols | >>> 2 | Pozitivní | 7,7 % |
| | (172) Immucor | >>> 4 | Pozitivní | 15 % |
| | (173) Sanguin | >>> 2 | Pozitivní | 7,7 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 1 | Pozitivní | 3,8 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 4 | Pozitivní | 15 % |
| Celkem za vzorek: n = 26 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| E2 a S2 | (6) APR | >>> 1 | Pozitivní | 3,8 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> 7 | Pozitivní | 27 % |
| | (52) Dynex | >>> 1 | Pozitivní | 3,8 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 2 | Pozitivní | 7,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> 2 | Pozitivní | 7,7 % |
| | (159) Grifols | >>> 2 | Pozitivní | 7,7 % |
| | (172) Immucor | >>> 4 | Pozitivní | 15 % |
| | (173) Sanguin | >>> 2 | Pozitivní | 7,7 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 1 | Pozitivní | 3,8 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 4 | Pozitivní | 15 % |
| Celkem za vzorek: n = 26 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(733) Antigen Lea

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|-----------|-------|
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | >>> 8 | Negativní | 27 % |
| | | 2 | Pozitivní | 6,7 % |
| | (50) Merck | >>> 1 | Negativní | 3,3 % |
| | (52) Dynex | >>> 1 | Negativní | 3,3 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 2 | Negativní | 6,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> 4 | Negativní | 13 % |
| | (172) Immucor | >>> 8 | Negativní | 27 % |
| | (173) Sanguin | >>> 1 | Negativní | 3,3 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 1 | Negativní | 3,3 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Negativní | 6,7 % |
| Celkem za vzorek: n = 30 | | Úspěšnost: 93 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> 10 | Pozitivní | 33 % |
| | (50) Merck | >>> 1 | Pozitivní | 3,3 % |
| | (52) Dynex | >>> 1 | Pozitivní | 3,3 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 2 | Pozitivní | 6,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> 4 | Pozitivní | 13 % |
| | (172) Immucor | >>> 8 | Pozitivní | 27 % |
| | (173) Sanguin | >>> 1 | Pozitivní | 3,3 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> 1 | Pozitivní | 3,3 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> 2 | Pozitivní | 6,7 % |
| Celkem za vzorek: n = 30 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 93 % | | | | |

(734) Antigen Leb

| | | | | |
|---------|--------------------|-------|-----------|-------|
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | 1 | Negativní | 3,3 % |
| | | >>> 9 | Pozitivní | 30 % |
| | (50) Merck | >>> 1 | Pozitivní | 3,3 % |
| | (52) Dynex | >>> 1 | Pozitivní | 3,3 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 2 | Pozitivní | 6,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> 4 | Pozitivní | 13 % |
| | (172) Immucor | >>> 7 | Pozitivní | 23 % |
| | (173) Sanguin | >>> 2 | Pozitivní | 6,7 % |

| Zkouška | | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Vzorek | Skupina | | | |
| E1 a S1 | (174) IVT Imuno | >>> | 1 Pozitivní | 3,3 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 2 Pozitivní | 6,7 % |
| Celkem za vzorek: n = 30 | | Úspěšnost: 97 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> | 10 Negativní | 33 % |
| | (50) Merck | >>> | 1 Negativní | 3,3 % |
| | (52) Dynex | >>> | 1 Negativní | 3,3 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 Negativní | 6,7 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 4 Negativní | 13 % |
| | (172) Immucor | >>> | 7 Negativní | 23 % |
| | (173) Sanguin | >>> | 2 Negativní | 6,7 % |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 Negativní | 3,3 % |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 2 Negativní | 6,7 % |
| | Celkem za vzorek: n = 30 | | Úspěšnost: 100 % | |
| Celková úspěšnost: 97 % | | | | |

(737) Přímý Coombsův test

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------|
| E1 a S1 | (6) APR | >>> | 1 Negativní | 0,84 % | |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 58 Negativní | 49 % | |
| | | | | 1 Pozitivní | 0,84 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> | 4 Negativní | 3,4 % | |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 Negativní | 1,7 % | |
| | (80) DiaMed | >>> | 29 Negativní | 24 % | |
| | (159) Grifols | >>> | 19 Negativní | 16 % | |
| | (172) Immucor | >>> | 2 Negativní | 1,7 % | |
| | (173) Sanguin | >>> | 1 Negativní | 0,84 % | |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 Negativní | 0,84 % | |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 1 Negativní | 0,84 % | |
| Celkem za vzorek: n = 119 | | Úspěšnost: 99 % | | | |
| E2 a S2 | (6) APR | >>> | 1 Negativní | 0,84 % | |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 59 Negativní | 50 % | |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> | 4 Negativní | 3,4 % | |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 2 Negativní | 1,7 % | |
| | (80) DiaMed | >>> | 29 Negativní | 24 % | |
| | (159) Grifols | >>> | 19 Negativní | 16 % | |
| | (172) Immucor | >>> | 2 Negativní | 1,7 % | |
| | (173) Sanguin | >>> | 1 Negativní | 0,84 % | |
| | (174) IVT Imuno | >>> | 1 Negativní | 0,84 % | |
| | (203) ANTITOXIN | >>> | 1 Negativní | 0,84 % | |
| Celkem za vzorek: n = 119 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 99 % | | | | | |

(741) Screening protilátek (NAT, dárce)

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------|
| E1 a S1 | (0) výrobce neuveden | >>> | 1 Pozitivní | 1,2 % |
| | (6) APR | >>> | 2 Pozitivní | 2,4 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 34 Pozitivní | 40 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> | 1 Pozitivní | 1,2 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 1 Pozitivní | 1,2 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 22 Pozitivní | 26 % |
| | (159) Grifols | >>> | 9 Pozitivní | 11 % |
| | (172) Immucor | >>> | 14 Pozitivní | 17 % |
| Celkem za vzorek: n = 84 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| E2 a S2 | (0) výrobce neuveden | >>> | 1 Pozitivní | 1,2 % |
| | (6) APR | >>> | 2 Pozitivní | 2,4 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 34 Pozitivní | 40 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> | 1 Pozitivní | 1,2 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> | 1 Pozitivní | 1,2 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 22 Pozitivní | 26 % |
| | (159) Grifols | >>> | 9 Pozitivní | 11 % |
| | (172) Immucor | >>> | 14 Pozitivní | 17 % |
| Celkem za vzorek: n = 84 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------|
| E1 a S1 | (6) APR | >>> | 2 Pozitivní | 1,6 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> | 63 Pozitivní | 50 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> | 4 Pozitivní | 3,2 % |
| | (80) DiaMed | >>> | 30 Pozitivní | 24 % |
| | (159) Grifols | >>> | 19 Pozitivní | 15 % |
| | (172) Immucor | >>> | 8 Pozitivní | 6,3 % |
| Celkem za vzorek: n = 126 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| E2 a S2 | (6) APR | >>> | 2 Pozitivní | 1,6 % |

| Zkouška | | N | Výsledek | N _{rel} |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| Vzorek | Skupina | | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> 63 | Pozitivní | 50 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> 4 | Pozitivní | 3,2 % |
| | (80) DiaMed | >>> 30 | Pozitivní | 24 % |
| | (159) Grifols | >>> 19 | Pozitivní | 15 % |
| | (172) Immucor | >>> 8 | Pozitivní | 6,3 % |
| Celkem za vzorek: n = 126 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|--------|
| E1 a S1 | (6) APR | >>> 2 | Pozitivní | 1,9 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> 45 | Pozitivní | 43 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> 4 | Pozitivní | 3,8 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 1 | Pozitivní | 0,96 % |
| | (80) DiaMed | >>> 24 | Pozitivní | 23 % |
| | (159) Grifols | >>> 20 | Pozitivní | 19 % |
| | (172) Immucor | >>> 8 | Pozitivní | 7,7 % |
| Celkem za vzorek: n = 104 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| E2 a S2 | (6) APR | >>> 2 | Pozitivní | 1,9 % |
| | (14) Bio-Rad | >>> 45 | Pozitivní | 43 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> 4 | Pozitivní | 3,8 % |
| | (64) Exbio Olomouc | >>> 1 | Pozitivní | 0,96 % |
| | (80) DiaMed | >>> 24 | Pozitivní | 23 % |
| | (159) Grifols | >>> 20 | Pozitivní | 19 % |
| | (172) Immucor | >>> 8 | Pozitivní | 7,7 % |
| Celkem za vzorek: n = 104 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(747) Screening protilátek (enzymový test)

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|--------|
| E1 a S1 | (14) Bio-Rad | >>> 49 | Pozitivní | 47 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> 1 | Pozitivní | 0,96 % |
| | (80) DiaMed | >>> 28 | Pozitivní | 27 % |
| | (159) Grifols | >>> 22 | Pozitivní | 21 % |
| | (172) Immucor | >>> 4 | Pozitivní | 3,8 % |
| Celkem za vzorek: n = 104 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| E2 a S2 | (14) Bio-Rad | >>> 49 | Pozitivní | 47 % |
| | (40) Ortho Clinical Diagnostics | >>> 1 | Pozitivní | 0,96 % |
| | (80) DiaMed | >>> 28 | Pozitivní | 27 % |
| | (159) Grifols | >>> 22 | Pozitivní | 21 % |
| | (172) Immucor | >>> 4 | Pozitivní | 3,8 % |
| Celkem za vzorek: n = 104 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(750) Identifikace protilátek

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-------|
| E1 a S1 | (0) výrobce neuveden | >>> 42 | anti-D | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 42 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| E2 a S2 | (0) výrobce neuveden | 1 | Neuvedeno | 2,4 % |
| | | >>> 32 | anti-C; anti-e | 76 % |
| | | > 1 | anti-C; anti-e; anti-Cw | 2,4 % |
| | | > 8 | anti-e | 19 % |
| Celkem za vzorek: n = 42 | | Úspěšnost: 98 % | | |
| Celková úspěšnost: 98 % | | | | |

(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|----------|-------|
| E1 a S1 | (0) výrobce neuveden | ± 2 | titr 16 | 5,9 % |
| | | ± 4 | titr 32 | 12 % |
| | | ± 6 | titr 64 | 18 % |
| | | ± 15 | titr 128 | 44 % |
| | | ± 5 | titr 256 | 15 % |
| | | ± 2 | titr 512 | 5,9 % |
| Celkem za vzorek: n = 34 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | |

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|----------------------|-------|
| E2 a S2 | (0) výrobce neuveden | ± 1 | titr 0 (neměřitelný) | 5,3 % |
| | | ± 1 | titr 1 | 5,3 % |
| | | ± 1 | titr 8 | 5,3 % |
| | | ± 3 | titr 16 | 16 % |
| | | ± 4 | titr 32 | 21 % |
| | | ± 3 | titr 64 | 16 % |
| | | ± 5 | titr 128 | 26 % |
| | | ± 1 | titr 256 | 5,3 % |
| Celkem za vzorek: n = 19 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | |

| Zkouška | | N | Výsledek | N _{rel} |
|---|----------------------|--|----------------------|------------------|
| Vzorek | Skupina | | | |
| (757) Titrace prot., Vzorek 2: 2. profílátka | | | | |
| E2 a S2 | (0) výrobce neuveden | ± 6 | titr 0 (neměřitelný) | 19 % |
| | | ± 3 | titr 1 | 9,4 % |
| | | ± 4 | titr 2 | 13 % |
| | | ± 3 | titr 4 | 9,4 % |
| | | ± 8 | titr 8 | 25 % |
| | | ± 6 | titr 16 | 19 % |
| | | ± 2 | titr 32 | 6,3 % |
| Celkem za vzorek: n = 32 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | |

Sada vzorků 3

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|---|--------|
| (760) Zkouška kompatibility | | | | |
| S1 | Všechny výsledky | 1 | Zkouška kompatibility provedena neúspěšně | 0,88 % |
| | | >>> 113 | Zkouška kompatibility provedena úspěšně | 99 % |
| Celkem za vzorek: n = 114 | | Úspěšnost: 99 % | | |
| S2 | Všechny výsledky | 5 | Zkouška kompatibility provedena neúspěšně | 4,4 % |
| | | >>> 109 | Zkouška kompatibility provedena úspěšně | 96 % |
| Celkem za vzorek: n = 114 | | Úspěšnost: 96 % | | |
| Celková úspěšnost: 96 % | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-------|
| (761) Zkouška kompatibility (segment K1) | | | | |
| S1 | (0) výrobce neuveden | >>> 114 | Pozitivní zkouška | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 114 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| S2 | (0) výrobce neuveden | 5 | Negativní zkouška | 4,4 % |
| | | >>> 109 | Pozitivní zkouška | 96 % |
| Celkem za vzorek: n = 114 | | Úspěšnost: 96 % | | |
| Celková úspěšnost: 96 % | | | | |

| | | | | |
|--|----------------------|--|--|--------|
| (762) Podat transfuzní přípravek (segment K1) | | | | |
| S1 | (0) výrobce neuveden | ± 114 | Nelze podat, riziko hemolýzy | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 114 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | |
| S2 | (0) výrobce neuveden | ± 109 | Nelze podat, riziko hemolýzy | 96 % |
| | | ± 4 | Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí | 3,5 % |
| | | ± 1 | Lze podat | 0,88 % |
| Celkem za vzorek: n = 114 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | |

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|-------------------|--------|
| (764) Zkouška kompatibility (segment K2) | | | | |
| S1 | (0) výrobce neuveden | >>> 113 | Negativní zkouška | 99 % |
| | | 1 | Pozitivní zkouška | 0,88 % |
| Celkem za vzorek: n = 114 | | Úspěšnost: 99 % | | |
| S2 | (0) výrobce neuveden | >>> 114 | Pozitivní zkouška | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 114 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 99 % | | | | |

| | | | | |
|--|----------------------|--|--|-------|
| (765) Podat transfuzní přípravek (segment K2) | | | | |
| S1 | (0) výrobce neuveden | ± 2 | Nelze podat, riziko hemolýzy | 1,8 % |
| | | ± 56 | Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí | 49 % |
| | | ± 29 | Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky | 25 % |
| | | ± 27 | Lze podat | 24 % |
| Celkem za vzorek: n = 114 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | |
| S2 | (0) výrobce neuveden | ± 114 | Nelze podat, riziko hemolýzy | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 114 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | |