

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

## Sada vzorků 1

## (560) ANA screening (jádro buňky) - průkaz

A1	(14) Bio-Rad	>>>	2	Pozitivní	2,6 %
	(32) Human		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,3 %
	(36) Immunotech		1	Negativní	1,3 %
	(87) Euroimmun	>>>	42	Pozitivní	55 %
	(103) Immunoconcepts	>>>	2	Pozitivní	2,6 %
	(115) BioSystems	>>>	5	Pozitivní	6,5 %
	(135) OrgenTec	>>>	2	Pozitivní	2,6 %
	(142) Immco Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	8	Pozitivní	10 %
	(164) DiaSorin	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	12	Pozitivní	16 %
Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 97 %			
B1	(14) Bio-Rad	>>>	2	Negativní	2,6 %
	(32) Human	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(36) Immunotech	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(87) Euroimmun	>>>	42	Negativní	55 %
	(103) Immunoconcepts	>>>	2	Negativní	2,6 %
	(115) BioSystems	>>>	5	Negativní	6,5 %
	(135) OrgenTec	>>>	2	Negativní	2,6 %
	(142) Immco Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	8	Negativní	10 %
	(164) DiaSorin	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	12	Negativní	16 %
Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 97 %					

## (572) ANA screening (jádro buňky) - semikvan.

A1	(14) Bio-Rad	±	1	titr 160	1,5 %
	(87) Euroimmun	±	2	titr 160	3,1 %
		±	6	titr 320	9,2 %
		±	20	titr 640	31 %
		±	8	titr 1280	12 %
		±	2	titr 2560	3,1 %
	(103) Immunoconcepts	±	2	titr 640	3,1 %
	(115) BioSystems	±	1	titr 80	1,5 %
		±	2	titr 640	3,1 %
		±	1	titr 1280	1,5 %
	(142) Immco Diagnostics	±	1	titr 160	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	±	1	titr 320	1,5 %
		±	4	titr 640	6,2 %
		±	1	titr 1280	1,5 %
	(164) DiaSorin	±	1	titr 1280	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	±	5	titr 320	7,7 %
		±	4	titr 640	6,2 %
		±	3	titr 1280	4,6 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
B1	(14) Bio-Rad	±	1	titr 0 (neměřitelný)	1,5 %
	(87) Euroimmun	±	1	Neuvedeno	1,5 %
		±	27	titr 0 (neměřitelný)	42 %
		±	6	titr 40	9,2 %
		±	4	titr 80	6,2 %
	(103) Immunoconcepts	±	1	titr 40	1,5 %
		±	1	titr 80	1,5 %
	(115) BioSystems	±	2	titr 0 (neměřitelný)	3,1 %
		±	1	titr 40	1,5 %
		±	1	titr 80	1,5 %
	(142) Immco Diagnostics	±	1	titr 0 (neměřitelný)	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	±	3	titr 0 (neměřitelný)	4,6 %
		±	3	titr 40	4,6 %
	(164) DiaSorin	±	1	titr 0 (neměřitelný)	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	±	9	titr 0 (neměřitelný)	14 %
		±	3	titr 40	4,6 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			

## (561) ANA - typ fluorescence jádra

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A1	(0) výrobce neuveden	6	Homogenní	8,8 %
		1	Homogenní; Žádná fluorescence	1,5 %
		1	Hrubě zrnitý; Jemně zrnitý	1,5 %
		1	Hrubě zrnitý; Dělicí tělíčko (midbody)	1,5 %
	>	16	Jemně zrnitý	24 %
		1	Nukleární matrix	1,5 %
	>>>	18	DFS 70	26 %
	>>>	23	DFS 70; Jemně zrnitý	34 %
		1	Neznámý typ fluorescence	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 68			Úspěšnost: 84 %	
B1	(0) výrobce neuveden	>>> 68	Žádná fluorescence	100 %
Celkem za vzorek: n = 68			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 84 %				

**(563) ANA screening (cytoplazma) - průkaz**

A1	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	34	Negativní	52 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
			3	Pozitivní	4,5 %
	(103) Immunoconcepts	>>>	2	Negativní	3,0 %
	(115) BioSystems	>>>	3	Negativní	4,5 %
			2	Pozitivní	3,0 %
	(142) Immco Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4	Negativní	6,1 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
			1	Pozitivní	1,5 %
	(164) DiaSorin	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	11	Negativní	17 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 66			Úspěšnost: 86 %		
B1	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	37	Negativní	56 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
	(103) Immunoconcepts	>>>	2	Negativní	3,0 %
	(115) BioSystems	>>>	5	Negativní	7,6 %
	(142) Immco Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	6	Negativní	9,1 %
	(164) DiaSorin	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	11	Negativní	17 %
			1	Pozitivní	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 66			Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 83 %					

**(573) ANA screening (cytoplazma) - semikvan.**

A1	(14) Bio-Rad	±	1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(87) Euroimmun	±	23	titr 0 (neměřitelný)	38 %
		±	3	titr 40	4,9 %
		±	4	titr 80	6,6 %
		±	2	titr 160	3,3 %
		±	1	titr 320	1,6 %
	(103) Immunoconcepts	±	2	titr 40	3,3 %
		±	1	titr 80	1,6 %
	(115) BioSystems	±	2	titr 0 (neměřitelný)	3,3 %
		±	2	titr 80	3,3 %
	(142) Immco Diagnostics	±	1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	±	3	titr 0 (neměřitelný)	4,9 %
		±	2	titr 40	3,3 %
		±	1	titr 80	1,6 %
	(164) DiaSorin	±	1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(211) INOVA Diagnostics	±	9	titr 0 (neměřitelný)	15 %
		±	3	titr 40	4,9 %
Celkem za vzorek: n = 61			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B1	(14) Bio-Rad	±	1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(87) Euroimmun	±	24	titr 0 (neměřitelný)	39 %
		±	5	titr 40	8,2 %
		±	4	titr 80	6,6 %
	(103) Immunoconcepts	±	2	titr 40	3,3 %
		±	1	titr 80	1,6 %
	(115) BioSystems	±	2	titr 0 (neměřitelný)	3,3 %
		±	1	titr 40	1,6 %
		±	1	titr 80	1,6 %
	(142) Immco Diagnostics	±	1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
B1	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 3	titr 0 (neměřitelný)	4,9 %
		± 3	titr 40	4,9 %
	(164) DiaSorin	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 9	titr 0 (neměřitelný)	15 %
		± 3	titr 40	4,9 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

## (564) ANA - typ fluorescence cytoplazmy

A1	(0) výrobce neuveden	>>> 56	Žádná fluorescence	86 %
		2	Hrubě zrnitá cytoplazma (mitochondrie)	3,1 %
		6	Jemně zrnitá cytoplazma	9,2 %
		1	Difúzní cytoplazmatický obraz	1,5 %
		Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 86 %
B1	(0) výrobce neuveden	>>> 63	Žádná fluorescence	97 %
		1	Difúzní cytoplazmatický obraz	1,5 %
		1	Skelet	1,5 %
		Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 97 %

Celková úspěšnost: 83 %

## Sada vzorků 2

## (565) ANCA imunofluorescence - průkaz

A2	(36) Immunotech	>>> 1	Pozitivní	1,7 %		
		(87) Euroimmun	>>> 33	Pozitivní	57 %	
			(103) Immunoconcepts	>>> 1	Pozitivní	1,7 %
			(115) BioSystems	>>> 2	Pozitivní	3,4 %
			(140) Test-Line	>>> 1	Pozitivní	1,7 %
			(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,7 %
			(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Pozitivní	3,4 %
			(211) INOVA Diagnostics	>>> 17	Pozitivní	29 %
				Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %
B2	(36) Immunotech	>>> 1	Negativní	1,7 %		
		(87) Euroimmun	>>> 33	Negativní	57 %	
			(103) Immunoconcepts	>>> 1	Negativní	1,7 %
			(115) BioSystems	>>> 2	Negativní	3,4 %
			(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	1,7 %
			(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,7 %
			(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Negativní	3,4 %
			(211) INOVA Diagnostics	>>> 17	Negativní	29 %
				Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %

Celková úspěšnost: 100 %

## (574) ANCA IF (etanol) - semikvantita

A2	(87) Euroimmun	± 1	titr 20	2,0 %		
		± 1	titr 40	2,0 %		
		± 6	titr 80	12 %		
		± 13	titr 160	27 %		
		± 5	titr 320	10 %		
		± 1	titr 640	2,0 %		
		± 1	titr 1280	2,0 %		
		(103) Immunoconcepts	± 1	titr 640	2,0 %	
			(115) BioSystems	± 1	titr 20	2,0 %
				± 1	titr 640	2,0 %
				(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 320
		(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 160	2,0 %	
		(211) INOVA Diagnostics	± 1	titr 80	2,0 %	
			± 5	titr 160	10 %	
			± 7	titr 320	14 %	
			± 3	titr 640	6,1 %	
			Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
		B2	(87) Euroimmun	± 21	titr 0 (neměřitelný)	43 %
				± 7	titr 20	14 %
			(103) Immunoconcepts	± 1	titr 20	2,0 %
(115) BioSystems	± 1		titr 0 (neměřitelný)	2,0 %		
	± 1		titr 20	2,0 %		
	± 1		titr 20	2,0 %		
(142) Immco Diagnostics	± 1		titr 20	2,0 %		
(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1		titr 0 (neměřitelný)	2,0 %		
(211) INOVA Diagnostics	± 11		titr 0 (neměřitelný)	22 %		
	± 5		titr 20	10 %		
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit				

## (578) ANCA IF (formalín) - semikvantita

A2	(0) výrobce neuveden	± 1	titr 320	2,3 %
	(87) Euroimmun	± 1	titr 20	2,3 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A2	(87) Euroimmun	± 1	titr 40	2,3 %
		± 3	titr 80	7,0 %
		± 5	titr 160	12 %
		± 10	titr 320	23 %
		± 6	titr 640	14 %
		± 1	titr 1280	2,3 %
	(103) Immunoconcepts	± 1	titr 320	2,3 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 20	2,3 %
		± 1	titr 320	2,3 %
		± 1	titr 640	2,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 5	titr 160	12 %
		± 3	titr 320	7,0 %
		± 3	titr 640	7,0 %
----- Celkem za vzorek: n = 43 -----		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		-----
B2	(0) výrobce neuveden	± 1	titr 20	2,3 %
	(87) Euroimmun	± 19	titr 0 (neměřitelný)	44 %
		± 8	titr 20	19 %
	(103) Immunoconcepts	± 1	titr 20	2,3 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,3 %
		± 2	titr 20	4,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 8	titr 0 (neměřitelný)	19 %
		± 3	titr 20	7,0 %
----- Celkem za vzorek: n = 43 -----		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		-----

**(566) ANCA - typ fluorescence**

A2	(0) výrobce neuveden	>>> 56	cANCA (cytoplazmatická)	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 56 -----		Úspěšnost: 100 %		-----
B2	(0) výrobce neuveden	1	Neuvedeno	1,8 %
		>>> 55	Žádná fluorescence	98 %
----- Celkem za vzorek: n = 56 -----		Úspěšnost: 98 %		-----
Celková úspěšnost: 98 %				

**(569) anti-myeloperoxidáza**

A2	(14) Bio-Rad	>>> 2	Negativní	3,0 %
	(32) Human	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(36) Immunotech	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>> 20	Negativní	30 %
	(101) Hycor	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>> 24	Negativní	36 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(147) AIDA	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Negativní	3,0 %
	(191) D-tek	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 4	Negativní	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	7,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 66 -----		Úspěšnost: 100 %		-----
B2	(14) Bio-Rad	>>> 2	Negativní	3,0 %
	(32) Human	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(36) Immunotech	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>> 20	Negativní	30 %
	(101) Hycor	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>> 24	Negativní	36 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(147) AIDA	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Negativní	3,0 %
	(191) D-tek	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 4	Negativní	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	7,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 66 -----		Úspěšnost: 100 %		-----
Celková úspěšnost: 100 %				

**(570) anti-proteináza III**

A2	(14) Bio-Rad	>>> 2	Pozitivní	3,0 %
	(32) Human	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(36) Immunotech	>>> 1	Pozitivní	1,5 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
A2	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	1 Pozitivní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	20 Pozitivní	30 %
	(101) Hycor	>>>	1 Pozitivní	1,5 %
	(115) BioSystems	>>>	1 Pozitivní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>>	24 Pozitivní	36 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1 Pozitivní	1,5 %
	(140) Test-Line	>>>	1 Pozitivní	1,5 %
	(147) AIDA	>>>	1 Pozitivní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Pozitivní	3,0 %
	(191) D-tek	>>>	1 Pozitivní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	4 Pozitivní	6,1 %
(999) jiný výrobce	>>>	5 Pozitivní	7,6 %	
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
B2	(14) Bio-Rad	>>>	2 Negativní	3,0 %
	(32) Human	>>>	1 Negativní	1,5 %
	(36) Immunotech	>>>	1 Negativní	1,5 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	1 Negativní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	20 Negativní	30 %
	(101) Hycor	>>>	1 Negativní	1,5 %
	(115) BioSystems	>>>	1 Negativní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>>	24 Negativní	36 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1 Negativní	1,5 %
	(140) Test-Line	>>>	1 Negativní	1,5 %
	(147) AIDA	>>>	1 Negativní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Negativní	3,0 %
	(191) D-tek	>>>	1 Negativní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	4 Negativní	6,1 %
(999) jiný výrobce	>>>	5 Negativní	7,6 %	
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## Sada vzorků 3

## (580) Anti-ENA/SS-A/Ro-60

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>>	2 Negativní	2,8 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>>	34 Negativní	48 %
	(98) Fujirebio	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(101) Hycor	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	8 Negativní	11 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5 Negativní	7,0 %
	(140) Test-Line	>>>	5 Negativní	7,0 %
	(147) AIDA	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Negativní	2,8 %
	(166) Thermo	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(191) D-tek	>>>	4 Negativní	5,6 %
(999) jiný výrobce	>>>	5 Negativní	7,0 %	
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %		
B3	(14) Bio-Rad	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(32) Human	>>>	2 Pozitivní	2,8 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>>	34 Pozitivní	48 %
	(98) Fujirebio	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(101) Hycor	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	8 Pozitivní	11 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5 Pozitivní	7,0 %
	(140) Test-Line	>>>	5 Pozitivní	7,0 %
	(147) AIDA	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Pozitivní	2,8 %
	(166) Thermo	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(191) D-tek	>>>	4 Pozitivní	5,6 %
(999) jiný výrobce	>>>	5 Pozitivní	7,0 %	
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## (581) Anti-ENA/SS-B/La

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>>	2 Negativní	2,8 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2 Negativní	2,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	35 Negativní	49 %

## Cyklus EHK: AIM1/18 - Autoimunita

Stop termín: 08.04.2018

Zkouška					
Vzorek	Skupina		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
A3	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(101) Hycor	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	7	Negativní	9,9 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5	Negativní	7,0 %
	(140) Test-Line	>>>	5	Negativní	7,0 %
	(147) AIDA	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(191) D-tek	>>>	4	Negativní	5,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	7,0 %
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %			
B3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	(32) Human	>>>	2	Pozitivní	2,8 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2	Pozitivní	2,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	35	Pozitivní	49 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	(101) Hycor	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	7	Pozitivní	9,9 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5	Pozitivní	7,0 %
	(140) Test-Line	>>>	5	Pozitivní	7,0 %
	(147) AIDA	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	(166) Thermo	>>>	1	Pozitivní	1,4 %
	(191) D-tek	>>>	4	Pozitivní	5,6 %
(999) jiný výrobce	>>>	5	Pozitivní	7,0 %	
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(582) Anti-ENA/Sci-70**

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,8 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2	Negativní	2,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	35	Negativní	49 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(101) Hycor	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	7	Negativní	9,9 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5	Negativní	7,0 %
	(140) Test-Line	>>>	5	Negativní	7,0 %
	(147) AIDA	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(191) D-tek	>>>	4	Negativní	5,6 %
(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	7,0 %	
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %			
B3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,8 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2	Negativní	2,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	35	Negativní	49 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(101) Hycor	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	7	Negativní	9,9 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5	Negativní	7,0 %
	(140) Test-Line	>>>	5	Negativní	7,0 %
	(147) AIDA	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(191) D-tek	>>>	4	Negativní	5,6 %
(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	7,0 %	
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(583) Anti-ENA/RNP**

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,8 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2	Negativní	2,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	35	Negativní	49 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(101) Hycor	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	7	Negativní	9,9 %
(139) BL Diagnostics	>>>	5	Negativní	7,0 %	

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A3	(140) Test-Line	>>>	5 Negativní	7,0 %
	(147) AIDA	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(166) Thermo	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(191) D-tek	>>>	4 Negativní	5,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Negativní	7,0 %
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %		
B3	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>>	2 Negativní	2,8 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2 Negativní	2,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	35 Negativní	49 %
	(98) Fujirebio	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(101) Hycor	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Negativní	9,9 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5 Negativní	7,0 %
	(140) Test-Line	>>>	5 Negativní	7,0 %
	(147) AIDA	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(166) Thermo	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(191) D-tek	>>>	4 Negativní	5,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Negativní	7,0 %
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(584) Anti-ENA/Jo-1**

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>>	2 Negativní	2,8 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2 Negativní	2,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	35 Negativní	49 %
	(98) Fujirebio	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(101) Hycor		1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Negativní	9,9 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5 Negativní	7,0 %
	(140) Test-Line	>>>	5 Negativní	7,0 %
	(147) AIDA	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(166) Thermo	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(191) D-tek	>>>	4 Negativní	5,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Negativní	7,0 %
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 99 %		
B3	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>>	2 Negativní	2,8 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2 Negativní	2,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	35 Negativní	49 %
	(98) Fujirebio	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(101) Hycor	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Negativní	9,9 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5 Negativní	7,0 %
	(140) Test-Line	>>>	5 Negativní	7,0 %
	(147) AIDA	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(166) Thermo	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(191) D-tek	>>>	4 Negativní	5,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Negativní	7,0 %
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(585) Protilátky proti centromerám**

A3	(0) výrobce neuveden	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(32) Human	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(66) DRG	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(87) Euroimmun	>>>	34 Negativní	56 %
	(98) Fujirebio	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	3 Negativní	4,9 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(140) Test-Line	>>>	3 Negativní	4,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(166) Thermo	>>>	1 Negativní	1,6 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A3	(191) D-tek	>>>	3 Negativní	4,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Negativní	8,2 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %	
B3	(0) výrobce neuveden	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(32) Human	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(66) DRG	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(87) Euroimmun	>>>	34 Negativní	56 %
	(98) Fujirebio	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	3 Negativní	4,9 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(140) Test-Line	>>>	3 Negativní	4,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(166) Thermo	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(191) D-tek	>>>	3 Negativní	4,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Negativní	8,2 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**Sada vzorků 4****(588) Anti-ds-DNA imunofluores.**

A4	(87) Euroimmun	>>>	25 Negativní	49 %
	(115) BioSystems	>>>	4 Negativní	7,8 %
	(135) OrgenTec	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Negativní	3,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	19 Negativní	37 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
B4	(87) Euroimmun	>>>	25 Pozitivní	49 %
	(115) BioSystems	>>>	4 Pozitivní	7,8 %
	(135) OrgenTec	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Pozitivní	3,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	19 Pozitivní	37 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(577) Anti-ds-DNA imunofluor. - semikvan.**

A4	(87) Euroimmun	± 19	titr 0 (neměřitelný)	39 %
		± 5	titr 10	10 %
	(115) BioSystems	± 3	titr 0 (neměřitelný)	6,1 %
		± 2	titr 10	4,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,0 %
		± 1	titr 10	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 11	titr 0 (neměřitelný)	22 %
± 7		titr 10	14 %	
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B4	(87) Euroimmun	± 1	titr 10	2,0 %
		± 1	titr 40	2,0 %
		± 2	titr 80	4,1 %
		± 6	titr 160	12 %
		± 7	titr 320	14 %
		± 6	titr 640	12 %
		± 1	titr 1280	2,0 %
	(115) BioSystems	± 2	titr 160	4,1 %
		± 3	titr 640	6,1 %
		± 1	titr 160	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 160	2,0 %
		± 1	titr 640	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 3	titr 80	6,1 %
		± 9	titr 160	18 %
		± 5	titr 320	10 %
		± 1	titr 1280	2,0 %
	Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

**(589) Anti-ds-DNA jiné metody**

A4	(14) Bio-Rad	>>>	2 Negativní	4,1 %
	(32) Human	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(87) Euroimmun	>>>	21 Negativní	43 %
	(101) Hycor	>>>	2 Negativní	4,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	10 Negativní	20 %
	(140) Test-Line	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5 Negativní	10 %



## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
A4	(166) Thermo	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	3 Negativní	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	6,1 %
	Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %	
B4	(14) Bio-Rad	>>>	2 Pozitivní	4,1 %
	(32) Human	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(87) Euroimmun	>>>	21 Pozitivní	43 %
	(101) Hycor	>>>	2 Pozitivní	4,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	10 Pozitivní	20 %
	(140) Test-Line	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5 Pozitivní	10 %
	(166) Thermo	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	3 Pozitivní	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Pozitivní	6,1 %
	Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

## Sada vzorků 5

## (591) Anti-nukleosomy IgG

A5	(87) Euroimmun	>>>	25 Negativní	52 %
	(115) BioSystems	>>>	1 Negativní	2,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	13 Negativní	27 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	2 Negativní	4,2 %
	(147) AIDA	>>>	1 Negativní	2,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Negativní	6,3 %
	(191) D-tek	>>>	3 Negativní	6,3 %
	Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %	
B5	(87) Euroimmun	>>>	25 Pozitivní	52 %
	(115) BioSystems	>>>	1 Pozitivní	2,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	13 Pozitivní	27 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	2 Pozitivní	4,2 %
	(147) AIDA	>>>	1 Pozitivní	2,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Pozitivní	6,3 %
	(191) D-tek	>>>	3 Pozitivní	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				