

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRPP3/18 - Stanovení CRP systémy POCT

Stop termín: 14.06.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(104) C-reaktivní protein					207							207	177	86%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		52,9	5,2	9,9	207	CVP	52,9	0,89	24%	40,2	65,6	207	188	91%
(0) systém neuveden		48,9	4,9	10	7	0						7		
(130) Orion QuikRead 101		51,8	5,4	10	88	0						88		
(131) Axis-Shield NycoCard		42,2	19	45	8	0						8		
(133) BodiTech i-CHROMA		63,5	12	18	13	0						13		
(134) Orion QuikRead go		53,8	3,2	6,0	77	0						77		
(999) jiný systém		48,3	3,7	7,7	11	0						11		
Ostatní					3	0						3		
							3x 132							
Vzorek B		16,6	2,2	13	207	CVP	16,6	0,37	24%	12,6	20,6	207	183	88%
(0) systém neuveden		15,0	2,7	18	7	0						7		
(130) Orion QuikRead 101		15,6	2,0	13	88	0						88		
(131) Axis-Shield NycoCard		14,1	6,7	47	8	0						8		
(133) BodiTech i-CHROMA		20,9	4,3	20	13	0						13		
(134) Orion QuikRead go		17,1	1,4	8,3	77	0						77		
(999) jiný systém		16,5	1,3	8,1	11	0						11		
Ostatní					3	0						3		
							3x 132							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 21.06.2018