

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>	4 11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		>>>	6 > 28 mmol/L	1,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>	34 11,1 - 28 mmol/L	11 %
		>>>	29 > 28 mmol/L	9,2 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2 > 28 mmol/L	0,64 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>	1 11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS		1 2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS		1 2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>	10 11,1 - 28 mmol/L	3,2 %
		>>>	3 > 28 mmol/L	0,96 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	13 > 28 mmol/L	4,1 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>	1 11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		>>>	1 > 28 mmol/L	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>	1 11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		>>>	19 > 28 mmol/L	6,1 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>	4 11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		>>>	3 > 28 mmol/L	0,96 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>	2 11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
		>>>	2 > 28 mmol/L	0,64 %
	(219) Roche Urisys 2400		1 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
		>>>	7 > 28 mmol/L	2,2 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>>	1 > 28 mmol/L	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>	10 11,1 - 28 mmol/L	3,2 %
		>>>	5 > 28 mmol/L	1,6 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	3 > 28 mmol/L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity		1 2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>	4 11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		>>>	11 > 28 mmol/L	3,5 %
	(225) Dirui H-series	>	10 11,1 - 28 mmol/L	3,2 %
		>>>	4 > 28 mmol/L	1,3 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>	6 11,1 - 28 mmol/L	1,9 %
		>>>	10 > 28 mmol/L	3,2 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	11 > 28 mmol/L	3,5 %
	(230) Dirui FUS-series	>	15 11,1 - 28 mmol/L	4,8 %
		>>>	20 > 28 mmol/L	6,4 %
	(998) Manuálně	>	3 11,1 - 28 mmol/L	0,96 %
		>>>	36 > 28 mmol/L	11 %
	(999) jiný systém		1 2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>	7 11,1 - 28 mmol/L	2,2 %
		>>>	11 > 28 mmol/L	3,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 98 % -----				
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	10 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	3,2 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	63 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	20 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,64 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>>	1 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>>	1 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>>	14 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	13 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,1 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	20 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	6,4 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	7 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	2,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	4 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	7 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	2,2 %
			1 > 28 mmol/L	0,32 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>>	1 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	15 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,8 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	3 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>>	16 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	5,1 %
	(225) Dirui H-series	>>>	14 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,5 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	16 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	5,1 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	11 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	3,5 %
	(230) Dirui FUS-series	>>>	35 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	11 %
	(998) Manuálně	>>>	39 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	12 %
	(999) jiný systém	>>>	19 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	6,1 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 100 % -----				

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celková úspěšnost: 98 %				
(263) Ketony				
A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	3+, 4+	3,2 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 62	3+, 4+	20 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	> 8	1+, 2+	2,5 %
		>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 9	1+, 2+	2,9 %
		>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	3+, 4+	6,3 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 7	1+, 2+	2,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 3	1+, 2+	0,95 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(219) Roche Urisys 2400	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
		>>> 7	3+, 4+	2,2 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 13	1+, 2+	4,1 %
		>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	3+, 4+	0,95 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 2	1+, 2+	0,63 %
		>>> 15	3+, 4+	4,8 %
	(225) Dirui H-series	> 12	1+, 2+	3,8 %
		>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 11	1+, 2+	3,5 %
		>>> 5	3+, 4+	1,6 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 8	1+, 2+	2,5 %
		>>> 3	3+, 4+	0,95 %
	(230) Dirui FUS-series	> 16	1+, 2+	5,1 %
		>>> 19	3+, 4+	6,0 %
	(998) Manuálně	> 22	1+, 2+	7,0 %
		>>> 17	3+, 4+	5,4 %
	(999) jiný systém	> 15	1+, 2+	4,8 %
		>>> 4	3+, 4+	1,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,2 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 63	Negativní, <= 0,5 mmol/L	20 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,63 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,4 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 13	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,1 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,63 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 19	Negativní, <= 0,5 mmol/L	6,0 %
		1	3+, 4+	0,32 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 7	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 4	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 7	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,2 %
		1	3+, 4+	0,32 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	1	1+, 2+	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,8 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,95 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 17	Negativní, <= 0,5 mmol/L	5,4 %
	(225) Dirui H-series	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,4 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 16	Negativní, <= 0,5 mmol/L	5,1 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,5 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 35	Negativní, <= 0,5 mmol/L	11 %
	(998) Manuálně	>>> 39	Negativní, <= 0,5 mmol/L	12 %
	(999) jiný systém	>>> 19	Negativní, <= 0,5 mmol/L	6,0 %
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				
(264) Celková bílkovina				
A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	> 2,5 g/L	3,2 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,63 %
		>>> 61	> 2,5 g/L	19 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	> 2,5 g/L	0,63 %

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
A	(206)	Siemens Clinitek 500	>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(207)	Siemens Clinitek ATLAS	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
	(208)	Siemens Clinitek STATUS	>>> 14	> 2,5 g/L	4,4 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
			> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,63 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 10	> 2,5 g/L	3,2 %
			> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
			> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,63 %
	(216)	Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 18	> 2,5 g/L	5,7 %
			>>> 7	> 2,5 g/L	2,2 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 4	> 2,5 g/L	1,3 %
	(219)	Roche Urisys 2400	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
			>>> 7	> 2,5 g/L	2,2 %
	(220)	77 Elektronika HandUreader	>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	>>> 15	> 2,5 g/L	4,8 %
	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 3	> 2,5 g/L	0,95 %
	(223)	Iris iChem Velocity	> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %
			>>> 13	> 2,5 g/L	4,1 %
	(225)	Dirui H-series	>>> 14	> 2,5 g/L	4,4 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
			> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
	(229)	77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 14	> 2,5 g/L	4,4 %
			> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %
	(230)	Dirui FUS-series	>>> 6	> 2,5 g/L	1,9 %
			> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,95 %
	(998)	Manuálně	>>> 32	> 2,5 g/L	10 %
			> 8	0,51 - 2,5 g/L	2,5 %
	(999)	jiný systém	>>> 31	> 2,5 g/L	9,8 %
			> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
			>>> 18	> 2,5 g/L	5,7 %
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 99 % -----					
B	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní, < 0,3 g/L	3,2 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 63	Negativní, < 0,3 g/L	20 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,63 %
	(206)	Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(207)	Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(208)	Siemens Clinitek STATUS	>>> 14	Negativní, < 0,3 g/L	4,4 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	>>> 13	Negativní, < 0,3 g/L	4,1 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,63 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	Negativní, < 0,3 g/L	6,3 %
	(216)	Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 7	Negativní, < 0,3 g/L	2,2 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 4	Negativní, < 0,3 g/L	1,3 %
	(219)	Roche Urisys 2400	>>> 7	Negativní, < 0,3 g/L	2,2 %
			1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(220)	77 Elektronika HandUreader	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní, < 0,3 g/L	4,8 %
	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní, < 0,3 g/L	0,95 %
	(223)	Iris iChem Velocity	>>> 17	Negativní, < 0,3 g/L	5,4 %
	(225)	Dirui H-series	>>> 14	Negativní, < 0,3 g/L	4,4 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	>>> 16	Negativní, < 0,3 g/L	5,1 %
	(229)	77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	Negativní, < 0,3 g/L	3,5 %
(230)	Dirui FUS-series	>>> 35	Negativní, < 0,3 g/L	11 %	
(998)	Manuálně	>>> 39	Negativní, < 0,3 g/L	12 %	
(999)	jiný systém	>>> 19	Negativní, < 0,3 g/L	6,0 %	
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
Celková úspěšnost: 99 %					

(266) Urobilinogen

A	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	3+, 4+	3,2 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 1	1+, 2+	0,32 %
			>>> 62	3+, 4+	20 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(206)	Siemens Clinitek 500	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(207)	Siemens Clinitek ATLAS	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(208)	Siemens Clinitek STATUS	>>> 14	3+, 4+	4,4 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	>>> 13	3+, 4+	4,1 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	3+, 4+	6,3 %
	(216)	Sysmex UC-1000, UC-3500	> 7	1+, 2+	2,2 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	4 3+, 4+	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	1 Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
		>>>	7 3+, 4+	2,2 %
	(220) 77 Elektronika HandUReader	>>>	1 3+, 4+	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>	8 1+, 2+	2,5 %
		>>>	7 3+, 4+	2,2 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	3 3+, 4+	0,95 %
	(223) Iris iChem Velocity	>	15 1+, 2+	4,8 %
		>>>	2 3+, 4+	0,63 %
	(225) Dirui H-series	>>>	14 3+, 4+	4,4 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus		1 Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
		>>>	15 3+, 4+	4,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	11 3+, 4+	3,5 %
	(230) Dirui FUS-series	>	18 1+, 2+	5,7 %
		>>>	17 3+, 4+	5,4 %
	(998) Manuálně	>	11 1+, 2+	3,5 %
		>>>	28 3+, 4+	8,9 %
	(999) jiný systém		2 Negativní, < 17 µmol/L	0,63 %
		>>>	17 3+, 4+	5,4 %
	Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 99 %	
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	10 Negativní, < 17 µmol/L	3,2 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	63 Negativní, < 17 µmol/L	20 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2 Negativní, < 17 µmol/L	0,63 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>>	1 Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>>	1 Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>>	14 Negativní, < 17 µmol/L	4,4 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	13 Negativní, < 17 µmol/L	4,1 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2 Negativní, < 17 µmol/L	0,63 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	20 Negativní, < 17 µmol/L	6,3 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	7 Negativní, < 17 µmol/L	2,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	4 Negativní, < 17 µmol/L	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	7 Negativní, < 17 µmol/L	2,2 %
			1 3+, 4+	0,32 %
	(220) 77 Elektronika HandUReader	>>>	1 Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	15 Negativní, < 17 µmol/L	4,8 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	3 Negativní, < 17 µmol/L	0,95 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>>	17 Negativní, < 17 µmol/L	5,4 %
	(225) Dirui H-series	>>>	14 Negativní, < 17 µmol/L	4,4 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	15 Negativní, < 17 µmol/L	4,8 %
			1 3+, 4+	0,32 %
(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	11 Negativní, < 17 µmol/L	3,5 %	
(230) Dirui FUS-series	>>>	35 Negativní, < 17 µmol/L	11 %	
(998) Manuálně	>>>	39 Negativní, < 17 µmol/L	12 %	
(999) jiný systém	>>>	19 Negativní, < 17 µmol/L	6,0 %	
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(268) Bilirubin

A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	10 3+, 4+	3,2 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	63 3+, 4+	20 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2 3+, 4+	0,65 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>	1 1+, 2+	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>>	1 3+, 4+	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>>	14 3+, 4+	4,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	13 3+, 4+	4,2 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2 3+, 4+	0,65 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	20 3+, 4+	6,5 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500		2 Negativní	0,65 %
		>	1 1+, 2+	0,32 %
		>>>	4 3+, 4+	1,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>	1 1+, 2+	0,32 %
		>>>	3 3+, 4+	0,97 %
	(219) Roche Urisys 2400		1 Negativní	0,32 %
		>>>	7 3+, 4+	2,3 %
	(220) 77 Elektronika HandUReader	>>>	1 3+, 4+	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>	1 1+, 2+	0,32 %
		>>>	14 3+, 4+	4,5 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	3 3+, 4+	0,97 %
(223) Iris iChem Velocity	±	9 Negativní	2,9 %	
	±	7 1+, 2+	2,3 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(223) Iris iChem Velocity	± 1	3+, 4+	0,32 %
	(225) Dirui H-series	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 13	3+, 4+	4,2 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 12	1+, 2+	3,9 %
		>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	3+, 4+	3,6 %
	(230) Dirui FUS-series	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 34	3+, 4+	11 %
	(998) Manuálně	>>> 33	3+, 4+	11 %
	(999) jiný systém	1	Neuvedeno	0,32 %
		>>> 18	3+, 4+	5,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 309 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 99 % -----				
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní	3,2 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 63	Negativní	20 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní	0,65 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 14	Negativní	4,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 13	Negativní	4,2 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní	0,65 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	Negativní	6,5 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 7	Negativní	2,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 7	Negativní	2,3 %
		1	3+, 4+	0,32 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní	4,9 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní	0,97 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 17	Negativní	5,5 %
	(225) Dirui H-series	>>> 14	Negativní	4,5 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 16	Negativní	5,2 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	Negativní	3,6 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 34	Negativní	11 %
		1	1+, 2+	0,32 %
	(998) Manuálně	>>> 33	Negativní	11 %
	(999) jiný systém	>>> 19	Negativní	6,1 %
----- Celkem za vzorek: n = 309 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 98 %				

(270) Leukocyty

A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	> 250 leu/μL	3,7 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	2	Negativní	0,74 %
		> 16	51 - 250 leu/μL	5,9 %
		>>> 44	> 250 leu/μL	16 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	> 250 leu/μL	0,74 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	> 250 leu/μL	0,37 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	> 2	51 - 250 leu/μL	0,74 %
		>>> 12	> 250 leu/μL	4,4 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	5	10 - 50 leu/μL	1,9 %
		> 1	51 - 250 leu/μL	0,37 %
		>>> 7	> 250 leu/μL	2,6 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	> 1	51 - 250 leu/μL	0,37 %
		>>> 1	> 250 leu/μL	0,37 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>> 1	> 250 leu/μL	0,37 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	1	10 - 50 leu/μL	0,37 %
		> 3	51 - 250 leu/μL	1,1 %
		>>> 16	> 250 leu/μL	5,9 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	2	10 - 50 leu/μL	0,74 %
		> 5	51 - 250 leu/μL	1,9 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 1	51 - 250 leu/μL	0,37 %
		>>> 1	> 250 leu/μL	0,37 %
	(219) Roche Urisys 2400	1	Negativní	0,37 %
		1	10 - 50 leu/μL	0,37 %
		> 1	51 - 250 leu/μL	0,37 %
		>>> 5	> 250 leu/μL	1,9 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	> 250 leu/μL	0,37 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 10	> 250 leu/μL	3,7 %
	(222) Roche Urisys 1100	> 1	51 - 250 leu/μL	0,37 %
		>>> 2	> 250 leu/μL	0,74 %
	(223) Iris iChem Velocity	1	10 - 50 leu/μL	0,37 %
		> 8	51 - 250 leu/μL	3,0 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(223) Iris iChem Velocity	>>> 6	> 250 leu/μL	2,2 %
	(225) Dirui H-series	> 7	51 - 250 leu/μL	2,6 %
		>>> 7	> 250 leu/μL	2,6 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 13	51 - 250 leu/μL	4,8 %
		>>> 3	> 250 leu/μL	1,1 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	1	10 - 50 leu/μL	0,37 %
		> 4	51 - 250 leu/μL	1,5 %
		>>> 6	> 250 leu/μL	2,2 %
	(230) Dirui FUS-series	2	10 - 50 leu/μL	0,74 %
		> 2	51 - 250 leu/μL	0,74 %
		>>> 30	> 250 leu/μL	11 %
	(998) Manuálně	> 3	51 - 250 leu/μL	1,1 %
		>>> 3	> 250 leu/μL	1,1 %
	(999) jiný systém	2	10 - 50 leu/μL	0,74 %
	> 4	51 - 250 leu/μL	1,5 %	
	>>> 12	> 250 leu/μL	4,4 %	
----- Celkem za vzorek: n = 270 ----- Úspěšnost: 93 % -----				
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní	3,7 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 62	Negativní	23 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní	0,74 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní	0,37 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 14	Negativní	5,2 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 13	Negativní	4,8 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní	0,74 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>> 1	Negativní	0,37 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	Negativní	7,4 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 7	Negativní	2,6 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	Negativní	0,74 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 7	Negativní	2,6 %
		1	> 250 leu/μL	0,37 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	1	10 - 50 leu/μL	0,37 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 10	Negativní	3,7 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 15	Negativní	5,6 %
	(225) Dirui H-series	>>> 14	Negativní	5,2 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 16	Negativní	5,9 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	Negativní	4,1 %
(230) Dirui FUS-series	>>> 34	Negativní	13 %	
(998) Manuálně	>>> 6	Negativní	2,2 %	
(999) jiný systém	>>> 18	Negativní	6,7 %	
----- Celkem za vzorek: n = 270 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 93 %				

(272) Krev

A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	> 50 ery/μL	3,2 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	4	5 - 12 ery/μL	1,3 %
		> 7	13 - 50 ery/μL	2,2 %
		>>> 52	> 50 ery/μL	17 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	> 50 ery/μL	0,63 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	> 50 ery/μL	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	> 1	13 - 50 ery/μL	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	> 1	13 - 50 ery/μL	0,32 %
		>>> 13	> 50 ery/μL	4,1 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 2	13 - 50 ery/μL	0,63 %
		>>> 11	> 50 ery/μL	3,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	> 50 ery/μL	0,63 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	> 1	13 - 50 ery/μL	0,32 %
		>>> 19	> 50 ery/μL	6,0 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 7	> 50 ery/μL	2,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 4	> 50 ery/μL	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	1	Negativní	0,32 %
		>>> 7	> 50 ery/μL	2,2 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	> 50 ery/μL	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 1	13 - 50 ery/μL	0,32 %
		>>> 14	> 50 ery/μL	4,4 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	> 50 ery/μL	0,95 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 1	13 - 50 ery/μL	0,32 %
		>>> 16	> 50 ery/μL	5,1 %
	(225) Dirui H-series	>>> 14	> 50 ery/μL	4,4 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 1	13 - 50 ery/μL	0,32 %
		>>> 15	> 50 ery/μL	4,8 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
A	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	11 > 50 ery/ μ L	3,5 %	
	(230) Dirui FUS-series	>	4 13 - 50 ery/ μ L	1,3 %	
		>>>	31 > 50 ery/ μ L	9,8 %	
	(998) Manuálně	>	2 13 - 50 ery/ μ L	0,63 %	
		>>>	37 > 50 ery/ μ L	12 %	
	(999) jiný systém	>	3 13 - 50 ery/ μ L	0,95 %	
		>>>	16 > 50 ery/ μ L	5,1 %	
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 98 %			
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	10 Negativní	3,2 %	
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	63 Negativní	20 %	
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2 Negativní	0,63 %	
	(206) Siemens Clinitek 500	>>>	1 Negativní	0,32 %	
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>>	1 Negativní	0,32 %	
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>>	14 Negativní	4,4 %	
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	13 Negativní	4,1 %	
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2 Negativní	0,63 %	
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	20 Negativní	6,3 %	
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	7 Negativní	2,2 %	
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	4 Negativní	1,3 %	
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	7 Negativní	2,2 %	
			1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>>	1 Negativní	0,32 %	
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	15 Negativní	4,8 %	
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	3 Negativní	0,95 %	
	(223) Iris iChem Velocity	>>>	15 Negativní	4,8 %	
			1	5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
			1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
	(225) Dirui H-series	>>>	14 Negativní	4,4 %	
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	16 Negativní	5,1 %	
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	11 Negativní	3,5 %	
	(230) Dirui FUS-series	>>>	33 Negativní	10 %	
			1	5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
			1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
	(998) Manuálně	>>>	38 Negativní	12 %	
			1	5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
(999) jiný systém	>>>	19 Negativní	6,0 %		
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 97 %					

(273) pH

A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	9 8,0	2,9 %
		>	1 8,5	0,32 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	5 7,5	1,6 %
		>>>	58 8,0	18 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2 8,0	0,63 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>>	1 7,5	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>>	1 7,5	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>>	1 7,0	0,32 %
		>>>	7 7,5	2,2 %
		>>>	2 8,0	0,63 %
		>	4 8,5	1,3 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>	1 6,0	0,32 %
		>	6 6,5	1,9 %
		>>>	6 7,0	1,9 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	1 7,5	0,32 %
		>>>	1 8,0	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	20 8,0	6,3 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	1 7,5	0,32 %
		>>>	6 8,0	1,9 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	4 7,0	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400		1 5,0	0,32 %
		>>>	7 8,0	2,2 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>>	1 7,0	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	3 7,0	0,95 %
		>>>	1 7,5	0,32 %
		>>>	11 8,0	3,5 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	2 8,0	0,63 %
	>	1 8,5	0,32 %	
(223) Iris iChem Velocity	>>>	15 7,0	4,8 %	
	>>>	1 7,5	0,32 %	
	>>>	1 8,0	0,32 %	
(225) Dirui H-series	>	4 6,5	1,3 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(225) Dirui H-series	>>> 4	7,0	1,3 %
		>>> 6	7,5	1,9 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 4	7,5	1,3 %
		>>> 12	8,0	3,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 9	6,5	2,9 %
		>>> 1	7,0	0,32 %
		>>> 1	8,0	0,32 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 1	7,0	0,32 %
		>>> 34	7,5	11 %
	(998) Manuálně	> 1	6,0	0,32 %
		>>> 24	7,0	7,6 %
		>>> 8	7,5	2,5 %
		>>> 6	8,0	1,9 %
	(999) jiný systém	>>> 4	7,0	1,3 %
		>>> 7	7,5	2,2 %
		>>> 8	8,0	2,5 %
	----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 100 % -----			
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 7	5,0	2,2 %
		> 3	5,5	0,95 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 61	5,0	19 %
		> 2	5,5	0,63 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	5,0	0,63 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	5,0	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	5,0	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 3	5,0	0,95 %
		> 9	5,5	2,9 %
		> 2	6,0	0,63 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 13	5,0	4,1 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	5,0	0,63 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 19	5,0	6,0 %
		1	6,5	0,32 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 7	5,0	2,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 3	5,0	0,95 %
		> 1	5,5	0,32 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 7	5,0	2,2 %
		1	8,0	0,32 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	5,0	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	5,0	4,8 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	5,0	0,95 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 16	5,0	5,1 %
		> 1	5,5	0,32 %
	(225) Dirui H-series	>>> 13	5,0	4,1 %
		> 1	5,5	0,32 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 2	5,0	0,63 %
		> 6	5,5	1,9 %
		> 8	6,0	2,5 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 11	5,0	3,5 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 34	5,0	11 %
		> 1	5,5	0,32 %
	(998) Manuálně	>>> 37	5,0	12 %
	> 1	5,5	0,32 %	
	> 1	6,0	0,32 %	
(999) jiný systém	>>> 11	5,0	3,5 %	
	> 2	5,5	0,63 %	
	> 6	6,0	1,9 %	
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				

(274) Nitrity

A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Pozitivní	3,7 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 63	Pozitivní	23 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Pozitivní	0,74 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	Pozitivní	0,37 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Pozitivní	0,37 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 13	Pozitivní	4,8 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	Pozitivní	5,1 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Pozitivní	0,74 %
	(211) Roche Mditron Junior II	>>> 1	Pozitivní	0,37 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	Pozitivní	7,4 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 7	Pozitivní	2,6 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	Pozitivní	0,74 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
A	(219) Roche Urisys 2400	1	Negativní	0,37 %	
		>>> 7	Pozitivní	2,6 %	
	(220) 77 Elektronika HandUReader	>>> 1	Pozitivní	0,37 %	
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 10	Pozitivní	3,7 %	
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	Pozitivní	0,74 %	
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 16	Pozitivní	5,9 %	
	(225) Dirui H-series	>>> 13	Pozitivní	4,8 %	
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 16	Pozitivní	5,9 %	
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 9	Pozitivní	3,3 %	
	(230) Dirui FUS-series	>>> 35	Pozitivní	13 %	
	(998) Manuálně	>>> 8	Pozitivní	2,9 %	
	(999) jiný systém	>>> 18	Pozitivní	6,6 %	
	Celkem za vzorek: n = 272		Úspěšnost: 100 %		
	B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní	3,7 %
(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000		>>> 63	Negativní	23 %	
(203) Arkray Aution MINI		>>> 2	Negativní	0,74 %	
(206) Siemens Clinitek 500		>>> 1	Negativní	0,37 %	
(207) Siemens Clinitek ATLAS		>>> 1	Negativní	0,37 %	
(208) Siemens Clinitek STATUS		>>> 13	Negativní	4,8 %	
(209) 77 Elektronika LabUreader		>>> 14	Negativní	5,1 %	
(210) Erba Lachema UriPHAN		>>> 2	Negativní	0,74 %	
(211) Roche Miditron Junior II		>>> 1	Negativní	0,37 %	
(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411		>>> 20	Negativní	7,4 %	
(216) Sysmex UC-1000, UC-3500		>>> 7	Negativní	2,6 %	
(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+		>>> 2	Negativní	0,74 %	
(219) Roche Urisys 2400		>>> 7	Negativní	2,6 %	
		1	Pozitivní	0,37 %	
(220) 77 Elektronika HandUReader		>>> 1	Negativní	0,37 %	
(221) Erba Lachema LAURA		>>> 10	Negativní	3,7 %	
(222) Roche Urisys 1100		>>> 2	Negativní	0,74 %	
(223) Iris iChem Velocity		>>> 16	Negativní	5,9 %	
(225) Dirui H-series		>>> 13	Negativní	4,8 %	
(228) Siemens Clinitek Advantus		>>> 16	Negativní	5,9 %	
(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2		1	Neuvedeno	0,37 %	
		>>> 8	Negativní	2,9 %	
(230) Dirui FUS-series		>>> 35	Negativní	13 %	
(998) Manuálně		>>> 8	Negativní	2,9 %	
(999) jiný systém	>>> 18	Negativní	6,6 %		
Celkem za vzorek: n = 272		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 99 %					
(275) hCG					
A	(0) systém neuveden	>>> 2	Pozitivní	12 %	
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 1	Pozitivní	5,9 %	
	(998) Manuálně	>>> 11	Pozitivní	65 %	
	(999) jiný systém	1	Negativní	5,9 %	
		>>> 2	Pozitivní	12 %	
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 94 %			
B	(0) systém neuveden	>>> 2	Negativní	12 %	
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 1	Negativní	5,9 %	
	(998) Manuálně	>>> 11	Negativní	65 %	
	(999) jiný systém	>>> 3	Negativní	18 %	
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 94 %					