

Legenda: >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek

N ... počet výsledků

> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek

Nrel ... relativní počet výsledků

± ... označuje nehodnocený výsledek

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1 a 2

(700) AB0 skupina

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Krevní skupina: B	0,48 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	90	Krevní skupina: B	43 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	16	Krevní skupina: B	7,7 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	8	Krevní skupina: B	3,8 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	6	Krevní skupina: B	2,9 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	2	Krevní skupina: B	0,96 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	26	Krevní skupina: B	13 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	56	Krevní skupina: B	27 %
	(10) Pevná fáze	>>>	3	Krevní skupina: B	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 208		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Krevní skupina: 0	0,48 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	90	Krevní skupina: 0	43 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	16	Krevní skupina: 0	7,7 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	8	Krevní skupina: 0	3,8 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	6	Krevní skupina: 0	2,9 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	2	Krevní skupina: 0	0,96 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	26	Krevní skupina: 0	13 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	56	Krevní skupina: 0	27 %
	(10) Pevná fáze	>>>	3	Krevní skupina: 0	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 208		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,5 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	62	Pozitivní (RhD+)	46 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	14	Pozitivní (RhD+)	10 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	2,9 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	8	Pozitivní (RhD+)	5,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	13	Pozitivní (RhD+)	9,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	30	Pozitivní (RhD+)	22 %
	(10) Pevná fáze	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 136		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,5 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	62	Pozitivní (RhD+)	46 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	14	Pozitivní (RhD+)	10 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	2,9 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	8	Pozitivní (RhD+)	5,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	13	Pozitivní (RhD+)	9,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	30	Pozitivní (RhD+)	22 %
	(10) Pevná fáze	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 136		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	92	Pozitivní (RhD+)	47 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	13	Pozitivní (RhD+)	6,6 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	25	Pozitivní (RhD+)	13 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	50	Pozitivní (RhD+)	25 %
	(10) Pevná fáze	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 197		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	92	Pozitivní (RhD+)	47 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	13	Pozitivní (RhD+)	6,6 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	25	Pozitivní (RhD+)	13 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	50	Pozitivní (RhD+)	25 %
	(10) Pevná fáze	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 197		Úspěšnost: 100 %			

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
Celková úspěšnost: 100 %					
(715) Antigen C					
E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Pozitivní	1,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	29	Pozitivní	30 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	9	Pozitivní	9,2 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	3	Pozitivní	3,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	7	Pozitivní	7,1 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1	Pozitivní	1,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	46	Pozitivní	47 %
	(10) Pevná fáze	>>>	2	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Pozitivní	1,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	29	Pozitivní	30 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	9	Pozitivní	9,2 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	3	Pozitivní	3,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	7	Pozitivní	7,1 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1	Pozitivní	1,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	46	Pozitivní	47 %
	(10) Pevná fáze	>>>	2	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(716) Antigen c					
E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní	1,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	29	Negativní	30 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	9	Negativní	9,2 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	3	Negativní	3,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	7	Negativní	7,1 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1	Negativní	1,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	46	Negativní	47 %
	(10) Pevná fáze	>>>	2	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Pozitivní	1,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	29	Pozitivní	30 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	9	Pozitivní	9,2 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	3	Pozitivní	3,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	7	Pozitivní	7,1 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1	Pozitivní	1,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	46	Pozitivní	47 %
	(10) Pevná fáze	>>>	2	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(717) Antigen Cw					
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	28	Negativní	38 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	7	Negativní	9,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	8	Negativní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	29	Negativní	39 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Negativní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 74		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	28	Negativní	38 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	7	Negativní	9,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	8	Negativní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1	Negativní	1,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	29	Negativní	39 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Negativní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 74		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(718) Antigen E					
E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní	1,0 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	29	Negativní	30 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	9	Negativní	9,2 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	3	Negativní	3,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	7	Negativní	7,1 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1	Negativní	1,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	46	Negativní	47 %
	(10) Pevná fáze	>>>	2	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní	1,0 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 29	Negativní	30 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 9	Negativní	9,2 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 3	Negativní	3,1 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 7	Negativní	7,1 %	
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Negativní	1,0 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 46	Negativní	47 %	
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	2,0 %	
	Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				

(719) Antigen e

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	1,0 %	
	(1) Zkumavkový test	>>> 29	Pozitivní	30 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 9	Pozitivní	9,2 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 3	Pozitivní	3,1 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 7	Pozitivní	7,1 %	
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Pozitivní	1,0 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 46	Pozitivní	47 %	
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	2,0 %	
	Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	1,0 %	
	(1) Zkumavkový test	>>> 29	Pozitivní	30 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 9	Pozitivní	9,2 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 3	Pozitivní	3,1 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 7	Pozitivní	7,1 %	
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Pozitivní	1,0 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 46	Pozitivní	47 %	
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	2,0 %	
	Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				

(720) Antigen K

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	0,95 %	
	(1) Zkumavkový test	>>> 31	Negativní	30 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 9	Negativní	8,6 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 3	Negativní	2,9 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 9	Negativní	8,6 %	
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Negativní	0,95 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 49	Negativní	47 %	
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	1,9 %	
	Celkem za vzorek: n = 105		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	0,95 %	
	(1) Zkumavkový test	>>> 31	Negativní	30 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 9	Negativní	8,6 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 3	Negativní	2,9 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 9	Negativní	8,6 %	
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Negativní	0,95 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 49	Negativní	47 %	
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	1,9 %	
	Celkem za vzorek: n = 105		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				

(721) Antigen k

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 28	Pozitivní	52 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 20	Pozitivní	37 %
	(10) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní	7,4 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 28	Pozitivní	52 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 20	Pozitivní	37 %
	(10) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní	7,4 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(722) Antigen M

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 27	Negativní	52 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Negativní	3,8 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 22	Negativní	42 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 27	Pozitivní	52 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 22	Pozitivní	42 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(723) Antigen N

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 25	Pozitivní	51 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 22	Pozitivní	45 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Negativní	45 %
		3	Pozitivní	6,1 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 22	Negativní	45 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 94 %				

(724) Antigen S

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	1	Negativní	2,0 %
		>>> 23	Pozitivní	45 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 24	Pozitivní	47 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 24	Pozitivní	47 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 24	Pozitivní	47 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(725) Antigen s

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	1	Negativní	2,0 %
		>>> 22	Pozitivní	43 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 25	Pozitivní	49 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Negativní	45 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 25	Negativní	49 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(726) Antigen P1

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 29	Pozitivní	74 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 9	Pozitivní	23 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 29	Pozitivní	74 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 9	Pozitivní	23 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(727) Antigen Fya

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Pozitivní	42 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 27	Pozitivní	52 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Negativní	42 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 27	Negativní	52 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
(728) Antigen Fyb					
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	1	Negativní	1,9 %	
	>>>	21	Pozitivní	40 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1	Pozitivní	1,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	27	Pozitivní	52 %
	(10) Pevná fáze	>>>	2	Pozitivní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 98 %			
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	22	Pozitivní	42 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1	Pozitivní	1,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	27	Pozitivní	52 %
	(10) Pevná fáze	>>>	2	Pozitivní	3,8 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %					
(729) Antigen Jka					
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	22	Pozitivní	46 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	24	Pozitivní	50 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	22	Pozitivní	46 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	24	Pozitivní	50 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(730) Antigen Jkb					
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	21	Pozitivní	45 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	24	Pozitivní	51 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	21	Pozitivní	45 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	24	Pozitivní	51 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Pozitivní	2,1 %
	Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(731) Antigen Lua					
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	18	Negativní	49 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1	Negativní	2,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	18	Negativní	49 %
	Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	18	Pozitivní	49 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1	Pozitivní	2,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	18	Pozitivní	49 %
	Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(732) Antigen Lub					
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	17	Pozitivní	52 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	15	Pozitivní	45 %
	Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	17	Pozitivní	52 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	15	Pozitivní	45 %
	Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(733) Antigen Lea					
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	25	Negativní	60 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1	Negativní	2,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	16	Negativní	38 %
	Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	25	Negativní	60 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1	Negativní	2,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	16	Negativní	38 %
	Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(734) Antigen Leb				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Negativní	54 %
		2	Pozitivní	4,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 16	Negativní	39 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 95 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 24	Pozitivní	59 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 16	Pozitivní	39 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

(737) Přímý Coombsův test				
E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	0,63 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 5	Negativní	3,1 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 14	Negativní	8,8 %
		1	Pozitivní	0,63 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	0,63 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 134	Negativní	84 %
		1	Pozitivní	0,63 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 2	Negativní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 159		Úspěšnost: 99 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	0,63 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 5	Negativní	3,1 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 14	Negativní	8,8 %
		1	Pozitivní	0,63 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	0,63 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 133	Negativní	84 %
		2	Pozitivní	1,3 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 2	Negativní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 159		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(741) Screening protilátek (NAT, dárce)				
E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	0,89 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 2	Pozitivní	1,8 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 25	Pozitivní	22 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 1	Pozitivní	0,89 %
	(5) Pevná fáze	>>> 13	Pozitivní	12 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 2	Pozitivní	1,8 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 67	Pozitivní	60 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní	0,89 %
Celkem za vzorek: n = 112		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	0,89 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 2	Pozitivní	1,8 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 25	Pozitivní	22 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 1	Pozitivní	0,89 %
	(5) Pevná fáze	>>> 13	Pozitivní	12 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 2	Pozitivní	1,8 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 65	Pozitivní	58 %
		2	Negativní	1,8 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní	0,89 %
Celkem za vzorek: n = 112		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)				
E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	0,56 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 28	Pozitivní	16 %
	(5) Pevná fáze	>>> 5	Pozitivní	2,8 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 142	Pozitivní	80 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní	0,56 %
Celkem za vzorek: n = 177		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	0,56 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 28	Pozitivní	16 %
	(5) Pevná fáze	>>> 5	Pozitivní	2,8 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 141	Pozitivní	80 %
		1	Negativní	0,56 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní	0,56 %
Celkem za vzorek: n = 177		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,68 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 25	Pozitivní	17 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 2	Pozitivní	1,4 %
	(5) Pevná fáze	>>> 7	Pozitivní	4,8 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 112	Pozitivní	76 %
Celkem za vzorek: n = 147		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,68 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 25	Pozitivní	17 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 2	Pozitivní	1,4 %
	(5) Pevná fáze	>>> 7	Pozitivní	4,8 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 112	Pozitivní	76 %
Celkem za vzorek: n = 147		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(747) Screening protilátek (enzymový test)

E1 a S1	(2) Zkumavkový test: enzym	2	Negativní	1,6 %
		>>> 4	Pozitivní	3,2 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 1	Pozitivní	0,79 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 20	Pozitivní	16 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 8	Pozitivní	6,3 %
(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 91	Pozitivní	72 %	
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(2) Zkumavkový test: enzym	>>> 4	Negativní	3,2 %
		> 2	Pozitivní	1,6 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 1	Negativní	0,79 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 15	Negativní	12 %
		> 5	Pozitivní	4,0 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 6	Negativní	4,8 %
		> 2	Pozitivní	1,6 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 77	Negativní	61 %
		> 14	Pozitivní	11 %
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(750) Identifikace protilátek

E1 a S1	(0) Neuvedeno	2	anti-K	3,4 %
		1	anti-K; anti-Lua	1,7 %
		>>> 56	anti-K; anti-M	95 %
Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 95 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 59	anti-s	100 %
	Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 95 %				

(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

E1 a S1	(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 1	titr 8	2,1 %
	(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	± 3	titr 64	6,4 %
		± 1	titr 128	2,1 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 1	titr 2	2,1 %
		± 1	titr 4	2,1 %
		± 1	titr 64	2,1 %
		± 4	titr 128	8,5 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 4	titr 256	8,5 %
		± 1	titr 32	2,1 %
		± 10	titr 64	21 %
		± 19	titr 128	40 %
	(99) Jiný princip měření	± 1	titr 64	2,1 %
	Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka

E1 a S1	(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 1	titr 1	2,1 %
		± 2	titr 2	4,3 %
	(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	± 1	titr 64	2,1 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 4	titr 1	8,5 %
		± 15	titr 2	32 %
		± 5	titr 4	11 %
		± 2	titr 8	4,3 %
		± 1	titr 64	2,1 %
		± 1	titr 128	2,1 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 2	titr 0 (neměřitelný)	4,3 %
		± 8	titr 1	17 %
		± 3	titr 2	6,4 %
		± 1	titr 4	2,1 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(99) Jiný princip měření	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. profilátka

E2 a S2	(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 2	titr 4	3,8 %
	(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	± 1	titr 1	1,9 %
		± 3	titr 2	5,8 %
		± 1	titr 4	1,9 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 3	titr 2	5,8 %
		± 7	titr 4	13 %
		± 1	titr 8	1,9 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 2	titr 1	3,8 %
		± 12	titr 2	23 %
		± 18	titr 4	35 %
		± 1	titr 8	1,9 %
	(99) Jiný princip měření	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada vzorků 3**(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	1	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	0,69 %
		>>> 144	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	99 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost: 99 %		
S2	Všechny výsledky	1	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	0,69 %
		>>> 144	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	99 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	(0) Neuvedeno	> 2	Negativní zkouška	1,4 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	> 1	Negativní zkouška	0,69 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	> 8	Negativní zkouška	5,5 %
		>>> 4	Pozitivní zkouška	2,8 %
	(5) Pevná fáze	> 2	Negativní zkouška	1,4 %
		>>> 1	Pozitivní zkouška	0,69 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	> 1	Negativní zkouška	0,69 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	> 88	Negativní zkouška	61 %
		>>> 36	Pozitivní zkouška	25 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 2	Pozitivní zkouška	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) Neuvedeno	>>> 2	Negativní zkouška	1,4 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Negativní zkouška	0,69 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 12	Negativní zkouška	8,3 %
	(5) Pevná fáze	>>> 3	Negativní zkouška	2,1 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Negativní zkouška	0,69 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 123	Negativní zkouška	85 %
		1	Pozitivní zkouška	0,69 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 2	Negativní zkouška	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	(0) Neuvedeno	± 65	Nelze podat, riziko hemolýzy	45 %
		± 56	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	39 %
		± 15	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravy	10 %
		± 9	Lze podat	6,2 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) Neuvedeno	± 2	Nelze podat, riziko hemolýzy	1,4 %
		± 75	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	52 %
		± 6	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravy	4,1 %
		± 62	Lze podat	43 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	(0) Neuvedeno	>>> 2	Negativní zkouška	1,4 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Negativní zkouška	0,69 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 13	Negativní zkouška	9,0 %
	(5) Pevná fáze	>>> 3	Negativní zkouška	2,1 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
S1	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 123	Negativní zkouška	85 %
		1	Pozitivní zkouška	0,69 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 2	Negativní zkouška	1,4 %
		Celkem za vzorek: n = 145 ----- Úspěšnost: 99 %		
S2	(0) Neuvedeno	>>> 2	Pozitivní zkouška	1,4 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,69 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 13	Pozitivní zkouška	9,0 %
	(5) Pevná fáze	>>> 3	Pozitivní zkouška	2,1 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	1	Negativní zkouška	0,69 %
		>>> 123	Pozitivní zkouška	85 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 2	Pozitivní zkouška	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 145 ----- Úspěšnost: 99 %				
Celková úspěšnost: 99 %				

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

S1	(0) Neuvedeno	± 2	Nelze podat, riziko hemolýzy	1,4 %
		± 74	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	51 %
		± 53	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	37 %
		± 16	Lze podat	11 %
Celkem za vzorek: n = 145 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit				
S2	(0) Neuvedeno	± 143	Nelze podat, riziko hemolýzy	99 %
		± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 145 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit				