

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	(5) Dialab	>	2 11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
	(9) Bayer	>	1 11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(12) Beckman Coulter		1 2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>	4 11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		>>>	1 > 28 mmol/L	0,32 %
	(18) Cormay	>	2 11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
	(46) Erba Lachema	>	16 11,1 - 28 mmol/L	5,1 %
		>>>	39 > 28 mmol/L	13 %
	(49) BioVendor	>>>	3 > 28 mmol/L	0,96 %
	(60) Roche	>>>	35 > 28 mmol/L	11 %
	(63) Sysmex	>	7 11,1 - 28 mmol/L	2,3 %
		>>>	2 > 28 mmol/L	0,64 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 > 28 mmol/L	0,32 %
	(150) Arkray		1 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
			3 2,81 - 11 mmol/L	0,96 %
		>	39 11,1 - 28 mmol/L	13 %
		>>>	24 > 28 mmol/L	7,7 %
	(161) YD Diagnostics	>	3 11,1 - 28 mmol/L	0,96 %
		>>>	2 > 28 mmol/L	0,64 %
	(179) Siemens (Bayer)		2 2,81 - 11 mmol/L	0,64 %
		>	24 11,1 - 28 mmol/L	7,7 %
		>>>	13 > 28 mmol/L	4,2 %
	(197) Analyticon	>>>	2 > 28 mmol/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics		1 2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>	7 11,1 - 28 mmol/L	2,3 %
		>>>	4 > 28 mmol/L	1,3 %
	(202) Dirui		2 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,64 %
			1 2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>	29 11,1 - 28 mmol/L	9,3 %
		>>>	18 > 28 mmol/L	5,8 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	19 > 28 mmol/L	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>	1 11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		>>>	2 > 28 mmol/L	0,64 %
----- Celkem za vzorek: n = 311 ----- Úspěšnost: 96 % -----				
B	(5) Dialab	>>>	2 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,64 %
	(9) Bayer	>>>	1 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	6 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,9 %
	(18) Cormay	>>>	2 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,64 %
	(46) Erba Lachema	>>>	55 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	18 %
	(49) BioVendor	>>>	3 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,96 %
	(60) Roche	>>>	35 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	11 %
	(63) Sysmex	>>>	9 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	2,9 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>>	66 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	21 %
			1 11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	5 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	39 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	13 %
	(197) Analyticon	>>>	2 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	12 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	3,9 %
	(202) Dirui	>>>	48 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	15 %
			1 11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
			1 > 28 mmol/L	0,32 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	19 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,96 %
----- Celkem za vzorek: n = 311 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 96 %				

(263) Ketony

A	(5) Dialab	>	1 1+, 2+	0,32 %
		>>>	1 3+, 4+	0,32 %
	(9) Bayer	>	1 1+, 2+	0,32 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	6 3+, 4+	1,9 %
	(18) Cormay	>	1 1+, 2+	0,32 %
		>>>	1 3+, 4+	0,32 %
	(46) Erba Lachema	>	29 1+, 2+	9,3 %
		>>>	26 3+, 4+	8,4 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(49) BioVendor	> 2	1+, 2+	0,64 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(60) Roche	>>> 35	3+, 4+	11 %
	(63) Sysmex	> 5	1+, 2+	1,6 %
		>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(125) DOT Diagnostics	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(150) Arkray	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
		>>> 66	3+, 4+	21 %
	(161) YD Diagnostics	> 4	1+, 2+	1,3 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(179) Siemens (Bayer)	> 21	1+, 2+	6,8 %
		>>> 18	3+, 4+	5,8 %
	(197) Analyticon	> 2	1+, 2+	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	> 2	1+, 2+	0,64 %
		>>> 10	3+, 4+	3,2 %
	(202) Dirui	2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
		> 15	1+, 2+	4,8 %
		>>> 33	3+, 4+	11 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 13	1+, 2+	4,2 %
		>>> 6	3+, 4+	1,9 %
(999) jiný výrobce	> 1	1+, 2+	0,32 %	
	>>> 2	3+, 4+	0,64 %	
----- Celkem za vzorek: n = 311 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
	(9) Bayer	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 6	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,9 %
	(18) Cormay	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
	(46) Erba Lachema	>>> 55	Negativní, <= 0,5 mmol/L	18 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,96 %
	(60) Roche	>>> 35	Negativní, <= 0,5 mmol/L	11 %
	(63) Sysmex	>>> 9	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,9 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 66	Negativní, <= 0,5 mmol/L	21 %
		1	3+, 4+	0,32 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 5	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 39	Negativní, <= 0,5 mmol/L	13 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 12	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,9 %
	(202) Dirui	>>> 48	Negativní, <= 0,5 mmol/L	15 %
		1	1+, 2+	0,32 %
		1	3+, 4+	0,32 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 19	Negativní, <= 0,5 mmol/L	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,96 %
----- Celkem za vzorek: n = 311 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				

(264) Celková bílkovina

A	(5) Dialab	>>> 2	> 2,5 g/L	0,65 %
	(9) Bayer	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
	(12) Beckman Coulter	> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,97 %
		>>> 3	> 2,5 g/L	0,97 %
	(18) Cormay	>>> 2	> 2,5 g/L	0,65 %
	(46) Erba Lachema	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		> 7	0,51 - 2,5 g/L	2,3 %
		>>> 46	> 2,5 g/L	15 %
	(49) BioVendor	> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,97 %
	(60) Roche	> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %
		>>> 31	> 2,5 g/L	10 %
	(63) Sysmex	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 8	> 2,5 g/L	2,6 %
	(125) DOT Diagnostics	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
	(150) Arkray	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
		1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %
		>>> 60	> 2,5 g/L	19 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 5	> 2,5 g/L	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	> 9	0,51 - 2,5 g/L	2,9 %
	>>> 30	> 2,5 g/L	9,7 %	
(197) Analyticon	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %	
	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %	
(201) Iris Diagnostics	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
A	(201) Iris Diagnostics	> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %	
		>>> 6	> 2,5 g/L	1,9 %	
	(202) Dirui	2	Negativní, < 0,3 g/L	0,65 %	
		> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 43	> 2,5 g/L	14 %	
		> 15	0,51 - 2,5 g/L	4,8 %	
	(999) jiný výrobce	>>> 4	> 2,5 g/L	1,3 %	
		>>> 3	> 2,5 g/L	0,97 %	
	Celkem za vzorek: n = 310		Úspěšnost: 98 %		
	B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,65 %
(9) Bayer		>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %	
(12) Beckman Coulter		>>> 6	Negativní, < 0,3 g/L	1,9 %	
(18) Cormay		>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,65 %	
(46) Erba Lachema		>>> 53	Negativní, < 0,3 g/L	17 %	
		1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %	
(49) BioVendor		>>> 3	Negativní, < 0,3 g/L	0,97 %	
(60) Roche		>>> 35	Negativní, < 0,3 g/L	11 %	
(63) Sysmex		>>> 9	Negativní, < 0,3 g/L	2,9 %	
(125) DOT Diagnostics		>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %	
(150) Arkray		>>> 66	Negativní, < 0,3 g/L	21 %	
		1	> 2,5 g/L	0,32 %	
(161) YD Diagnostics		>>> 5	Negativní, < 0,3 g/L	1,6 %	
(179) Siemens (Bayer)		>>> 39	Negativní, < 0,3 g/L	13 %	
(197) Analyticon		>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,65 %	
(201) Iris Diagnostics		>>> 12	Negativní, < 0,3 g/L	3,9 %	
(202) Dirui		>>> 48	Negativní, < 0,3 g/L	15 %	
		2	> 2,5 g/L	0,65 %	
(207) 77 Elektronika Kft.		>>> 19	Negativní, < 0,3 g/L	6,1 %	
(999) jiný výrobce		>>> 3	Negativní, < 0,3 g/L	0,97 %	
Celkem za vzorek: n = 310		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 97 %					

(266) Urobilinogen

A	(5) Dialab	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(9) Bayer	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(12) Beckman Coulter	> 6	1+, 2+	1,9 %
	(18) Cormay	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(46) Erba Lachema	> 3	1+, 2+	0,96 %
		>>> 52	3+, 4+	17 %
	(49) BioVendor	>>> 3	3+, 4+	0,96 %
	(60) Roche	>>> 35	3+, 4+	11 %
	(63) Sysmex	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 8	3+, 4+	2,6 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(150) Arkray	1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
		>>> 66	3+, 4+	21 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 5	3+, 4+	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
		> 6	1+, 2+	1,9 %
	(197) Analyticon	>>> 31	3+, 4+	10 %
		>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	> 10	1+, 2+	3,2 %
	(202) Dirui	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
		2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
	> 20	1+, 2+	6,4 %	
	>>> 28	3+, 4+	9,0 %	
(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 19	3+, 4+	6,1 %	
(999) jiný výrobce	>>> 3	3+, 4+	0,96 %	
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 98 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
	(9) Bayer	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 6	Negativní, < 17 µmol/L	1,9 %
	(18) Cormay	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
	(46) Erba Lachema	>>> 54	Negativní, < 17 µmol/L	17 %
		1	1+, 2+	0,32 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	0,96 %
	(60) Roche	>>> 34	Negativní, < 17 µmol/L	11 %
1		1+, 2+	0,32 %	
(63) Sysmex	>>> 9	Negativní, < 17 µmol/L	2,9 %	
(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %	

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
B	(150) Arkray	>>>	66	Negativní, < 17 µmol/L	21 %
			1	3+, 4+	0,32 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	5	Negativní, < 17 µmol/L	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	39	Negativní, < 17 µmol/L	13 %
	(197) Analyticon	>>>	2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	12	Negativní, < 17 µmol/L	3,9 %
	(202) Dirui	>>>	48	Negativní, < 17 µmol/L	15 %
			2	3+, 4+	0,64 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	19	Negativní, < 17 µmol/L	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní, < 17 µmol/L	0,96 %
Celkem za vzorek: n = 311		----- Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

(268) Bilirubin

A	(5) Dialab	>>>	2	3+, 4+	0,66 %
	(9) Bayer	>>>	1	3+, 4+	0,33 %
	(12) Beckman Coulter		2	Negativní	0,66 %
		>	4	1+, 2+	1,3 %
	(18) Cormay		1	Neuvedeno	0,33 %
		>>>	1	3+, 4+	0,33 %
	(46) Erba Lachema	>>>	48	3+, 4+	16 %
	(49) BioVendor	>>>	3	3+, 4+	0,98 %
	(60) Roche	>>>	36	3+, 4+	12 %
	(63) Sysmex		1	Negativní	0,33 %
		>>>	8	3+, 4+	2,6 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	3+, 4+	0,33 %
	(150) Arkray		1	Negativní	0,33 %
		>>>	66	3+, 4+	22 %
	(161) YD Diagnostics	>	1	1+, 2+	0,33 %
		>>>	4	3+, 4+	1,3 %
	(179) Siemens (Bayer)	>	6	1+, 2+	2,0 %
		>>>	33	3+, 4+	11 %
	(197) Analyticon	>>>	2	3+, 4+	0,66 %
	(201) Iris Diagnostics		1	Negativní	0,33 %
		>	11	1+, 2+	3,6 %
	(202) Dirui		2	Negativní	0,66 %
		>	3	1+, 2+	0,98 %
		>>>	45	3+, 4+	15 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	19	3+, 4+	6,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	3+, 4+	0,98 %
Celkem za vzorek: n = 305		----- Úspěšnost: 97 %			
B	(5) Dialab	>>>	2	Negativní	0,66 %
	(9) Bayer	>>>	1	Negativní	0,33 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	6	Negativní	2,0 %
	(18) Cormay	>>>	2	Negativní	0,66 %
	(46) Erba Lachema	>>>	48	Negativní	16 %
	(49) BioVendor	>>>	3	Negativní	0,98 %
	(60) Roche	>>>	35	Negativní	11 %
			1	1+, 2+	0,33 %
	(63) Sysmex	>>>	9	Negativní	3,0 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,33 %
	(150) Arkray	>>>	66	Negativní	22 %
			1	3+, 4+	0,33 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	5	Negativní	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)		1	Neuvedeno	0,33 %
		>>>	38	Negativní	12 %
	(197) Analyticon	>>>	2	Negativní	0,66 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	12	Negativní	3,9 %
	(202) Dirui	>>>	48	Negativní	16 %
			2	3+, 4+	0,66 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	19	Negativní	6,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní	0,98 %
Celkem za vzorek: n = 305		----- Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 97 %					

(270) Leukocyty

A	(5) Dialab	>>>	2	> 250 leu/µL	0,76 %
	(9) Bayer	>>>	1	> 250 leu/µL	0,38 %
	(12) Beckman Coulter	>	1	51 - 250 leu/µL	0,38 %
		>>>	5	> 250 leu/µL	1,9 %
	(18) Cormay	>	2	51 - 250 leu/µL	0,76 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(46) Erba Lachema	> 2	51 - 250 leu/μL	0,76 %
		>>> 13	> 250 leu/μL	5,0 %
	(49) BioVendor	>>> 3	> 250 leu/μL	1,1 %
	(60) Roche	> 6	51 - 250 leu/μL	2,3 %
		>>> 30	> 250 leu/μL	11 %
	(63) Sysmex	> 3	51 - 250 leu/μL	1,1 %
		>>> 6	> 250 leu/μL	2,3 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 250 leu/μL	0,38 %
	(150) Arkray	1	Negativní	0,38 %
		1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
		> 2	51 - 250 leu/μL	0,76 %
		>>> 60	> 250 leu/μL	23 %
	(161) YD Diagnostics	> 2	51 - 250 leu/μL	0,76 %
	(179) Siemens (Bayer)	> 15	51 - 250 leu/μL	5,7 %
		>>> 22	> 250 leu/μL	8,4 %
	(197) Analyticon	1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
		> 1	51 - 250 leu/μL	0,38 %
	(201) Iris Diagnostics	1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
		> 6	51 - 250 leu/μL	2,3 %
		>>> 4	> 250 leu/μL	1,5 %
	(202) Dirui	3	Negativní	1,1 %
		> 4	51 - 250 leu/μL	1,5 %
		>>> 42	> 250 leu/μL	16 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 3	51 - 250 leu/μL	1,1 %
		>>> 16	> 250 leu/μL	6,1 %
	(999) jiný výrobce	> 2	51 - 250 leu/μL	0,76 %
		>>> 1	> 250 leu/μL	0,38 %
----- Celkem za vzorek: n = 262 -----		Úspěšnost: 97 %	-----	
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,76 %
	(9) Bayer	>>> 1	Negativní	0,38 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 6	Negativní	2,3 %
	(18) Cormay	>>> 2	Negativní	0,76 %
	(46) Erba Lachema	>>> 15	Negativní	5,7 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(60) Roche	>>> 36	Negativní	14 %
	(63) Sysmex	>>> 9	Negativní	3,4 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,38 %
	(150) Arkray	>>> 63	Negativní	24 %
		1	> 250 leu/μL	0,38 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	Negativní	0,76 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 37	Negativní	14 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,76 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 11	Negativní	4,2 %
	(202) Dirui	>>> 47	Negativní	18 %
		2	> 250 leu/μL	0,76 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 19	Negativní	7,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	1,1 %
----- Celkem za vzorek: n = 262 -----		Úspěšnost: 99 %	-----	
Celková úspěšnost: 97 %				

(272) Krev

A	(5) Dialab	>>> 2	> 50 ery/μL	0,65 %
	(9) Bayer	> 1	13 - 50 ery/μL	0,32 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 6	> 50 ery/μL	1,9 %
	(18) Cormay	>>> 2	> 50 ery/μL	0,65 %
	(46) Erba Lachema	> 2	13 - 50 ery/μL	0,65 %
		>>> 52	> 50 ery/μL	17 %
	(49) BioVendor	>>> 3	> 50 ery/μL	0,97 %
	(60) Roche	>>> 35	> 50 ery/μL	11 %
	(63) Sysmex	>>> 9	> 50 ery/μL	2,9 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 50 ery/μL	0,32 %
	(150) Arkray	1	Negativní	0,32 %
		> 6	13 - 50 ery/μL	1,9 %
		>>> 60	> 50 ery/μL	19 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 5	> 50 ery/μL	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	1	Negativní	0,32 %
		> 6	13 - 50 ery/μL	1,9 %
		>>> 31	> 50 ery/μL	10 %
	(197) Analyticon	>>> 2	> 50 ery/μL	0,65 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 12	> 50 ery/μL	3,9 %
	(202) Dirui	2	Negativní	0,65 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(202) Dirui	> 7	13 - 50 ery/ μ L	2,3 %
		>>> 41	> 50 ery/ μ L	13 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		>>> 18	> 50 ery/ μ L	5,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	> 50 ery/ μ L	0,97 %
Celkem za vzorek: n = 309		Úspěšnost: 99 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,65 %
	(9) Bayer	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	Negativní	1,3 %
		2	5 - 12 ery/ μ L	0,65 %
	(18) Cormay	1	Neuvedeno	0,32 %
		>>> 1	Negativní	0,32 %
	(46) Erba Lachema	>>> 53	Negativní	17 %
		1	5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní	0,97 %
	(60) Roche	>>> 34	Negativní	11 %
		1	5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
	(63) Sysmex	>>> 9	Negativní	2,9 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 64	Negativní	21 %
		1	5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
		1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 5	Negativní	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 34	Negativní	11 %
		2	5 - 12 ery/ μ L	0,65 %
		1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,65 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 10	Negativní	3,2 %
		2	5 - 12 ery/ μ L	0,65 %
	(202) Dirui	>>> 45	Negativní	15 %
		2	5 - 12 ery/ μ L	0,65 %
		1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		2	> 50 ery/ μ L	0,65 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 19	Negativní	6,1 %
(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	0,97 %	
Celkem za vzorek: n = 309		Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 94 %				

(273) pH

A	(5) Dialab	>>> 1	7,5	0,32 %
		>>> 1	8,0	0,32 %
	(9) Bayer	>>> 1	7,5	0,32 %
	(12) Beckman Coulter	> 6	7,0	1,9 %
	(18) Cormay	>>> 2	7,5	0,64 %
	(46) Erba Lachema	> 19	7,0	6,1 %
		>>> 12	7,5	3,9 %
		>>> 23	8,0	7,4 %
		> 1	9,0	0,32 %
	(49) BioVendor	> 2	6,5	0,64 %
		> 1	7,0	0,32 %
	(60) Roche	>>> 1	7,5	0,32 %
		>>> 34	8,0	11 %
	(63) Sysmex	>>> 1	7,5	0,32 %
		>>> 7	8,0	2,3 %
		> 1	8,5	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	> 1	6,5	0,32 %
	(150) Arkray	1	5,0	0,32 %
		>>> 1	7,5	0,32 %
		>>> 63	8,0	20 %
		> 2	8,5	0,64 %
	(161) YD Diagnostics	> 4	7,0	1,3 %
		>>> 1	7,5	0,32 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 12	7,5	3,9 %
		>>> 16	8,0	5,1 %
		> 11	8,5	3,5 %
	(197) Analyticon	> 2	7,0	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	> 12	7,0	3,9 %
	(202) Dirui	2	5,0	0,64 %
		> 2	6,5	0,64 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
A	(202) Dirui	>	3 7,0	0,96 %	
		>>>	41 7,5	13 %	
		>>>	2 8,0	0,64 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>	11 6,5	3,5 %	
		>	7 7,0	2,3 %	
		>>>	1 7,5	0,32 %	
	(999) jiný výrobce	>	1 7,0	0,32 %	
		>>>	1 7,5	0,32 %	
		>>>	1 8,0	0,32 %	
	----- Celkem za vzorek: n = 311 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	(5) Dialab	>	1 5,5	0,32 %	
		>	1 6,0	0,32 %	
	(9) Bayer	>>>	1 5,0	0,32 %	
	(12) Beckman Coulter	>>>	6 5,0	1,9 %	
	(18) Cormay	>>>	2 5,0	0,64 %	
	(46) Erba Lachema	>>>	52 5,0	17 %	
		>	3 5,5	0,96 %	
	(49) BioVendor	>>>	2 5,0	0,64 %	
		>	1 5,5	0,32 %	
	(60) Roche	>>>	33 5,0	11 %	
		>	1 6,0	0,32 %	
				1 6,5	0,32 %
	(63) Sysmex	>>>	8 5,0	2,6 %	
		>	1 5,5	0,32 %	
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 5,0	0,32 %	
	(150) Arkray	>>>	65 5,0	21 %	
		>	1 5,5	0,32 %	
				1 8,0	0,32 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	5 5,0	1,6 %	
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	13 5,0	4,2 %	
		>	20 5,5	6,4 %	
				6 6,0	1,9 %
	(197) Analyticon	>>>	2 5,0	0,64 %	
	(201) Iris Diagnostics	>>>	11 5,0	3,5 %	
		>	1 5,5	0,32 %	
	(202) Dirui	>>>	46 5,0	15 %	
		>	2 5,5	0,64 %	
			2 7,5	0,64 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	17 5,0	5,5 %	
		>	2 5,5	0,64 %	
(999) jiný výrobce	>>>	2 5,0	0,64 %		
	>	1 6,0	0,32 %		
----- Celkem za vzorek: n = 311 ----- Úspěšnost: 99 % -----					
Celková úspěšnost: 99 %					

(274) Nitrity

A	(5) Dialab	>>>	2 Pozitivní	0,74 %
		>>>	1 Pozitivní	0,37 %
	(9) Bayer	>>>	1 Pozitivní	0,37 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	6 Pozitivní	2,2 %
	(18) Cormay	>>>	2 Pozitivní	0,74 %
	(46) Erba Lachema		1 Negativní	0,37 %
		>>>	17 Pozitivní	6,3 %
	(49) BioVendor	>>>	2 Pozitivní	0,74 %
	(60) Roche	>>>	34 Pozitivní	13 %
	(63) Sysmex	>>>	9 Pozitivní	3,3 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 Pozitivní	0,37 %
	(150) Arkray		1 Negativní	0,37 %
		>>>	66 Pozitivní	25 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	3 Pozitivní	1,1 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	39 Pozitivní	14 %
	(197) Analyticon	>>>	2 Pozitivní	0,74 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	11 Pozitivní	4,1 %
	(202) Dirui		3 Negativní	1,1 %
		>>>	47 Pozitivní	17 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	19 Pozitivní	7,1 %
(999) jiný výrobce	>>>	3 Pozitivní	1,1 %	
----- Celkem za vzorek: n = 269 ----- Úspěšnost: 98 % -----				
B	(5) Dialab	>>>	2 Negativní	0,74 %
	(9) Bayer	>>>	1 Negativní	0,37 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	6 Negativní	2,2 %
	(18) Cormay	>>>	2 Negativní	0,74 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(46) Erba Lachema	>>> 18	Negativní	6,7 %
	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní	0,74 %
	(60) Roche	>>> 34	Negativní	13 %
	(63) Sysmex	>>> 9	Negativní	3,3 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,37 %
	(150) Arkray	>>> 66	Negativní	25 %
		1	Pozitivní	0,37 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 39	Negativní	14 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,74 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 11	Negativní	4,1 %
	(202) Dirui	>>> 48	Negativní	18 %
		2	Pozitivní	0,74 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 19	Negativní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 269		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(275) hCG

A	(5) Dialab	>>> 5	Pozitivní	29 %
	(17) Biogema	>>> 2	Pozitivní	12 %
	(18) Cormay	1	Negativní	5,9 %
	(32) Human	>>> 2	Pozitivní	12 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Pozitivní	5,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 6	Pozitivní	35 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 94 %		
B	(5) Dialab	>>> 5	Negativní	29 %
	(17) Biogema	>>> 2	Negativní	12 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní	5,9 %
	(32) Human	>>> 2	Negativní	12 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	5,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 6	Negativní	35 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 94 %				