

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	(0) systém neuveden	>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	2	2,81 - 11 mmol/L	0,64 %
		> 7	11,1 - 28 mmol/L	2,3 %
		>>> 3	> 28 mmol/L	0,96 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
		> 37	11,1 - 28 mmol/L	12 %
		>>> 21	> 28 mmol/L	6,8 %
	(203) Arkray Aution MINI	1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
	(206) Siemens Clinitek 500	> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
	(208) Siemens Clinitek Status	> 11	11,1 - 28 mmol/L	3,5 %
		>>> 3	> 28 mmol/L	0,96 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	> 28 mmol/L	3,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	> 28 mmol/L	5,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
		>>> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
		>>> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 9	> 28 mmol/L	2,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 12	11,1 - 28 mmol/L	3,9 %
		>>> 3	> 28 mmol/L	0,96 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	> 28 mmol/L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	2	2,81 - 11 mmol/L	0,64 %
		> 11	11,1 - 28 mmol/L	3,5 %
		>>> 5	> 28 mmol/L	1,6 %
	(225) Dirui H-series	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
		> 9	11,1 - 28 mmol/L	2,9 %
		>>> 3	> 28 mmol/L	0,96 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		> 8	11,1 - 28 mmol/L	2,6 %
		>>> 9	> 28 mmol/L	2,9 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 13	> 28 mmol/L	4,2 %
	(230) Dirui FUS-series	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
		1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		> 19	11,1 - 28 mmol/L	6,1 %
		>>> 16	> 28 mmol/L	5,1 %
	(998) Manuálně	> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		>>> 37	> 28 mmol/L	12 %
	(999) jiný systém	1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		> 7	11,1 - 28 mmol/L	2,3 %
		>>> 5	> 28 mmol/L	1,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 311 ----- Úspěšnost: 96 % -----				
B	(0) systém neuveden	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	3,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 58	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	19 %
		1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 4	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,3 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 14	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	3,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	5,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 4	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 4	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 9	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	2,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,8 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 18	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	5,8 %
	(225) Dirui H-series	>>> 12	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	3,9 %
		1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	5,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 13	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,2 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 36	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	12 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(230) Dirui FUS-series	1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(998) Manuálně	>>> 41	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	13 %
	(999) jiný systém	>>> 13	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,2 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(263) Ketony

A	(0) systém neuveden	>	1	1+, 2+	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	12	3+, 4+	3,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000		1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
		>	1	1+, 2+	0,32 %
		>>>	57	3+, 4+	18 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	1	3+, 4+	0,32 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>>	1	3+, 4+	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>	4	1+, 2+	1,3 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>	2	1+, 2+	0,64 %
		>>>	12	3+, 4+	3,9 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>	8	1+, 2+	2,6 %
		>>>	3	3+, 4+	0,96 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>	1	1+, 2+	0,32 %
		>>>	1	3+, 4+	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	18	3+, 4+	5,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>	4	1+, 2+	1,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>	3	1+, 2+	0,96 %
		>>>	1	3+, 4+	0,32 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	9	3+, 4+	2,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>	13	1+, 2+	4,2 %
		>>>	2	3+, 4+	0,64 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	3	3+, 4+	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	>	2	1+, 2+	0,64 %
		>>>	16	3+, 4+	5,1 %
	(225) Dirui H-series		1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
		>	12	1+, 2+	3,9 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>	12	1+, 2+	3,9 %
		>>>	6	3+, 4+	1,9 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>	9	1+, 2+	2,9 %
		>>>	4	3+, 4+	1,3 %
	(230) Dirui FUS-series		1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
		>	4	1+, 2+	1,3 %
		>>>	32	3+, 4+	10 %
	(998) Manuálně	>	14	1+, 2+	4,5 %
		>>>	27	3+, 4+	8,7 %
	(999) jiný systém	>	8	1+, 2+	2,6 %
		>>>	5	3+, 4+	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 99 %			
B	(0) systém neuveden	>>>	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	12	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	58	Negativní, <= 0,5 mmol/L	19 %
			1	3+, 4+	0,32 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>>	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>>	4	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,3 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>>	14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	11	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	18	Negativní, <= 0,5 mmol/L	5,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	4	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	4	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	9	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	15	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,8 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>>	18	Negativní, <= 0,5 mmol/L	5,8 %
	(225) Dirui H-series	>>>	12	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,9 %
			1	1+, 2+	0,32 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	18	Negativní, <= 0,5 mmol/L	5,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	13	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,2 %
	(230) Dirui FUS-series	>>>	36	Negativní, <= 0,5 mmol/L	12 %
			1	3+, 4+	0,32 %
	(998) Manuálně	>>>	41	Negativní, <= 0,5 mmol/L	13 %
	(999) jiný systém	>>>	13	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,2 %

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 311 ----- Úspěšnost: 99 % -----					
Celková úspěšnost: 99 %					
(264) Celková bílkovina					
A	(0)	systém neuveden	>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,65 %
			>>> 10	> 2,5 g/L	3,2 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
			1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
			> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %
			>>> 53	> 2,5 g/L	17 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(206)	Siemens Clinitek 500	>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(207)	Siemens Clinitek ATLAS	> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %
	(208)	Siemens Clinitek Status	>>> 14	> 2,5 g/L	4,5 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
			> 7	0,51 - 2,5 g/L	2,3 %
			>>> 3	> 2,5 g/L	0,97 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	> 2,5 g/L	0,65 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
			>>> 17	> 2,5 g/L	5,5 %
	(216)	Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 4	> 2,5 g/L	1,3 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 4	> 2,5 g/L	1,3 %
	(219)	Roche Urisys 2400	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,65 %
			>>> 7	> 2,5 g/L	2,3 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,65 %
			>>> 13	> 2,5 g/L	4,2 %
	(222)	Roche Urisys 1100	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
			>>> 2	> 2,5 g/L	0,65 %
	(223)	Iris iChem Velocity	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
			> 8	0,51 - 2,5 g/L	2,6 %
			>>> 9	> 2,5 g/L	2,9 %
	(225)	Dirui H-series	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
			>>> 12	> 2,5 g/L	3,9 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,97 %
			>>> 15	> 2,5 g/L	4,8 %
	(229)	77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 12	0,51 - 2,5 g/L	3,9 %
			>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(230)	Dirui FUS-series	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
			> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %
			>>> 31	> 2,5 g/L	10 %
	(998)	Manuálně	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
			> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %
			>>> 34	> 2,5 g/L	11 %
	(999)	jiný systém	> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %
			>>> 9	> 2,5 g/L	2,9 %
----- Celkem za vzorek: n = 310 ----- Úspěšnost: 98 % -----					
B	(0)	systém neuveden	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	Negativní, < 0,3 g/L	3,9 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 58	Negativní, < 0,3 g/L	19 %
			1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(206)	Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(207)	Siemens Clinitek ATLAS	>>> 4	Negativní, < 0,3 g/L	1,3 %
	(208)	Siemens Clinitek Status	>>> 14	Negativní, < 0,3 g/L	4,5 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Negativní, < 0,3 g/L	3,5 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,65 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	Negativní, < 0,3 g/L	5,8 %
	(216)	Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 4	Negativní, < 0,3 g/L	1,3 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 4	Negativní, < 0,3 g/L	1,3 %
	(219)	Roche Urisys 2400	>>> 9	Negativní, < 0,3 g/L	2,9 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	>>> 14	Negativní, < 0,3 g/L	4,5 %
			1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní, < 0,3 g/L	0,97 %
	(223)	Iris iChem Velocity	>>> 18	Negativní, < 0,3 g/L	5,8 %
	(225)	Dirui H-series	>>> 12	Negativní, < 0,3 g/L	3,9 %
			1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	Negativní, < 0,3 g/L	5,8 %
	(229)	77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 13	Negativní, < 0,3 g/L	4,2 %
	(230)	Dirui FUS-series	>>> 36	Negativní, < 0,3 g/L	12 %
			1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(998)	Manuálně	>>> 40	Negativní, < 0,3 g/L	13 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(999) jiný systém	>>> 13	Negativní, < 0,3 g/L	4,2 %
Celkem za vzorek: n = 310		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(266) Urobilinogen

A	(0) systém neuveden	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	3+, 4+	3,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
		>>> 58	3+, 4+	19 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	> 4	1+, 2+	1,3 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 14	3+, 4+	4,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	3+, 4+	3,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	3+, 4+	5,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 3	3+, 4+	0,96 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 9	3+, 4+	2,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 2	1+, 2+	0,64 %
		>>> 13	3+, 4+	4,2 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	3+, 4+	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 16	1+, 2+	5,1 %
		>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(225) Dirui H-series	1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
		> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 11	3+, 4+	3,5 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
		> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 16	3+, 4+	5,1 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 13	3+, 4+	4,2 %
	(230) Dirui FUS-series	1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
		> 19	1+, 2+	6,1 %
		>>> 17	3+, 4+	5,5 %
	(998) Manuálně	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 40	3+, 4+	13 %
	(999) jiný systém	1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
		> 2	1+, 2+	0,64 %
		>>> 10	3+, 4+	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 98 %		
B	(0) systém neuveden	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	Negativní, < 17 µmol/L	3,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 58	Negativní, < 17 µmol/L	19 %
		1	3+, 4+	0,32 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 4	Negativní, < 17 µmol/L	1,3 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 14	Negativní, < 17 µmol/L	4,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Negativní, < 17 µmol/L	3,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 17	Negativní, < 17 µmol/L	5,5 %
		1	1+, 2+	0,32 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 4	Negativní, < 17 µmol/L	1,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 4	Negativní, < 17 µmol/L	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 9	Negativní, < 17 µmol/L	2,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní, < 17 µmol/L	4,8 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 18	Negativní, < 17 µmol/L	5,8 %
	(225) Dirui H-series	>>> 12	Negativní, < 17 µmol/L	3,9 %
		1	3+, 4+	0,32 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	Negativní, < 17 µmol/L	5,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 13	Negativní, < 17 µmol/L	4,2 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 36	Negativní, < 17 µmol/L	12 %
		1	3+, 4+	0,32 %
	(998) Manuálně	>>> 40	Negativní, < 17 µmol/L	13 %
		1	1+, 2+	0,32 %
	(999) jiný systém	>>> 13	Negativní, < 17 µmol/L	4,2 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(268) Bilirubin					
A	(0)	systém neuveden	>>> 1	3+, 4+	0,33 %
	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	3+, 4+	3,9 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	1	Negativní	0,33 %
			>>> 58	3+, 4+	19 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 1	3+, 4+	0,33 %
	(206)	Siemens Clinitek 500	> 1	1+, 2+	0,33 %
	(207)	Siemens Clinitek ATLAS	>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(208)	Siemens Clinitek Status	>>> 14	3+, 4+	4,6 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	>>> 11	3+, 4+	3,6 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	3+, 4+	0,66 %
	(211)	Roche Miditron Junior II	>>> 1	3+, 4+	0,33 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	3+, 4+	5,9 %
	(216)	Sysmex UC-1000, UC-3500	1	Negativní	0,33 %
			>>> 3	3+, 4+	0,98 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 1	1+, 2+	0,33 %
			>>> 3	3+, 4+	0,98 %
	(219)	Roche Urisys 2400	>>> 9	3+, 4+	3,0 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	>>> 15	3+, 4+	4,9 %
	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 3	3+, 4+	0,98 %
	(223)	Iris iChem Velocity	3	Negativní	0,98 %
			> 15	1+, 2+	4,9 %
	(225)	Dirui H-series	1	Negativní	0,33 %
			> 2	1+, 2+	0,66 %
			>>> 10	3+, 4+	3,3 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	> 6	1+, 2+	2,0 %
			>>> 12	3+, 4+	3,9 %
	(229)	77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 13	3+, 4+	4,3 %
	(230)	Dirui FUS-series	1	Negativní	0,33 %
			>>> 36	3+, 4+	12 %
	(998)	Manuálně	>>> 34	3+, 4+	11 %
	(999)	jiný systém	1	Neuvedeno	0,33 %
			>>> 12	3+, 4+	3,9 %
----- Celkem za vzorek: n = 305 ----- Úspěšnost: 97 % -----					
B	(0)	systém neuveden	>>> 1	Negativní	0,33 %
	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	Negativní	3,9 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 58	Negativní	19 %
			1	3+, 4+	0,33 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 1	Negativní	0,33 %
	(206)	Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní	0,33 %
	(207)	Siemens Clinitek ATLAS	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(208)	Siemens Clinitek Status	1	Neuvedeno	0,33 %
			>>> 13	Negativní	4,3 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Negativní	3,6 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní	0,66 %
	(211)	Roche Miditron Junior II	>>> 1	Negativní	0,33 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 17	Negativní	5,6 %
			1	1+, 2+	0,33 %
	(216)	Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(219)	Roche Urisys 2400	>>> 9	Negativní	3,0 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní	4,9 %
	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní	0,98 %
	(223)	Iris iChem Velocity	>>> 18	Negativní	5,9 %
	(225)	Dirui H-series	>>> 12	Negativní	3,9 %
			1	3+, 4+	0,33 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	Negativní	5,9 %
	(229)	77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 13	Negativní	4,3 %
	(230)	Dirui FUS-series	>>> 36	Negativní	12 %
			1	3+, 4+	0,33 %
	(998)	Manuálně	>>> 34	Negativní	11 %
	(999)	jiný systém	>>> 13	Negativní	4,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 305 ----- Úspěšnost: 98 % -----					
Celková úspěšnost: 97 %					

(270) Leukocyty

A	(0)	systém neuveden	>>> 1	> 250 leu/μL	0,38 %
	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	> 250 leu/μL	4,6 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	1	Negativní	0,38 %
			1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
			> 3	51 - 250 leu/μL	1,1 %

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
A	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 51	> 250 leu/μL	19 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 1	> 250 leu/μL	0,38 %
	(206)	Siemens Clinitek 500	>>> 1	> 250 leu/μL	0,38 %
	(207)	Siemens Clinitek ATLAS	>>> 3	> 250 leu/μL	1,1 %
	(208)	Siemens Clinitek Status	> 1	51 - 250 leu/μL	0,38 %
			>>> 12	> 250 leu/μL	4,6 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
			> 2	51 - 250 leu/μL	0,76 %
			>>> 8	> 250 leu/μL	3,1 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	> 250 leu/μL	0,76 %
	(211)	Roche Miditron Junior II	>>> 1	> 250 leu/μL	0,38 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	> 4	51 - 250 leu/μL	1,5 %
			>>> 14	> 250 leu/μL	5,3 %
	(216)	Sysmex UC-1000, UC-3500	> 2	51 - 250 leu/μL	0,76 %
			>>> 2	> 250 leu/μL	0,76 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 2	51 - 250 leu/μL	0,76 %
	(219)	Roche Urisys 2400	>>> 9	> 250 leu/μL	3,4 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	>>> 10	> 250 leu/μL	3,8 %
	(222)	Roche Urisys 1100	> 1	51 - 250 leu/μL	0,38 %
			>>> 2	> 250 leu/μL	0,76 %
	(223)	Iris iChem Velocity	1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
			> 7	51 - 250 leu/μL	2,7 %
			>>> 9	> 250 leu/μL	3,4 %
	(225)	Dirui H-series	1	Negativní	0,38 %
			> 3	51 - 250 leu/μL	1,1 %
			>>> 9	> 250 leu/μL	3,4 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	> 14	51 - 250 leu/μL	5,3 %
			>>> 4	> 250 leu/μL	1,5 %
	(229)	77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 1	51 - 250 leu/μL	0,38 %
			>>> 12	> 250 leu/μL	4,6 %
	(230)	Dirui FUS-series	2	Negativní	0,76 %
			> 1	51 - 250 leu/μL	0,38 %
			>>> 33	> 250 leu/μL	13 %
(998)	Manuálně	> 3	51 - 250 leu/μL	1,1 %	
		>>> 3	> 250 leu/μL	1,1 %	
(999)	jiný systém	> 5	51 - 250 leu/μL	1,9 %	
		>>> 7	> 250 leu/μL	2,7 %	
----- Celkem za vzorek: n = 262 ----- Úspěšnost: 97 % -----					
B	(0)	systém neuveden	>>> 1	Negativní	0,38 %
	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	Negativní	4,6 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 55	Negativní	21 %
			1	> 250 leu/μL	0,38 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 1	Negativní	0,38 %
	(206)	Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní	0,38 %
	(207)	Siemens Clinitek ATLAS	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(208)	Siemens Clinitek Status	>>> 13	Negativní	5,0 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Negativní	4,2 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní	0,76 %
	(211)	Roche Miditron Junior II	>>> 1	Negativní	0,38 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	Negativní	6,9 %
	(216)	Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 4	Negativní	1,5 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	Negativní	0,76 %
	(219)	Roche Urisys 2400	>>> 9	Negativní	3,4 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	>>> 10	Negativní	3,8 %
	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(223)	Iris iChem Velocity	>>> 17	Negativní	6,5 %
	(225)	Dirui H-series	>>> 12	Negativní	4,6 %
			1	> 250 leu/μL	0,38 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	Negativní	6,9 %
	(229)	77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 13	Negativní	5,0 %
	(230)	Dirui FUS-series	>>> 35	Negativní	13 %
		1	> 250 leu/μL	0,38 %	
(998)	Manuálně	>>> 6	Negativní	2,3 %	
(999)	jiný systém	>>> 12	Negativní	4,6 %	
----- Celkem za vzorek: n = 262 ----- Úspěšnost: 99 % -----					
Celková úspěšnost: 97 %					
(272) Krev					
A	(0)	systém neuveden	>>> 1	> 50 ery/μL	0,32 %
	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	> 50 ery/μL	3,9 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	1	Negativní	0,32 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 6	13 - 50 ery/ μ L	1,9 %
		>>> 52	> 50 ery/ μ L	17 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	> 4	13 - 50 ery/ μ L	1,3 %
	(208) Siemens Clinitek Status		1 Negativní	0,32 %
		>>> 13	> 50 ery/ μ L	4,2 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		>>> 10	> 50 ery/ μ L	3,2 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	> 50 ery/ μ L	0,65 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	> 50 ery/ μ L	5,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 4	> 50 ery/ μ L	1,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 4	> 50 ery/ μ L	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 9	> 50 ery/ μ L	2,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	> 50 ery/ μ L	4,9 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	> 50 ery/ μ L	0,97 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 18	> 50 ery/ μ L	5,8 %
	(225) Dirui H-series		1 Negativní	0,32 %
		>>> 12	> 50 ery/ μ L	3,9 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		>>> 16	> 50 ery/ μ L	5,2 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 13	> 50 ery/ μ L	4,2 %
	(230) Dirui FUS-series		1 Negativní	0,32 %
		> 7	13 - 50 ery/ μ L	2,3 %
		>>> 29	> 50 ery/ μ L	9,4 %
	(998) Manuálně	> 2	13 - 50 ery/ μ L	0,65 %
		>>> 38	> 50 ery/ μ L	12 %
	(999) jiný systém	> 2	13 - 50 ery/ μ L	0,65 %
		>>> 11	> 50 ery/ μ L	3,6 %
	Celkem za vzorek: n = 309		Úspěšnost: 99 %	
B	(0) systém neuveden	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní	3,2 %
			1 5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
			1 13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 58	Negativní	19 %
			1 > 50 ery/ μ L	0,32 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 13	Negativní	4,2 %
			1 > 50 ery/ μ L	0,32 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Negativní	3,6 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní	0,65 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 17	Negativní	5,5 %
			1 5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 9	Negativní	2,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 14	Negativní	4,5 %
			1 5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní	0,97 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 14	Negativní	4,5 %
			4 5 - 12 ery/ μ L	1,3 %
	(225) Dirui H-series	>>> 12	Negativní	3,9 %
			1 > 50 ery/ μ L	0,32 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 15	Negativní	4,9 %
			1 5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
			1 13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 13	Negativní	4,2 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 33	Negativní	11 %
		2 5 - 12 ery/ μ L	0,65 %	
		1 13 - 50 ery/ μ L	0,32 %	
		1 > 50 ery/ μ L	0,32 %	
(998) Manuálně	>>> 40	Negativní	13 %	
(999) jiný systém	>>> 1	Neuvedeno	0,32 %	
	>>> 11	Negativní	3,6 %	
		1 5 - 12 ery/ μ L	0,32 %	
Celkem za vzorek: n = 309		Úspěšnost: 94 %		

Celková úspěšnost: 94 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(273) pH				
A	(0) systém neuveden	> 1	9,0	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	8,0	3,2 %
		> 2	8,5	0,64 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	1	5,0	0,32 %
		>>> 1	7,5	0,32 %
		>>> 56	8,0	18 %
		> 1	8,5	0,32 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 1	8,0	0,32 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	7,5	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 4	7,5	1,3 %
		> 1	8,5	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 1	7,5	0,32 %
		>>> 2	8,0	0,64 %
		> 10	8,5	3,2 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 6	6,5	1,9 %
		> 5	7,0	1,6 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	> 1	7,0	0,32 %
		>>> 1	8,0	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 1	7,5	0,32 %
		>>> 17	8,0	5,5 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 1	7,5	0,32 %
		>>> 3	8,0	0,96 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 3	7,0	0,96 %
		>>> 1	7,5	0,32 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 9	8,0	2,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 1	7,0	0,32 %
		>>> 14	8,0	4,5 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	8,0	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 18	7,0	5,8 %
	(225) Dirui H-series	1	5,0	0,32 %
		> 2	6,5	0,64 %
		> 3	7,0	0,96 %
		>>> 5	7,5	1,6 %
		>>> 2	8,0	0,64 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 4	7,5	1,3 %
		>>> 14	8,0	4,5 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 8	6,5	2,6 %
		> 4	7,0	1,3 %
		>>> 1	7,5	0,32 %
	(230) Dirui FUS-series	1	5,0	0,32 %
		>>> 36	7,5	12 %
	(998) Manuálně	> 18	7,0	5,8 %
		>>> 12	7,5	3,9 %
		>>> 11	8,0	3,5 %
	(999) jiný systém	> 2	7,0	0,64 %
		>>> 7	7,5	2,3 %
		>>> 4	8,0	1,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 311 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	(0) systém neuveden	>>> 1	5,0	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 11	5,0	3,5 %
		> 1	5,5	0,32 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 57	5,0	18 %
		> 1	5,5	0,32 %
		1	8,0	0,32 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 1	5,0	0,32 %
	(206) Siemens Clinitek 500	> 1	5,5	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 3	5,0	0,96 %
		> 2	5,5	0,64 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 2	5,0	0,64 %
		> 10	5,5	3,2 %
		> 1	6,0	0,32 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 10	5,0	3,2 %
		> 1	5,5	0,32 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	5,0	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 16	5,0	5,1 %
		> 1	6,0	0,32 %
		1	6,5	0,32 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 4	5,0	1,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 4	5,0	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 9	5,0	2,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	5,0	4,8 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(222) Roche Urisys 1100	>>>	3 5,0	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>>	17 5,0	5,5 %
		>	1 5,5	0,32 %
	(225) Dirui H-series	>>>	11 5,0	3,5 %
		>	1 5,5	0,32 %
			1 7,5	0,32 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	5 5,0	1,6 %
		>	8 5,5	2,6 %
		>	5 6,0	1,6 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	11 5,0	3,5 %
		>	2 5,5	0,64 %
	(230) Dirui FUS-series	>>>	36 5,0	12 %
			1 7,5	0,32 %
	(998) Manuálně	>>>	38 5,0	12 %
		>	3 5,5	0,96 %
	(999) jiný systém	>>>	10 5,0	3,2 %
		>	1 5,5	0,32 %
		>	2 6,0	0,64 %
	Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 99 %				

(274) Nitrity

A	(0) systém neuveden	>>>	1 Pozitivní	0,37 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	12 Pozitivní	4,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000		1 Negativní	0,37 %
		>>>	58 Pozitivní	22 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	1 Pozitivní	0,37 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>>	1 Pozitivní	0,37 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>>	4 Pozitivní	1,5 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>>	13 Pozitivní	4,8 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	11 Pozitivní	4,1 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2 Pozitivní	0,74 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>>	1 Pozitivní	0,37 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	18 Pozitivní	6,7 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	4 Pozitivní	1,5 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	2 Pozitivní	0,74 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	9 Pozitivní	3,3 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	11 Pozitivní	4,1 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	2 Pozitivní	0,74 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>>	17 Pozitivní	6,3 %
	(225) Dirui H-series		1 Negativní	0,37 %
		>>>	12 Pozitivní	4,5 %
(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	18 Pozitivní	6,7 %	
(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	12 Pozitivní	4,5 %	
(230) Dirui FUS-series		2 Negativní	0,74 %	
	>>>	35 Pozitivní	13 %	
(998) Manuálně		1 Negativní	0,37 %	
	>>>	7 Pozitivní	2,6 %	
(999) jiný systém	>>>	13 Pozitivní	4,8 %	
Celkem za vzorek: n = 269		Úspěšnost: 98 %		
B	(0) systém neuveden	>>>	1 Negativní	0,37 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	12 Negativní	4,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	58 Negativní	22 %
			1 Pozitivní	0,37 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	1 Negativní	0,37 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>>	1 Negativní	0,37 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>>	4 Negativní	1,5 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>>	13 Negativní	4,8 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	11 Negativní	4,1 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2 Negativní	0,74 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>>	1 Negativní	0,37 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	18 Negativní	6,7 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	4 Negativní	1,5 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	2 Negativní	0,74 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	9 Negativní	3,3 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	11 Negativní	4,1 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	2 Negativní	0,74 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>>	17 Negativní	6,3 %
	(225) Dirui H-series	>>>	12 Negativní	4,5 %
			1 Pozitivní	0,37 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
B	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	Negativní	6,7 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 12	Negativní	4,5 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 36	Negativní	13 %
		1	Pozitivní	0,37 %
	(998) Manuálně	>>> 8	Negativní	3,0 %
	(999) jiný systém	>>> 13	Negativní	4,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 269		----- Úspěšnost: 99 %	-----	

Celková úspěšnost: 98 %

(275) hCG

A	(0) systém neuveden	>>> 2	Pozitivní	12 %
	(998) Manuálně	>>> 12	Pozitivní	71 %
	(999) jiný systém	1	Negativní	5,9 %
		>>> 2	Pozitivní	12 %
----- Celkem za vzorek: n = 17		----- Úspěšnost: 94 %	-----	
B	(0) systém neuveden	>>> 2	Negativní	12 %
	(998) Manuálně	>>> 12	Negativní	71 %
	(999) jiný systém	>>> 3	Negativní	18 %
----- Celkem za vzorek: n = 17		----- Úspěšnost: 100 %	-----	

Celková úspěšnost: 94 %