

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	2,9 %
	(18) Cormay	>>> 3	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,95 %
	(46) Erba Lachema	>>> 43	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	14 %
	(49) BioVendor	>>> 5	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	1,6 %
	(60) Roche	>>> 32	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	10 %
	(63) Sysmex	>>> 10	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	3,2 %
	(109) Axis-Shield	>>> 3	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,95 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 32	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	10 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 3	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,95 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 6	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	1,9 %
	(179) Siemens	>>> 52	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	17 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,63 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	4,4 %
	(202) Dirui	>>> 71	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	7,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		>>> 7	> 28 mmol/L	2,2 %
	(18) Cormay	>>> 3	11,1 - 28 mmol/L	0,95 %
	(46) Erba Lachema	>>> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>>> 17	11,1 - 28 mmol/L	5,4 %
		>>> 25	> 28 mmol/L	7,9 %
	(49) BioVendor	>>> 5	> 28 mmol/L	1,6 %
	(60) Roche	>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,63 %
		>>> 30	> 28 mmol/L	9,5 %
	(63) Sysmex	>>> 3	11,1 - 28 mmol/L	0,95 %
		>>> 7	> 28 mmol/L	2,2 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>>> 2	> 28 mmol/L	0,63 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 12	11,1 - 28 mmol/L	3,8 %
		>>> 20	> 28 mmol/L	6,3 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,63 %
		>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 3	11,1 - 28 mmol/L	0,95 %
		>>> 3	> 28 mmol/L	0,95 %
	(179) Siemens	>>> 9	2,81 - 11 mmol/L	2,9 %
		>>> 28	11,1 - 28 mmol/L	8,9 %
		>>> 15	> 28 mmol/L	4,8 %
	(197) Analyticon	>>> 2	> 28 mmol/L	0,63 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 8	11,1 - 28 mmol/L	2,5 %
		>>> 6	> 28 mmol/L	1,9 %
	(202) Dirui	>>> 41	2,81 - 11 mmol/L	13 %
		>>> 22	11,1 - 28 mmol/L	7,0 %
		>>> 8	> 28 mmol/L	2,5 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	> 28 mmol/L	7,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(263) Ketony

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	2,9 %
	(18) Cormay	>>> 2	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	0,63 %
			1 1+, 2+	0,32 %
	(46) Erba Lachema	>>> 44	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	14 %
	(49) BioVendor	>>> 5	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	1,6 %
	(60) Roche	>>> 31	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	9,8 %
	(63) Sysmex	>>> 10	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	3,2 %
	(109) Axis-Shield	>>> 3	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	0,95 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 32	Negativní, <= 0,5 mmol/L	10 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,95 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 6	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,9 %
	(179) Siemens	>>> 52	Negativní, <= 0,5 mmol/L	17 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,63 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,4 %
	(202) Dirui	>>> 71	Negativní, <= 0,5 mmol/L	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	Negativní, <= 0,5 mmol/L	7,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	3+, 4+	2,9 %
	(18) Cormay	>>> 3	3+, 4+	0,95 %
	(46) Erba Lachema	> 17	1+, 2+	5,4 %
		>>> 27	3+, 4+	8,6 %
	(49) BioVendor	>>> 5	3+, 4+	1,6 %
	(60) Roche	> 2	1+, 2+	0,63 %
		>>> 29	3+, 4+	9,2 %
	(63) Sysmex	> 6	1+, 2+	1,9 %
		>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(109) Axis-Shield	>>> 3	3+, 4+	0,95 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 32	3+, 4+	10 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 3	3+, 4+	0,95 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(179) Siemens	> 12	1+, 2+	3,8 %
		>>> 40	3+, 4+	13 %
	(197) Analyticon	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(201) Iris Diagnostics	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 13	3+, 4+	4,1 %
	(202) Dirui	> 9	1+, 2+	2,9 %
		>>> 62	3+, 4+	20 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 7	1+, 2+	2,2 %
		>>> 15	3+, 4+	4,8 %
	(999) jiný výrobce	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 4	3+, 4+	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(264) Celková bílkovina

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	Negativní, < 0,3 g/L	2,9 %
	(18) Cormay	>>> 3	Negativní, < 0,3 g/L	0,96 %
	(46) Erba Lachema	>>> 44	Negativní, < 0,3 g/L	14 %
	(49) BioVendor	>>> 5	Negativní, < 0,3 g/L	1,6 %
	(60) Roche	>>> 31	Negativní, < 0,3 g/L	9,9 %
	(63) Sysmex	>>> 10	Negativní, < 0,3 g/L	3,2 %
	(109) Axis-Shield	>>> 3	Negativní, < 0,3 g/L	0,96 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 32	Negativní, < 0,3 g/L	10 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 3	Negativní, < 0,3 g/L	0,96 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 6	Negativní, < 0,3 g/L	1,9 %
	(179) Siemens	>>> 51	Negativní, < 0,3 g/L	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní, < 0,3 g/L	4,5 %
	(202) Dirui	>>> 71	Negativní, < 0,3 g/L	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	Negativní, < 0,3 g/L	7,0 %
(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní, < 0,3 g/L	1,6 %	
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	> 2,5 g/L	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	> 2,5 g/L	2,9 %
	(18) Cormay	>>> 3	> 2,5 g/L	0,96 %
	(46) Erba Lachema	> 11	0,51 - 2,5 g/L	3,5 %
		>>> 33	> 2,5 g/L	11 %
	(49) BioVendor	> 1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,96 %
	>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %	
(60) Roche	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(60) Roche	>>> 29	> 2,5 g/L	9,2 %
	(63) Sysmex	>>> 10	> 2,5 g/L	3,2 %
	(109) Axis-Shield	>>> 3	> 2,5 g/L	0,96 %
	(125) DOT Diagnostics	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
	(150) Arkray	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 30	> 2,5 g/L	9,6 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 3	> 2,5 g/L	0,96 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 6	> 2,5 g/L	1,9 %
	(179) Siemens	> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %
		>>> 46	> 2,5 g/L	15 %
	(197) Analyticon	>>> 2	> 2,5 g/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 12	> 2,5 g/L	3,8 %
	(202) Dirui	> 9	0,51 - 2,5 g/L	2,9 %
		>>> 62	> 2,5 g/L	20 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		> 14	0,51 - 2,5 g/L	4,5 %
		>>> 7	> 2,5 g/L	2,2 %
	(999) jiný výrobce	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 3	> 2,5 g/L	0,96 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(266) Urobilinogen

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	Negativní, < 17 µmol/L	2,9 %
	(18) Cormay	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	0,95 %
	(46) Erba Lachema	>>> 44	Negativní, < 17 µmol/L	14 %
	(49) BioVendor	>>> 5	Negativní, < 17 µmol/L	1,6 %
	(60) Roche	>>> 31	Negativní, < 17 µmol/L	9,8 %
	(63) Sysmex	>>> 10	Negativní, < 17 µmol/L	3,2 %
	(109) Axis-Shield	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,63 %
		1	3+, 4+	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 32	Negativní, < 17 µmol/L	10 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	0,95 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 6	Negativní, < 17 µmol/L	1,9 %
	(179) Siemens	>>> 52	Negativní, < 17 µmol/L	17 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,63 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní, < 17 µmol/L	4,4 %
	(202) Dirui	>>> 71	Negativní, < 17 µmol/L	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	Negativní, < 17 µmol/L	7,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní, < 17 µmol/L	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	> 2	1+, 2+	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	> 5	1+, 2+	1,6 %
		>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 3	3+, 4+	0,95 %
	(46) Erba Lachema	> 12	1+, 2+	3,8 %
		>>> 32	3+, 4+	10 %
	(49) BioVendor	>>> 5	3+, 4+	1,6 %
	(60) Roche	> 2	1+, 2+	0,63 %
		>>> 29	3+, 4+	9,2 %
	(63) Sysmex	> 7	1+, 2+	2,2 %
		>>> 3	3+, 4+	0,95 %
	(109) Axis-Shield	>>> 3	3+, 4+	0,95 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(150) Arkray	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 31	3+, 4+	9,8 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 3	3+, 4+	0,95 %
	(162) Siemens (Atellica)	> 3	1+, 2+	0,95 %
		>>> 3	3+, 4+	0,95 %
	(179) Siemens	> 18	1+, 2+	5,7 %
		>>> 34	3+, 4+	11 %
	(197) Analyticon	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(201) Iris Diagnostics	1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
		> 12	1+, 2+	3,8 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(202) Dirui	> 12	1+, 2+	3,8 %
		>>> 59	3+, 4+	19 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	3+, 4+	7,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	3+, 4+	1,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				

(268) Bilirubin

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	Negativní	2,9 %
	(18) Cormay	>>> 3	Negativní	0,96 %
	(46) Erba Lachema	>>> 40	Negativní	13 %
	(49) BioVendor	>>> 5	Negativní	1,6 %
	(60) Roche	>>> 32	Negativní	10 %
	(63) Sysmex	>>> 9	Negativní	2,9 %
	(109) Axis-Shield	>>> 3	Negativní	0,96 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 32	Negativní	10 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 3	Negativní	0,96 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 6	Negativní	1,9 %
	(179) Siemens	>>> 52	Negativní	17 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní	4,5 %
	(202) Dirui	>>> 71	Negativní	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	Negativní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	1,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 311 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(5) Dialab	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(12) Beckman Coulter; (223) Iris iChem Velocity	± 3	Negativní	0,96 %
		± 4	1+, 2+	1,3 %
		± 1	3+, 4+	0,32 %
	(18) Cormay	1	Neuvedeno	0,32 %
		>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(46) Erba Lachema	>>> 40	3+, 4+	13 %
	(49) BioVendor	>>> 5	3+, 4+	1,6 %
	(60) Roche	>>> 32	3+, 4+	10 %
	(63) Sysmex	1	Negativní	0,32 %
		>>> 8	3+, 4+	2,6 %
	(109) Axis-Shield	>>> 3	3+, 4+	0,96 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(150) Arkray	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 31	3+, 4+	10 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 3	3+, 4+	0,96 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(179) Siemens	>>> 52	3+, 4+	17 %
	(197) Analyticon	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics; (223) Iris iChem Velocity	± 5	Negativní	1,6 %
		± 8	1+, 2+	2,6 %
		± 1	3+, 4+	0,32 %
	(202) Dirui	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 70	3+, 4+	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 21	3+, 4+	6,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	3+, 4+	1,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 311 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 99 % -----				
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 99 %				

(270) Leukocyty

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,72 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	Negativní	3,2 %
	(18) Cormay	>>> 2	Negativní	0,72 %
		1	10 - 50 leu/μL	0,36 %
	(46) Erba Lachema	>>> 13	Negativní	4,7 %
	(49) BioVendor	>>> 6	Negativní	2,2 %
	(60) Roche	>>> 30	Negativní	11 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(63) Sysmex	>>> 10	Negativní	3,6 %
	(109) Axis-Shield	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(150) Arkray	>>> 32	Negativní	12 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 6	Negativní	2,2 %
	(179) Siemens	>>> 1	Neuvedeno	0,36 %
		>>> 49	Negativní	18 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,72 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 12	Negativní	4,3 %
	(202) Dirui	>>> 71	Negativní	26 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	Negativní	7,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	1,8 %
	Celkem za vzorek: n = 278		Úspěšnost: 99 %	
B	(5) Dialab	>>> 2	> 250 leu/μL	0,72 %
	(12) Beckman Coulter	> 2	10 - 50 leu/μL	0,72 %
		>>> 6	51 - 250 leu/μL	2,2 %
		>>> 1	> 250 leu/μL	0,36 %
	(18) Cormay	> 1	10 - 50 leu/μL	0,36 %
		>>> 2	51 - 250 leu/μL	0,72 %
	(46) Erba Lachema	>>> 1	51 - 250 leu/μL	0,36 %
		>>> 12	> 250 leu/μL	4,3 %
	(49) BioVendor	> 2	10 - 50 leu/μL	0,72 %
		>>> 4	> 250 leu/μL	1,4 %
	(60) Roche	> 1	10 - 50 leu/μL	0,36 %
		>>> 7	51 - 250 leu/μL	2,5 %
		>>> 22	> 250 leu/μL	7,9 %
	(63) Sysmex	> 4	10 - 50 leu/μL	1,4 %
		>>> 4	51 - 250 leu/μL	1,4 %
		>>> 2	> 250 leu/μL	0,72 %
	(109) Axis-Shield	>>> 3	> 250 leu/μL	1,1 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	51 - 250 leu/μL	0,36 %
	(150) Arkray	>>> 3	51 - 250 leu/μL	1,1 %
		>>> 29	> 250 leu/μL	10 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 1	> 250 leu/μL	0,36 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 2	51 - 250 leu/μL	0,72 %
		>>> 4	> 250 leu/μL	1,4 %
	(179) Siemens	> 1	10 - 50 leu/μL	0,36 %
		>>> 24	51 - 250 leu/μL	8,6 %
		>>> 25	> 250 leu/μL	9,0 %
	(197) Analyticon	> 1	10 - 50 leu/μL	0,36 %
		>>> 1	51 - 250 leu/μL	0,36 %
	(201) Iris Diagnostics	> 2	10 - 50 leu/μL	0,72 %
		>>> 9	51 - 250 leu/μL	3,2 %
		>>> 1	> 250 leu/μL	0,36 %
	(202) Dirui	> 3	10 - 50 leu/μL	1,1 %
		>>> 38	51 - 250 leu/μL	14 %
		>>> 30	> 250 leu/μL	11 %
(207) 77 Elektronika Kft.	> 2	10 - 50 leu/μL	0,72 %	
	>>> 6	51 - 250 leu/μL	2,2 %	
	>>> 14	> 250 leu/μL	5,0 %	
(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	0,36 %	
	>>> 3	51 - 250 leu/μL	1,1 %	
	>>> 1	> 250 leu/μL	0,36 %	
Celkem za vzorek: n = 278		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(272) Krev

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	Negativní	2,9 %
	(18) Cormay	>>> 3	Negativní	0,95 %
	(46) Erba Lachema	>>> 44	Negativní	14 %
	(49) BioVendor	>>> 5	Negativní	1,6 %
	(60) Roche	>>> 31	Negativní	9,8 %
	(63) Sysmex	>>> 10	Negativní	3,2 %
	(109) Axis-Shield	>>> 3	Negativní	0,95 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 32	Negativní	10 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 3	Negativní	0,95 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 6	Negativní	1,9 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
A	(179) Siemens	>>>	52 Negativní	17 %	
	(197) Analyticon	>>>	2 Negativní	0,63 %	
	(201) Iris Diagnostics	>>>	14 Negativní	4,4 %	
	(202) Dirui	>>>	71 Negativní	23 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	22 Negativní	7,0 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Negativní	1,6 %	
	Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>>	2 > 50 ery/μL	0,63 %	
	(12) Beckman Coulter	>>>	9 > 50 ery/μL	2,9 %	
	(18) Cormay		1 Negativní	0,32 %	
		>>>	2 > 50 ery/μL	0,63 %	
	(46) Erba Lachema	>	2 13 - 50 ery/μL	0,63 %	
		>>>	42 > 50 ery/μL	13 %	
	(49) BioVendor	>	1 13 - 50 ery/μL	0,32 %	
		>>>	4 > 50 ery/μL	1,3 %	
	(60) Roche	>>>	31 > 50 ery/μL	9,8 %	
	(63) Sysmex	>>>	10 > 50 ery/μL	3,2 %	
	(109) Axis-Shield	>>>	3 > 50 ery/μL	0,95 %	
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 > 50 ery/μL	0,32 %	
	(150) Arkray	>	5 13 - 50 ery/μL	1,6 %	
		>>>	27 > 50 ery/μL	8,6 %	
	(161) YD Diagnostics	>>>	3 > 50 ery/μL	0,95 %	
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	6 > 50 ery/μL	1,9 %	
	(179) Siemens	>	4 13 - 50 ery/μL	1,3 %	
		>>>	48 > 50 ery/μL	15 %	
	(197) Analyticon	>	1 13 - 50 ery/μL	0,32 %	
		>>>	1 > 50 ery/μL	0,32 %	
	(201) Iris Diagnostics	>	1 13 - 50 ery/μL	0,32 %	
		>>>	13 > 50 ery/μL	4,1 %	
	(202) Dirui	>	4 13 - 50 ery/μL	1,3 %	
		>>>	67 > 50 ery/μL	21 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	22 > 50 ery/μL	7,0 %	
	(999) jiný výrobce		1 5 - 12 ery/μL	0,32 %	
		>>>	4 > 50 ery/μL	1,3 %	
	Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 99 %		

Celková úspěšnost: 99 %

(273) pH

A	(5) Dialab	>	2 6,0	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	9 5,0	2,9 %
	(18) Cormay	>>>	3 5,0	0,95 %
	(46) Erba Lachema	>>>	37 5,0	12 %
		>	3 5,5	0,95 %
		>	2 6,0	0,63 %
			2 6,5	0,63 %
	(49) BioVendor	>>>	5 5,0	1,6 %
	(60) Roche	>>>	28 5,0	8,9 %
		>	1 6,0	0,32 %
			2 6,5	0,63 %
	(63) Sysmex	>>>	10 5,0	3,2 %
	(109) Axis-Shield	>	3 6,0	0,95 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 5,0	0,32 %
	(150) Arkray	>>>	28 5,0	8,9 %
		>	4 5,5	1,3 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	2 5,0	0,63 %
		>	1 5,5	0,32 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	4 5,0	1,3 %
		>	2 5,5	0,63 %
	(179) Siemens	>>>	31 5,0	9,8 %
		>	18 5,5	5,7 %
		>	2 6,0	0,63 %
	(197) Analyticon	>>>	2 5,0	0,63 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	14 5,0	4,4 %
	(202) Dirui	>>>	35 5,0	11 %
		>	37 5,5	12 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	20 5,0	6,3 %
		>	2 5,5	0,63 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4 5,0	1,3 %
	>	1 5,5	0,32 %	
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 99 %		

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
B	(5) Dialab	>>>	2	7,0	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>	9	6,5	2,9 %
	(18) Cormay	>	1	6,5	0,32 %
		>>>	2	7,0	0,63 %
	(46) Erba Lachema	>	1	6,0	0,32 %
		>	3	6,5	0,95 %
		>>>	39	7,0	12 %
		>	1	7,5	0,32 %
	(49) BioVendor	>	5	6,5	1,6 %
	(60) Roche	>>>	29	7,0	9,2 %
		>	2	7,5	0,63 %
	(63) Sysmex	>>>	1	7,0	0,32 %
		>	8	7,5	2,5 %
		>	1	8,0	0,32 %
	(109) Axis-Shield	>>>	3	7,0	0,95 %
	(125) DOT Diagnostics	>	1	6,5	0,32 %
	(150) Arkray	>>>	4	7,0	1,3 %
		>	28	7,5	8,9 %
	(161) YD Diagnostics	>	3	6,5	0,95 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	6	7,0	1,9 %
	(179) Siemens	>	1	6,5	0,32 %
		>>>	48	7,0	15 %
		>	2	7,5	0,63 %
	(197) Analyticon	>	1	6,0	0,32 %
		>	1	6,5	0,32 %
	(201) Iris Diagnostics	>	12	6,5	3,8 %
		>>>	2	7,0	0,63 %
	(202) Dirui	>	8	6,0	2,5 %
		>	2	6,5	0,63 %
		>>>	60	7,0	19 %
		>	2	7,5	0,63 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>	6	6,0	1,9 %
		>	15	6,5	4,8 %
		>>>	1	7,0	0,32 %
	(999) jiný výrobce	>	2	6,5	0,63 %
		>>>	2	7,0	0,63 %
		>	1	7,5	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 99 %

(274) Nitrity

A	(5) Dialab	>>>	2	Negativní	0,71 %
	(9) Bayer	>>>	1	Negativní	0,36 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	9	Negativní	3,2 %
	(18) Cormay	>>>	2	Negativní	0,71 %
			1	Pozitivní	0,36 %
	(46) Erba Lachema	>>>	14	Negativní	5,0 %
	(49) BioVendor	>>>	4	Negativní	1,4 %
	(60) Roche	>>>	29	Negativní	10 %
	(63) Sysmex	>>>	9	Negativní	3,2 %
	(94) Stago	>>>	1	Negativní	0,36 %
	(109) Axis-Shield	>>>	3	Negativní	1,1 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,36 %
	(150) Arkray	>>>	32	Negativní	11 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	2	Negativní	0,71 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	6	Negativní	2,1 %
	(179) Siemens	>>>	50	Negativní	18 %
	(197) Analyticon	>>>	2	Negativní	0,71 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	14	Negativní	5,0 %
	(202) Dirui	>>>	71	Negativní	25 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	22	Negativní	7,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 280		Úspěšnost: 100 %			
B	(5) Dialab	>>>	2	Pozitivní	0,71 %
	(9) Bayer	>>>	1	Pozitivní	0,36 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	9	Pozitivní	3,2 %
	(18) Cormay	>>>	3	Pozitivní	1,1 %
	(46) Erba Lachema	>>>	14	Pozitivní	5,0 %
	(49) BioVendor	>>>	4	Pozitivní	1,4 %
	(60) Roche	>>>	29	Pozitivní	10 %

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek		N _{rel}
B	(63) Sysmex	>>>	9 Pozitivní		3,2 %
	(94) Stago	>>>	1 Pozitivní		0,36 %
	(109) Axis-Shield	>>>	3 Pozitivní		1,1 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 Pozitivní		0,36 %
	(150) Arkray	>>>	32 Pozitivní		11 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	2 Pozitivní		0,71 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	6 Pozitivní		2,1 %
	(179) Siemens	>>>	50 Pozitivní		18 %
	(197) Analyticon	>>>	2 Pozitivní		0,71 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	14 Pozitivní		5,0 %
	(202) Dirui	>>>	71 Pozitivní		25 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	22 Pozitivní		7,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Pozitivní		1,8 %
Celkem za vzorek: n = 280			Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

(275) hCG					
A	(5) Dialab	>>>	2 Negativní		15 %
	(17) Biogema	>>>	2 Negativní		15 %
	(32) Human	>>>	1 Negativní		7,7 %
	(115) BioSystems	>>>	1 Negativní		7,7 %
	(179) Siemens	>>>	2 Negativní		15 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Negativní		38 %
Celkem za vzorek: n = 13			Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>>	2 Pozitivní		15 %
	(17) Biogema	>>>	2 Pozitivní		15 %
	(32) Human	>>>	1 Pozitivní		7,7 %
	(115) BioSystems	>>>	1 Pozitivní		7,7 %
	(179) Siemens	>>>	2 Pozitivní		15 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní		7,7 %
		>>>	4 Pozitivní		31 %
Celkem za vzorek: n = 13			Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %					