

(Skupiny: systém)

Cyklus EHK: DGP3/21 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 03.12.2021

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza					
A	(0)	systém neuveden	>>> 2	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,63 %
	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	2,5 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 22	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	7,0 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,63 %
	(204)	Siemens Clinitek Novus	>>> 32	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	10 %
	(205)	Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 6	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	1,9 %
	(208)	Siemens Clinitek Status	>>> 12	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	3,8 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	3,5 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,32 %
	(211)	Roche Miditron Junior II	>>> 1	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,32 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	4,8 %
	(216)	Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 11	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	3,5 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,63 %
	(219)	Roche Urisys 2400	>>> 4	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	1,3 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	4,8 %
	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 2	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,63 %
	(223)	Iris iChem Velocity	>>> 23	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	7,3 %
	(225)	Dirui H-series	>>> 11	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	3,5 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	>>> 14	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	4,4 %
	(229)	77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 18	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	5,7 %
	(230)	Dirui FUS-series	>>> 59	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	19 %
	(998)	Manuálně	>>> 30	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	9,5 %
	(999)	jiný systém	>>> 14	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	4,4 %
Celkem za vzorek: n = 315			Úspěšnost: 100 %		
B	(0)	systém neuveden	>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,63 %
	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
			>>> 4	> 28 mmol/L	1,3 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 7	11,1 - 28 mmol/L	2,2 %
			>>> 15	> 28 mmol/L	4,8 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
			>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(204)	Siemens Clinitek Novus	>>> 19	11,1 - 28 mmol/L	6,0 %
			>>> 13	> 28 mmol/L	4,1 %
	(205)	Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
			>>> 5	> 28 mmol/L	1,6 %
	(208)	Siemens Clinitek Status	>>> 5	2,81 - 11 mmol/L	1,6 %
			>>> 5	11,1 - 28 mmol/L	1,6 %
			>>> 2	> 28 mmol/L	0,63 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	>>> 11	> 28 mmol/L	3,5 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(211)	Roche Miditron Junior II	>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	> 28 mmol/L	4,8 %
	(216)	Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
			>>> 7	> 28 mmol/L	2,2 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
			>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(219)	Roche Urisys 2400	>>> 4	> 28 mmol/L	1,3 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	>>> 13	11,1 - 28 mmol/L	4,1 %
			>>> 2	> 28 mmol/L	0,63 %
	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 2	> 28 mmol/L	0,63 %
	(223)	Iris iChem Velocity	>>> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
			>>> 9	11,1 - 28 mmol/L	2,9 %
			>>> 13	> 28 mmol/L	4,1 %
	(225)	Dirui H-series	>>> 2	2,81 - 11 mmol/L	0,63 %
			>>> 8	11,1 - 28 mmol/L	2,5 %
			>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	>>> 4	2,81 - 11 mmol/L	1,3 %
			>>> 8	11,1 - 28 mmol/L	2,5 %
			>>> 2	> 28 mmol/L	0,63 %
	(229)	77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 18	> 28 mmol/L	5,7 %
	(230)	Dirui FUS-series	>>> 39	2,81 - 11 mmol/L	12 %
			>>> 13	11,1 - 28 mmol/L	4,1 %
			>>> 7	> 28 mmol/L	2,2 %
	(998)	Manuálně	>>> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
			>>> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,3 %

(Skupiny: systém)

Cyklus EHK: DGP3/21 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 03.12.2021

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
B	(998) Manuálně	>>> 25	> 28 mmol/L	7,9 %
	(999) jiný systém	>>> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>>> 7	11,1 - 28 mmol/L	2,2 %
		>>> 6	> 28 mmol/L	1,9 %
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 100 % -----				

Celková úspěšnost: 100 %

(263) Ketony

A	(0) systém neuveden	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
		1	1+, 2+	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 22	Negativní, <= 0,5 mmol/L	7,0 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,63 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 32	Negativní, <= 0,5 mmol/L	10 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 6	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 12	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,8 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 11	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,5 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,63 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 4	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,3 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,8 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,63 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 23	Negativní, <= 0,5 mmol/L	7,3 %
	(225) Dirui H-series	>>> 12	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,8 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,4 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 18	Negativní, <= 0,5 mmol/L	5,7 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 58	Negativní, <= 0,5 mmol/L	18 %
	(998) Manuálně	>>> 31	Negativní, <= 0,5 mmol/L	9,8 %
	(999) jiný systém	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,4 %
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(0) systém neuveden	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	3+, 4+	2,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 22	3+, 4+	7,0 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	> 9	1+, 2+	2,9 %
		>>> 23	3+, 4+	7,3 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 12	3+, 4+	3,8 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 2	1+, 2+	0,63 %
		>>> 9	3+, 4+	2,9 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	3+, 4+	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 7	1+, 2+	2,2 %
		>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(219) Roche Urisys 2400	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 3	3+, 4+	0,95 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 11	1+, 2+	3,5 %
		>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 22	3+, 4+	7,0 %
	(225) Dirui H-series	> 9	1+, 2+	2,9 %
		>>> 3	3+, 4+	0,95 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 3	1+, 2+	0,95 %
		>>> 11	3+, 4+	3,5 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 5	1+, 2+	1,6 %
		>>> 13	3+, 4+	4,1 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 58	3+, 4+	18 %
	(998) Manuálně	> 5	1+, 2+	1,6 %
		>>> 26	3+, 4+	8,3 %
	(999) jiný systém	> 2	1+, 2+	0,63 %
		>>> 12	3+, 4+	3,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 100 % -----				

Celková úspěšnost: 100 %

(264) Celková bílkovina

A	(0) systém neuveden	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,64 %
---	---------------------	-------	----------------------	--------

(Skupiny: systém)

Cyklus EHK: DGP3/21 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 03.12.2021

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	Negativní, < 0,3 g/L	2,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 23	Negativní, < 0,3 g/L	7,3 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,64 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 30	Negativní, < 0,3 g/L	9,6 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 6	Negativní, < 0,3 g/L	1,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 12	Negativní, < 0,3 g/L	3,8 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Negativní, < 0,3 g/L	3,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	Negativní, < 0,3 g/L	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 11	Negativní, < 0,3 g/L	3,5 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,64 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 4	Negativní, < 0,3 g/L	1,3 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní, < 0,3 g/L	4,8 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,64 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 23	Negativní, < 0,3 g/L	7,3 %
	(225) Dirui H-series	>>> 11	Negativní, < 0,3 g/L	3,5 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 14	Negativní, < 0,3 g/L	4,5 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 18	Negativní, < 0,3 g/L	5,7 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 59	Negativní, < 0,3 g/L	19 %
	(998) Manuálně	>>> 31	Negativní, < 0,3 g/L	9,9 %
	(999) jiný systém	>>> 14	Negativní, < 0,3 g/L	4,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(0) systém neuveden	>>> 2	> 2,5 g/L	0,64 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	> 2,5 g/L	2,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 21	> 2,5 g/L	6,7 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	> 2,5 g/L	0,64 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,96 %
		>>> 27	> 2,5 g/L	8,6 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 5	> 2,5 g/L	1,6 %
	(208) Siemens Clinitek Status	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 11	> 2,5 g/L	3,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %
		>>> 6	> 2,5 g/L	1,9 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	> 2,5 g/L	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 11	> 2,5 g/L	3,5 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	> 2,5 g/L	0,64 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 4	> 2,5 g/L	1,3 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %
		>>> 10	> 2,5 g/L	3,2 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	> 2,5 g/L	0,64 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 21	> 2,5 g/L	6,7 %
	(225) Dirui H-series	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 9	> 2,5 g/L	2,9 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 14	> 2,5 g/L	4,5 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	2	0,3 - 0,5 g/L	0,64 %
		> 13	0,51 - 2,5 g/L	4,1 %
		>>> 3	> 2,5 g/L	0,96 %
	(230) Dirui FUS-series	> 7	0,51 - 2,5 g/L	2,2 %
		>>> 52	> 2,5 g/L	17 %
	(998) Manuálně	> 7	0,51 - 2,5 g/L	2,2 %
		>>> 24	> 2,5 g/L	7,6 %
	(999) jiný systém	> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,96 %
		>>> 11	> 2,5 g/L	3,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				

(266) Urobilinogen

A	(0) systém neuveden	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,63 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	Negativní, < 17 µmol/L	2,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 22	Negativní, < 17 µmol/L	7,0 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,63 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 32	Negativní, < 17 µmol/L	10 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 6	Negativní, < 17 µmol/L	1,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 12	Negativní, < 17 µmol/L	3,8 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Negativní, < 17 µmol/L	3,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %

(Skupiny: systém)

Cyklus EHK: DGP3/21 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 03.12.2021

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
A	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	Negativní, < 17 µmol/L	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 11	Negativní, < 17 µmol/L	3,5 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,63 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 4	Negativní, < 17 µmol/L	1,3 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní, < 17 µmol/L	4,8 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,63 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 23	Negativní, < 17 µmol/L	7,3 %
	(225) Dirui H-series	>>> 11	Negativní, < 17 µmol/L	3,5 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 14	Negativní, < 17 µmol/L	4,4 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 18	Negativní, < 17 µmol/L	5,7 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 59	Negativní, < 17 µmol/L	19 %
	(998) Manuálně	>>> 31	Negativní, < 17 µmol/L	9,8 %
	(999) jiný systém	>>> 13	Negativní, < 17 µmol/L	4,1 %
		1	3+, 4+	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 100 %		
B	(0) systém neuveden	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	3+, 4+	2,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 22	3+, 4+	7,0 %
	(203) Arkray Aution MINI	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	> 20	1+, 2+	6,3 %
		>>> 12	3+, 4+	3,8 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 12	3+, 4+	3,8 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	3+, 4+	3,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	3+, 4+	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 8	1+, 2+	2,5 %
		>>> 3	3+, 4+	0,95 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(219) Roche Urisys 2400	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 3	3+, 4+	0,95 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 9	1+, 2+	2,9 %
		>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(223) Iris iChem Velocity	1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
		> 17	1+, 2+	5,4 %
		>>> 5	3+, 4+	1,6 %
	(225) Dirui H-series	>>> 11	3+, 4+	3,5 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 13	3+, 4+	4,1 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 18	3+, 4+	5,7 %
	(230) Dirui FUS-series	> 12	1+, 2+	3,8 %
		>>> 47	3+, 4+	15 %
	(998) Manuálně	> 3	1+, 2+	0,95 %
		>>> 28	3+, 4+	8,9 %
	(999) jiný systém	> 2	1+, 2+	0,63 %
		>>> 12	3+, 4+	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(268) Bilirubin

A	(0) systém neuveden	>>> 2	Negativní	0,64 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	Negativní	2,6 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 22	Negativní	7,1 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní	0,64 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 32	Negativní	10 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 6	Negativní	1,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 12	Negativní	3,9 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Negativní	3,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	Negativní	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 10	Negativní	3,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	Negativní	0,64 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní	4,8 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	Negativní	0,64 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 22	Negativní	7,1 %
	(225) Dirui H-series	>>> 12	Negativní	3,9 %

(Skupiny: systém)

Cyklus EHK: DGP3/21 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 03.12.2021

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
A	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 14	Negativní	4,5 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 18	Negativní	5,8 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 58	Negativní	19 %
	(998) Manuálně	>>> 28	Negativní	9,0 %
	(999) jiný systém	>>> 14	Negativní	4,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 311 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(0) systém neuveden	1	Neuvedeno	0,32 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	3+, 4+	2,6 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 22	3+, 4+	7,1 %
	(203) Arkray Aution MINI	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 32	3+, 4+	10 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 12	3+, 4+	3,9 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	3+, 4+	3,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	3+, 4+	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	1	Negativní	0,32 %
		>>> 9	3+, 4+	2,9 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	3+, 4+	4,8 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(223) Iris iChem Velocity	± 8	Negativní	2,6 %
		± 12	1+, 2+	3,9 %
		± 2	3+, 4+	0,64 %
	(225) Dirui H-series	>>> 12	3+, 4+	3,9 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 13	3+, 4+	4,2 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 17	3+, 4+	5,5 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 58	3+, 4+	19 %
	(998) Manuálně	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 27	3+, 4+	8,7 %
	(999) jiný systém	>>> 14	3+, 4+	4,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 311 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 99 % -----				
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 99 %				

(270) Leukocyty

A	(0) systém neuveden	>>> 1	Negativní	0,36 %
		1	10 - 50 leu/μL	0,36 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	Negativní	2,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 22	Negativní	7,9 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní	0,72 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 29	Negativní	10 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 5	Negativní	1,8 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 12	Negativní	4,3 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Negativní	4,0 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	Negativní	5,4 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 11	Negativní	4,0 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 4	Negativní	1,4 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 11	Negativní	4,0 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	Negativní	0,72 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 21	Negativní	7,6 %
	(225) Dirui H-series	>>> 11	Negativní	4,0 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	1	Neuvedeno	0,36 %
		>>> 14	Negativní	5,0 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 19	Negativní	6,8 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 59	Negativní	21 %
	(998) Manuálně	>>> 4	Negativní	1,4 %
	(999) jiný systém	>>> 13	Negativní	4,7 %
----- Celkem za vzorek: n = 278 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	(0) systém neuveden	> 1	10 - 50 leu/μL	0,36 %
		>>> 1	51 - 250 leu/μL	0,36 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	> 250 leu/μL	2,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 2	51 - 250 leu/μL	0,72 %

(Skupiny: systém)

Cyklus EHK: DGP3/21 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 03.12.2021

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
B	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 20	> 250 leu/μL	7,2 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 1	51 - 250 leu/μL	0,36 %
		>>> 1	> 250 leu/μL	0,36 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	> 1	10 - 50 leu/μL	0,36 %
		>>> 10	51 - 250 leu/μL	3,6 %
		>>> 18	> 250 leu/μL	6,5 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 1	51 - 250 leu/μL	0,36 %
		>>> 4	> 250 leu/μL	1,4 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 2	51 - 250 leu/μL	0,72 %
		>>> 10	> 250 leu/μL	3,6 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 3	10 - 50 leu/μL	1,1 %
		>>> 2	51 - 250 leu/μL	0,72 %
		>>> 6	> 250 leu/μL	2,2 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	> 250 leu/μL	0,36 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 3	51 - 250 leu/μL	1,1 %
		>>> 12	> 250 leu/μL	4,3 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 5	10 - 50 leu/μL	1,8 %
		>>> 4	51 - 250 leu/μL	1,4 %
		>>> 2	> 250 leu/μL	0,72 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	> 250 leu/μL	0,36 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 1	51 - 250 leu/μL	0,36 %
		>>> 3	> 250 leu/μL	1,1 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 11	> 250 leu/μL	4,0 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 1	51 - 250 leu/μL	0,36 %
		>>> 1	> 250 leu/μL	0,36 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 4	10 - 50 leu/μL	1,4 %
		>>> 15	51 - 250 leu/μL	5,4 %
		>>> 2	> 250 leu/μL	0,72 %
	(225) Dirui H-series	>>> 10	51 - 250 leu/μL	3,6 %
		>>> 1	> 250 leu/μL	0,36 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 14	51 - 250 leu/μL	5,0 %
		>>> 1	> 250 leu/μL	0,36 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 2	10 - 50 leu/μL	0,72 %
		>>> 5	51 - 250 leu/μL	1,8 %
		>>> 12	> 250 leu/μL	4,3 %
	(230) Dirui FUS-series	> 3	10 - 50 leu/μL	1,1 %
		>>> 27	51 - 250 leu/μL	9,7 %
		>>> 29	> 250 leu/μL	10 %
	(998) Manuálně	>>> 2	51 - 250 leu/μL	0,72 %
		>>> 2	> 250 leu/μL	0,72 %
	(999) jiný systém		1 Negativní	0,36 %
		>>> 6	51 - 250 leu/μL	2,2 %
		>>> 6	> 250 leu/μL	2,2 %

Celkem za vzorek: n = 278 - Úspěšnost: 100 %

Celková úspěšnost: 99 %

(272) Krev

A	(0) systém neuveden	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	Negativní	2,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 22	Negativní	7,0 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 32	Negativní	10 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 6	Negativní	1,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 12	Negativní	3,8 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Negativní	3,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	Negativní	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 11	Negativní	3,5 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní	4,8 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 22	Negativní	7,0 %
	(225) Dirui H-series	>>> 11	Negativní	3,5 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 14	Negativní	4,4 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 18	Negativní	5,7 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 59	Negativní	19 %
	(998) Manuálně	>>> 31	Negativní	9,8 %
	(999) jiný systém	>>> 14	Negativní	4,4 %

Celkem za vzorek: n = 315 - Úspěšnost: 100 %

(Skupiny: systém)

Cyklus EHK: DGP3/21 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 03.12.2021

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
B	(0) systém neuveden	1	Negativní	0,32 %
	>>>	1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	8 > 50 ery/ μ L	2,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>	5 13 - 50 ery/ μ L	1,6 %
	>>>	17	> 50 ery/ μ L	5,4 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2 > 50 ery/ μ L	0,63 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>	3 13 - 50 ery/ μ L	0,95 %
	>>>	29	> 50 ery/ μ L	9,2 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>>	6 > 50 ery/ μ L	1,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>	1 13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
	>>>	11	> 50 ery/ μ L	3,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>	1 13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
	>>>	10	> 50 ery/ μ L	3,2 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2 > 50 ery/ μ L	0,63 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	15 > 50 ery/ μ L	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	11 > 50 ery/ μ L	3,5 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	2 > 50 ery/ μ L	0,63 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	4 > 50 ery/ μ L	1,3 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	15 > 50 ery/ μ L	4,8 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	2 > 50 ery/ μ L	0,63 %
	(223) Iris iChem Velocity	>	1 13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
	>>>	21	> 50 ery/ μ L	6,7 %
	(225) Dirui H-series	>>>	11 > 50 ery/ μ L	3,5 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	14 > 50 ery/ μ L	4,4 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>	1 13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
	>>>	17	> 50 ery/ μ L	5,4 %
	(230) Dirui FUS-series	>	4 13 - 50 ery/ μ L	1,3 %
	>>>	55	> 50 ery/ μ L	17 %
	(998) Manuálně	>	2 13 - 50 ery/ μ L	0,63 %
	>>>	29	> 50 ery/ μ L	9,2 %
	(999) jiný systém	1	5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
	>>>	13	> 50 ery/ μ L	4,1 %

Celkem za vzorek: n = 315 - Úspěšnost: 99 %

Celková úspěšnost: 99 %

(273) pH

A	(0) systém neuveden	>>>	2	5,0	0,63 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	5	5,0	1,6 %
	>	3	5,5	0,95 %	
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	21	5,0	6,7 %
	>	1	5,5	0,32 %	
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2	5,0	0,63 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>>	25	5,0	7,9 %
	>	6	5,5	1,9 %	
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>>	6	5,0	1,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>>	6	5,0	1,9 %
	>	6	5,5	1,9 %	
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	11	5,0	3,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	1	5,0	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	12	5,0	3,8 %
	>	1	6,0	0,32 %	
	>	2	6,5	0,63 %	
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	11	5,0	3,5 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	2	5,0	0,63 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	4	5,0	1,3 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	11	5,0	3,5 %
	>	2	5,5	0,63 %	
	>	2	6,5	0,63 %	
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	2	5,0	0,63 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>>	23	5,0	7,3 %
	(225) Dirui H-series	>>>	11	5,0	3,5 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	4	5,0	1,3 %
	>	8	5,5	2,5 %	
	>	2	6,0	0,63 %	
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	16	5,0	5,1 %
	>	2	5,5	0,63 %	
	(230) Dirui FUS-series	>>>	23	5,0	7,3 %
	>	37	5,5	12 %	
	(998) Manuálně	>>>	28	5,0	8,9 %
	>	1	5,5	0,32 %	

(Skupiny: systém)

Cyklus EHK: DGP3/21 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 03.12.2021

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
A	(998) Manuálně	> 2	6,0	0,63 %
	(999) jiný systém	>>> 7	5,0	2,2 %
		> 2	5,5	0,63 %
		> 5	6,0	1,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	(0) systém neuveden	> 1	6,5	0,32 %
		>>> 1	7,0	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	> 8	7,5	2,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 3	7,0	0,95 %
		> 19	7,5	6,0 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 1	7,0	0,32 %
		> 1	7,5	0,32 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	> 1	6,5	0,32 %
		>>> 30	7,0	9,5 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 6	7,0	1,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 11	7,0	3,5 %
		> 1	7,5	0,32 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 5	6,0	1,6 %
		> 5	6,5	1,6 %
		>>> 1	7,0	0,32 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	7,0	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	7,0	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 1	7,0	0,32 %
		> 9	7,5	2,9 %
		> 1	8,0	0,32 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 2	6,5	0,63 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 3	7,0	0,95 %
		> 1	7,5	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 1	6,5	0,32 %
		>>> 14	7,0	4,4 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	7,0	0,63 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 21	6,5	6,7 %
		>>> 2	7,0	0,63 %
	(225) Dirui H-series	> 8	6,0	2,5 %
		> 1	6,5	0,32 %
		>>> 1	7,0	0,32 %
		> 1	7,5	0,32 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 13	7,0	4,1 %
		> 1	7,5	0,32 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 2	6,0	0,63 %
		> 16	6,5	5,1 %
	(230) Dirui FUS-series	> 1	6,5	0,32 %
		>>> 58	7,0	18 %
		> 1	7,5	0,32 %
	(998) Manuálně	> 1	6,0	0,32 %
		> 2	6,5	0,63 %
		>>> 26	7,0	8,3 %
		> 2	7,5	0,63 %
	(999) jiný systém	> 4	6,5	1,3 %
		>>> 10	7,0	3,2 %
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				

(274) Nitřity

A	(0) systém neuveden	>>> 1	Negativní	0,36 %
		1	Pozitivní	0,36 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	Negativní	2,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 22	Negativní	7,9 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní	0,71 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 30	Negativní	11 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 6	Negativní	2,1 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 12	Negativní	4,3 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Negativní	3,9 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	Negativní	5,4 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 11	Negativní	3,9 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 4	Negativní	1,4 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 11	Negativní	3,9 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 1	Negativní	0,36 %

(Skupiny: systém)

Cyklus EHK: DGP3/21 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 03.12.2021

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
A	(223) Iris iChem Velocity	>>> 23	Negativní	8,2 %
	(225) Dirui H-series	>>> 11	Negativní	3,9 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 14	Negativní	5,0 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 17	Negativní	6,1 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 59	Negativní	21 %
	(998) Manuálně	>>> 5	Negativní	1,8 %
	(999) jiný systém	>>> 14	Negativní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 280		Úspěšnost: 100 %		
B	(0) systém neuveden	>>> 2	Pozitivní	0,71 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	Pozitivní	2,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 22	Pozitivní	7,9 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Pozitivní	0,71 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 30	Pozitivní	11 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 6	Pozitivní	2,1 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 12	Pozitivní	4,3 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Pozitivní	3,9 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	Pozitivní	0,36 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	Pozitivní	5,4 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 11	Pozitivní	3,9 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	Pozitivní	0,36 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 4	Pozitivní	1,4 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 11	Pozitivní	3,9 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 1	Pozitivní	0,36 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 23	Pozitivní	8,2 %
	(225) Dirui H-series	>>> 11	Pozitivní	3,9 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 14	Pozitivní	5,0 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 17	Pozitivní	6,1 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 59	Pozitivní	21 %
	(998) Manuálně	>>> 5	Pozitivní	1,8 %
	(999) jiný systém	>>> 14	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 280		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(275) hCG

A	(0) systém neuveden	>>> 1	Negativní	7,7 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 2	Negativní	15 %
	(998) Manuálně	>>> 9	Negativní	69 %
	(999) jiný systém	>>> 1	Negativní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 13		Úspěšnost: 100 %		
B	(0) systém neuveden	>>> 1	Pozitivní	7,7 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 2	Pozitivní	15 %
	(998) Manuálně	>>> 9	Pozitivní	69 %
	(999) jiný systém	>>> 1	Negativní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 13		Úspěšnost: 92 %		

Celková úspěšnost: 92 %

st_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 10.12.2021