

Cyklus EHK: IH4/21 - Imunohematologie

Stop termín: 19.11.2021

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1 a 2

(700) AB0 skupina

E1 a S1	(6) APR	>>>	3	Krevní skupina: A	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	52	Krevní skupina: A	33 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Krevní skupina: A	1,3 %
	(52) Dynex	>>>	2	Krevní skupina: A	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	11	Krevní skupina: A	6,9 %
	(80) DiaMed	>>>	17	Krevní skupina: A	11 %
	(159) Grifols	>>>	31	Krevní skupina: A	19 %
	(172) Immucor	>>>	20	Krevní skupina: A	13 %
	(173) Sanguin	>>>	8	Krevní skupina: A	5,0 %
	(174) IVT Imuno	>>>	8	Krevní skupina: A	5,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Krevní skupina: A	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Krevní skupina: A	2,5 %
Celkem za vzorek: n = 160		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(6) APR	>>>	3	Krevní skupina: 0	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	52	Krevní skupina: 0	33 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,3 %
	(52) Dynex	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	11	Krevní skupina: 0	6,9 %
	(80) DiaMed	>>>	17	Krevní skupina: 0	11 %
	(159) Grifols	>>>	31	Krevní skupina: 0	19 %
	(172) Immucor	>>>	20	Krevní skupina: 0	13 %
	(173) Sanguin	>>>	8	Krevní skupina: 0	5,0 %
	(174) IVT Imuno	>>>	8	Krevní skupina: 0	5,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Krevní skupina: 0	2,5 %
Celkem za vzorek: n = 160		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(703) A podskupina

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	54	A podskupina A1	100 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	54	Neuvedeno	100 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(6) APR	>>>	2	Negativní (RhD-)	2,2 %
	(14) Bio-Rad	>>>	27	Negativní (RhD-)	29 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	1	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(52) Dynex	>>>	2	Negativní (RhD-)	2,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	5	Negativní (RhD-)	5,4 %
	(80) DiaMed	>>>	7	Negativní (RhD-)	7,5 %
	(159) Grifols	>>>	15	Negativní (RhD-)	16 %
	(172) Immucor	>>>	21	Negativní (RhD-)	23 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Negativní (RhD-)	4,3 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Negativní (RhD-)	4,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní (RhD-)	2,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní (RhD-)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 93		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,1 %
	(6) APR	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(14) Bio-Rad	>>>	27	Pozitivní (RhD+)	29 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,1 %
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	5,4 %
	(80) DiaMed	>>>	7	Pozitivní (RhD+)	7,5 %
	(159) Grifols	>>>	15	Pozitivní (RhD+)	16 %
	(172) Immucor	>>>	21	Pozitivní (RhD+)	23 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	4,3 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	4,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 93		Úspěšnost: 100 %			

Cyklus EHK: IH4/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celková úspěšnost: 100 %				
(709) Rh D antigen (příjemce)				
E1 a S1	(6) APR	>>> 3	Negativní (RhD-)	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 45	Negativní (RhD-)	30 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,4 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,68 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 8	Negativní (RhD-)	5,4 %
	(80) DiaMed	>>> 14	Negativní (RhD-)	9,5 %
	(159) Grifols	>>> 32	Negativní (RhD-)	22 %
	(172) Immucor	>>> 22	Negativní (RhD-)	15 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní (RhD-)	3,4 %
	(174) IVT Imuno	>>> 7	Negativní (RhD-)	4,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní (RhD-)	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 148		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 3	Pozitivní (RhD+)	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 45	Pozitivní (RhD+)	30 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,4 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,68 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 8	Pozitivní (RhD+)	5,4 %
	(80) DiaMed	>>> 14	Pozitivní (RhD+)	9,5 %
	(159) Grifols	>>> 32	Pozitivní (RhD+)	22 %
	(172) Immucor	>>> 22	Pozitivní (RhD+)	15 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	3,4 %
	(174) IVT Imuno	>>> 7	Pozitivní (RhD+)	4,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 148		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(715) Antigen C				
E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>> 31	Negativní	41 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Negativní	8,0 %
	(159) Grifols	>>> 15	Negativní	20 %
	(172) Immucor	>>> 12	Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Negativní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	4,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>> 31	Pozitivní	41 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>> 15	Pozitivní	20 %
	(172) Immucor	>>> 12	Pozitivní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Pozitivní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	4,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(716) Antigen c				
E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>> 31	Pozitivní	41 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>> 15	Pozitivní	20 %
	(172) Immucor	>>> 12	Pozitivní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Pozitivní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	4,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Negativní	1,3 %

Cyklus EHK: IH4/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	31 Negativní	41 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>>	6 Negativní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	15 Negativní	20 %
	(172) Immucor	>>>	12 Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Negativní	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3 Negativní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Negativní	4,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 75			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(717) Antigen Cw

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(14) Bio-Rad	>>>	22 Negativní	36 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(159) Grifols	>>>	14 Negativní	23 %
	(172) Immucor	>>>	12 Negativní	20 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Negativní	6,6 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 61			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
E2 a S2	(6) APR	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(14) Bio-Rad	>>>	22 Negativní	36 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(159) Grifols	>>>	14 Negativní	23 %
	(172) Immucor	>>>	12 Negativní	20 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Negativní	6,6 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 61			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(718) Antigen E

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	31 Negativní	41 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>>	6 Negativní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	15 Negativní	20 %
	(172) Immucor	>>>	12 Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Negativní	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3 Negativní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Negativní	4,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 75			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
E2 a S2	(6) APR	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	31 Negativní	41 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>>	6 Negativní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	15 Negativní	20 %
	(172) Immucor	>>>	12 Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Negativní	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3 Negativní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Negativní	4,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 75			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(719) Antigen e

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	31 Pozitivní	41 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>>	6 Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	15 Pozitivní	20 %
	(172) Immucor	>>>	12 Pozitivní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Pozitivní	2,7 %

Cyklus EHK: IH4/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(174) IVT Imuno	>>>	3 Pozitivní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	4,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	1,3 %
	Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	31 Pozitivní	41 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>>	6 Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	15 Pozitivní	20 %
	(172) Immucor	>>>	12 Pozitivní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Pozitivní	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3 Pozitivní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	4,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 75		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(720) Antigen K

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	28 Negativní	36 %
	(80) DiaMed	>>>	6 Negativní	7,7 %
	(159) Grifols	>>>	19 Negativní	24 %
	(172) Immucor	>>>	12 Negativní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Negativní	3,8 %
	(174) IVT Imuno	>>>	5 Negativní	6,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	2,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	2,6 %
	Celkem za vzorek: n = 78		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(6) APR	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	28 Negativní	36 %
	(80) DiaMed	>>>	6 Negativní	7,7 %
	(159) Grifols	>>>	19 Negativní	24 %
	(172) Immucor	>>>	12 Negativní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Negativní	3,8 %
	(174) IVT Imuno	>>>	5 Negativní	6,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	2,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	2,6 %
	Celkem za vzorek: n = 78		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(721) Antigen k

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	2 Pozitivní	4,5 %
	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	2,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	10 Pozitivní	23 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	6 Pozitivní	14 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Pozitivní	4,5 %
	(159) Grifols	>>>	6 Pozitivní	14 %
	(172) Immucor	>>>	5 Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	7 Pozitivní	16 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	2,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	6,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	2 Pozitivní	4,5 %
	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	2,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	10 Pozitivní	23 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	6 Pozitivní	14 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Pozitivní	4,5 %
	(159) Grifols	>>>	6 Pozitivní	14 %
	(172) Immucor	>>>	5 Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	7 Pozitivní	16 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	2,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	6,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(722) Antigen M

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	2,6 %
	(14) Bio-Rad	>>>	9 Pozitivní	23 %

Cyklus EHK: IH4/21 - Imunohematologie

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
E1 a S1	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní	2,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4	Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	2,6 %
	(159) Grifols	>>>	4	Pozitivní	10 %
	(172) Immucor	>>>	14	Pozitivní	36 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	5,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,6 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	5,1 %
	Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	2,6 %
	(14) Bio-Rad	>>>	9	Pozitivní	23 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní	2,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4	Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	2,6 %
	(159) Grifols	>>>	4	Pozitivní	10 %
	(172) Immucor	>>>	14	Pozitivní	36 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	5,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,6 %
(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	5,1 %	
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(723) Antigen N

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	2,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	9	Pozitivní	26 %
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní	5,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	5,7 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	2,9 %
	(159) Grifols	>>>	4	Pozitivní	11 %
	(172) Immucor	>>>	11	Pozitivní	31 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	5,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,9 %
(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	5,7 %	
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	2,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	9	Pozitivní	26 %
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní	5,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	5,7 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	2,9 %
	(159) Grifols	>>>	4	Pozitivní	11 %
	(172) Immucor	>>>	11	Pozitivní	31 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	5,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,9 %
(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	5,7 %	
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(724) Antigen S

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Negativní	2,6 %	
	(14) Bio-Rad	>>>	9	Negativní	23 %	
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	2,6 %	
	(52) Dynex	>>>	2	Negativní	5,1 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	5,1 %	
				1	Pozitivní	2,6 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní	5,1 %	
	(159) Grifols	>>>	6	Negativní	15 %	
	(172) Immucor	>>>	7	Negativní	18 %	
	(173) Sanguin	>>>	4	Negativní	10 %	
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Negativní	5,1 %	
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	5,1 %	
	Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 97 %			
E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Negativní	2,6 %	
	(14) Bio-Rad	>>>	9	Negativní	23 %	
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	2,6 %	
	(52) Dynex	>>>	2	Negativní	5,1 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Negativní	7,7 %	
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní	5,1 %	
	(159) Grifols	>>>	6	Negativní	15 %	
	(172) Immucor	>>>	7	Negativní	18 %	
(173) Sanguin	>>>	4	Negativní	10 %		

Cyklus EHK: IH4/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	5,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	5,1 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(725) Antigen s

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 9	Pozitivní	23 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	5,1 %
	(159) Grifols	>>> 6	Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	5,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,1 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 9	Pozitivní	23 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	5,1 %
	(159) Grifols	>>> 6	Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	5,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,1 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(726) Antigen P1

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 7	Pozitivní	24 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(159) Grifols	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(172) Immucor	>>> 9	Pozitivní	31 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	17 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 7	Pozitivní	24 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(159) Grifols	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(172) Immucor	>>> 9	Pozitivní	31 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	17 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(727) Antigen Fya

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 11	Negativní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Negativní	10 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	5,0 %
	(159) Grifols	>>> 6	Negativní	15 %
	(172) Immucor	>>> 8	Negativní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	5,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	2,5 %
		>>> 3	Pozitivní	7,5 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(159) Grifols	>>> 6	Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	13 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(728) Antigen Fyb

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(159) Grifols	>>> 6	Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(159) Grifols	>>> 6	Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(729) Antigen Jka

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 11	Negativní	27 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(52) Dynex	>>> 3	Negativní	7,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	2,4 %
			1 Pozitivní	2,4 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	4,9 %
	(159) Grifols	>>> 7	Negativní	17 %
	(172) Immucor	>>> 7	Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	4,9 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	27 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(52) Dynex	>>> 3	Pozitivní	7,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	4,9 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	4,9 %
	(159) Grifols	>>> 7	Pozitivní	17 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	4,9 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(730) Antigen Jkb

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	27 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(52) Dynex	>>> 3	Pozitivní	7,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	4,9 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	4,9 %
	(159) Grifols	>>> 7	Pozitivní	17 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	4,9 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 11	Negativní	27 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(52) Dynex	>>> 3	Negativní	7,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	2,4 %
			1 Pozitivní	2,4 %

Cyklus EHK: IH4/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	4,9 %
	(159) Grifols	>>> 7	Negativní	17 %
	(172) Immucor	>>> 7	Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	4,9 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(731) Antigen Lua

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 10	Negativní	38 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	7,7 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	7,7 %
	(159) Grifols	>>> 6	Negativní	23 %
	(172) Immucor	>>> 4	Negativní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	3,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 10	Negativní	38 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	7,7 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	7,7 %
	(159) Grifols	>>> 6	Negativní	23 %
	(172) Immucor	>>> 4	Negativní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	3,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(732) Antigen Lub

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 8	Pozitivní	31 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
	(159) Grifols	>>> 5	Pozitivní	19 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Pozitivní	3,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 8	Pozitivní	31 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
	(159) Grifols	>>> 5	Pozitivní	19 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Pozitivní	3,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(733) Antigen Lea

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 8	Negativní	24 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	3,0 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	6,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	3,0 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	6,1 %
	(159) Grifols	>>> 3	Negativní	9,1 %
	(172) Immucor	>>> 10	Negativní	30 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	6,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	6,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	6,1 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 8	Negativní	24 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	3,0 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	6,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	3,0 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	6,1 %
	(159) Grifols	>>> 3	Negativní	9,1 %
	(172) Immucor	>>> 10	Negativní	30 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	6,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	6,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	6,1 %

Cyklus EHK: IH4/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(734) Antigen Leb

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	8	Pozitivní	24 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní	6,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(159) Grifols	>>>	1	Negativní	3,0 %
		>>>	3	Pozitivní	9,1 %
	(172) Immucor	>>>	10	Pozitivní	30 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	6,1 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Pozitivní	6,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	6,1 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 97 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	8	Pozitivní	24 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní	6,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(159) Grifols	>>>	4	Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>>	10	Pozitivní	30 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	6,1 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Pozitivní	6,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	6,1 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 97 %					

(737) Přímý Coombsův test

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Negativní	0,77 %
	(14) Bio-Rad	>>>	59	Negativní	45 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Negativní	1,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>>	25	Negativní	19 %
	(159) Grifols	>>>	38	Negativní	29 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Negativní	0,77 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	0,77 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Negativní	0,77 %
Celkem za vzorek: n = 130		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Negativní	0,77 %
	(14) Bio-Rad	>>>	59	Negativní	45 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Negativní	1,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>>	25	Negativní	19 %
	(159) Grifols	>>>	38	Negativní	29 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Negativní	0,77 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	0,77 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Negativní	0,77 %
Celkem za vzorek: n = 130		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(741) Screening protilátek (NAT, dárce)

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	2	Pozitivní	2,4 %
	(6) APR	>>>	4	Pozitivní	4,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	31	Pozitivní	38 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(80) DiaMed	>>>	14	Pozitivní	17 %
	(159) Grifols	>>>	18	Pozitivní	22 %
	(172) Immucor	>>>	11	Pozitivní	13 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	2	Pozitivní	2,4 %
	(6) APR	>>>	4	Pozitivní	4,9 %
	(14) Bio-Rad	>	27	Negativní	33 %
		>>>	4	Pozitivní	4,9 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>	1	Negativní	1,2 %
	(80) DiaMed	>	13	Negativní	16 %
		>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(159) Grifols	>	3	Negativní	3,7 %

Cyklus EHK: IH4/21 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(159) Grifols	>>> 15	Pozitivní	18 %
	(172) Immucor	> 3	Negativní	3,7 %
		>>> 8	Pozitivní	9,8 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	0,72 %
	(6) APR	>>> 3	Pozitivní	2,2 %
	(14) Bio-Rad	>>> 66	Pozitivní	47 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,4 %
	(80) DiaMed	>>> 27	Pozitivní	19 %
	(159) Grifols	>>> 36	Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 139		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	> 1	Negativní	0,72 %
	(6) APR	>>> 3	Pozitivní	2,2 %
	(14) Bio-Rad	> 56	Negativní	40 %
		>>> 10	Pozitivní	7,2 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,4 %
	(80) DiaMed	> 25	Negativní	18 %
		>>> 2	Pozitivní	1,4 %
	(159) Grifols	> 4	Negativní	2,9 %
		>>> 32	Pozitivní	23 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 139		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)

E1 a S1	(6) APR	>>> 3	Pozitivní	2,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 53	Pozitivní	46 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,86 %
	(80) DiaMed	>>> 20	Pozitivní	17 %
	(159) Grifols	>>> 33	Pozitivní	28 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 116		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 3	Pozitivní	2,6 %
	(14) Bio-Rad	> 43	Negativní	37 %
		>>> 10	Pozitivní	8,6 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,7 %
	(64) Exbio Olomouc	> 1	Negativní	0,86 %
	(80) DiaMed	> 19	Negativní	16 %
		>>> 1	Pozitivní	0,86 %
	(159) Grifols	> 4	Negativní	3,4 %
		>>> 29	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 116		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(747) Screening protilátek (enzymový test)

E1 a S1	(14) Bio-Rad	15	Negativní	15 %
		>>> 37	Pozitivní	36 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	1	Negativní	0,97 %
		>>> 1	Pozitivní	0,97 %
	(80) DiaMed	2	Negativní	1,9 %
		>>> 18	Pozitivní	17 %
	(159) Grifols	>>> 28	Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>> 1	Pozitivní	0,97 %
Celkem za vzorek: n = 103		Úspěšnost: 83 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	1	Negativní	0,97 %
		>>> 51	Pozitivní	50 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,9 %
	(80) DiaMed	1	Negativní	0,97 %
		>>> 19	Pozitivní	18 %
	(159) Grifols	>>> 28	Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>> 1	Pozitivní	0,97 %
Celkem za vzorek: n = 103		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 82 %				

(750) Identifikace protilátek

Cyklus EHK: IH4/21 - Imunohematologie

Stop termín: 19.11.2021

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(0) výrobce neuveden	3	anti-K	6,7 %
		>>> 42	anti-K; anti-Kpa	93 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 93 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	> 1	Neuvedeno	2,2 %
		> 1	Protilátka nepřítomna	2,2 %
		>>> 43	anti-Jkb	96 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 93 %				

(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 12	titr 16	39 %
		± 18	titr 32	58 %
		± 1	titr 128	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 2	titr 0 (neměřitelný)	7,4 %
		± 8	titr 1	30 %
		± 14	titr 2	52 %
		± 3	titr 4	11 %
Celkem za vzorek: n = 27		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	± 4	titr 0 (neměřitelný)	19 %
		± 10	titr 1	48 %
		± 3	titr 2	14 %
		± 3	titr 4	14 %
		± 1	titr 64	4,8 %
Celkem za vzorek: n = 21		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada 3**(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	1	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	0,80 %
		>>> 124	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	99 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 99 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 125	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	(0) výrobce neuveden	>>> 124	Negativní zkouška	99 %
		1	Pozitivní zkouška	0,80 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 99 %		
S2	(0) výrobce neuveden	> 97	Negativní zkouška	78 %
		>>> 28	Pozitivní zkouška	22 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	(0) výrobce neuveden	± 3	Nelze podat, riziko hemolýzy	2,4 %
		± 72	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	58 %
		± 19	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	15 %
		± 31	Lze podat	25 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) výrobce neuveden	± 46	Nelze podat, riziko hemolýzy	37 %
		± 45	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	36 %
		± 8	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	6,4 %
		± 26	Lze podat	21 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	(0) výrobce neuveden	1	Negativní zkouška	0,80 %
		>>> 124	Pozitivní zkouška	99 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 99 %		
S2	(0) výrobce neuveden	>>> 125	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
S1	(0) výrobce neuveden	± 121	Nelze podat, riziko hemolýzy	97 %
		± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,6 %
		± 1	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	0,80 %
		± 1	Lze podat	0,80 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) výrobce neuveden	± 3	Nelze podat, riziko hemolýzy	2,4 %
		± 51	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	41 %
		± 21	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	17 %
		± 50	Lze podat	40 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

st_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 04.12.2021