

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(451) AMA				
A	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(87) Euroimmun	>>> 26	Pozitivní	51 %
	(115) BioSystems	>>> 6	Pozitivní	12 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 14	Pozitivní	27 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
----- Celkem za vzorek: n = 51		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
B	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Negativní	2,0 %
		>>> 25	Pozitivní	49 %
	(115) BioSystems	>>> 6	Pozitivní	12 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,0 %
		>>> 13	Pozitivní	25 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
----- Celkem za vzorek: n = 51		----- Úspěšnost: 96 %	-----	
Celková úspěšnost: 96 %				

(456) AMA-M2

A	(2) GA Generic Assays	>>> 4	Pozitivní	6,5 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	3,2 %
	(66) DRG	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(87) Euroimmun	>>> 28	Pozitivní	45 %
	(135) OrgenTec	>>> 7	Pozitivní	11 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(191) D-tek	>>> 14	Pozitivní	23 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	4,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 62		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
B	(2) GA Generic Assays	>>> 4	Pozitivní	6,5 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	3,2 %
	(66) DRG	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(87) Euroimmun	>>> 28	Pozitivní	45 %
	(135) OrgenTec	>>> 7	Pozitivní	11 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(191) D-tek	>>> 14	Pozitivní	23 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	4,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 62		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
Celková úspěšnost: 100 %				

(454) anti-gp210

A	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(2) GA Generic Assays	>>> 4	Pozitivní	8,2 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	4,1 %
	(66) DRG	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(87) Euroimmun	>>> 24	Pozitivní	49 %
	(135) OrgenTec	>>> 3	Pozitivní	6,1 %
	(191) D-tek	>>> 11	Pozitivní	22 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	4,1 %
----- Celkem za vzorek: n = 49		----- Úspěšnost: 98 %	-----	
B	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(2) GA Generic Assays	>>> 4	Negativní	8,2 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	4,1 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(87) Euroimmun	>>> 20	Negativní	41 %
		>>> 3	Neprůkazný výsledek (hraniční)	6,1 %
		>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(135) OrgenTec	>>> 3	Negativní	6,1 %
	(191) D-tek	>>> 11	Negativní	22 %

Cyklus EHK: AIH1/22 - Autoimunitní hepatopatie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
B	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 90 %				

(457) anti-LC-1

A	(2) GA Generic Assays	>>> 4	Negativní	6,9 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,7 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	3,4 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	1,7 %
	(87) Euroimmun	>>> 29	Negativní	50 %
	(135) OrgenTec	>>> 2	Negativní	3,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Negativní	3,4 %
	(191) D-tek	>>> 15	Negativní	26 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %		
B	(2) GA Generic Assays	>>> 4	Negativní	6,9 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,7 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	3,4 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	1,7 %
	(87) Euroimmun	>>> 27	Negativní	47 %
		2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 2	Negativní	3,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Negativní	3,4 %
	(191) D-tek	>>> 15	Negativní	26 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(452) anti-LKM

A	(87) Euroimmun	>>> 22	Negativní	48 %
		1	Pozitivní	2,2 %
	(115) BioSystems	>>> 7	Negativní	15 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 14	Negativní	30 %
	(998) vlastní výroba	>>> 1	Negativní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
B	(87) Euroimmun	>>> 23	Negativní	50 %
	(115) BioSystems	>>> 7	Negativní	15 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 14	Negativní	30 %
	(998) vlastní výroba	>>> 1	Negativní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(455) anti-LKM1

A	(2) GA Generic Assays	>>> 4	Negativní	6,5 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(87) Euroimmun	>>> 28	Negativní	45 %
	(135) OrgenTec	>>> 7	Negativní	11 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Negativní	4,8 %
	(191) D-tek	>>> 13	Negativní	21 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	4,8 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 100 %		
B	(2) GA Generic Assays	>>> 4	Negativní	6,5 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(87) Euroimmun	>>> 28	Negativní	45 %
	(135) OrgenTec	>>> 7	Negativní	11 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Negativní	4,8 %
	(191) D-tek	>>> 13	Negativní	21 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	4,8 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(458) anti-SLA

A	(2) GA Generic Assays	>>> 4	Negativní	6,7 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,7 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	3,3 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	1,7 %

Cyklus EHK: AIH1/22 - Autoimunitní hepatopatie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(87) Euroimmun	>>>	27 Negativní	45 %
	(135) OrgenTec	>>>	5 Negativní	8,3 %
	(147) AIDA	>>>	1 Negativní	1,7 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(191) D-tek	>>>	15 Negativní	25 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	3,3 %
	Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %	
B	(2) GA Generic Assays	>>>	4 Negativní	6,7 %
	(49) BioVendor	>>>	1 Negativní	1,7 %
	(52) Dynex	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(66) DRG	>>>	1 Negativní	1,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	27 Negativní	45 %
	(135) OrgenTec	>>>	5 Negativní	8,3 %
	(147) AIDA	>>>	1 Negativní	1,7 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(191) D-tek	>>>	15 Negativní	25 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(459) anti-sp100

A	(2) GA Generic Assays	>>>	4 Negativní	8,3 %	
	(49) BioVendor	>>>	1 Negativní	2,1 %	
	(52) Dynex	>>>	2 Negativní	4,2 %	
	(66) DRG	>>>	1 Negativní	2,1 %	
	(87) Euroimmun	>>>	18 Negativní	38 %	
				4 Neprůkazný výsledek (hraniční)	8,3 %
				2 Pozitivní	4,2 %
	(135) OrgenTec	>>>	3 Negativní	6,3 %	
	(191) D-tek	>>>	11 Negativní	23 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	4,2 %	
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 88 %			
B	(2) GA Generic Assays	>>>	4 Negativní	8,3 %	
	(49) BioVendor	>>>	1 Negativní	2,1 %	
	(52) Dynex	>>>	2 Negativní	4,2 %	
	(66) DRG	>>>	1 Negativní	2,1 %	
	(87) Euroimmun	>>>	18 Negativní	38 %	
				3 Neprůkazný výsledek (hraniční)	6,3 %
				3 Pozitivní	6,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	3 Negativní	6,3 %	
	(191) D-tek	>>>	10 Negativní	21 %	
				1 Pozitivní	2,1 %
(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	4,2 %		
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 85 %			
Celková úspěšnost: 83 %					

(453) SMA

A	(87) Euroimmun	>>>	27 Negativní	52 %
	(115) BioSystems	>>>	5 Negativní	9,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(191) D-tek	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	15 Negativní	29 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %	
B	(87) Euroimmun	>>>	27 Negativní	52 %
	(115) BioSystems	>>>	5 Negativní	9,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(191) D-tek	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	15 Negativní	29 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				