

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1

(560) ANA screening (jádro buňky) - průkaz

A1	(14) Bio-Rad	>>>	2 Pozitivní	2,4 %
	(87) Euroimmun	>>>	45 Pozitivní	55 %
	(103) Immunoconcepts	>>>	1 Pozitivní	1,2 %
	(115) BioSystems	>>>	5 Pozitivní	6,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	2 Pozitivní	2,4 %
	(142) Immco Diagnostics	>>>	1 Pozitivní	1,2 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	14 Pozitivní	17 %
	(164) DiaSorin	>>>	1 Pozitivní	1,2 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	11 Pozitivní	13 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %		
B1	(14) Bio-Rad	>>>	2 Negativní	2,4 %
	(87) Euroimmun	>>>	44 Negativní	54 %
			1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,2 %
	(103) Immunoconcepts	>>>	1 Negativní	1,2 %
	(115) BioSystems	>>>	5 Negativní	6,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	2 Negativní	2,4 %
	(142) Immco Diagnostics	>>>	1 Negativní	1,2 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	14 Negativní	17 %
	(164) DiaSorin	>>>	1 Negativní	1,2 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	11 Negativní	13 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 99 %		

Celková úspěšnost: 99 %

(572) ANA screening (jádro buňky) - semikvan.

A1	(14) Bio-Rad	±	1 titr 640	1,4 %
	(87) Euroimmun	±	1 titr 40	1,4 %
		±	1 titr 80	1,4 %
		±	1 titr 320	1,4 %
		±	5 titr 640	7,0 %
		±	15 titr 1280	21 %
		±	17 titr 2560	24 %
	(103) Immunoconcepts	±	1 titr 1280	1,4 %
	(115) BioSystems	±	2 titr 160	2,8 %
		±	1 titr 1280	1,4 %
		±	1 titr 2560	1,4 %
	(142) Immco Diagnostics	±	1 titr 640	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	±	1 titr 80	1,4 %
		±	8 titr 1280	11 %
		±	3 titr 2560	4,2 %
	(164) DiaSorin	±	1 titr 640	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	±	2 titr 320	2,8 %
		±	5 titr 640	7,0 %
		±	1 titr 1280	1,4 %
		±	3 titr 2560	4,2 %
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B1	(14) Bio-Rad	±	1 titr 0 (neměřitelný)	1,4 %
	(87) Euroimmun	±	1 Neuvvedeno	1,4 %
		±	33 titr 0 (neměřitelný)	46 %
		±	3 titr 40	4,2 %
		±	3 titr 80	4,2 %
	(103) Immunoconcepts	±	1 titr 80	1,4 %
	(115) BioSystems	±	2 titr 0 (neměřitelný)	2,8 %
		±	2 titr 40	2,8 %
	(142) Immco Diagnostics	±	1 titr 0 (neměřitelný)	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	±	6 titr 0 (neměřitelný)	8,5 %
		±	4 titr 40	5,6 %
		±	2 titr 80	2,8 %
	(164) DiaSorin	±	1 titr 0 (neměřitelný)	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	±	6 titr 0 (neměřitelný)	8,5 %
		±	3 titr 40	4,2 %
		±	2 titr 80	2,8 %
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(561) ANA - typ fluorescence jádra

A1	(0) neuvvedeno	>>>	71 Centromera	96 %
----	----------------	-----	---------------	------

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A1	(0) neuvedeno	2	Centromera; Žádná fluorescence	2,7 %
		1	Centromera; Dělicí tělísko (midbody)	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 74		Úspěšnost: 96 %		
B1	(0) neuvedeno	2	Neuvedeno	2,7 %
		>>> 72	Žádná fluorescence	97 %
Celkem za vzorek: n = 74		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 93 %				

(563) ANA screening (cytoplazma) - průkaz

A1	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 40	Negativní	55 %
			1 Pozitivní	1,4 %
	(103) Immunoconcepts	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(115) BioSystems	>>> 5	Negativní	6,8 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 11	Negativní	15 %
			1 Pozitivní	1,4 %
	(164) DiaSorin	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 11	Negativní	15 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 97 %		
B1	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 40	Negativní	55 %
			1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
	(103) Immunoconcepts	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(115) BioSystems	>>> 5	Negativní	6,8 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 12	Negativní	16 %
	(164) DiaSorin	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 11	Negativní	15 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(573) ANA screening (cytoplazma) - semikvan.

A1	(87) Euroimmun	± 30	titr 0 (neměřitelný)	45 %
		± 2	titr 40	3,0 %
		± 4	titr 80	6,0 %
	(103) Immunoconcepts	± 1	titr 40	1,5 %
		± 1	titr 80	1,5 %
	(115) BioSystems	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,0 %
		± 2	titr 40	3,0 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 7	titr 0 (neměřitelný)	10 %
		± 3	titr 40	4,5 %
		± 2	titr 80	3,0 %
	(164) DiaSorin	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 6	titr 0 (neměřitelný)	9,0 %
		± 3	titr 40	4,5 %
		± 2	titr 80	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B1	(87) Euroimmun	± 31	titr 0 (neměřitelný)	46 %
		± 2	titr 40	3,0 %
		± 3	titr 80	4,5 %
	(103) Immunoconcepts	± 1	titr 40	1,5 %
		± 1	titr 80	1,5 %
	(115) BioSystems	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,0 %
		± 2	titr 40	3,0 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 6	titr 0 (neměřitelný)	9,0 %
		± 4	titr 40	6,0 %
		± 2	titr 80	3,0 %
	(164) DiaSorin	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 6	titr 0 (neměřitelný)	9,0 %
		± 3	titr 40	4,5 %
		± 2	titr 80	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(564) ANA - typ fluorescence cytoplazmy

A1	(0) neuvedeno	>>> 68	Žádná fluorescence	97 %
			1 Jemně zrnitá cytoplazma	1,4 %
			1 Neznámý typ fluorescence	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 70		Úspěšnost: 97 %		

Cyklus EHK: AIM1/22 - Autoimunita

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B1	(0) neuvedeno	>>> 69	Žádná fluorescence	99 %
		1	Difúzní cytoplazmatický obraz	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 70		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

Sada 2

(565) ANCA imunofluorescence - průkaz

A2	(87) Euroimmun	>>> 41	Pozitivní	64 %
	(115) BioSystems	>>> 3	Pozitivní	4,7 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Pozitivní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 14	Pozitivní	22 %
Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost: 100 %		
B2	(87) Euroimmun	>>> 41	Negativní	64 %
	(115) BioSystems	>>> 3	Negativní	4,7 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 14	Negativní	22 %
Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(574) ANCA IF (etanol) - semikvantita

A2	(0) neuvedeno	± 1	titr 20	1,9 %
	(87) Euroimmun	± 3	titr 20	5,7 %
		± 5	titr 80	9,4 %
		± 12	titr 160	23 %
		± 8	titr 320	15 %
		± 4	titr 640	7,5 %
		± 1	titr 1280	1,9 %
	(115) BioSystems	± 2	titr 320	3,8 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 160	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 320	1,9 %
		± 1	titr 640	1,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 2	titr 80	3,8 %
		± 4	titr 160	7,5 %
		± 3	titr 320	5,7 %
		± 5	titr 640	9,4 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B2	(0) neuvedeno	± 1	titr 20	1,9 %
	(87) Euroimmun	± 29	titr 0 (neměřitelný)	55 %
		± 4	titr 20	7,5 %
	(115) BioSystems	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,8 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 7	titr 0 (neměřitelný)	13 %
		± 7	titr 20	13 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(578) ANCA IF (formalín) - semikvantita

A2	(87) Euroimmun	± 1	Neuvedeno	2,0 %
		± 3	titr 20	5,9 %
		± 2	titr 80	3,9 %
		± 7	titr 160	14 %
		± 14	titr 320	27 %
		± 4	titr 640	7,8 %
		± 2	titr 1280	3,9 %
	(115) BioSystems	± 1	titr 320	2,0 %
		± 1	titr 640	2,0 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 80	2,0 %
		± 2	titr 160	3,9 %
		± 2	titr 320	3,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 320	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 2	titr 160	3,9 %
		± 5	titr 320	9,8 %
		± 3	titr 640	5,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B2	(87) Euroimmun	± 29	titr 0 (neměřitelný)	57 %
		± 4	titr 20	7,8 %
	(115) BioSystems	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,9 %

Cyklus EHK: AIM1/22 - Autoimunita

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B2	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,0 %
		± 4	titr 20	7,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 7	titr 0 (neměřitelný)	14 %
		± 3	titr 20	5,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(566) ANCA - typ fluorescence

A2	(0) neuvedeno	>>> 62	cANCA (cytoplazmatická)	100 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 100 %		
B2	(0) neuvedeno	>>> 62	Žádná fluorescence	100 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(569) anti-myeloperoxidáza

A2	(2) GA Generic Assays	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 23	Negativní	32 %
	(135) OrgenTec	>>> 22	Negativní	30 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	5,5 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 7	Negativní	9,6 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 9	Negativní	12 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
B2	(2) GA Generic Assays	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 23	Negativní	32 %
	(135) OrgenTec	>>> 22	Negativní	30 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	5,5 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 7	Negativní	9,6 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 9	Negativní	12 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(570) anti-proteináza III

A2	(2) GA Generic Assays	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 23	Pozitivní	32 %
	(135) OrgenTec	1	Negativní	1,4 %
		>>> 21	Pozitivní	29 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Pozitivní	5,5 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 7	Pozitivní	9,6 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 9	Pozitivní	12 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 97 %		
B2	(2) GA Generic Assays	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 23	Negativní	32 %
	(135) OrgenTec	>>> 22	Negativní	30 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	5,5 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 7	Negativní	9,6 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 9	Negativní	12 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,7 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

Sada 3**(580) Anti-ENA/SS-A/Ro-60**

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Pozitivní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	38	Pozitivní	48 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	9	Pozitivní	11 %
	(140) Test-Line	>>>	7	Pozitivní	8,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	6	Pozitivní	7,5 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	1	Negativní	1,3 %
		>>>	4	Pozitivní	5,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Pozitivní	2,5 %
	(191) D-tek	>>>	4	Pozitivní	5,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 99 %			
B3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	38	Negativní	48 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	9	Negativní	11 %
	(140) Test-Line	>>>	7	Negativní	8,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	6	Negativní	7,5 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	4	Negativní	5,0 %
		>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(191) D-tek	>>>	4	Negativní	5,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

(581) Anti-ENA/SS-B/La

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Pozitivní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	38	Pozitivní	48 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	9	Pozitivní	11 %
	(140) Test-Line	>>>	7	Pozitivní	8,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Pozitivní	6,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	6	Pozitivní	7,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Pozitivní	2,5 %
	(191) D-tek	>>>	4	Pozitivní	5,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 100 %			
B3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	38	Negativní	48 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	9	Negativní	11 %
	(140) Test-Line	>>>	7	Negativní	8,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Negativní	6,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	5	Negativní	6,3 %
		>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(191) D-tek	>>>	4	Negativní	5,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

(582) Anti-ENA/ScI-70

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	38	Negativní	48 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	8	Negativní	10 %

Cyklus EHK: AIM1/22 - Autoimunita

Zkouška						
Vzorek	Skupina	N	Výsledek		N _{rel}	
A3	(140) Test-Line	>>>	7	Negativní	8,9 %	
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Negativní	6,3 %	
	(166) Thermo Fisher	>>>	6	Negativní	7,6 %	
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Negativní	2,5 %	
	(191) D-tek	>>>	4	Negativní	5,1 %	
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní	5,1 %	
	Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 100 %			
B3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %	
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,5 %	
	(87) Euroimmun	>>>	38	Negativní	48 %	
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,3 %	
	(135) OrgenTec	>>>	8	Negativní	10 %	
	(140) Test-Line	>>>	7	Negativní	8,9 %	
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Negativní	6,3 %	
	(166) Thermo Fisher	>>>	5	Negativní	6,3 %	
				1	Pozitivní	1,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Negativní	2,5 %	
	(191) D-tek	>>>	4	Negativní	5,1 %	
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní	5,1 %	
	Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 99 %						

(583) Anti-ENA/RNP

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	38	Negativní	48 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	9	Negativní	11 %
	(140) Test-Line	>>>	7	Negativní	8,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Negativní	6,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	6	Negativní	7,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(191) D-tek	>>>	4	Negativní	5,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %
(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní	5,0 %	
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 100 %			
B3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	38	Negativní	48 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	9	Negativní	11 %
	(140) Test-Line	>>>	7	Negativní	8,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Negativní	6,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	6	Negativní	7,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(191) D-tek	>>>	4	Negativní	5,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %
(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní	5,0 %	
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(584) Anti-ENA/Jo-1

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	38	Negativní	48 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	9	Negativní	11 %
	(140) Test-Line	>>>	7	Negativní	8,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Negativní	6,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	6	Negativní	7,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(191) D-tek	>>>	4	Negativní	5,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %
(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní	5,0 %	
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 100 %			
B3	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(87) Euroimmun	>>>	38	Negativní	48 %

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek		N _{rel}
B3	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	9	Negativní	11 %
	(140) Test-Line	>>>	7	Negativní	8,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5	Negativní	6,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	6	Negativní	7,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2	Negativní	2,5 %
	(191) D-tek	>>>	4	Negativní	5,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 80				Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %					

(585) Protilátky proti centromerám

A3	(0) neuvedeno	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,6 %
	(87) Euroimmun	>>>	41	Negativní	54 %
	(98) Fujirebio	>>>	2	Negativní	2,6 %
	(135) OrgenTec	>>>	6	Negativní	7,9 %
	(140) Test-Line	>>>	6	Negativní	7,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4	Negativní	5,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	4	Negativní	5,3 %
	(191) D-tek	>>>	4	Negativní	5,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 76				Úspěšnost: 100 %	
B3	(0) neuvedeno	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,6 %
	(87) Euroimmun	>>>	41	Negativní	54 %
	(98) Fujirebio	>>>	2	Negativní	2,6 %
	(135) OrgenTec	>>>	1	Neuvedeno	1,3 %
		>>>	5	Negativní	6,6 %
	(140) Test-Line	>>>	6	Negativní	7,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4	Negativní	5,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	4	Negativní	5,3 %
	(191) D-tek	>>>	4	Negativní	5,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 76				Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 99 %					

Sada 4**(588) Anti-ds-DNA imunofluores. - průkaz**

A4	(87) Euroimmun	>>>	33	Pozitivní	58 %
	(115) BioSystems	>>>	4	Pozitivní	7,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika		1	Negativní	1,8 %
		>>>	2	Pozitivní	3,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	17	Pozitivní	30 %
Celkem za vzorek: n = 57				Úspěšnost: 98 %	
B4	(87) Euroimmun	>>>	33	Negativní	58 %
	(115) BioSystems	>>>	4	Negativní	7,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3	Negativní	5,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	17	Negativní	30 %
Celkem za vzorek: n = 57				Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 98 %					

(577) Anti-ds-DNA imunofluor. - semikvan.

A4	(87) Euroimmun	±	2	titr 10	3,8 %
		±	1	titr 20	1,9 %
		±	2	titr 40	3,8 %
		±	6	titr 80	12 %
		±	7	titr 160	13 %
		±	5	titr 320	9,6 %
		±	5	titr 640	9,6 %
	(115) BioSystems	±	3	titr 80	5,8 %
		±	2	titr 320	3,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	±	1	titr 0 (neměřitelný)	1,9 %
		±	2	titr 80	3,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	±	1	titr 10	1,9 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A4	(211) INOVA Diagnostics	± 6	titr 80	12 %
		± 6	titr 160	12 %
		± 2	titr 320	3,8 %
		± 1	titr 640	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B4	(87) Euroimmun	± 26	titr 0 (neměřitelný)	50 %
		± 2	titr 10	3,8 %
	(115) BioSystems	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,8 %
		± 3	titr 10	5,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,8 %
		± 1	titr 10	1,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 10	titr 0 (neměřitelný)	19 %
		± 6	titr 10	12 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(589) Anti-ds-DNA jiné metody

A4	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,8 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Pozitivní	1,8 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Negativní	1,8 %
		>>> 20	Pozitivní	36 %
	(135) OrgenTec	>>> 13	Pozitivní	23 %
	(140) Test-Line	>>> 2	Pozitivní	3,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Pozitivní	7,1 %
	(164) DiaSorin	>>> 1	Pozitivní	1,8 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Pozitivní	7,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 2	Pozitivní	3,6 %
	(191) D-tek	>>> 1	Negativní	1,8 %
		>>> 1	Pozitivní	1,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 4	Pozitivní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 96 %		
B4	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,8 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,8 %
	(87) Euroimmun	>>> 21	Negativní	38 %
	(135) OrgenTec	>>> 12	Negativní	21 %
		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,8 %
	(140) Test-Line	>>> 2	Negativní	3,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	7,1 %
	(164) DiaSorin	>>> 1	Negativní	1,8 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Negativní	7,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 2	Negativní	3,6 %
	(191) D-tek	>>> 2	Negativní	3,6 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 4	Negativní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

Sada 5**(591) Anti-nukleosomy IgG**

A5	(87) Euroimmun	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,8 %
		>>> 30	Pozitivní	55 %
	(135) OrgenTec	>>> 16	Pozitivní	29 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	3,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Pozitivní	5,5 %
	(191) D-tek	>>> 3	Pozitivní	5,5 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 98 %		
B5	(87) Euroimmun	>>> 31	Negativní	56 %
	(135) OrgenTec	>>> 16	Negativní	29 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 2	Negativní	3,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Negativní	5,5 %
	(191) D-tek	>>> 3	Negativní	5,5 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				