

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(268) Bilirubin				
A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,67 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 6	Negativní	2,0 %
	(46) Erba Lachema	>>> 39	Negativní	13 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní	1,0 %
	(60) Roche	>>> 32	Negativní	11 %
	(63) Sysmex	>>> 9	Negativní	3,0 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	Negativní	0,34 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,34 %
	(150) Arkray	>>> 34	Negativní	11 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	Negativní	0,67 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 8	Negativní	2,7 %
	(179) Siemens	>>> 48	Negativní	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,67 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní	4,7 %
	(202) Dirui	>>> 70	Negativní	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 24	Negativní	8,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 298		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,67 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 6	Negativní	2,0 %
	(46) Erba Lachema	>>> 39	Negativní	13 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní	1,0 %
	(60) Roche	>>> 1	Neuvedeno	0,34 %
		>>> 31	Negativní	10 %
	(63) Sysmex	>>> 9	Negativní	3,0 %
	(109) Axis-Shield	1	1+, 2+	0,34 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,34 %
	(150) Arkray	>>> 34	Negativní	11 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	Negativní	0,67 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 8	Negativní	2,7 %
	(179) Siemens	>>> 48	Negativní	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,67 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní	4,7 %
	(202) Dirui	>>> 70	Negativní	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 24	Negativní	8,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	0,67 %
		1	3+, 4+	0,34 %
Celkem za vzorek: n = 298		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(264) Celková bílkovina

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,66 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 6	Negativní, < 0,3 g/L	2,0 %
	(46) Erba Lachema	>>> 42	Negativní, < 0,3 g/L	14 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní, < 0,3 g/L	1,0 %
	(60) Roche	>>> 30	Negativní, < 0,3 g/L	10 %
		1	0,51 - 2,5 g/L	0,33 %
	(63) Sysmex	>>> 10	Negativní, < 0,3 g/L	3,3 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,33 %
	(150) Arkray	>>> 34	Negativní, < 0,3 g/L	11 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,66 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 9	Negativní, < 0,3 g/L	3,0 %
	(179) Siemens	>>> 47	Negativní, < 0,3 g/L	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,66 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní, < 0,3 g/L	4,7 %
	(202) Dirui	>>> 70	Negativní, < 0,3 g/L	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 24	Negativní, < 0,3 g/L	8,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní, < 0,3 g/L	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 301		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,66 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	0,3 - 0,5 g/L	1,3 %
		>>> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,66 %
	(46) Erba Lachema	>>> 26	0,3 - 0,5 g/L	8,6 %
		>>> 15	0,51 - 2,5 g/L	5,0 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(46) Erba Lachema	> 1	> 2,5 g/L	0,33 %
	(49) BioVendor	>>> 3	0,3 - 0,5 g/L	1,0 %
	(60) Roche	2	Negativní, < 0,3 g/L	0,66 %
		>>> 8	0,3 - 0,5 g/L	2,7 %
		>>> 20	0,51 - 2,5 g/L	6,6 %
		> 1	> 2,5 g/L	0,33 %
	(63) Sysmex	>>> 7	0,3 - 0,5 g/L	2,3 %
		>>> 3	0,51 - 2,5 g/L	1,0 %
	(109) Axis-Shield	> 1	> 2,5 g/L	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,33 %
	(150) Arkray	>>> 28	0,3 - 0,5 g/L	9,3 %
		>>> 6	0,51 - 2,5 g/L	2,0 %
	(161) YD Diagnostics	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,33 %
		>>> 1	0,3 - 0,5 g/L	0,33 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 1	0,3 - 0,5 g/L	0,33 %
		>>> 8	0,51 - 2,5 g/L	2,7 %
	(179) Siemens	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,33 %
		>>> 11	0,3 - 0,5 g/L	3,7 %
		>>> 33	0,51 - 2,5 g/L	11 %
		> 2	> 2,5 g/L	0,66 %
	(197) Analyticon	>>> 2	0,3 - 0,5 g/L	0,66 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 10	0,3 - 0,5 g/L	3,3 %
		>>> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %
	(202) Dirui	>>> 29	0,3 - 0,5 g/L	9,6 %
		>>> 37	0,51 - 2,5 g/L	12 %
		> 4	> 2,5 g/L	1,3 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,33 %
		>>> 19	0,3 - 0,5 g/L	6,3 %
		>>> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,66 %
		> 2	> 2,5 g/L	0,66 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	0,3 - 0,5 g/L	0,33 %
		>>> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,66 %
Celkem za vzorek: n = 301		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(261) Glukóza

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,66 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 6	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	2,0 %
	(46) Erba Lachema	>>> 41	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	14 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,0 %
	(60) Roche	>>> 31	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	10 %
		1	2,81 - 11 mmol/L	0,33 %
	(63) Sysmex	>>> 10	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	3,3 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,33 %
	(150) Arkray	>>> 34	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	11 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,33 %
		1	2,81 - 11 mmol/L	0,33 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 8	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	2,7 %
	(179) Siemens	>>> 48	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,66 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,7 %
	(202) Dirui	>>> 70	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 24	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	8,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 301		Úspěšnost: 99 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,66 %
	(12) Beckman Coulter	> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,33 %
		>>> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		> 1	> 28 mmol/L	0,33 %
	(46) Erba Lachema	> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,33 %
		>>> 22	11,1 - 28 mmol/L	7,3 %
		> 18	> 28 mmol/L	6,0 %
	(49) BioVendor	>>> 3	11,1 - 28 mmol/L	1,0 %
	(60) Roche	2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,66 %
		> 4	2,81 - 11 mmol/L	1,3 %
		>>> 22	11,1 - 28 mmol/L	7,3 %
		> 4	> 28 mmol/L	1,3 %
	(63) Sysmex	>>> 9	11,1 - 28 mmol/L	3,0 %
		> 1	> 28 mmol/L	0,33 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(109) Axis-Shield	> 1	> 28 mmol/L	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	> 1	> 28 mmol/L	0,33 %
	(150) Arkray	> 2	2,81 - 11 mmol/L	0,66 %
		>>> 28	11,1 - 28 mmol/L	9,3 %
		> 4	> 28 mmol/L	1,3 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,66 %
	(162) Siemens (Atellica)	> 2	2,81 - 11 mmol/L	0,66 %
		>>> 5	11,1 - 28 mmol/L	1,7 %
		> 1	> 28 mmol/L	0,33 %
	(179) Siemens	> 10	2,81 - 11 mmol/L	3,3 %
		>>> 33	11,1 - 28 mmol/L	11 %
		> 5	> 28 mmol/L	1,7 %
	(197) Analyticon	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,33 %
		> 1	> 28 mmol/L	0,33 %
	(201) Iris Diagnostics	> 6	2,81 - 11 mmol/L	2,0 %
		>>> 8	11,1 - 28 mmol/L	2,7 %
	(202) Dirui	> 6	2,81 - 11 mmol/L	2,0 %
		>>> 64	11,1 - 28 mmol/L	21 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 16	11,1 - 28 mmol/L	5,3 %
		> 8	> 28 mmol/L	2,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,66 %
		> 1	> 28 mmol/L	0,33 %
Celkem za vzorek: n = 301		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(275) hCG

A	(5) Dialab	>>> 3	Negativní	21 %
	(17) Biogema	>>> 4	Negativní	29 %
	(32) Human	>>> 1	Negativní	7,1 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	7,1 %
	(179) Siemens	>>> 1	Negativní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní	29 %
Celkem za vzorek: n = 14		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 3	Negativní	21 %
	(17) Biogema	>>> 4	Negativní	29 %
	(32) Human	>>> 1	Negativní	7,1 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	7,1 %
	(179) Siemens	>>> 1	Negativní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní	29 %
Celkem za vzorek: n = 14		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(263) Ketony

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,67 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 5	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,7 %
	(46) Erba Lachema	>>> 42	Negativní, <= 0,5 mmol/L	14 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,0 %
	(60) Roche	>>> 31	Negativní, <= 0,5 mmol/L	10 %
	(63) Sysmex	>>> 10	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,3 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,33 %
	(150) Arkray	>>> 34	Negativní, <= 0,5 mmol/L	11 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,67 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 8	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,7 %
	(179) Siemens	>>> 47	Negativní, <= 0,5 mmol/L	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,67 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,7 %
	(202) Dirui	>>> 70	Negativní, <= 0,5 mmol/L	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 24	Negativní, <= 0,5 mmol/L	8,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 299		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,67 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 5	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,7 %
	(46) Erba Lachema	>>> 42	Negativní, <= 0,5 mmol/L	14 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,0 %
	(60) Roche	>>> 31	Negativní, <= 0,5 mmol/L	10 %
	(63) Sysmex	>>> 10	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,3 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,33 %
	(150) Arkray	>>> 34	Negativní, <= 0,5 mmol/L	11 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(161) YD Diagnostics	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,67 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 8	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,7 %
	(179) Siemens	>>> 46	Negativní, <= 0,5 mmol/L	15 %
		1	1+, 2+	0,33 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,67 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,7 %
	(202) Dirui	>>> 70	Negativní, <= 0,5 mmol/L	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 24	Negativní, <= 0,5 mmol/L	8,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 299			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(272) Krev		N	Výsledek	N _{rel}
A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,66 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 6	Negativní	2,0 %
	(46) Erba Lachema	>>> 41	Negativní	14 %
		1	5 - 12 ery/ μ L	0,33 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní	1,0 %
	(60) Roche	>>> 29	Negativní	9,6 %
		1	5 - 12 ery/ μ L	0,33 %
		1	> 50 ery/ μ L	0,33 %
	(63) Sysmex	>>> 10	Negativní	3,3 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	Negativní	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,33 %
	(150) Arkray	>>> 34	Negativní	11 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	Negativní	0,66 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 8	Negativní	2,7 %
	(179) Siemens	>>> 48	Negativní	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,66 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní	4,7 %
	(202) Dirui	>>> 70	Negativní	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 24	Negativní	8,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 301			Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 98 %				
B	(5) Dialab	>>> 2	> 50 ery/ μ L	0,66 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 6	> 50 ery/ μ L	2,0 %
	(46) Erba Lachema	> 3	13 - 50 ery/ μ L	1,0 %
		>>> 39	> 50 ery/ μ L	13 %
	(49) BioVendor	>>> 3	> 50 ery/ μ L	1,0 %
	(60) Roche	1	Negativní	0,33 %
		1	5 - 12 ery/ μ L	0,33 %
		>>> 29	> 50 ery/ μ L	9,6 %
	(63) Sysmex	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,33 %
		>>> 9	> 50 ery/ μ L	3,0 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	> 50 ery/ μ L	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 50 ery/ μ L	0,33 %
	(150) Arkray	1	5 - 12 ery/ μ L	0,33 %
		> 3	13 - 50 ery/ μ L	1,0 %
		>>> 30	> 50 ery/ μ L	10 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	> 50 ery/ μ L	0,66 %
	(162) Siemens (Atellica)	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,33 %
		>>> 7	> 50 ery/ μ L	2,3 %
	(179) Siemens	> 2	13 - 50 ery/ μ L	0,66 %
		>>> 46	> 50 ery/ μ L	15 %
	(197) Analyticon	>>> 2	> 50 ery/ μ L	0,66 %
	(201) Iris Diagnostics	> 4	13 - 50 ery/ μ L	1,3 %
		>>> 10	> 50 ery/ μ L	3,3 %
	(202) Dirui	1	Negativní	0,33 %
		> 7	13 - 50 ery/ μ L	2,3 %
		>>> 62	> 50 ery/ μ L	21 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 24	> 50 ery/ μ L	8,0 %
	(999) jiný výrobce	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,33 %
		>>> 2	> 50 ery/ μ L	0,66 %
Celkem za vzorek: n = 301			Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

(270) Leukocyty		N	Výsledek	N _{rel}
A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,75 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 6	Negativní	2,3 %
	(46) Erba Lachema	>>> 10	Negativní	3,8 %

Zkouška						
Vzorek	Skupina	N	Výsledek		N _{rel}	
A	(49) BioVendor	>>>	3	Negativní	1,1 %	
	(60) Roche	>>>	31	Negativní	12 %	
	(63) Sysmex	>>>	10	Negativní	3,8 %	
	(109) Axis-Shield	>>>	1	Negativní	0,38 %	
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,38 %	
	(150) Arkray	>>>	34	Negativní	13 %	
	(161) YD Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,38 %	
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	8	Negativní	3,0 %	
	(179) Siemens	>>>	47	Negativní	18 %	
	(197) Analyticon	>>>	2	Negativní	0,75 %	
	(201) Iris Diagnostics	>>>	12	Negativní	4,5 %	
	(202) Dirui	>>>	70	Negativní	26 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	24	Negativní	9,1 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní	1,1 %	
Celkem za vzorek: n = 265		Úspěšnost: 100 %				
B	(5) Dialab	>>>	2	Negativní	0,75 %	
	(12) Beckman Coulter	>>>	6	Negativní	2,3 %	
	(46) Erba Lachema	>>>	9	Negativní	3,4 %	
				1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
	(49) BioVendor	>>>	3	Negativní	1,1 %	
	(60) Roche	>>>	30	Negativní	11 %	
				1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
	(63) Sysmex	>>>	10	Negativní	3,8 %	
	(109) Axis-Shield	>>>	1	Negativní	0,38 %	
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,38 %	
	(150) Arkray	>>>	34	Negativní	13 %	
	(161) YD Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,38 %	
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	8	Negativní	3,0 %	
	(179) Siemens	>>>	46	Negativní	17 %	
				1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
	(197) Analyticon	>>>	2	Negativní	0,75 %	
	(201) Iris Diagnostics	>>>	12	Negativní	4,5 %	
	(202) Dirui	>>>	69	Negativní	26 %	
				1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	24	Negativní	9,1 %	
(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní	0,75 %		
			1	10 - 50 leu/μL	0,38 %	
Celkem za vzorek: n = 265		Úspěšnost: 98 %				
Celková úspěšnost: 98 %						

(274) Nitrity

A	(5) Dialab	>>>	2	Negativní	0,75 %	
	(9) Bayer	>>>	1	Negativní	0,38 %	
	(12) Beckman Coulter	>>>	6	Negativní	2,3 %	
	(46) Erba Lachema	>>>	12	Negativní	4,5 %	
	(49) BioVendor	>>>	2	Negativní	0,75 %	
	(60) Roche	>>>	28	Negativní	11 %	
				1	Pozitivní	0,38 %
	(63) Sysmex	>>>	10	Negativní	3,8 %	
	(109) Axis-Shield	>>>	1	Negativní	0,38 %	
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,38 %	
	(150) Arkray	>>>	34	Negativní	13 %	
	(161) YD Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,38 %	
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	8	Negativní	3,0 %	
	(179) Siemens	>>>	46	Negativní	17 %	
				1	Pozitivní	0,38 %
	(197) Analyticon	>>>	2	Negativní	0,75 %	
	(201) Iris Diagnostics	>>>	14	Negativní	5,3 %	
	(202) Dirui	>>>	70	Negativní	26 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	23	Negativní	8,6 %	
(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní	1,1 %		
Celkem za vzorek: n = 266		Úspěšnost: 99 %				
B	(5) Dialab	>>>	2	Negativní	0,75 %	
	(9) Bayer	>>>	1	Negativní	0,38 %	
	(12) Beckman Coulter	>>>	6	Negativní	2,3 %	
	(46) Erba Lachema	>>>	12	Negativní	4,5 %	
	(49) BioVendor	>>>	2	Negativní	0,75 %	
	(60) Roche	>>>	27	Negativní	10 %	
			2	Pozitivní	0,75 %	

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek		N _{rel}
B	(63) Sysmex	>>>	10	Negativní	3,8 %
	(109) Axis-Shield	>>>	1	Negativní	0,38 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,38 %
	(150) Arkray	>>>	34	Negativní	13 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,38 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	8	Negativní	3,0 %
	(179) Siemens	>>>	47	Negativní	18 %
	(197) Analyticon	>>>	2	Negativní	0,75 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	14	Negativní	5,3 %
	(202) Dirui	>>>	70	Negativní	26 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	23	Negativní	8,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 266		Úspěšnost: 99 %			

Celková úspěšnost: 99 %

(273) pH

A	(5) Dialab	>	2	6,0	0,66 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	4	5,0	1,3 %
		>	2	5,5	0,66 %
	(46) Erba Lachema	>>>	42	5,0	14 %
	(49) BioVendor	>>>	3	5,0	1,0 %
	(60) Roche	>>>	28	5,0	9,3 %
		>	1	6,0	0,33 %
			2	6,5	0,66 %
	(63) Sysmex	>>>	10	5,0	3,3 %
	(109) Axis-Shield	>	1	6,0	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	5,0	0,33 %
	(150) Arkray	>>>	34	5,0	11 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	1	5,0	0,33 %
		>	1	5,5	0,33 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	8	5,0	2,7 %
	(179) Siemens	>>>	25	5,0	8,3 %
		>	15	5,5	5,0 %
		>	7	6,0	2,3 %
	(197) Analyticon	>>>	2	5,0	0,66 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	5	5,0	1,7 %
		>	5	5,5	1,7 %
		>	4	6,0	1,3 %
	(202) Dirui	>>>	31	5,0	10 %
		>	39	5,5	13 %
		>	1	6,0	0,33 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	22	5,0	7,3 %
		>	2	5,5	0,66 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	5,0	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 301		Úspěšnost: 99 %			
B	(5) Dialab	>>>	2	6,5	0,66 %
	(12) Beckman Coulter	>	1	6,0	0,33 %
		>>>	5	6,5	1,7 %
	(46) Erba Lachema		2	5,0	0,66 %
		>	1	5,5	0,33 %
		>	16	6,0	5,3 %
		>>>	20	6,5	6,6 %
		>	3	7,0	1,0 %
	(49) BioVendor	>>>	3	6,5	1,0 %
	(60) Roche		1	5,0	0,33 %
		>	1	6,0	0,33 %
		>>>	20	6,5	6,6 %
		>	9	7,0	3,0 %
	(63) Sysmex	>>>	10	6,5	3,3 %
	(109) Axis-Shield	>	1	6,0	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	6,5	0,33 %
	(150) Arkray	>	1	6,0	0,33 %
		>>>	32	6,5	11 %
		>	1	7,0	0,33 %
	(161) YD Diagnostics	>	1	6,0	0,33 %
		>>>	1	6,5	0,33 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	7	6,5	2,3 %
		>	1	7,0	0,33 %
	(179) Siemens	>	3	6,0	1,0 %
		>>>	29	6,5	9,6 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(179) Siemens	> 15	7,0	5,0 %
	(197) Analyticon	> 2	6,0	0,66 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 11	6,5	3,7 %
		> 3	7,0	1,0 %
	(202) Dirui	> 28	6,0	9,3 %
		>>> 41	6,5	14 %
		> 2	7,0	0,66 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 2	6,0	0,66 %
		>>> 20	6,5	6,6 %
		> 2	7,0	0,66 %
	(999) jiný výrobce	> 2	6,0	0,66 %
		> 1	7,0	0,33 %
Celkem za vzorek: n = 301		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(266) Urobilinogen

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,67 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 6	Negativní, < 17 µmol/L	2,0 %
	(46) Erba Lachema	>>> 42	Negativní, < 17 µmol/L	14 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	1,0 %
	(60) Roche	>>> 31	Negativní, < 17 µmol/L	10 %
	(63) Sysmex	>>> 10	Negativní, < 17 µmol/L	3,3 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,33 %
	(150) Arkray	>>> 34	Negativní, < 17 µmol/L	11 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,67 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 8	Negativní, < 17 µmol/L	2,7 %
	(179) Siemens	>>> 48	Negativní, < 17 µmol/L	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,67 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní, < 17 µmol/L	4,7 %
	(202) Dirui	>>> 69	Negativní, < 17 µmol/L	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 24	Negativní, < 17 µmol/L	8,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 300		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,67 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 6	Negativní, < 17 µmol/L	2,0 %
	(46) Erba Lachema	>>> 41	Negativní, < 17 µmol/L	14 %
		1	1+, 2+	0,33 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	1,0 %
	(60) Roche	>>> 31	Negativní, < 17 µmol/L	10 %
	(63) Sysmex	>>> 10	Negativní, < 17 µmol/L	3,3 %
	(109) Axis-Shield	1	1+, 2+	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,33 %
	(150) Arkray	>>> 34	Negativní, < 17 µmol/L	11 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,67 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 8	Negativní, < 17 µmol/L	2,7 %
	(179) Siemens	>>> 48	Negativní, < 17 µmol/L	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,67 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní, < 17 µmol/L	4,7 %
	(202) Dirui	>>> 69	Negativní, < 17 µmol/L	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 24	Negativní, < 17 µmol/L	8,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	1,0 %
Celkem za vzorek: n = 300		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				