

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1 a 2

(700) AB0 skupina

E1 a S1	(6) APR	>>>	3	Krevní skupina: A	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	50	Krevní skupina: A	31 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Krevní skupina: A	1,2 %
	(52) Dynex	>>>	2	Krevní skupina: A	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	7	Krevní skupina: A	4,3 %
	(80) DiaMed	>>>	14	Krevní skupina: A	8,6 %
			1	Krevní skupina: B	0,62 %
	(159) Grifols	>>>	41	Krevní skupina: A	25 %
	(172) Immucor	>>>	21	Krevní skupina: A	13 %
	(173) Sanguin	>>>	8	Krevní skupina: A	4,9 %
	(174) IVT Imuno	>>>	7	Krevní skupina: A	4,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Krevní skupina: A	1,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Krevní skupina: A	2,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 162 ----- Úspěšnost: 99 % -----					

E2 a S2	(6) APR	>>>	3	Krevní skupina: 0	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	50	Krevní skupina: 0	31 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,2 %
	(52) Dynex	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	7	Krevní skupina: 0	4,3 %
	(80) DiaMed	>>>	14	Krevní skupina: 0	8,6 %
			1	Krevní skupina: A	0,62 %
	(159) Grifols	>>>	41	Krevní skupina: 0	25 %
	(172) Immucor	>>>	21	Krevní skupina: 0	13 %
	(173) Sanguin	>>>	8	Krevní skupina: 0	4,9 %
	(174) IVT Imuno	>>>	7	Krevní skupina: 0	4,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Krevní skupina: 0	2,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 162 ----- Úspěšnost: 99 % -----					

Celková úspěšnost: 99 %

(703) A podskupina

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>>	51	A podskupina A1	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 51 ----- Úspěšnost: 100 % -----					

E2 a S2	(0) neuvedeno	>>>	51	Neuvedeno	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 51 ----- Úspěšnost: 100 % -----					

Celková úspěšnost: 100 %

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,1 %
	(6) APR	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	4,2 %
	(14) Bio-Rad	>>>	29	Pozitivní (RhD+)	31 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,1 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	3,2 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	4,2 %
	(159) Grifols	>>>	19	Pozitivní (RhD+)	20 %
	(172) Immucor	>>>	22	Pozitivní (RhD+)	23 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	4,2 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	3,2 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,1 %
----- Celkem za vzorek: n = 95 ----- Úspěšnost: 100 % -----					

E2 a S2	(0) neuvedeno	>>>	1	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(6) APR	>>>	4	Negativní (RhD-)	4,2 %
	(14) Bio-Rad	>>>	29	Negativní (RhD-)	31 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	1	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(52) Dynex	>>>	1	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Negativní (RhD-)	3,2 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Negativní (RhD-)	4,2 %
	(159) Grifols	>>>	19	Negativní (RhD-)	20 %
	(172) Immucor	>>>	22	Negativní (RhD-)	23 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Negativní (RhD-)	4,2 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Negativní (RhD-)	3,2 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní (RhD-)	2,1 %

Cyklus EHK: IH4/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní (RhD-)	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	(6) APR	>>> 3	Pozitivní (RhD+)	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 46	Pozitivní (RhD+)	30 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,66 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 6	Pozitivní (RhD+)	3,9 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,66 %
	(159) Grifols	>>> 11	Pozitivní (RhD+)	7,2 %
	(172) Immucor	>>> 40	Pozitivní (RhD+)	26 %
	(173) Sanguin	>>> 22	Pozitivní (RhD+)	14 %
	(174) Sanguin	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	3,3 %
	(174) IVT Imuno	>>> 6	Pozitivní (RhD+)	3,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 152		Úspěšnost: 99 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 3	Negativní (RhD-)	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 46	Negativní (RhD-)	30 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,3 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,66 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 6	Negativní (RhD-)	3,9 %
	(80) DiaMed	>>> 12	Negativní (RhD-)	7,9 %
	(159) Grifols	>>> 40	Negativní (RhD-)	26 %
	(172) Immucor	>>> 22	Negativní (RhD-)	14 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní (RhD-)	3,3 %
	(174) IVT Imuno	>>> 6	Negativní (RhD-)	3,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní (RhD-)	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 152		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(715) Antigen C

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>> 33	Pozitivní	40 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Pozitivní	7,3 %
	(159) Grifols	>>> 18	Pozitivní	22 %
	(172) Immucor	>>> 14	Pozitivní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	2,4 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	3,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>> 33	Negativní	40 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Negativní	7,3 %
	(159) Grifols	>>> 18	Negativní	22 %
	(172) Immucor	>>> 14	Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	2,4 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	3,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,2 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(716) Antigen c

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>> 33	Negativní	40 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Negativní	7,3 %
	(159) Grifols	>>> 18	Negativní	22 %

Cyklus EHK: IH4/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(172) Immucor	>>> 14	Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	2,4 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	3,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,2 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>> 33	Pozitivní	40 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Pozitivní	7,3 %
	(159) Grifols	>>> 18	Pozitivní	22 %
	(172) Immucor	>>> 14	Pozitivní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	2,4 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	3,7 %
(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,2 %	
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(717) Antigen Cw

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(14) Bio-Rad	>>> 22	Negativní	34 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(159) Grifols	>>> 18	Negativní	28 %
	(172) Immucor	>>> 13	Negativní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	3,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 4	Negativní	6,2 %
(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	3,1 %	
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(14) Bio-Rad	>>> 22	Negativní	34 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(159) Grifols	>>> 18	Negativní	28 %
	(172) Immucor	>>> 13	Negativní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	3,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 4	Negativní	6,2 %
(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	3,1 %	
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(718) Antigen E

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>> 33	Negativní	40 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Negativní	7,3 %
	(159) Grifols	>>> 18	Negativní	22 %
	(172) Immucor	>>> 14	Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	2,4 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	3,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,2 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>> 33	Negativní	40 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Negativní	7,3 %
	(159) Grifols	>>> 18	Negativní	22 %
	(172) Immucor	>>> 14	Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	2,4 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	3,7 %
(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,2 %	
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %		

Cyklus EHK: IH4/22 - Imunohematologie

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Celková úspěšnost: 100 %

(719) Antigen e

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>>	32	Pozitivní	39 %
	(17) Biogema	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(80) DiaMed	>>>	6	Pozitivní	7,3 %
	(159) Grifols	>>>	18	Pozitivní	22 %
	(172) Immucor	>>>	14	Pozitivní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	2,4 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Pozitivní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	3,7 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>>	32	Pozitivní	39 %
	(17) Biogema	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
	(80) DiaMed	>>>	6	Pozitivní	7,3 %
	(159) Grifols	>>>	18	Pozitivní	22 %
	(172) Immucor	>>>	14	Pozitivní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	2,4 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Pozitivní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	3,7 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	1,2 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(720) Antigen K

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Negativní	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>>	30	Negativní	35 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	1,2 %
	(80) DiaMed	>>>	6	Negativní	7,1 %
	(159) Grifols	>>>	22	Negativní	26 %
	(172) Immucor	>>>	14	Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Negativní	3,5 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Negativní	4,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	2,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 85		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Negativní	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>>	30	Negativní	35 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	1,2 %
	(80) DiaMed	>>>	6	Negativní	7,1 %
	(159) Grifols	>>>	22	Negativní	26 %
	(172) Immucor	>>>	14	Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Negativní	3,5 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Negativní	4,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	2,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 85		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(721) Antigen k

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	13	Pozitivní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	5	Pozitivní	12 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	4,7 %
	(159) Grifols	>>>	4	Pozitivní	9,3 %
	(172) Immucor	>>>	5	Pozitivní	12 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Pozitivní	16 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Pozitivní	4,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4	Pozitivní	9,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 43		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	13	Pozitivní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	5	Pozitivní	12 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	4,7 %
	(159) Grifols	>>>	4	Pozitivní	9,3 %

Cyklus EHK: IH4/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(172) Immucor	>>>	5 Pozitivní	12 %
	(173) Sanguin	>>>	7 Pozitivní	16 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2 Pozitivní	4,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Pozitivní	9,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 43			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(722) Antigen M

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	2,5 %
	(14) Bio-Rad	>>>	9 Pozitivní	23 %
	(52) Dynex	>>>	2 Pozitivní	5,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	5,0 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	2,5 %
	(159) Grifols	>>>	4 Pozitivní	10 %
	(172) Immucor	>>>	15 Pozitivní	38 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Pozitivní	5,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Pozitivní	2,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	7,5 %
Celkem za vzorek: n = 40			Úspěšnost: 100 %	

E2 a S2	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	2,5 %
	(14) Bio-Rad	>>>	9 Pozitivní	23 %
	(52) Dynex	>>>	2 Pozitivní	5,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	5,0 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	2,5 %
	(159) Grifols	>>>	4 Pozitivní	10 %
	(172) Immucor	>>>	15 Pozitivní	38 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Pozitivní	5,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Pozitivní	2,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	7,5 %
Celkem za vzorek: n = 40			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(723) Antigen N

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	2,7 %
	(14) Bio-Rad	>>>	10 Pozitivní	27 %
	(52) Dynex	>>>	2 Pozitivní	5,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	2,7 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	2,7 %
	(159) Grifols	>>>	4 Pozitivní	11 %
	(172) Immucor	>>>	12 Pozitivní	32 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Pozitivní	5,4 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Pozitivní	2,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	8,1 %
Celkem za vzorek: n = 37			Úspěšnost: 100 %	

E2 a S2	(6) APR	>>>	1 Negativní	2,7 %
	(14) Bio-Rad	>>>	10 Negativní	27 %
	(52) Dynex	>>>	2 Negativní	5,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Negativní	2,7 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Negativní	2,7 %
	(159) Grifols	>>>	4 Negativní	11 %
	(172) Immucor	>>>	12 Negativní	32 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Negativní	5,4 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Negativní	2,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Negativní	8,1 %
Celkem za vzorek: n = 37			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(724) Antigen S

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	2,5 %
	(14) Bio-Rad	>>>	11 Pozitivní	28 %
	(50) Merck	>>>	1 Pozitivní	2,5 %
	(52) Dynex	>>>	2 Pozitivní	5,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	5,0 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	2,5 %
	(159) Grifols	>>>	5 Pozitivní	13 %
	(172) Immucor	>>>	8 Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Pozitivní	10 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2 Pozitivní	5,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	7,5 %

Cyklus EHK: IH4/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	28 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(159) Grifols	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	10 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	7,5 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(725) Antigen s

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	28 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	7,5 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(159) Grifols	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	7,5 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	28 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	7,5 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,5 %
	(159) Grifols	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	5,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	7,5 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(726) Antigen P1

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 7	Pozitivní	24 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(159) Grifols	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(172) Immucor	>>> 1	Negativní	3,4 %
		>>> 8	Pozitivní	28 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	17 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 7	Pozitivní	24 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(159) Grifols	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(172) Immucor	>>> 9	Pozitivní	31 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	17 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 97 %

(727) Antigen Fya

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 14	Negativní	34 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	7,3 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(159) Grifols	>>> 5	Negativní	12 %
	(172) Immucor	>>> 10	Negativní	24 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní	12 %

Cyklus EHK: IH4/22 - Imunohematologie

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
E1 a S1	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	4,9 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	14	Negativní	34 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Negativní	7,3 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	2,4 %
	(159) Grifols	>>>	5	Negativní	12 %
	(172) Immucor	>>>	10	Negativní	24 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Negativní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	4,9 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(728) Antigen Fyb

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	14	Pozitivní	34 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Pozitivní	7,3 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(159) Grifols	>>>	5	Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>>	9	Pozitivní	22 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	7,3 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	14	Pozitivní	34 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Pozitivní	7,3 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(159) Grifols	>>>	5	Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>>	9	Pozitivní	22 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	7,3 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(729) Antigen Jka

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Negativní	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>>>	12	Negativní	29 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	2,4 %
	(52) Dynex	>>>	2	Negativní	4,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,4 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	2,4 %
	(159) Grifols	>>>	6	Negativní	15 %
	(172) Immucor	>>>	9	Negativní	22 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Negativní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Negativní	7,3 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>>>	12	Pozitivní	29 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní	4,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(159) Grifols	>>>	6	Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>>	9	Pozitivní	22 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	7,3 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(730) Antigen Jkb

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>>>	11	Pozitivní	27 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní	4,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(159) Grifols	>>>	6	Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>>	9	Pozitivní	22 %
	(173) Sanguin	>>>	6	Pozitivní	15 %

Cyklus EHK: IH4/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	7,3 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	27 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	4,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(159) Grifols	>>> 6	Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>> 9	Pozitivní	22 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Pozitivní	15 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	7,3 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(731) Antigen Lua

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 11	Negativní	44 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	8,0 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	8,0 %
	(159) Grifols	>>> 4	Negativní	16 %
	(172) Immucor	>>> 4	Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 11	Negativní	44 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	8,0 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	8,0 %
	(159) Grifols	>>> 4	Negativní	16 %
	(172) Immucor	>>> 4	Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(732) Antigen Lub

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 9	Pozitivní	36 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	12 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>> 3	Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Pozitivní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	8,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 9	Pozitivní	36 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	12 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>> 3	Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Pozitivní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	8,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(733) Antigen Lea

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 10	Negativní	29 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	5,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(159) Grifols	>>> 2	Negativní	5,9 %
		>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(172) Immucor	>>> 9	Negativní	26 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	5,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	5,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	5,9 %
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	2,9 %

Cyklus EHK: IH4/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 10	Negativní	29 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	5,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(159) Grifols	>>> 3	Negativní	8,8 %
	(172) Immucor	>>> 9	Negativní	26 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	5,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	5,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	5,9 %
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(734) Antigen Leb

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 10	Negativní	29 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	5,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(159) Grifols	>>> 3	Negativní	8,8 %
	(172) Immucor	>>> 9	Negativní	26 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	5,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	5,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	5,9 %
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 10	Pozitivní	29 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	5,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(159) Grifols	>>> 3	Pozitivní	8,8 %
	(172) Immucor	>>> 9	Pozitivní	26 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	5,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	5,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,9 %
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(737) Přímý Coombsův test

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Negativní	0,74 %
	(14) Bio-Rad	>>> 61	Negativní	45 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Negativní	1,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>> 25	Negativní	19 %
	(159) Grifols	>>> 42	Negativní	31 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	0,74 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	0,74 %
Celkem za vzorek: n = 135		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Negativní	0,74 %
	(14) Bio-Rad	>>> 61	Negativní	45 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Negativní	1,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	1,5 %
	(80) DiaMed	>>> 25	Negativní	19 %
	(159) Grifols	>>> 42	Negativní	31 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	0,74 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	0,74 %
Celkem za vzorek: n = 135		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(741) Screening profiláték (NAT, dárce)

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(6) APR	>>> 4	Pozitivní	4,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 33	Pozitivní	38 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(80) DiaMed	>>> 12	Pozitivní	14 %
	(159) Grifols	>>> 21	Pozitivní	24 %
	(172) Immucor	>>> 14	Pozitivní	16 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 87		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(6) APR	>>> 4	Pozitivní	4,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Neuvedeno	1,1 %
		>>> 32	Pozitivní	37 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(80) DiaMed	>>> 12	Pozitivní	14 %
	(159) Grifols	>>> 21	Pozitivní	24 %
	(172) Immucor	>>> 14	Pozitivní	16 %
Celkem za vzorek: n = 87		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(743) Screening profilátek (NAT, příjemce)

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	0,69 %
	(6) APR	>>> 2	Pozitivní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 64	Pozitivní	44 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,4 %
	(80) DiaMed	>>> 25	Pozitivní	17 %
	(159) Grifols	>>> 44	Pozitivní	31 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	4,2 %
Celkem za vzorek: n = 144		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	0,69 %
	(6) APR	>>> 2	Pozitivní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 64	Pozitivní	44 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,4 %
	(80) DiaMed	>>> 25	Pozitivní	17 %
	(159) Grifols	>>> 44	Pozitivní	31 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	4,2 %
Celkem za vzorek: n = 144		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(745) Screening profilátek (NAT, těhotná)

E1 a S1	(6) APR	>>> 2	Pozitivní	1,7 %
	(14) Bio-Rad	>>> 50	Pozitivní	43 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,87 %
	(80) DiaMed	>>> 18	Pozitivní	16 %
	(159) Grifols	>>> 36	Pozitivní	31 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	5,2 %
Celkem za vzorek: n = 115		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 2	Pozitivní	1,7 %
	(14) Bio-Rad	>>> 50	Pozitivní	43 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,87 %
	(80) DiaMed	>>> 18	Pozitivní	16 %
	(159) Grifols	>>> 36	Pozitivní	31 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	5,2 %
Celkem za vzorek: n = 115		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(747) Screening profilátek (enzymový test)

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	0,92 %
	(14) Bio-Rad	>>> 50	Pozitivní	46 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,8 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	0,92 %
		>>> 18	Pozitivní	17 %
	(159) Grifols	>>> 1	Neuvedeno	0,92 %
		>>> 35	Pozitivní	32 %
	(172) Immucor	>>> 1	Pozitivní	0,92 %
Celkem za vzorek: n = 109		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	0,92 %
	(14) Bio-Rad	>>> 50	Pozitivní	46 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,8 %
	(80) DiaMed	>>> 19	Pozitivní	17 %
	(159) Grifols	>>> 36	Pozitivní	33 %
	(172) Immucor	>>> 1	Pozitivní	0,92 %
Celkem za vzorek: n = 109		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(750) Identifikace profilátek

E1 a S1	(0) neuvedeno	>	44 anti-E; anti-Fya	88 %
---------	---------------	---	---------------------	------

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(0) neuvedeno	1	anti-E; anti-Fya; anti-Cw	2,0 %
		>>> 5	anti-E; anti-Fya; anti-Wra	10 %
	Celkem za vzorek: n = 50	Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>> 49	anti-D	98 %
		1	anti-D; anti-Cw	2,0 %
	Celkem za vzorek: n = 50	Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

E1 a S1	(0) neuvedeno	± 3	titr 4	9,7 %
		± 8	titr 8	26 %
		± 4	titr 16	13 %
		± 12	titr 32	39 %
		± 3	titr 64	9,7 %
		± 1	titr 128	3,2 %
	Celkem za vzorek: n = 31	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka

E1 a S1	(0) neuvedeno	± 10	titr 8	29 %
		± 16	titr 16	47 %
		± 6	titr 32	18 %
		± 2	titr 64	5,9 %
	Celkem za vzorek: n = 34	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(754) Titrace prot., Vzorek 1: 3. protilátka

E1 a S1	(0) neuvedeno	± 3	titr 16	75 %
		± 1	titr 32	25 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	(0) neuvedeno	± 2	titr 256	5,9 %
		± 3	titr 32	8,8 %
		± 16	titr 64	47 %
		± 13	titr 128	38 %
	Celkem za vzorek: n = 34	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada 3**(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	>>> 130	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
	Celkem za vzorek: n = 130	Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 130	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
	Celkem za vzorek: n = 130	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	(0) neuvedeno	>>> 130	Pozitivní zkouška	100 %
	Celkem za vzorek: n = 130	Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) neuvedeno	>>> 130	Negativní zkouška	100 %
	Celkem za vzorek: n = 130	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	(0) neuvedeno	± 129	Nelze podat, riziko hemolýzy	99 %
		± 1	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	0,77 %
	Celkem za vzorek: n = 130	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) neuvedeno	± 4	Nelze podat, riziko hemolýzy	3,1 %
		± 73	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	56 %
		± 32	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	25 %
		± 21	Lze podat	16 %
	Celkem za vzorek: n = 130	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	(0) neuvedeno	>>> 130	Negativní zkouška	100 %
	Celkem za vzorek: n = 130	Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) neuvedeno	>>> 130	Pozitivní zkouška	100 %
	Celkem za vzorek: n = 130	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

S1	(0) neuvedeno	± 2	Nelze podat, riziko hemolýzy	1,5 %
		± 75	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	58 %

Cyklus EHK: IH4/22 - Imunohematologie

Stop termín: 18.11.2022

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
S1			laboratoř neprovádí	
		± 33	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	25 %
		± 20	Lze podat	15 %
	Celkem za vzorek: n = 130		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
S2	(0) neuvedeno	± 128	Nelze podat, riziko hemolýzy	98 %
		± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1.5 %
	Celkem za vzorek: n = 130		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 26.11.2022