

Cyklus EHK: PAT1/22 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 03.06.2022

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(1001) PAT (přímý Coombsův test)				
1	(14) Bio-Rad	> 3	Pozitivní (1+)	3,5 %
		> 31	Pozitivní (2+)	36 %
		>>> 11	Pozitivní (3+)	13 %
	(17) Biogema	> 1	Pozitivní (2+)	1,2 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 3	Pozitivní (3+)	3,5 %
	(80) DiaMed	> 7	Pozitivní (2+)	8,2 %
		>>> 2	Pozitivní (3+)	2,4 %
		> 1	Pozitivní (4+)	1,2 %
	(159) Grifols	> 1	Pozitivní (2+)	1,2 %
		>>> 17	Pozitivní (3+)	20 %
		> 7	Pozitivní (4+)	8,2 %
	(173) Sanguin	> 1	Pozitivní (1+)	1,2 %
Celkem za vzorek: n = 85		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	> 8	Pozitivní (1+)	9,4 %
		>>> 34	Pozitivní (2+)	40 %
		> 3	Pozitivní (3+)	3,5 %
	(17) Biogema	> 1	Pozitivní (3+)	1,2 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	> 3	Pozitivní (3+)	3,5 %
	(80) DiaMed	> 3	Pozitivní (1+)	3,5 %
		>>> 6	Pozitivní (2+)	7,1 %
		> 1	Pozitivní (4+)	1,2 %
	(159) Grifols	>>> 2	Pozitivní (2+)	2,4 %
		> 17	Pozitivní (3+)	20 %
		> 6	Pozitivní (4+)	7,1 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Pozitivní (2+)	1,2 %
Celkem za vzorek: n = 85		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1002) Typ senzibilizace anti-IgG

1	(0) nevedeno	> 1	Pozitivní (3+)	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>>> 23	Pozitivní (2+)	56 %
		> 1	Pozitivní (3+)	2,4 %
	(80) DiaMed	> 4	Pozitivní (1+)	9,8 %
		>>> 5	Pozitivní (2+)	12 %
		> 1	Pozitivní (4+)	2,4 %
	(159) Grifols	>>> 2	Pozitivní (2+)	4,9 %
		> 4	Pozitivní (3+)	9,8 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
2	(0) nevedeno	> 1	Pozitivní (3+)	2,4 %
	(14) Bio-Rad	> 2	Pozitivní (1+)	4,9 %
		>>> 19	Pozitivní (2+)	46 %
		> 3	Pozitivní (3+)	7,3 %
	(80) DiaMed	1	Negativní	2,4 %
		> 1	Pozitivní (1+)	2,4 %
		>>> 7	Pozitivní (2+)	17 %
		> 1	Pozitivní (4+)	2,4 %
	(159) Grifols	> 3	Pozitivní (3+)	7,3 %
		> 3	Pozitivní (4+)	7,3 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(1003) Typ senzibilizace anti-IgA

1	(14) Bio-Rad	>>> 23	Negativní	72 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	28 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 23	Negativní	72 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	28 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1004) Typ senzibilizace anti-IgM

1	(14) Bio-Rad	>>> 23	Negativní	72 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	28 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 23	Negativní	72 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	28 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %		

Cyklus EHK: PAT1/22 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 03.06.2022

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celková úspěšnost: 100 %				
(1005) Typ senzibilizace anti-C3c				
1	(14) Bio-Rad	>>> 21	Negativní	66 %
		>	2 Pozitivní (1+)	6,3 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	28 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 23	Negativní	72 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	28 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1006) Typ senzibilizace anti-C3d				
1	(0) neuvedeno	>	1 Pozitivní (2+)	2,6 %
	(14) Bio-Rad		2 Negativní	5,1 %
		>>> 22	Pozitivní (1+)	56 %
	(80) DiaMed		2 Negativní	5,1 %
		>>> 7	Pozitivní (1+)	18 %
		>	1 Pozitivní (2+)	2,6 %
	(159) Grifols	>>> 2	Pozitivní (1+)	5,1 %
		>	2 Pozitivní (2+)	5,1 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 90 %		
2	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	2,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 24	Negativní	62 %
	(80) DiaMed	>>> 10	Negativní	26 %
	(159) Grifols	>>> 4	Negativní	10 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 90 %				
(1008) Sl. aglut: Kvantifikace IgG-PAT				
1	(14) Bio-Rad		2 Negativní	8,7 %
		>>> 14	1:10	61 %
	(80) DiaMed		1 Negativní	4,3 %
		>>> 6	1:10	26 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 87 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 12	Negativní	52 %
		4	1:10	17 %
	(80) DiaMed	>>> 7	Negativní	30 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 83 %		
Celková úspěšnost: 70 %				
(1009) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:1				
1	(14) Bio-Rad	>>> 16	Negativní	70 %
	(80) DiaMed	>>> 7	Negativní	30 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 15	Negativní	65 %
		1	Pozitivní (1+)	4,3 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Negativní	26 %
		1	Pozitivní (1+)	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 91 %		
Celková úspěšnost: 91 %				
(1010) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:100				
1	(14) Bio-Rad	>>> 16	Negativní	70 %
	(80) DiaMed	>>> 7	Negativní	30 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 16	Negativní	70 %
	(80) DiaMed	>>> 7	Negativní	30 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1011) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:1				
1	(14) Bio-Rad	>>> 16	Negativní	70 %
	(80) DiaMed	>>> 7	Negativní	30 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 16	Negativní	70 %
	(80) DiaMed	>>> 7	Negativní	30 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1012) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:100				
1	(14) Bio-Rad	>>> 16	Negativní	70 %
	(80) DiaMed	>>> 7	Negativní	30 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		

Cyklus EHK: PAT1/22 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 03.06.2022

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}	
2	(14) Bio-Rad	>>>	16	Negativní	70 %
	(80) DiaMed	>>>	7	Negativní	30 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(1019) AB0 skupina

1	(14) Bio-Rad	>>>	18	Krevní skupina: 0	32 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Krevní skupina: 0	3,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Krevní skupina: 0	1,8 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Krevní skupina: 0	3,6 %
	(159) Grifols	>>>	17	Krevní skupina: 0	30 %
	(172) Immucor	>>>	5	Krevní skupina: 0	8,9 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Krevní skupina: 0	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Krevní skupina: 0	5,4 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Krevní skupina: 0	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %			
2	(14) Bio-Rad	>>>	18	Krevní skupina: A	32 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Krevní skupina: A	3,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Krevní skupina: A	1,8 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Krevní skupina: A	3,6 %
	(159) Grifols	>>>	17	Krevní skupina: A	30 %
	(172) Immucor	>>>	5	Krevní skupina: A	8,9 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Krevní skupina: A	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Krevní skupina: A	5,4 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Krevní skupina: A	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(1020) Rh D antigen

1	(14) Bio-Rad	>>>	23	Pozitivní (RhD+)	41 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	3,6 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	3,6 %
	(159) Grifols	>>>	17	Pozitivní (RhD+)	30 %
	(170) Biotest	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(172) Immucor	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	7,1 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	7,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	23	Pozitivní (RhD+)	41 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	3,6 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	3,6 %
	(159) Grifols	>>>	17	Pozitivní (RhD+)	30 %
	(170) Biotest	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	(172) Immucor	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	7,1 %
	(173) Sanguin	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	7,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,8 %
	Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

(1021) Antigen C

1	(14) Bio-Rad	>>>	16	Pozitivní	35 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(159) Grifols	>>>	20	Pozitivní	43 %
	(172) Immucor	>>>	3	Pozitivní	6,5 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	16	Pozitivní	35 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(159) Grifols	>>>	20	Pozitivní	43 %
	(172) Immucor	>>>	3	Pozitivní	6,5 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,2 %

Zkouška						
Vzorek	Skupina		N	Výsledek		N _{rel}
2	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní		2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %						
(1022) Antigen c						
1	(14) Bio-Rad	>>>	16	Pozitivní		35 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní		2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní		4,3 %
	(159) Grifols	>>>	20	Pozitivní		43 %
	(172) Immucor	>>>	3	Pozitivní		6,5 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní		4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní		2,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní		2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %				
2	(14) Bio-Rad	>>>	16	Pozitivní		35 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní		2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní		4,3 %
	(159) Grifols	>>>	20	Pozitivní		43 %
	(172) Immucor	>>>	3	Pozitivní		6,5 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní		4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní		2,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní		2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %						
(1023) Antigen Cw						
1	(14) Bio-Rad	>>>	6	Negativní		15 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní		2,6 %
	(159) Grifols	>>>	20	Negativní		51 %
	(170) Biotest	>>>	1	Negativní		2,6 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní		7,7 %
	(173) Sanguin	>>>	6	Negativní		15 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní		2,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní		2,6 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %				
2	(14) Bio-Rad	>>>	6	Negativní		15 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní		2,6 %
	(159) Grifols	>>>	20	Negativní		51 %
	(170) Biotest	>>>	1	Negativní		2,6 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní		7,7 %
	(173) Sanguin	>>>	6	Negativní		15 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní		2,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní		2,6 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %						
(1024) Antigen E						
1	(14) Bio-Rad	>>>	17	Negativní		36 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní		2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní		4,3 %
	(159) Grifols	>>>	20	Negativní		43 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní		6,4 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní		4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní		2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní		2,1 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %				
2	(14) Bio-Rad	>>>	17	Negativní		36 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní		2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní		4,3 %
	(159) Grifols	>>>	20	Negativní		43 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní		6,4 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní		4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní		2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní		2,1 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %						
(1025) Antigen e						
1	(14) Bio-Rad	>>>	16	Pozitivní		35 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní		2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní		4,3 %

Cyklus EHK: PAT1/22 - Prímý antiglobulinový test

Stop termín: 03.06.2022

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek		N _{rel}
1	(159) Grifols	>>>	20	Pozitivní	43 %
	(172) Immucor	>>>	3	Pozitivní	6,5 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>>	16	Pozitivní	35 %
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(159) Grifols	>>>	20	Pozitivní	43 %
	(172) Immucor	>>>	3	Pozitivní	6,5 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(1026) Antigen K

1	(14) Bio-Rad	>>>	16	Negativní	33 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní	4,2 %
	(159) Grifols	>>>	21	Negativní	44 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní	6,3 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	4,2 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %			
2	(14) Bio-Rad	>>>	16	Negativní	33 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní	4,2 %
	(159) Grifols	>>>	21	Negativní	44 %
	(172) Immucor	>>>	3	Negativní	6,3 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Negativní	4,2 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(1027) Antigen k

1	(14) Bio-Rad	>>>	5	Pozitivní	19 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	3	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>>	1	Pozitivní	3,7 %
	(172) Immucor	>>>	2	Pozitivní	7,4 %
	(173) Sanguin	>>>	13	Pozitivní	48 %
Celkem za vzorek: n = 27		Úspěšnost: 100 %			
2	(14) Bio-Rad	>>>	5	Pozitivní	19 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	3	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>>	1	Pozitivní	3,7 %
	(172) Immucor	>>>	2	Pozitivní	7,4 %
	(173) Sanguin	>>>	13	Pozitivní	48 %
Celkem za vzorek: n = 27		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(1028) Antigen M

1	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	3	Pozitivní	12 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	5	Pozitivní	20 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	24 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	4,0 %

Cyklus EHK: PAT1/22 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 03.06.2022

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}	
2	(14) Bio-Rad	>>>	3	Pozitivní	12 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	5	Pozitivní	20 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	24 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	4,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	8,0 %
----- Celkem za vzorek: n = 25 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
Celková úspěšnost: 100 %					

(1029) Antigen N

1	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	3	Pozitivní	13 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	5	Pozitivní	22 %
	(172) Immucor	>>>	4	Pozitivní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	4,3 %
(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	8,7 %	
----- Celkem za vzorek: n = 23 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
2	(6) APR	>>>	1	Negativní	4,3 %
	(14) Bio-Rad	>>>	3	Negativní	13 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	4,3 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Negativní	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	5	Negativní	22 %
	(172) Immucor	>>>	4	Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Negativní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	4,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	4,3 %
(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	8,7 %	
----- Celkem za vzorek: n = 23 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
Celková úspěšnost: 100 %					

(1030) Antigen S

1	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	3,8 %	
	(14) Bio-Rad	>>>	2	Pozitivní	7,7 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	3,8 %	
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	3,8 %	
	(159) Grifols	>>>	5	Pozitivní	19 %	
	(172) Immucor	>>>	8	Pozitivní	31 %	
	(173) Sanguin	>>>	7	Pozitivní	27 %	
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	3,8 %	
----- Celkem za vzorek: n = 26 ----- Úspěšnost: 100 % -----						
2	(6) APR	>>>	1	Negativní	3,8 %	
	(14) Bio-Rad	>>>	2	Negativní	7,7 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	3,8 %	
	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	3,8 %	
	(159) Grifols	>>>	2	Negativní	7,7 %	
				3	Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>>	8	Negativní	31 %	
	(173) Sanguin	>>>	7	Negativní	27 %	
(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Negativní	3,8 %		
----- Celkem za vzorek: n = 26 ----- Úspěšnost: 88 % -----						
Celková úspěšnost: 88 %						

(1031) Antigen s

1	(6) APR	>>>	1	Negativní	5,0 %	
	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	5,0 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	5,0 %	
	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	5,0 %	
	(159) Grifols	>>>	2	Negativní	10 %	
				3	Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>>	9	Negativní	45 %	
			1	Pozitivní	5,0 %	
(173) Sanguin	>>>	1	Negativní	5,0 %		
----- Celkem za vzorek: n = 20 ----- Úspěšnost: 80 % -----						

Cyklus EHK: PAT1/22 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 03.06.2022

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek		N _{rel}
2	(6) APR	>>>	1	Pozitivní	5,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1	Pozitivní	5,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	5,0 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	5,0 %
	(159) Grifols	>>>	5	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>>	10	Pozitivní	50 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 80 %					

(1032) Antigen P1

1	(14) Bio-Rad	>>>	3	Pozitivní	14 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Pozitivní	14 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	9,1 %
	(159) Grifols	>>>	3	Pozitivní	14 %
	(172) Immucor	>>>	5	Pozitivní	23 %
	(173) Sanguin	>>>	6	Pozitivní	27 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %			
2	(14) Bio-Rad	>>>	3	Pozitivní	14 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Pozitivní	14 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	9,1 %
	(159) Grifols	>>>	3	Pozitivní	14 %
	(172) Immucor	>>>	5	Pozitivní	23 %
	(173) Sanguin	>>>	6	Pozitivní	27 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(1033) Antigen Jka

1	(14) Bio-Rad	>>>	3	Negativní	10 %
	(52) Dynex	>>>	2	Negativní	6,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	6,9 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	3,4 %
	(159) Grifols	>>>	8	Negativní	28 %
	(172) Immucor	>>>	6	Negativní	21 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Negativní	24 %
Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 100 %			
2	(14) Bio-Rad	>>>	3	Pozitivní	10 %
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní	6,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	6,9 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	3,4 %
	(159) Grifols	>>>	8	Pozitivní	28 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	21 %
	(173) Sanguin	>>>	7	Pozitivní	24 %
Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(1034) Antigen Jkb

1	(14) Bio-Rad	>>>	2	Pozitivní	7,1 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní	3,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	7,1 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	3,6 %
	(159) Grifols	>>>	8	Pozitivní	29 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	21 %
	(173) Sanguin	>>>	8	Pozitivní	29 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %			
2	(14) Bio-Rad	>>>	2	Pozitivní	7,1 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní	3,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	7,1 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	3,6 %
	(159) Grifols	>>>	8	Pozitivní	29 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	21 %
	(173) Sanguin	>>>	8	Pozitivní	29 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(1035) Antigen Lea

1	(14) Bio-Rad	>>>	3	Negativní	15 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	10 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	5,0 %
	(159) Grifols	>>>	4	Negativní	20 %
	(172) Immucor	>>>	7	Negativní	35 %

Cyklus EHK: PAT1/22 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 03.06.2022

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
1	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	15 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 3	Negativní	15 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	10 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	5,0 %
	(159) Grifols	>>> 4	Negativní	20 %
	(172) Immucor	>>> 7	Negativní	35 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	15 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1036) Antigen Leb

1	(14) Bio-Rad	>>> 3	Pozitivní	15 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	5,0 %
	(159) Grifols	>>> 4	Pozitivní	20 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	35 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Pozitivní	15 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 100 %		
2	(14) Bio-Rad	>>> 3	Pozitivní	15 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	5,0 %
	(159) Grifols	>>> 4	Pozitivní	20 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	35 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Pozitivní	15 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 09.06.2022