

Cyklus EHK: DGP3/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - S (měřicí systém)

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

| Zkouška Vzorek Skupina | Četnosti výsledků | | | Výsledek | Úspěšnost | | |
|--|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| (268) Bilirubin | | 315 | | | 315 | 313 | 99 |
| Vzorek A | | 315 | | | 315 | 314 | 100 |
| (0) neuvedeno | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,5 | Negativní | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 12 | 3,8 | Negativní | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 35 | 11 | Negativní | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 10 | 3,2 | Negativní | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 11 | 3,5 | Negativní | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 13 | 4,1 | Negativní | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 19 | 6 | Negativní | | | |
| (218) YD Diagnostics URISCAN Pro+ | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 18 | 5,7 | Negativní | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 26 | 8,3 | Negativní | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 10 | 3,2 | Negativní | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 9 | 2,9 | Negativní | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 29 | 9,2 | Negativní | | | |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 56 | 18 | Negativní | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 27 | 8,6 | Negativní | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 20 | 6,3 | Negativní | | | |
| | | 1 | 0,3 | 1+, 2+ | | | |
| Vzorek B | | 315 | | | 315 | 313 | 99 |
| (0) neuvedeno | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,5 | Negativní | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 12 | 3,8 | Negativní | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 35 | 11 | Negativní | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 10 | 3,2 | Negativní | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 11 | 3,5 | Negativní | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 13 | 4,1 | Negativní | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 19 | 6 | Negativní | | | |
| (218) YD Diagnostics URISCAN Pro+ | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 18 | 5,7 | Negativní | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 26 | 8,3 | Negativní | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 10 | 3,2 | Negativní | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 9 | 2,9 | Negativní | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 29 | 9,2 | Negativní | | | |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 56 | 18 | Negativní | | | |
| (998) Manuálně | | 1 | 0,3 | Neuvedeno | | | |
| | CVP >>> | 26 | 8,3 | Negativní | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 20 | 6,3 | Negativní | | | |
| | | 1 | 0,3 | 1+, 2+ | | | |
| (264) Celková bílkovina | | 316 | | | 316 | 312 | 99 |
| Vzorek A | | 316 | | | 316 | 312 | 99 |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,5 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 13 | 4,1 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 34 | 11 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 10 | 3,2 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 11 | 3,5 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 13 | 4,1 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 19 | 6 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (218) YD Diagnostics URISCAN Pro+ | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 18 | 5,7 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 26 | 8,2 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 9 | 2,8 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 9 | 2,8 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 29 | 9,2 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |

Cyklus EHK: DGP3/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - S (měřicí systém)

| Zkouška Vzorek Skupina | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | Úspěšnost | | |
|--|---------|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 57 | 18 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 27 | 8,5 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| | | 1 | 0,3 | 0,3 - 0,5 g/L | | | |
| | | 1 | 0,3 | 0,51 - 2,5 g/L | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 19 | 6 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| | | 1 | 0,3 | 0,51 - 2,5 g/L | | | |
| | | 1 | 0,3 | > 2,5 g/L | | | |
| Vzorek B | | 316 | | | 316 | 313 | 99 |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,5 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 13 | 4,1 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 34 | 11 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 10 | 3,2 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 11 | 3,5 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 13 | 4,1 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 19 | 6 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (218) YD Diagnostics URISCAN Pro+ | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 18 | 5,7 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 26 | 8,2 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 9 | 2,8 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 9 | 2,8 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 29 | 9,2 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 57 | 18 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 27 | 8,5 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| | | 2 | 0,6 | 0,3 - 0,5 g/L | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 20 | 6,3 | Negativní, < 0,3 g/L | | | |
| | | 1 | 0,3 | 0,3 - 0,5 g/L | | | |
| (261) Glukóza | | 317 | | | 317 | 312 | 98 |
| Vzorek A | | 317 | | | 317 | 315 | 99 |
| (0) neuvedeno | CVP >>> | 1 | 0,3 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 3 | 0,9 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 5 | 1,6 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 8 | 2,5 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 4 | 1,3 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | | 1 | 0,3 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 21 | 6,6 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 13 | 4,1 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 1 | 0,3 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 8 | 2,5 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| | > | 1 | 0,3 | > 28 mmol/L | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 1 | 0,3 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 3 | 0,9 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 4 | 1,3 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 5 | 1,6 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| | > | 2 | 0,6 | > 28 mmol/L | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 8 | 2,5 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 4 | 1,3 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| | > | 1 | 0,3 | > 28 mmol/L | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 2 | 0,6 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 17 | 5,4 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| (218) YD Diagnostics URISCAN Pro+ | CVP >>> | 1 | 0,3 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | | > | 1 | > 28 mmol/L | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 3 | 0,9 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 12 | 3,8 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| | > | 3 | 0,9 | > 28 mmol/L | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 1 | 0,3 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 3 | 0,9 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 13 | 4,1 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 13 | 4,1 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 5 | 1,6 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 4 | 1,3 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 4 | 1,3 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 5 | 1,6 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 17 | 5,4 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 10 | 3,2 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| | > | 2 | 0,6 | > 28 mmol/L | | | |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 24 | 7,6 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |

| Zkouška Vzorek Skupina | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | Úspěšnost | | |
|--|---------|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| | CVP >>> | 30 | 9,5 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| | > | 3 | 0,9 | > 28 mmol/L | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 10 | 3,2 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 14 | 4,4 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| | > | 5 | 1,6 | > 28 mmol/L | | | |
| (999) jiný systém | | 1 | 0,3 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 6 | 1,9 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| | CVP >>> | 13 | 4,1 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| | > | 1 | 0,3 | > 28 mmol/L | | | |
| Vzorek B | | 317 | | | 317 | 314 | 99 |
| (0) neuvedeno | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,5 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 12 | 3,8 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 35 | 11 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 10 | 3,2 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 11 | 3,5 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 12 | 3,8 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| | | 1 | 0,3 | 11,1 - 28 mmol/L | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 19 | 6 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (218) YD Diagnostics URISCAN Pro+ | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 18 | 5,7 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 26 | 8,2 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 9 | 2,8 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 9 | 2,8 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 29 | 9,1 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 57 | 18 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 29 | 9,1 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 19 | 6 | Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L | | | |
| | | 2 | 0,6 | 2,81 - 11 mmol/L | | | |
| (275) hCG | | 14 | | | 14 | 14 | 100 |
| Vzorek A | | 14 | | | 14 | 14 | 100 |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 2 | 14 | Negativní | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 1 | 7,1 | Negativní | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 10 | 71 | Negativní | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 1 | 7,1 | Negativní | | | |
| Vzorek B | | 14 | | | 14 | 14 | 100 |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 2 | 14 | Negativní | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 1 | 7,1 | Negativní | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 10 | 71 | Negativní | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 1 | 7,1 | Negativní | | | |
| (263) Ketony | | 316 | | | 316 | 314 | 99 |
| Vzorek A | | 316 | | | 316 | 314 | 99 |
| (0) neuvedeno | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,5 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 12 | 3,8 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 35 | 11 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 10 | 3,2 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 11 | 3,5 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 13 | 4,1 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 19 | 6 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (218) YD Diagnostics URISCAN Pro+ | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 18 | 5,7 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 26 | 8,2 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 10 | 3,2 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 8 | 2,5 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 29 | 9,2 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 56 | 18 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 29 | 9,2 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 19 | 6 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| | | 1 | 0,3 | 1+, 2+ | | | |
| | | 1 | 0,3 | 3+, 4+ | | | |
| Vzorek B | | 316 | | | 316 | 315 | 100 |
| (0) neuvedeno | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |

Cyklus EHK: DGP3/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - S (měřicí systém)

| Zkouška Vzorek Skupina | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | Úspěšnost | | |
|--|---------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,5 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 12 | 3,8 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 35 | 11 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 10 | 3,2 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 11 | 3,5 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 13 | 4,1 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 19 | 6 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (218) YD Diagnostics URISCAN Pro+ | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 18 | 5,7 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 26 | 8,2 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 10 | 3,2 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 8 | 2,5 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 29 | 9,2 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 56 | 18 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 29 | 9,2 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 20 | 6,3 | Negativní, <= 0,5 mmol/L | | | |
| | | 1 | 0,3 | 1+, 2+ | | | |
| (272) Krev | | 317 | | | 317 | 314 | 99 |
| Vzorek A | | 317 | | | 317 | 315 | 99 |
| (0) neuvedeno | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,5 | Negativní | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 12 | 3,8 | Negativní | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 35 | 11 | Negativní | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 10 | 3,2 | Negativní | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 11 | 3,5 | Negativní | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 13 | 4,1 | Negativní | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 18 | 5,7 | Negativní | | | |
| | | 1 | 0,3 | 5 - 12 ery/ μ L | | | |
| (218) YD Diagnostics URISCAN Pro+ | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 19 | 6 | Negativní | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 25 | 7,9 | Negativní | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 9 | 2,8 | Negativní | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 9 | 2,8 | Negativní | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 29 | 9,1 | Negativní | | | |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 57 | 18 | Negativní | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 29 | 9,1 | Negativní | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 20 | 6,3 | Negativní | | | |
| | | 1 | 0,3 | > 50 ery/ μ L | | | |
| Vzorek B | | 317 | | | 317 | 316 | 100 |
| (0) neuvedeno | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,5 | Negativní | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 12 | 3,8 | Negativní | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 35 | 11 | Negativní | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 10 | 3,2 | Negativní | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 11 | 3,5 | Negativní | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 13 | 4,1 | Negativní | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 19 | 6 | Negativní | | | |
| (218) YD Diagnostics URISCAN Pro+ | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 19 | 6 | Negativní | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 25 | 7,9 | Negativní | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 9 | 2,8 | Negativní | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 9 | 2,8 | Negativní | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 29 | 9,1 | Negativní | | | |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 57 | 18 | Negativní | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 28 | 8,8 | Negativní | | | |
| | | 1 | 0,3 | 5 - 12 ery/ μ L | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 21 | 6,6 | Negativní | | | |
| (270) Leukocyty | | 284 | | | 284 | 281 | 99 |
| Vzorek A | | 284 | | | 284 | 281 | 99 |
| (0) neuvedeno | CVP >>> | 1 | 0,4 | Negativní | | | |

Cyklus EHK: DGP3/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - S (měřicí systém)

| Zkouška Vzorek Skupina | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | Úspěšnost | | |
|--|---------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,8 | Negativní | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 12 | 4,2 | Negativní | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 33 | 12 | Negativní | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 9 | 3,2 | Negativní | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 4 | 1,4 | Negativní | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 11 | 3,9 | Negativní | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 13 | 4,6 | Negativní | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 18 | 6,3 | Negativní | | | |
| | | 1 | 0,4 | 10 - 50 leu/μL | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,4 | Negativní | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 15 | 5,3 | Negativní | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 4 | 1,4 | Negativní | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 24 | 8,5 | Negativní | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 9 | 3,2 | Negativní | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 10 | 3,5 | Negativní | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 28 | 9,9 | Negativní | | | |
| | | 1 | 0,4 | 10 - 50 leu/μL | | | |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 57 | 20 | Negativní | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 5 | 1,8 | Negativní | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 19 | 6,7 | Negativní | | | |
| | | 1 | 0,4 | 51 - 250 leu/μL | | | |
| Vzorek B | | 284 | | | 284 | 283 | 100 |
| (0) neuvedeno | CVP >>> | 1 | 0,4 | Negativní | | | |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,8 | Negativní | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 12 | 4,2 | Negativní | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 33 | 12 | Negativní | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 9 | 3,2 | Negativní | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 4 | 1,4 | Negativní | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 11 | 3,9 | Negativní | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 13 | 4,6 | Negativní | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 18 | 6,3 | Negativní | | | |
| | | 1 | 0,4 | 10 - 50 leu/μL | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,4 | Negativní | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 15 | 5,3 | Negativní | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 4 | 1,4 | Negativní | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 24 | 8,5 | Negativní | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 9 | 3,2 | Negativní | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 10 | 3,5 | Negativní | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 29 | 10 | Negativní | | | |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 57 | 20 | Negativní | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 5 | 1,8 | Negativní | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 20 | 7 | Negativní | | | |
| (274) Nitrity | | 286 | | | 286 | 282 | 99 |
| Vzorek A | | 286 | | | 286 | 282 | 99 |
| (0) neuvedeno | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,8 | Negativní | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 11 | 3,8 | Negativní | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 35 | 12 | Negativní | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 10 | 3,5 | Negativní | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 4 | 1,4 | Negativní | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 11 | 3,8 | Negativní | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 13 | 4,5 | Negativní | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 19 | 6,6 | Negativní | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 15 | 5,2 | Negativní | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 3 | 1 | Negativní | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 26 | 9,1 | Negativní | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 9 | 3,1 | Negativní | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 9 | 3,1 | Negativní | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 27 | 9,4 | Negativní | | | |
| | | 1 | 0,3 | Pozitivní | | | |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 56 | 20 | Negativní | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 6 | 2,1 | Negativní | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 18 | 6,3 | Negativní | | | |
| | | 3 | 1 | Pozitivní | | | |
| Vzorek B | | 286 | | | 286 | 285 | 100 |
| (0) neuvedeno | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,8 | Negativní | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 11 | 3,8 | Negativní | | | |

Cyklus EHK: DGP3/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - S (měřicí systém)

| Zkouška Vzorek Skupina | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | Četnosti výsledků | | | Úspěšnost | | |
|--|---------|------------------|-------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 35 | 12 | Negativní | | | | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 10 | 3,5 | Negativní | | | | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 4 | 1,4 | Negativní | | | | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 11 | 3,8 | Negativní | | | | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 13 | 4,5 | Negativní | | | | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 19 | 6,6 | Negativní | | | | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní | | | | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 15 | 5,2 | Negativní | | | | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 3 | 1 | Negativní | | | | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 26 | 9,1 | Negativní | | | | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 9 | 3,1 | Negativní | | | | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 9 | 3,1 | Negativní | | | | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 28 | 9,8 | Negativní | | | | | | |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 56 | 20 | Negativní | | | | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 6 | 2,1 | Negativní | | | | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 20 | 7 | Negativní | | | | | | |
| | | 1 | 0,3 | Pozitivní | | | | | | |
| (273) pH | | 317 | | | | | | 317 | 310 | 98 |
| Vzorek A | | 317 | | | | | | 317 | 312 | 98 |
| (0) neuvedeno | > | 1 | 0,3 | 7,0 | | | | | | |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | > | 1 | 0,3 | 7,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 6 | 1,9 | 7,5 | | | | | | |
| | > | 1 | 0,3 | 8,0 | | | | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 6 | 1,9 | 7,5 | | | | | | |
| | > | 7 | 2,2 | 8,0 | | | | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 3 | 0,9 | 7,5 | | | | | | |
| | > | 14 | 4,4 | 8,0 | | | | | | |
| | > | 18 | 5,7 | 8,5 | | | | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | > | 10 | 3,2 | 8,0 | | | | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 3 | 0,9 | 7,5 | | | | | | |
| | > | 1 | 0,3 | 8,5 | | | | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | > | 2 | 0,6 | 7,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 7 | 2,2 | 7,5 | | | | | | |
| | > | 2 | 0,6 | 8,0 | | | | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | > | 2 | 0,6 | 7,0 | | | | | | |
| | > | 11 | 3,5 | 8,0 | | | | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 18 | 5,7 | 7,5 | | | | | | |
| (218) YD Diagnostics URISCAN Pro+ | CVP >>> | 1 | 0,3 | 7,5 | | | | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | > | 1 | 0,3 | 8,0 | | | | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | > | 1 | 0,3 | 6,5 | | | | | | |
| | > | 7 | 2,2 | 7,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 1 | 0,3 | 7,5 | | | | | | |
| | > | 8 | 2,5 | 8,0 | | | | | | |
| | | 1 | 0,3 | 9,0 | | | | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | > | 1 | 0,3 | 7,0 | | | | | | |
| | > | 3 | 0,9 | 8,0 | | | | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 4 | 1,3 | 7,5 | | | | | | |
| | > | 15 | 4,7 | 8,0 | | | | | | |
| | > | 7 | 2,2 | 8,5 | | | | | | |
| (225) Dirui H-series | > | 1 | 0,3 | 6,5 | | | | | | |
| | > | 1 | 0,3 | 7,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 7 | 2,2 | 7,5 | | | | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | > | 3 | 0,9 | 7,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 3 | 0,9 | 7,5 | | | | | | |
| | > | 3 | 0,9 | 8,0 | | | | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 21 | 6,6 | 7,5 | | | | | | |
| | > | 8 | 2,5 | 8,0 | | | | | | |
| (230) Dirui FUS-series | > | 3 | 0,9 | 7,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 42 | 13 | 7,5 | | | | | | |
| | > | 12 | 3,8 | 8,0 | | | | | | |
| (998) Manuálně | | 1 | 0,3 | 6,0 | | | | | | |
| | > | 1 | 0,3 | 6,5 | | | | | | |
| | > | 9 | 2,8 | 7,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 6 | 1,9 | 7,5 | | | | | | |
| | > | 12 | 3,8 | 8,0 | | | | | | |
| (999) jiný systém | | 2 | 0,6 | 6,0 | | | | | | |
| | > | 3 | 0,9 | 6,5 | | | | | | |
| | > | 6 | 1,9 | 7,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 4 | 1,3 | 7,5 | | | | | | |

Cyklus EHK: DGP3/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - S (měřicí systém)

| Zkouška Vzorek Skupina | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | Četnosti výsledků | | | Úspěšnost | | |
|--|---------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------|-----|----|
| | | | | | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] | | | |
| | > | 5 | 1,6 | 8,0 | | | | | | |
| | | 1 | 0,3 | 9,0 | | | | | | |
| Vzorek B | | 317 | | | | | | 317 | 315 | 99 |
| (0) neuvedeno | > | 1 | 0,3 | 6,0 | | | | | | |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,5 | 6,5 | | | | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | > | 1 | 0,3 | 6,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 12 | 3,8 | 6,5 | | | | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 20 | 6,3 | 6,5 | | | | | | |
| | > | 15 | 4,7 | 7,0 | | | | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | > | 10 | 3,2 | 7,0 | | | | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 2 | 0,6 | 6,5 | | | | | | |
| | > | 2 | 0,6 | 7,0 | | | | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | > | 1 | 0,3 | 6,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 10 | 3,2 | 6,5 | | | | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 6 | 1,9 | 6,5 | | | | | | |
| | > | 7 | 2,2 | 7,0 | | | | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 18 | 5,7 | 6,5 | | | | | | |
| (218) YD Diagnostics URISCAN Pro+ | CVP >>> | 1 | 0,3 | 6,5 | | | | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,3 | 6,5 | | | | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | > | 2 | 0,6 | 6,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 15 | 4,7 | 6,5 | | | | | | |
| | > | 1 | 0,3 | 7,0 | | | | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 2 | 0,6 | 6,5 | | | | | | |
| | > | 2 | 0,6 | 7,0 | | | | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 23 | 7,3 | 6,5 | | | | | | |
| | > | 3 | 0,9 | 7,0 | | | | | | |
| (225) Dirui H-series | > | 1 | 0,3 | 5,5 | | | | | | |
| | > | 4 | 1,3 | 6,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 3 | 0,9 | 6,5 | | | | | | |
| | > | 1 | 0,3 | 7,0 | | | | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | > | 2 | 0,6 | 6,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 5 | 1,6 | 6,5 | | | | | | |
| | > | 2 | 0,6 | 7,0 | | | | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 28 | 8,8 | 6,5 | | | | | | |
| | > | 1 | 0,3 | 7,0 | | | | | | |
| (230) Dirui FUS-series | > | 20 | 6,3 | 6,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 37 | 12 | 6,5 | | | | | | |
| (998) Manuálně | > | 2 | 0,6 | 5,0 | | | | | | |
| | > | 2 | 0,6 | 5,5 | | | | | | |
| | > | 20 | 6,3 | 6,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 4 | 1,3 | 6,5 | | | | | | |
| | > | 1 | 0,3 | 7,0 | | | | | | |
| (999) jiný systém | > | 9 | 2,8 | 6,0 | | | | | | |
| | CVP >>> | 12 | 3,8 | 6,5 | | | | | | |
| (266) Urobilinogen | | 316 | | | | | | 316 | 312 | 99 |
| Vzorek A | | 316 | | | | | | 316 | 313 | 99 |
| (0) neuvedeno | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,5 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 12 | 3,8 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 35 | 11 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 10 | 3,2 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 11 | 3,5 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 13 | 4,1 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 19 | 6 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (218) YD Diagnostics URISCAN Pro+ | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 18 | 5,7 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 26 | 8,2 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 9 | 2,8 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 9 | 2,8 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 29 | 9,2 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 57 | 18 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 28 | 8,9 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 18 | 5,7 | Negativní, < 17 µmol/L | | | | | | |
| | | 2 | 0,6 | 1+, 2+ | | | | | | |
| | | 1 | 0,3 | 3+, 4+ | | | | | | |

Cyklus EHK: DGP3/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 1.12.2023

Nastavení: skupiny - S (měřicí systém)

| Zkouška Vzorek Skupina | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Četnosti výsledků Výsledek | Úspěšnost | | |
|--|---------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| Vzorek B | | 316 | | | 316 | 313 | 99 |
| (0) neuvedeno | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (201) Arkray Aution JET / Eleven | CVP >>> | 8 | 2,5 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000 | CVP >>> | 12 | 3,8 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (204) Siemens Clinitek Novus | CVP >>> | 35 | 11 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (205) Roche cobas u 601 (cobas 6500) | CVP >>> | 10 | 3,2 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (208) Siemens Clinitek Status | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (209) 77 Elektronika LabUreader | CVP >>> | 11 | 3,5 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (215) Roche Urisys 1800 / cobas u411 | CVP >>> | 13 | 4,1 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (216) Sysmex UC-1000, UC-3500 | CVP >>> | 19 | 6 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (218) YD Diagnostics URISCAN Pro+ | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (220) 77 Elektronika HandUReader | CVP >>> | 1 | 0,3 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (221) Erba Lachema LAURA | CVP >>> | 18 | 5,7 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (222) Roche Urisys 1100 | CVP >>> | 4 | 1,3 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (223) Iris iChem Velocity | CVP >>> | 26 | 8,2 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (225) Dirui H-series | CVP >>> | 9 | 2,8 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (228) Siemens Clinitek Advantus | CVP >>> | 9 | 2,8 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2 | CVP >>> | 29 | 9,2 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (230) Dirui FUS-series | CVP >>> | 57 | 18 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (998) Manuálně | CVP >>> | 28 | 8,9 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| (999) jiný systém | CVP >>> | 18 | 5,7 | Negativní, < 17 µmol/L | | | |
| | | 3 | 0,9 | 1+, 2+ | | | |