

Cyklus EHK: IHC2/23 - Imunohistochemie - detekce HER-2/neu

Stop termín: 8.9.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensí

AV = vztažná hodnota
 CVE = konsenzus expertů
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

| Zkouška Vzorek Skupina | Četnosti výsledků | | | | Úspěšnost | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| (601) A1 exprese HER-2/neu | | 49 | | | 49 | 49 | 100 |
| Sklo | | 49 | | | 49 | 49 | 100 |
| (802) Dako HercepTest | CVE >>> | 8 | 16 | Silně pozitivní (3+) | | | |
| (803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein | CVE >>> | 12 | 24 | Silně pozitivní (3+) | | | |
| (804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu | CVE >>> | 27 | 55 | Silně pozitivní (3+) | | | |
| (999) jiný výrobce | CVE >>> | 2 | 4,1 | Silně pozitivní (3+) | | | |
| (602) A2 exprese HER-2/neu | | 49 | | | 49 | 48 | 98 |
| Sklo | | 49 | | | 49 | 48 | 98 |
| (802) Dako HercepTest | CVE >>> | 6 | 12 | Negativní (0) | | | |
| | > | 1 | 2 | Negativní (1+) | | | |
| | | 1 | 2 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein | CVE >>> | 9 | 18 | Negativní (0) | | | |
| | > | 3 | 6,1 | Negativní (1+) | | | |
| (804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu | CVE >>> | 27 | 55 | Negativní (0) | | | |
| (999) jiný výrobce | CVE >>> | 2 | 4,1 | Negativní (0) | | | |
| (603) A3 exprese HER-2/neu | | 49 | | | 49 | 40 | 82 |
| Sklo | | 49 | | | 49 | 40 | 82 |
| (802) Dako HercepTest | CVE >>> | 6 | 12 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| | > | 2 | 4,1 | Silně pozitivní (3+) | | | |
| (803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein | | 1 | 2 | Negativní (1+) | | | |
| | CVE >>> | 8 | 16 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| | > | 3 | 6,1 | Silně pozitivní (3+) | | | |
| (804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu | | 7 | 14 | Negativní (1+) | | | |
| | CVE >>> | 20 | 41 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (999) jiný výrobce | | 1 | 2 | Negativní (1+) | | | |
| | CVE >>> | 1 | 2 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (606) B1 exprese HER-2/neu | | 49 | | | 0 | | |
| Sklo | | 49 | | | 0 | | |
| (802) Dako HercepTest | ± | 1 | 2 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 7 | 14 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein | ± | 3 | 6,1 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 9 | 18 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu | ± | 18 | 37 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 9 | 18 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (999) jiný výrobce | ± | 2 | 4,1 | Negativní (1+) | | | |
| (607) B2 exprese HER-2/neu | | 49 | | | 49 | 49 | 100 |
| Sklo | | 49 | | | 49 | 49 | 100 |
| (802) Dako HercepTest | CVE >>> | 5 | 10 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| | > | 3 | 6,1 | Silně pozitivní (3+) | | | |
| (803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein | CVE >>> | 5 | 10 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| | > | 7 | 14 | Silně pozitivní (3+) | | | |
| (804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu | CVE >>> | 21 | 43 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| | > | 6 | 12 | Silně pozitivní (3+) | | | |
| (999) jiný výrobce | CVE >>> | 2 | 4,1 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (608) B3 exprese HER-2/neu | | 49 | | | 0 | | |
| Sklo | | 49 | | | 0 | | |
| (802) Dako HercepTest | ± | 3 | 6,1 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 5 | 10 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein | ± | 4 | 8,2 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 8 | 16 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu | ± | 11 | 22 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 16 | 33 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (999) jiný výrobce | ± | 2 | 4,1 | Negativní (1+) | | | |
| (611) C1 exprese HER-2/neu | | 49 | | | 0 | | |
| Sklo | | 49 | | | 0 | | |
| (802) Dako HercepTest | ± | 7 | 14 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 1 | 2 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein | ± | 7 | 14 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 4 | 8,2 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| | ± | 1 | 2 | Silně pozitivní (3+) | | | |
| (804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu | ± | 13 | 27 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 14 | 29 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (999) jiný výrobce | ± | 1 | 2 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 1 | 2 | Slabě pozitivní (2+) | | | |

Cyklus EHK: IHC2/23 - Imunohistochemie - detekce HER-2/neu

Stop termín: 8.9.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

| Zkouška Vzorek Skupina | Četnosti výsledků | | | | Úspěšnost | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| (612) C2 exprese HER-2/neu | | 49 | | | 49 | 44 | 90 |
| Sklo | | 49 | | | 49 | 44 | 90 |
| (802) Dako HercepTest | CVE >>> | 2 | 4,1 | Negativní (0) | | | |
| | CVE >>> | 3 | 6,1 | Negativní (1+) | | | |
| | | 3 | 6,1 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein | CVE >>> | 3 | 6,1 | Negativní (0) | | | |
| | CVE >>> | 7 | 14 | Negativní (1+) | | | |
| | | 2 | 4,1 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu | CVE >>> | 18 | 37 | Negativní (0) | | | |
| | CVE >>> | 9 | 18 | Negativní (1+) | | | |
| (999) jiný výrobce | CVE >>> | 1 | 2 | Negativní (0) | | | |
| | CVE >>> | 1 | 2 | Negativní (1+) | | | |
| (613) C3 exprese HER-2/neu | | 49 | | | 49 | 49 | 100 |
| Sklo | | 49 | | | 49 | 49 | 100 |
| (802) Dako HercepTest | CVE >>> | 8 | 16 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein | CVE >>> | 11 | 22 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| | > | 1 | 2 | Silně pozitivní (3+) | | | |
| (804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu | CVE >>> | 24 | 49 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| | > | 3 | 6,1 | Silně pozitivní (3+) | | | |
| (999) jiný výrobce | CVE >>> | 2 | 4,1 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (616) D1 exprese HER-2/neu | | 48 | | | 48 | 46 | 96 |
| Sklo | | 48 | | | 48 | 46 | 96 |
| (802) Dako HercepTest | CVE >>> | 7 | 15 | Negativní (0) | | | |
| | CVE >>> | 1 | 2,1 | Negativní (1+) | | | |
| (803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein | CVE >>> | 6 | 13 | Negativní (0) | | | |
| | CVE >>> | 4 | 8,3 | Negativní (1+) | | | |
| | | 1 | 2,1 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu | CVE >>> | 10 | 21 | Negativní (0) | | | |
| | CVE >>> | 16 | 33 | Negativní (1+) | | | |
| | | 1 | 2,1 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (999) jiný výrobce | CVE >>> | 2 | 4,2 | Negativní (0) | | | |
| (617) D2 exprese HER-2/neu | | 49 | | | 0 | | |
| Sklo | | 49 | | | 0 | | |
| (802) Dako HercepTest | ± | 4 | 8,2 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 4 | 8,2 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein | ± | 2 | 4,1 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 9 | 18 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| | ± | 1 | 2 | Silně pozitivní (3+) | | | |
| (804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu | ± | 10 | 20 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 17 | 35 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (999) jiný výrobce | ± | 1 | 2 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 1 | 2 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (618) D3 exprese HER-2/neu | | 49 | | | 0 | | |
| Sklo | | 49 | | | 0 | | |
| (802) Dako HercepTest | ± | 1 | 2 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 7 | 14 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein | ± | 3 | 6,1 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 8 | 16 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| | ± | 1 | 2 | Silně pozitivní (3+) | | | |
| (804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu | ± | 5 | 10 | Negativní (1+) | | | |
| | ± | 22 | 45 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (999) jiný výrobce | ± | 2 | 4,1 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (621) E1 exprese HER-2/neu | | 49 | | | 49 | 48 | 98 |
| Sklo | | 49 | | | 49 | 48 | 98 |
| (802) Dako HercepTest | CVE >>> | 2 | 4,1 | Negativní (0) | | | |
| | CVE >>> | 5 | 10 | Negativní (1+) | | | |
| | | 1 | 2 | Slabě pozitivní (2+) | | | |
| (803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein | CVE >>> | 3 | 6,1 | Negativní (0) | | | |
| | CVE >>> | 9 | 18 | Negativní (1+) | | | |
| (804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu | CVE >>> | 18 | 37 | Negativní (0) | | | |
| | CVE >>> | 9 | 18 | Negativní (1+) | | | |
| (999) jiný výrobce | CVE >>> | 2 | 4,1 | Negativní (0) | | | |
| (622) E2 exprese HER-2/neu | | 49 | | | 49 | 49 | 100 |
| Sklo | | 49 | | | 49 | 49 | 100 |
| (802) Dako HercepTest | CVE >>> | 7 | 14 | Negativní (0) | | | |
| | CVE >>> | 1 | 2 | Negativní (1+) | | | |
| (803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein | CVE >>> | 8 | 16 | Negativní (0) | | | |
| | CVE >>> | 4 | 8,2 | Negativní (1+) | | | |
| (804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu | CVE >>> | 14 | 29 | Negativní (0) | | | |

Cyklus EHK: IHC2/23 - Imunohistochemie - detekce HER-2/neu

Stop termín: 8.9.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů

| Zkouška Vzorek Skupina | Četnosti výsledků | | | | Úspěšnost | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| | CVE >>> | 13 | 27 | Negativní (1+) | | | |
| (999) jiný výrobce | CVE >>> | 2 | 4,1 | Negativní (0) | | | |
| (623) E3 exprese HER-2/neu | | 48 | | | 48 | 48 | 100 |
| Sklo | | 48 | | | 48 | 48 | 100 |
| (802) Dako HercepTest | CVE >>> | 8 | 17 | Negativní (0) | | | |
| (803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein | CVE >>> | 11 | 23 | Negativní (0) | | | |
| (804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu | CVE >>> | 27 | 56 | Negativní (0) | | | |
| (999) jiný výrobce | CVE >>> | 2 | 4,2 | Negativní (0) | | | |