

## Cyklus EHK: PAT2/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

AV = vztažná hodnota	N <sub>tot</sub> = celkový počet výsledků	N <sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků
RV = referenční hodnota	N <sub>rel</sub> = relativní počet výsledků	N <sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S <sub>rel</sub> = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(1001) Přímý antiglobulinový test</b>		91			91	91	100
<b>Vzorek 1</b>		91			91	91	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	>	1	1,1	Pozitivní (1+)			
	>	20	22	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	5	5,5	Pozitivní (3+)			
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	>	5	5,5	Pozitivní (1+)			
	>	38	42	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	19	21	Pozitivní (3+)			
	>	2	2,2	Pozitivní (4+)			
(3) Zkumavkový test	>	1	1,1	Pozitivní (1+)			
<b>Vzorek 2</b>		91			91	91	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	>	14	15	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	12	13	Pozitivní (3+)			
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	>	3	3,3	Pozitivní (1+)			
	>	24	26	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	34	37	Pozitivní (3+)			
	>	3	3,3	Pozitivní (4+)			
(3) Zkumavkový test	>	1	1,1	Pozitivní (2+)			
<b>(1002) Typ senzibilizace anti-IgG</b>		43			43	43	100
<b>Vzorek 1</b>		43			43	43	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	>	1	2,3	Pozitivní (1+)			
	>	4	9,3	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	2	4,7	Pozitivní (3+)			
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	>	2	4,7	Pozitivní (1+)			
	>	23	53	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	11	26	Pozitivní (3+)			
<b>Vzorek 2</b>		43			43	43	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	>	4	9,3	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	3	7	Pozitivní (3+)			
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	>	11	26	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	24	56	Pozitivní (3+)			
	>	1	2,3	Pozitivní (4+)			
<b>(1003) Typ senzibilizace anti-IgA</b>		31			31	31	100
<b>Vzorek 1</b>		31			31	31	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	6,5	Negativní			
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	29	94	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		31			31	31	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	6,5	Negativní			
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	29	94	Negativní			
<b>(1004) Typ senzibilizace anti-IgM</b>		31			31	31	100
<b>Vzorek 1</b>		31			31	31	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	6,5	Negativní			
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	29	94	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		31			31	31	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	6,5	Negativní			
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	29	94	Negativní			
<b>(1005) Typ senzibilizace anti-C3c</b>		31			31	31	100
<b>Vzorek 1</b>		31			31	31	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	6,5	Negativní			
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	29	94	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		31			31	31	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	6,5	Negativní			
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	29	94	Negativní			
<b>(1006) Typ senzibilizace anti-C3d</b>		39			39	39	100
<b>Vzorek 1</b>		39			39	39	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	5	13	Negativní			
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	33	85	Negativní			
(3) Zkumavkový test	RV >>>	1	2,6	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		39			39	39	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	5	13	Negativní			
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	33	85	Negativní			
(3) Zkumavkový test	RV >>>	1	2,6	Negativní			

## Cyklus EHK: PAT2/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
<b>(1008) SI. aglut: Kvantifikace IgG-PAT</b>		23				23	22	96
<b>Vzorek 1</b>		23				23	22	96
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	1	4,3	1:10				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.		1	4,3	Neuvedeno				
	RV >>>	13	57	1:10				
	>	8	35	1:30				
<b>Vzorek 2</b>		23				23	23	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	1	4,3	1:30				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	>	1	4,3	1:10				
	RV >>>	20	87	1:30				
	>	1	4,3	1:100				
<b>(1009) SI. aglut: Podtřída IgG1 1:1</b>		24				24	24	100
<b>Vzorek 1</b>		24				24	24	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	8,3	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	92	Negativní				
<b>Vzorek 2</b>		24				24	24	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	8,3	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	92	Negativní				
<b>(1010) SI. aglut: Podtřída IgG1 1:100</b>		24				24	24	100
<b>Vzorek 1</b>		24				24	24	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	8,3	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	92	Negativní				
<b>Vzorek 2</b>		24				24	24	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	8,3	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	92	Negativní				
<b>(1011) SI. aglut: Podtřída IgG3 1:1</b>		24				24	24	100
<b>Vzorek 1</b>		24				24	24	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	8,3	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	92	Negativní				
<b>Vzorek 2</b>		24				24	24	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	8,3	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	92	Negativní				
<b>(1012) SI. aglut: Podtřída IgG3 1:100</b>		24				24	24	100
<b>Vzorek 1</b>		24				24	24	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	8,3	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	92	Negativní				
<b>Vzorek 2</b>		24				24	24	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	8,3	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	92	Negativní				
<b>(1019) ABO skupina</b>		60				60	60	100
<b>Vzorek 1</b>		60				60	60	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	19	32	Krevní skupina: A				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	23	38	Krevní skupina: A				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	16	27	Krevní skupina: A				
(4) Pevná fáze	RV >>>	1	1,7	Krevní skupina: A				
(99) Jiný princip měření	RV >>>	1	1,7	Krevní skupina: A				
<b>Vzorek 2</b>		60				60	60	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	19	32	Krevní skupina: 0				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	23	38	Krevní skupina: 0				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	16	27	Krevní skupina: 0				
(4) Pevná fáze	RV >>>	1	1,7	Krevní skupina: 0				
(99) Jiný princip měření	RV >>>	1	1,7	Krevní skupina: 0				
<b>(1020) RhD antigen</b>		60				60	57	95
<b>Vzorek 1</b>		60				60	57	95
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	18	30	Negativní (RhD-)				
		1	1,7	w/v (RhD weak/variant)				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	37	Negativní (RhD-)				
		1	1,7	w/v (RhD weak/variant)				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	15	25	Negativní (RhD-)				
		1	1,7	w/v (RhD weak/variant)				
(4) Pevná fáze	RV >>>	1	1,7	Negativní (RhD-)				
(99) Jiný princip měření	RV >>>	1	1,7	Negativní (RhD-)				
<b>Vzorek 2</b>		60				60	60	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	19	32	Pozitivní (RhD+)				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	23	38	Pozitivní (RhD+)				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	16	27	Pozitivní (RhD+)				
(4) Pevná fáze	RV >>>	1	1,7	Pozitivní (RhD+)				
(99) Jiný princip měření	RV >>>	1	1,7	Pozitivní (RhD+)				

## Cyklus EHK: PAT2/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
<b>(1021) Antigen C</b>		47				47	47	100
<b>Vzorek 1</b>		47				47	47	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	11	23	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	47	Negativní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	11	23	Negativní				
(4) Pevná fáze	RV >>>	2	4,3	Negativní				
(99) Jiný princip měření	RV >>>	1	2,1	Negativní				
<b>Vzorek 2</b>		47				47	47	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	11	23	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	47	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	11	23	Pozitivní				
(4) Pevná fáze	RV >>>	2	4,3	Pozitivní				
(99) Jiný princip měření	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
<b>(1022) Antigen c</b>		47				47	47	100
<b>Vzorek 1</b>		47				47	47	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	11	23	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	47	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	11	23	Pozitivní				
(4) Pevná fáze	RV >>>	2	4,3	Pozitivní				
(99) Jiný princip měření	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
<b>Vzorek 2</b>		47				47	47	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	11	23	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	47	Negativní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	11	23	Negativní				
(4) Pevná fáze	RV >>>	2	4,3	Negativní				
(99) Jiný princip měření	RV >>>	1	2,1	Negativní				
<b>(1024) Antigen E</b>		48				48	46	96
<b>Vzorek 1</b>		48				48	47	98
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	11	23	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	21	44	Negativní				
		1	2,1	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	12	25	Negativní				
(4) Pevná fáze	RV >>>	2	4,2	Negativní				
(99) Jiný princip měření	RV >>>	1	2,1	Negativní				
<b>Vzorek 2</b>		48				48	47	98
(1) Sloupcová aglutinace - automat		1	2,1	Neuvedeno				
	RV >>>	10	21	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	46	Negativní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	12	25	Negativní				
(4) Pevná fáze	RV >>>	2	4,2	Negativní				
(99) Jiný princip měření	RV >>>	1	2,1	Negativní				
<b>(1025) Antigen e</b>		47				47	46	98
<b>Vzorek 1</b>		47				47	47	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	11	23	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	47	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	11	23	Pozitivní				
(4) Pevná fáze	RV >>>	2	4,3	Pozitivní				
(99) Jiný princip měření	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
<b>Vzorek 2</b>		47				47	46	98
(1) Sloupcová aglutinace - automat		1	2,1	Negativní				
	RV >>>	10	21	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	47	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	11	23	Pozitivní				
(4) Pevná fáze	RV >>>	2	4,3	Pozitivní				
(99) Jiný princip měření	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
<b>(1023) Antigen C<sup>w</sup></b>		40				40	39	98
<b>Vzorek 1</b>		40				40	40	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	6	15	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	19	48	Negativní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	13	33	Negativní				
(4) Pevná fáze	RV >>>	2	5	Negativní				
<b>Vzorek 2</b>		40				40	39	98
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	6	15	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	18	45	Negativní				
		1	2,5	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	13	33	Negativní				
(4) Pevná fáze	RV >>>	2	5	Negativní				

## Cyklus EHK: PAT2/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
<b>(1026) Antigen K</b>		49				49	47	96
<b>Vzorek 1</b>		49				49	48	98
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	11	22	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	45	Negativní				
		1	2	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	12	24	Negativní				
(4) Pevná fáze	RV >>>	2	4,1	Negativní				
(99) Jiný princip měření	RV >>>	1	2	Negativní				
<b>Vzorek 2</b>		49				49	48	98
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	11	22	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	22	45	Negativní				
		1	2	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	12	24	Negativní				
(4) Pevná fáze	RV >>>	2	4,1	Negativní				
(99) Jiný princip měření	RV >>>	1	2	Negativní				
<b>(1027) Antigen k</b>		27				27	27	100
<b>Vzorek 1</b>		27				27	27	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	7,4	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	6	22	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	19	70	Pozitivní				
<b>Vzorek 2</b>		27				27	27	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	7,4	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	6	22	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	19	70	Pozitivní				
<b>(1039) Antigen Kp<sup>a</sup></b>		4				4	3	75
<b>Vzorek 1</b>		4				4	3	75
(1) Sloupcová aglutinace - automat		1	25	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	3	75	Negativní				
<b>Vzorek 2</b>		4				4	4	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	1	25	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	3	75	Pozitivní				
<b>(1040) Antigen Kp<sup>b</sup></b>		2				2	2	100
<b>Vzorek 1</b>		2				2	2	100
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	2	100	Pozitivní				
<b>Vzorek 2</b>		2				2	2	100
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	2	100	Pozitivní				
<b>(1033) Antigen Jk<sup>a</sup></b>		29				29	29	100
<b>Vzorek 1</b>		29				29	29	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	6,9	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	6	21	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	21	72	Pozitivní				
<b>Vzorek 2</b>		29				29	29	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	6,9	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	6	21	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	21	72	Pozitivní				
<b>(1034) Antigen Jk<sup>b</sup></b>		29				29	29	100
<b>Vzorek 1</b>		29				29	29	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	6,9	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	6	21	Negativní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	20	69	Negativní				
(4) Pevná fáze	RV >>>	1	3,4	Negativní				
<b>Vzorek 2</b>		29				29	29	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	6,9	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	6	21	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	20	69	Pozitivní				
(4) Pevná fáze	RV >>>	1	3,4	Pozitivní				
<b>(1028) Antigen M</b>		27				27	27	100
<b>Vzorek 1</b>		27				27	27	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	7,4	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	7	26	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	18	67	Pozitivní				
<b>Vzorek 2</b>		27				27	27	100
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	7,4	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	7	26	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	18	67	Pozitivní				
<b>(1029) Antigen N</b>		25				25	24	96
<b>Vzorek 1</b>		25				25	24	96
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	8	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	7	28	Negativní				

## Cyklus EHK: PAT2/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
(3) Zkumavkový test	RV >>>	15	60	Negativní				
		1	4	Pozitivní				
<b>Vzorek 2</b>		25			25	24	96	
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	8	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	7	28	Negativní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	15	60	Negativní				
		1	4	Pozitivní				
<b>(1030) Antigen S</b>		25			25	24	96	
<b>Vzorek 1</b>		25			25	24	96	
(1) Sloupcová aglutinace - automat		1	4	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	2	8	Negativní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	22	88	Negativní				
<b>Vzorek 2</b>		25			25	24	96	
(1) Sloupcová aglutinace - automat		1	4	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	2	8	Negativní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	22	88	Negativní				
<b>(1031) Antigen s</b>		19			19	19	100	
<b>Vzorek 1</b>		19			19	19	100	
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	2	11	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	16	84	Pozitivní				
<b>Vzorek 2</b>		19			19	19	100	
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	2	11	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	16	84	Pozitivní				
<b>(1035) Antigen Le<sup>a</sup></b>		20			20	19	95	
<b>Vzorek 1</b>		20			20	20	100	
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	1	5	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	5	25	Negativní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	14	70	Negativní				
<b>Vzorek 2</b>		20			20	19	95	
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	1	5	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	4	20	Negativní				
		1	5	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	14	70	Negativní				
<b>(1036) Antigen Le<sup>b</sup></b>		20			20	18	90	
<b>Vzorek 1</b>		20			20	18	90	
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	1	5	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.		1	5	Negativní				
	RV >>>	4	20	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test		1	5	Negativní				
	RV >>>	13	65	Pozitivní				
<b>Vzorek 2</b>		20			20	20	100	
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	1	5	Negativní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	5	25	Negativní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	14	70	Negativní				
<b>(1032) Antigen P1</b>		21			21	21	100	
<b>Vzorek 1</b>		21			21	21	100	
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	9,5	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	3	14	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	16	76	Pozitivní				
<b>Vzorek 2</b>		21			21	21	100	
(1) Sloupcová aglutinace - automat	RV >>>	2	9,5	Pozitivní				
(2) Sloupcová aglutinace - manuál.	RV >>>	3	14	Pozitivní				
(3) Zkumavkový test	RV >>>	16	76	Pozitivní				