

Cyklus EHK: DGP2/25 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 2.5.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce proužku)

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(268) Bilirubin		67			67	67	100
Vzorek A		67			67	67	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	6	Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	6	9	Negativní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	8	12	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	3	4,5	Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	7	10	Negativní			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	3	Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	8	12	Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	22	33	Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	3	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
Vzorek B		67			67	67	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	6	Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	6	9	Negativní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	8	12	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	3	4,5	Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	7	10	Negativní			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	3	Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	8	12	Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	22	33	Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	3	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(264) Celková bílkovina		66			66	60	91
Vzorek A		66			66	64	97
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,5	Negativní, < 0,3 g/L			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	6,1	Negativní, < 0,3 g/L			
(18) Cormay	CVP >>>	5	7,6	Negativní, < 0,3 g/L			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	8	12	Negativní, < 0,3 g/L			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	0,3 - 0,5 g/L			
(60) Roche	CVP >>>	3	4,5	Negativní, < 0,3 g/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	7	11	Negativní, < 0,3 g/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,5	Negativní, < 0,3 g/L			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	3	Negativní, < 0,3 g/L			
(177) Mindray	CVP >>>	1	1,5	Negativní, < 0,3 g/L			
(179) Siemens	CVP >>>	7	11	Negativní, < 0,3 g/L			
(202) Dirui	CVP >>>	22	33	Negativní, < 0,3 g/L			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	3	Negativní, < 0,3 g/L			
Vzorek B		66			66	61	92
(5) Dialab	>	1	1,5	0,3 - 0,5 g/L			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	6,1	0,51 - 2,5 g/L			
(18) Cormay	CVP >>>	5	7,6	0,51 - 2,5 g/L			
(46) Erba Lachema	>	1	1,5	0,3 - 0,5 g/L			
(49) BioVendor	CVP >>>	7	11	0,51 - 2,5 g/L			
(60) Roche	CVP >>>	3	4,5	0,51 - 2,5 g/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	7	11	0,51 - 2,5 g/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,5	0,51 - 2,5 g/L			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	3	0,51 - 2,5 g/L			
(177) Mindray	CVP >>>	1	1,5	0,51 - 2,5 g/L			
(179) Siemens	CVP >>>	7	11	0,51 - 2,5 g/L			
(202) Dirui	>	1	1,5	> 2,5 g/L			
(207) 77 Elektronika Kft.	>	1	1,5	0,3 - 0,5 g/L			

Cyklus EHK: DGP2/25 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 2.5.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce proužku)

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	Četnosti výsledků		Úspěšnost		
			N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
	CVP >>>	18	27	0,51 - 2,5 g/L			
		3	4,5	> 2,5 g/L			
(207) 77 Elektronika Kft.	>	2	3	0,3 - 0,5 g/L			
(261) Glukóza		68			68	60	88
Vzorek A		68			68	66	97
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,5	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	2	2,9	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
	CVP >>>	2	2,9	2,81 - 11 mmol/L			
(18) Cormay	CVP >>>	1	1,5	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
	CVP >>>	3	4,4	2,81 - 11 mmol/L			
		2	2,9	11,1 - 28 mmol/L			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	3	4,4	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
	CVP >>>	5	7,4	2,81 - 11 mmol/L			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(60) Roche	CVP >>>	1	1,5	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
	CVP >>>	3	4,4	2,81 - 11 mmol/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	6	8,8	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
	CVP >>>	1	1,5	2,81 - 11 mmol/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,5	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	2,9	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(177) Mindray	CVP >>>	1	1,5	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(179) Siemens	CVP >>>	8	12	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(202) Dirui	CVP >>>	18	26	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
	CVP >>>	4	5,9	2,81 - 11 mmol/L			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	2,9	2,81 - 11 mmol/L			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5	2,81 - 11 mmol/L			
Vzorek B		68			68	62	91
(5) Dialab		1	1,5	2,81 - 11 mmol/L			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	4,4	11,1 - 28 mmol/L			
	CVP >>>	1	1,5	> 28 mmol/L			
(18) Cormay		1	1,5	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
	CVP >>>	1	1,5	11,1 - 28 mmol/L			
	CVP >>>	4	5,9	> 28 mmol/L			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	7	10	11,1 - 28 mmol/L			
	CVP >>>	1	1,5	> 28 mmol/L			
(49) BioVendor		1	1,5	2,81 - 11 mmol/L			
(60) Roche	CVP >>>	2	2,9	11,1 - 28 mmol/L			
	CVP >>>	2	2,9	> 28 mmol/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	6	8,8	11,1 - 28 mmol/L			
	CVP >>>	1	1,5	> 28 mmol/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,5	> 28 mmol/L			
(162) Siemens (Atellica)		1	1,5	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	1	1,5	> 28 mmol/L			
(177) Mindray	CVP >>>	1	1,5	> 28 mmol/L			
(179) Siemens	CVP >>>	7	10	11,1 - 28 mmol/L			
	CVP >>>	1	1,5	> 28 mmol/L			
(202) Dirui		2	2,9	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	19	28	11,1 - 28 mmol/L			
	CVP >>>	1	1,5	> 28 mmol/L			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	2,9	11,1 - 28 mmol/L			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5	> 28 mmol/L			
(275) hCG		4			4	4	100
Vzorek A		4			4	4	100
(17) Biogema	CVP >>>	1	25	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	25	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	1	25	Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	1	25	Negativní			
Vzorek B		4			4	4	100
(17) Biogema	CVP >>>	1	25	Pozitivní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	25	Pozitivní			
(179) Siemens	CVP >>>	1	25	Pozitivní			
(202) Dirui	CVP >>>	1	25	Pozitivní			
(263) Ketony		68			68	66	97
Vzorek A		68			68	67	99
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,5	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	5,9	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(18) Cormay	CVP >>>	5	7,4	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
		1	1,5	3+, 4+			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	9	13	Negativní, <= 0,5 mmol/L			

Cyklus EHK: DGP2/25 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 2.5.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce proužku)

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(60) Roche	CVP >>>	3	4,4	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	7	10	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,5	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	2,9	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(179) Siemens	CVP >>>	8	12	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(202) Dirui	CVP >>>	23	34	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	2,9	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
Vzorek B		68			68	66	97
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,5	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	5,9	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(18) Cormay	CVP >>>	5	7,4	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
		1	1,5	1+, 2+			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	9	13	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(60) Roche	CVP >>>	3	4,4	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(63) Sysmex	CVP >>>	7	10	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,5	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	2,9	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(179) Siemens	CVP >>>	8	12	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(202) Dirui	CVP >>>	22	32	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
		1	1,5	1+, 2+			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	2,9	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(272) Krev		68			68	68	100
Vzorek A		68			68	68	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	5,9	Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	6	8,8	Negativní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	9	13	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	3	4,4	Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	7	10	Negativní			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	2,9	Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	8	12	Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	22	32	Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	2,9	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
Vzorek B		68			68	68	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	5,9	Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	6	8,8	Negativní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	9	13	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	3	4,4	Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	7	10	Negativní			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	2,9	Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	8	12	Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	22	32	Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	2,9	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(270) Leukocyty		64			64	64	100
Vzorek A		64			64	64	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	6,3	Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	6	9,4	Negativní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	6	9,4	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	2	3,1	Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	7	11	Negativní			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	3,1	Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	8	13	Negativní			

Cyklus EHK: DGP2/25 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 2.5.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce proužku)

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	Četnosti výsledků		Výsledek	Úspěšnost		
			N _{rel} [%]			N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(202) Dirui	CVP >>>	22	34		Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	3,1		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,6		Negativní			
Vzorek B		64				64	64	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,6		Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	6,3		Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	6	9,4		Negativní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	6	9,4		Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,6		Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	2	3,1		Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	7	11		Negativní			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,6		Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	3,1		Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	1	1,6		Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	8	13		Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	22	34		Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	3,1		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,6		Negativní			
(274) Nitrity		67				67	66	99
Vzorek A		67				67	66	99
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,5		Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	6		Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	5	7,5		Negativní			
		1	1,5		Pozitivní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	8	12		Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5		Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	3	4,5		Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	7	10		Negativní			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,5		Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	3		Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	1	1,5		Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	8	12		Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	22	33		Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	3		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5		Negativní			
Vzorek B		67				67	66	99
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,5		Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	6		Negativní			
(18) Cormay	CVP >>>	5	7,5		Negativní			
		1	1,5		Pozitivní			
(46) Erba Lachema	CVP >>>	8	12		Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5		Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	3	4,5		Negativní			
(63) Sysmex	CVP >>>	7	10		Negativní			
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,5		Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	3		Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	1	1,5		Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	8	12		Negativní			
(202) Dirui	CVP >>>	22	33		Negativní			
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	3		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5		Negativní			
(273) pH		68				68	67	99
Vzorek A		68				68	67	99
(5) Dialab	>	1	1,5	6,0				
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	3	4,4	6,5				
	>	1	1,5	7,0				
(18) Cormay		1	1,5	Neuvedeno				
	>	4	5,9	6,0				
	CVP >>>	1	1,5	6,5				
(46) Erba Lachema	>	1	1,5	5,5				
	>	2	2,9	6,0				
	CVP >>>	6	8,8	6,5				
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	6,5				
(60) Roche	>	3	4,4	7,0				
(63) Sysmex	>	1	1,5	6,0				
	CVP >>>	6	8,8	6,5				
(109) Axis-Shield	>	1	1,5	5,5				
(162) Siemens (Atellica)	>	2	2,9	7,0				
(177) Mindray	>	1	1,5	6,0				

Cyklus EHK: DGP2/25 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 2.5.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce proužku)

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	Četnosti výsledků		Výsledek	Úspěšnost		
			N _{rel} [%]			N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(179) Siemens	CVP >>>	2	2,9	6,5				
	>	6	8,8	7,0				
(202) Dirui	>	12	18	6,0				
	CVP >>>	10	15	6,5				
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	2,9	6,5				
(999) jiný výrobce	>	1	1,5	6,0				
Vzorek B		68				68	68	100
(5) Dialab	>	1	1,5	6,0				
(12) Beckman Coulter	>	1	1,5	6,0				
	CVP >>>	3	4,4	6,5				
(18) Cormay	>	2	2,9	6,0				
	CVP >>>	4	5,9	6,5				
(46) Erba Lachema	>	4	5,9	6,0				
	CVP >>>	4	5,9	6,5				
	>	1	1,5	7,0				
(49) BioVendor	>	1	1,5	6,0				
(60) Roche	>	3	4,4	6,0				
(63) Sysmex	>	1	1,5	6,0				
	CVP >>>	6	8,8	6,5				
(109) Axis-Shield	>	1	1,5	6,0				
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	2,9	6,5				
(177) Mindray	>	1	1,5	6,0				
(179) Siemens	CVP >>>	8	12	6,5				
(202) Dirui	>	6	8,8	6,0				
	CVP >>>	16	24	6,5				
(207) 77 Elektronika Kft.	>	2	2,9	6,0				
(999) jiný výrobce	>	1	1,5	6,0				
(266) Urobilinogen		68				68	66	97
Vzorek A		68				68	66	97
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,5	Negativní, < 17 µmol/L				
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	5,9	Negativní, < 17 µmol/L				
(18) Cormay	CVP >>>	5	7,4	Negativní, < 17 µmol/L				
		1	1,5	1+, 2+				
(46) Erba Lachema	CVP >>>	9	13	Negativní, < 17 µmol/L				
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	Negativní, < 17 µmol/L				
(60) Roche	CVP >>>	3	4,4	Negativní, < 17 µmol/L				
(63) Sysmex	CVP >>>	7	10	Negativní, < 17 µmol/L				
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,5	Negativní, < 17 µmol/L				
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	2,9	Negativní, < 17 µmol/L				
(177) Mindray	CVP >>>	1	1,5	Negativní, < 17 µmol/L				
(179) Siemens	CVP >>>	8	12	Negativní, < 17 µmol/L				
(202) Dirui	CVP >>>	22	32	Negativní, < 17 µmol/L				
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	2,9	Negativní, < 17 µmol/L				
(999) jiný výrobce		1	1,5	1+, 2+				
Vzorek B		68				68	66	97
(5) Dialab	CVP >>>	1	1,5	Negativní, < 17 µmol/L				
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	5,9	Negativní, < 17 µmol/L				
(18) Cormay	CVP >>>	5	7,4	Negativní, < 17 µmol/L				
		1	1,5	1+, 2+				
(46) Erba Lachema	CVP >>>	9	13	Negativní, < 17 µmol/L				
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	Negativní, < 17 µmol/L				
(60) Roche	CVP >>>	3	4,4	Negativní, < 17 µmol/L				
(63) Sysmex	CVP >>>	7	10	Negativní, < 17 µmol/L				
(109) Axis-Shield	CVP >>>	1	1,5	Negativní, < 17 µmol/L				
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	2	2,9	Negativní, < 17 µmol/L				
(177) Mindray	CVP >>>	1	1,5	Negativní, < 17 µmol/L				
(179) Siemens	CVP >>>	8	12	Negativní, < 17 µmol/L				
(202) Dirui	CVP >>>	22	32	Negativní, < 17 µmol/L				
(207) 77 Elektronika Kft.	CVP >>>	2	2,9	Negativní, < 17 µmol/L				
(999) jiný výrobce		1	1,5	1+, 2+				