

## Cyklus EHK: IHC1/25 - Imunohistochemie - detekce HER-2/neu

Stop termín: 21.2.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

AV = vztažná hodnota	N <sub>tot</sub> = celkový počet výsledků	N <sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků
CVE = konsenzus expertů	N <sub>rel</sub> = relativní počet výsledků	N <sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S <sub>rel</sub> = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(601) A1 exprese HER-2/neu</b>		35			35	35	100
<b>Sklo</b>		35			35	35	100
(802) Dako HercepTest	CVE >>>	4	11	Negativní (0)			
	CVE >>>	2	5,7	Negativní (1+)			
(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	CVE >>>	2	5,7	Negativní (0)			
	CVE >>>	2	5,7	Negativní (1+)			
(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	CVE >>>	23	66	Negativní (0)			
	CVE >>>	1	2,9	Negativní (1+)			
(999) jiný výrobce	CVE >>>	1	2,9	Negativní (0)			
<b>(602) A2 exprese HER-2/neu</b>		37			37	34	92
<b>Sklo</b>		37			37	34	92
(802) Dako HercepTest	CVE >>>	1	2,7	Negativní (0)			
	CVE >>>	5	14	Negativní (1+)			
		1	2,7	Slabě pozitivní (2+)			
(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	CVE >>>	1	2,7	Negativní (0)			
	CVE >>>	3	8,1	Negativní (1+)			
		1	2,7	Slabě pozitivní (2+)			
(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	CVE >>>	13	35	Negativní (0)			
	CVE >>>	10	27	Negativní (1+)			
		1	2,7	Slabě pozitivní (2+)			
(999) jiný výrobce	CVE >>>	1	2,7	Negativní (1+)			
<b>(603) A3 exprese HER-2/neu</b>		37			37	37	100
<b>Sklo</b>		37			37	37	100
(802) Dako HercepTest	CVE >>>	7	19	Silně pozitivní (3+)			
(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	CVE >>>	5	14	Silně pozitivní (3+)			
(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	CVE >>>	24	65	Silně pozitivní (3+)			
(999) jiný výrobce	CVE >>>	1	2,7	Silně pozitivní (3+)			
<b>(606) B1 exprese HER-2/neu</b>		34			34	33	97
<b>Sklo</b>		34			34	33	97
(802) Dako HercepTest	CVE >>>	1	2,9	Negativní (0)			
	CVE >>>	4	12	Negativní (1+)			
		1	2,9	Slabě pozitivní (2+)			
(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	CVE >>>	3	8,8	Negativní (0)			
	CVE >>>	2	5,9	Negativní (1+)			
(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	CVE >>>	19	56	Negativní (0)			
	CVE >>>	3	8,8	Negativní (1+)			
(999) jiný výrobce	CVE >>>	1	2,9	Negativní (0)			
<b>(607) B2 exprese HER-2/neu</b>		37			37	37	100
<b>Sklo</b>		37			37	37	100
(802) Dako HercepTest	CVE >>>	6	16	Slabě pozitivní (2+)			
	>	1	2,7	Silně pozitivní (3+)			
(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	CVE >>>	5	14	Slabě pozitivní (2+)			
(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	CVE >>>	20	54	Slabě pozitivní (2+)			
	>	4	11	Silně pozitivní (3+)			
(999) jiný výrobce	CVE >>>	1	2,7	Slabě pozitivní (2+)			
<b>(608) B3 exprese HER-2/neu</b>		37			0		
<b>Sklo</b>		37			0		
(802) Dako HercepTest	±	1	2,7	Negativní (0)			
	±	1	2,7	Negativní (1+)			
	±	5	14	Slabě pozitivní (2+)			
(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	±	4	11	Negativní (1+)			
	±	1	2,7	Slabě pozitivní (2+)			
(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	±	5	14	Negativní (0)			
	±	15	41	Negativní (1+)			
	±	4	11	Slabě pozitivní (2+)			
(999) jiný výrobce	±	1	2,7	Negativní (1+)			
<b>(611) C1 exprese HER-2/neu</b>		34			34	33	97
<b>Sklo</b>		34			34	33	97
(802) Dako HercepTest	CVE >>>	1	2,9	Negativní (0)			
	CVE >>>	5	15	Negativní (1+)			
(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	CVE >>>	1	2,9	Negativní (0)			
	CVE >>>	2	5,9	Negativní (1+)			
(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	CVE >>>	9	26	Negativní (0)			
	CVE >>>	14	41	Negativní (1+)			

## Cyklus EHK: IHC1/25 - Imunohistochemie - detekce HER-2/neu

Stop termín: 21.2.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
		1	2,9	Slabě pozitivní (2+)			
(999) jiný výrobce	CVE >>>	1	2,9	Negativní (1+)			
<b>(612) C2 exprese HER-2/neu</b>		37					0
<b>Sklo</b>		37					0
(802) Dako HercepTest	±	5	14	Negativní (1+)			
	±	2	5,4	Slabě pozitivní (2+)			
(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	±	1	2,7	Negativní (0)			
	±	3	8,1	Negativní (1+)			
	±	1	2,7	Slabě pozitivní (2+)			
(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	±	2	5,4	Negativní (0)			
	±	18	49	Negativní (1+)			
	±	4	11	Slabě pozitivní (2+)			
(999) jiný výrobce	±	1	2,7	Negativní (1+)			
<b>(613) C3 exprese HER-2/neu</b>		35					0
<b>Sklo</b>		35					0
(802) Dako HercepTest	±	2	5,7	Negativní (1+)			
	±	3	8,6	Slabě pozitivní (2+)			
(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	±	3	8,6	Negativní (1+)			
	±	2	5,7	Slabě pozitivní (2+)			
(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	±	4	11	Negativní (0)			
	±	9	26	Negativní (1+)			
	±	11	31	Slabě pozitivní (2+)			
(999) jiný výrobce	±	1	2,9	Negativní (1+)			
<b>(616) D1 exprese HER-2/neu</b>		37			37	37	100
<b>Sklo</b>		37			37	37	100
(802) Dako HercepTest	CVE >>>	6	16	Slabě pozitivní (2+)			
	CVE >>>	1	2,7	Silně pozitivní (3+)			
(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	CVE >>>	5	14	Slabě pozitivní (2+)			
(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	CVE >>>	17	46	Slabě pozitivní (2+)			
	CVE >>>	7	19	Silně pozitivní (3+)			
(999) jiný výrobce	CVE >>>	1	2,7	Slabě pozitivní (2+)			
<b>(617) D2 exprese HER-2/neu</b>		37			37	37	100
<b>Sklo</b>		37			37	37	100
(802) Dako HercepTest	CVE >>>	7	19	Slabě pozitivní (2+)			
(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	CVE >>>	5	14	Slabě pozitivní (2+)			
(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	CVE >>>	22	59	Slabě pozitivní (2+)			
	>	2	5,4	Silně pozitivní (3+)			
(999) jiný výrobce	CVE >>>	1	2,7	Slabě pozitivní (2+)			
<b>(618) D3 exprese HER-2/neu</b>		37			37	37	100
<b>Sklo</b>		37			37	37	100
(802) Dako HercepTest	CVE >>>	7	19	Silně pozitivní (3+)			
(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	CVE >>>	5	14	Silně pozitivní (3+)			
(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	CVE >>>	24	65	Silně pozitivní (3+)			
(999) jiný výrobce	CVE >>>	1	2,7	Silně pozitivní (3+)			
<b>(621) E1 exprese HER-2/neu</b>		34			34	32	94
<b>Sklo</b>		34			34	32	94
(802) Dako HercepTest	CVE >>>	3	8,8	Negativní (0)			
	CVE >>>	3	8,8	Negativní (1+)			
(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	CVE >>>	2	5,9	Negativní (0)			
	CVE >>>	3	8,8	Negativní (1+)			
(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	CVE >>>	12	35	Negativní (0)			
	CVE >>>	8	24	Negativní (1+)			
		2	5,9	Slabě pozitivní (2+)			
(999) jiný výrobce	CVE >>>	1	2,9	Negativní (0)			
<b>(622) E2 exprese HER-2/neu</b>		37			37	36	97
<b>Sklo</b>		37			37	36	97
(802) Dako HercepTest	CVE >>>	1	2,7	Negativní (0)			
	CVE >>>	5	14	Negativní (1+)			
		1	2,7	Slabě pozitivní (2+)			
(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	CVE >>>	1	2,7	Negativní (0)			
	CVE >>>	4	11	Negativní (1+)			
(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	CVE >>>	11	30	Negativní (0)			
	CVE >>>	13	35	Negativní (1+)			
(999) jiný výrobce	CVE >>>	1	2,7	Negativní (1+)			
<b>(623) E3 exprese HER-2/neu</b>		25			25	25	100
<b>Sklo</b>		25			25	25	100
(802) Dako HercepTest	CVE >>>	5	20	Negativní (0)			
(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	CVE >>>	3	12	Negativní (0)			
(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	CVE >>>	17	68	Negativní (0)			