

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek | N ... počet výsledků |
| | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
| | ± ... označuje nehodnocený výsledek | |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------|---------|---|----------|------------------|
|--------|---------|---|----------|------------------|

(410) Intratek. synt. IgG

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----|-----------------------|-------|
| K | Všechny výsledky | >>> | 35 | Syntéza není přítomna | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 35 | | Úspěšnost: 100 % | | | |

Celková úspěšnost: 100 %

(411) Intratek. synt. IgA

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----|-----------------------|-------|
| K | Všechny výsledky | >>> | 20 | Syntéza není přítomna | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 20 | | Úspěšnost: 100 % | | | |

Celková úspěšnost: 100 %

(412) Intratek. synt. IgM

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----|-----------------------|-------|
| K | Všechny výsledky | >>> | 23 | Syntéza není přítomna | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 23 | | Úspěšnost: 100 % | | | |

Celková úspěšnost: 100 %

(413) Permeabilita bariéry

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----|-----------------------------|-------|
| K | Všechny výsledky | >>> | 45 | Permeabilita BCB je zvýšená | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 45 | | Úspěšnost: 100 % | | | |

Celková úspěšnost: 100 %

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 21.11.2017